

秋・冬のキャンペーンと 新製品など

キャンペーン期間 ~2020年3月31日迄

※大幅な為替変動などにより、2020年1月以降のキャンペーンを中止、もしくはキャンペーン価格を改訂させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。

MICROFLEX® グローブキャンペーン

マイクロフレックスグローブをご購入頂いたお客様を抽選で2020年度の東京ドーム巨人戦にご招待しております。10箱入の大箱に1枚の抽選応募ハガキを同封致しますので奮ってご応募下さい。

ネオプロ

クロロプレン



- 耐薬品性に優れた材質です
- 指先すべり止め加工
- ASTM D 6319 クリアー
- ピンホール試験 AQL 1.5

100枚入
キャンペーン価格
¥1,620

注文コード: 0950200 (XS) 0950210 (S)
0950220 (M) 0950230 (L) 0950240 (XL)
メーカーコード: NPG-INT- (サイズ)

ダイヤモンド グリップ プラス

ラテックス



- 全体がすべり止め加工
- パウダーフリー
- ASTM D 3578 クリアー
- ピンホール試験 AQL 1.5

100枚入
キャンペーン価格
¥1,070

注文コード: 0950100 (XS) 0950110 (S)
0950120 (M) 0950130 (L) 0950140 (XL)
メーカーコード: 63-754

エクシード

ニトリル




- 指先すべり止め加工
- パウダーフリー
- ラテックスフリー
- ASTM D 6319 クリアー
- ピンホール試験 AQL 0.65 (最高基準)

250枚入
キャンペーン価格
¥1,940

注文コード: 0953000 (XS) 0953010 (S)
0953020 (M) 0953030 (L) 0953040 (XL・230枚入)
メーカーコード: 93-733

エボリューション ワン

ラテックス



- スムーズな脱着 (内側の5ポリマーマトリックス)
- 全体が滑り止め加工
- ASTM D 6319 クリアー
- ピンホール試験 AQL 1.5

100枚入
キャンペーン価格
¥1,370

注文コード: 0950600 (XS) 0950610 (S)
0950620 (M) 0950630 (L) 0950640 (XL)
メーカーコード: EV-2050- (サイズ)

スプリーノ

ニトリル



- 柔らかく丈夫で弾力性のあるニトリル
- ポリマーコーティングでスムーズな脱着
- ASTM D 6319 クリアー
- ピンホール試験 AQL 0.65 (最高基準)

100枚入
キャンペーン価格
¥1,630

注文コード: 0950300 (XS) 0950310 (S)
0950320 (M) 0950330 (L) 0950340 (XL)
メーカーコード: 93-743

スタンダード キャップ チューブ (イーザーフィット) **キャンペーン**



スイス、トレフブランドのベストセラーチューブを お求めやすい価格で



- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- メディカルグレードのポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心 : ~ 30,000 xg
オートクレーブ : 121 °C、20分
温度範囲 : -190 °C ~ 121 °C

1.5 ml 注文コード 0300100
1,000本入 ~~¥2,400~~
¥1,920

0.5 ml 注文コード 0301000
500本入 ~~¥1,800~~
¥1,440

1.5 ml フラットボトム チューブ (イーザーフィット) **キャンペーン**

かたすぎず、やわらかすぎないキャップが好評の トレフ、平底チューブです



- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- メディカルグレードのポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心 : ~ 30,000 xg
オートクレーブ : 121 °C、20分
温度範囲 : -190 °C ~ 121 °C

1.5 ml 注文コード 0300900
1,000本入 ~~¥3,600~~
¥2,880



キャップロック チューブ **キャンペーン**



1.5ml

2.0ml

0.5ml



1. クリップでしっかりとロックします

2. リップできちんとシールします

3. 曲げやすいヒンジできちんと閉まります

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- メディカルグレードのポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

0.5 ml 注文コード 0301500
500本入 ~~¥2,800~~
¥2,240

1.5 ml 注文コード 0300400
1,000本入 ~~¥5,200~~
¥4,160

2.0 ml 注文コード 0301800
500本入 ~~¥3,000~~
¥2,400

遠心 : ~ 30,000 xg (2.0 ml チューブは ~20,000 xg)
オートクレーブ : 121 °C、20分
温度範囲 : -190 °C ~ 121 °C

クリックキャップ チューブ キャンペーン チューブオープナー付



しっかり閉まるクリック構造のチューブです

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- メディカルグレードのポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心：～ 30,000 xg (2.0 ml チューブは ～20,000 xg)
オートクレーブ：121℃、20分
温度範囲：-190℃～121℃

1.5 ml 注文コード 0300500
1,000本入 ~~¥3,900~~ **¥3,120**

2.0 ml 注文コード 0301900
500本入 ~~¥2,600~~ **¥2,080**



DNase, RNaseフリーチューブ キャンペーン



透明度が高く、やわらかめのクリックキャップ

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- メディカルグレードのポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心：～ 30,000 xg
オートクレーブ：121℃、20分
温度範囲：-190℃～121℃

1.5 ml 注文コード 0300700
1,000本入 ~~¥4,000~~ **¥3,200**

0.5 ml 注文コード 0301300
500本入 ~~¥2,100~~ **¥1,680**



トレフチューブのキャップは3種類 トレフチューブのシンボルマーク



イーजीフィット

サンプルの準備、遠心、アッセイ、保存用など一般的な用途に便利な開け閉めのしやすいキャップです



クリックキャップ

キャップを固くしており、変性のプロトコルのように、蒸発により高い圧がかかる行程に最適です。DNase, RNaseフリーチューブはやや柔らかめの設計です。



キャップロック

キャップをダブルロックするシステムで、貴重なサンプルや危険なプローブのインキュベーションや保存中に、誤ってキャップが開いてしまうのを防ぎます。



クリーンルーム ピュア

ISO14644-1、クラス8のクリーンルームで製造されており、RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリーの製品です。パーজনポリプロピレン製で、添加剤などは一切使用されておりません。

チューブ オープナー (5色セット)



0.2 ml ～2.0 ml チューブに使用でき、軽く、しかも安全にキャップを開けることができます。

注文コード 0309510
レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー各1本 **¥800**

ペレット ミキサー



- サンプルの混合等にお使いください
- トレフチューブの形状にあわせてあります
- ポリプロピレン製

			SAMPLE	AUTOCLAVE
注文コード	品名	入数	価格	メーカーコード
0310000	ペレットミキサー-1.5 ml 用	50本	¥ 9,300	96.07339.9.03
0310010	ペレットミキサー-0.5 ml 用		¥10,300	96.07338.9.03

25%
OFF

プラグマット

1.1 mL、2.5 mL
シングルチューブ

0.65 mL
シングルチューブ

1.1 mL、0.65 mL 8連チューブ & キャップ

DNase / RNase Free

Pyrogen
/ Endotoxin Free

Human DNA Free

COA on request

—80℃ 長期保存

0.65 mL チューブ

AUTOCLAVE

注文コード	チューブ	入 数	滅 菌	価 格	キャンペーン価格
0640010	シングル	バルク 960本	×	¥6,700	¥ 5,000
0640020		96 × 10 ラック	×	¥12,800	¥ 9,600
0640030			○	¥14,500	¥10,800
0640040	8連	8連 × 120	×	¥7,700	¥ 5,700
0640050		96 × 10 ラック	×	¥12,100	¥ 9,000
0640060			○	¥14,800	¥10,500

1.1 mL チューブ

AUTOCLAVE

注文コード	チューブ	入 数	滅 菌	価 格	キャンペーン価格
0640210	シングル	バルク 960本	×	¥6,200	¥ 4,600
0640220		96 × 10 ラック	×	¥12,400	¥ 9,300
0640230			○	¥14,800	¥10,700
0640240	8連	8連 × 120	×	¥9,500	¥ 7,100
0640250		96 × 10 ラック	×	¥12,800	¥ 9,000
0640260			○	¥13,700	¥10,200
0640270	12連	12連 × 80	×	¥9,500	¥ 7,100
0640280		96 × 10 ラック	×	¥11,800	¥ 8,800
0640290			○	¥13,700	¥10,200

2.2 mL チューブ

AUTOCLAVE

注文コード	チューブ	入 数	滅 菌	価 格	キャンペーン価格
0640410	シングル	バルク 480本	×	¥29,800	¥17,400
0640420		96 × 6 ラック	×	¥57,800	¥43,300
0640430			○	¥61,500	¥46,100

キャップ (Vented) 凍結保存・ボイルなど高い汎用性

注文コード	チューブ	入 数	滅 菌	価 格	キャンペーン価格
0641010	8連	8連 × 120	×	¥3,000	¥2,250
0641020			○	¥4,100	¥3,070
0641030	12連	12連 × 80	×	¥3,000	¥2,250
0641040			○	¥4,100	¥3,070

キャップ (Non-Vented) 強い攪拌の際など、クロスコンタミを防ぎます

注文コード	チューブ	入 数	滅 菌	価 格	キャンペーン価格
0641110	8連	8連 × 120	×	¥6,700	¥5,020
0641120			○	¥7,800	¥5,850

96 プラグマット

注文コード	チューブ	入 数	滅 菌	価 格	キャンペーン価格
0641210	96ウェル	10	×	¥6,800	¥5,100
0641220			○	¥7,900	¥5,920

SBS フットプリントで、ロボットや
自動システムにも対応します。

アルファベットと数字のグリッドにより、サンプルの
特定が容易です。また、右上に切れ込みがあります
ので、リッドの向きを間違えることはありません。

- RNase、DNase、human DNA、PCR inhibitors、endotoxins、ATP フリー
- バージン樹脂製で、添加剤は一切使用されていません
- 成型時に潤滑剤や界面活性剤は使用されていません
- ISO14644-1、クラス8のクリーンルームで製造されています
- ANSI SLAS 2004のフットプリントに準拠しており、ロボットにも対応しています
- 気密性、平面度、肉厚は100%自動で管理されています
- ポリプロピレン(PP) 製：-80℃～オートクレーブ(121℃ 20分)
ポリスチレン(PS) 製：-20℃～60℃

30%
OFF

SAMPLE


2.2 mL 角型ウェル @¥350 (未滅菌) / ¥438 (滅菌済)

注文コード	材 質	滅 菌	入 数	価 格	キャンペーン価格
0310500	PP	未滅菌	4枚	¥2,000	¥1,400
0310510	PP	滅菌済み	4枚	¥2,500	¥1,750

カバー

注文コード	品 名	数 量	価 格	メーカーコード
0310700	*カバー	1枚	¥250	96.09537.9.01

*カバーはEVA製でオートクレーブ不可



1.2 mL 丸型ウェル @¥263 (未滅菌) / ¥315 (滅菌済)

注文コード	材 質	滅 菌	リ ム	入 数	価 格	キャンペーン価格
0310100	PS	未滅菌	なし	4枚	¥1,500	¥1,050
0310110	PP	未滅菌	なし	4枚	¥1,500	
0310170	PS	未滅菌	つ き	4枚	¥1,500	
0310180	PP	未滅菌	つ き	4枚	¥1,500	
0310150	PS	滅菌済み	なし	4枚	¥1,000	¥1,260
0310160	PP	滅菌済み	なし	4枚	¥1,000	
0310190	PS	滅菌済み	つ き	4枚	¥1,000	
0310200	PP	滅菌済み	つ き	4枚	¥1,000	

カバー

注文コード	品 名	数 量	価 格	メーカーコード
0310250	カバー(オートクレーブ不可)	10枚	¥4,900	96.09711.9.01

*1.2 mL 丸型ウェル、0.5 mL プレート共通



リムつき

0.5 mL 丸型ウェル @¥280 (未滅菌) / ¥360 (滅菌済)

注文コード	材 質	滅 菌	リ ム	入 数	価 格	キャンペーン価格
0310800	PP	未滅菌	つ き	7枚	¥2,000	¥1,960
0310810	PP	滅菌済み	つ き	7枚	¥3,000	¥2,520

カバー

注文コード	品 名	数 量	価 格	メーカーコード
0310250	カバー(オートクレーブ不可)	10枚	¥4,900	96.09711.9.01




PCR シール キャンペーン

DIVERSIFIED BIOTECH

- 温度範囲：-70℃～100℃ ● RNase / DNase free, DMSO 耐性
- 必要最低限の部分だけ接着します ● 100枚入

接着剤はナノカプセルに密閉されており、触れてもべたつきはありません。貼り付ける時に圧力をかけた部分だけ、カプセルから接着剤が溶出しますので、ウェルのリム部分だけ接着され、そのほかは接着剤のない領域になります



注文コード	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0764920	¥39,900	¥19,900	PCRS-1000

SAMPLE

粘着フィルム

テンプレート シーリング フィルム(ヒートシール)

USA SCIENTIFIC

- 96穴用の粘着フィルムでサンプルのロスを防ぎ DNA 増幅での温度範囲で使用できます (-40℃～125℃、湿度75%)



注文コード	滅菌	入 数	価 格	メーカーコード
0435210	未滅菌	100枚	¥15,800	2921-0000
0435220	滅菌済み		¥24,400	2921-0010


SAMPLE

粘着フィルム

NAL-96 シーリング フィルム

USA SCIENTIFIC

- プローブやチップまたサンプルが接着剤に触れることなく取り出せます
- 2層構造のフィルムで、プレート全体をしっかりとシールします
- ウェルの上の90%には接着剤がついていません
- 上の層は簡単につき破れるポリエチレン製で接着剤がついていません
- 下の層はポリプロピレン製でウェルに合わせて穴が開けてあります
- オートサンプラーやロボットに最適で、エアゾールによるコンタミが防げます



注文コード	滅 菌	入 数	価 格	メーカーコード
0435270	未滅菌	50枚	¥29,600	2923-5000

SAMPLE

プリカット粘着フィルム

アルミナシール キャンペーン

DIVERSIFIED BIOTECH

- 低温保存、インキュベーション、輸送、遮光が必要なサンプルなどに使えます
- 約70ミクロンのアルミホイルでピペットで突き刺せます
- 滅菌済み
- -80℃～110℃ で使用できます
- 耐薬品性がよく、溶剤やジメチルスルホキシド(DMSO)にも耐えます



0764950



0764955



0764960

注文コード	品 名	サイズ (mm)	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0764950	アルミナシール	152.4×82.5	100枚	¥18,800	¥11,700	ALUM-1000
0764955	アルミナシール 96	117.6×76.2	100枚	¥21,700	¥15,100	ALUM-9600
0764960	アルミナシール 384	123.7×82.6	100枚	¥22,800	¥15,900	ALUM-3840

SAMPLE

粘着フィルム チップで突き刺せます!


タイタートップ(ガンマー線滅菌済み) キャンペーン

DIVERSIFIED BIOTECH

- マイクロプレート用粘着フィルムです
- サンプルの蒸発、こぼれ、コンタミを防ぎます
- 152.4 mm × 82.5 mm × 0.11 mm
- ピペットチップを突き刺してサンプルの回収ができます
- 使用温度範囲: -40℃ ~ 80℃ (連続でなければ100℃)
- 湿度: 100%

SAMPLE

注文コード	入数	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0765200	50枚	¥9,400	¥6,370	TTOPS-50
0765300	100枚	¥15,800	¥10,900	TTOPS-100



ブリーズイージー・イージー キャンペーン

DIVERSIFIED BIOTECH

ブリーズイージー

- 材質: ポリウレタン
- 温度範囲: -80℃ ~ 100℃
- 滅菌: ガンマー線滅菌
- ガス透過性: 0.7 kg/m²/24 h
- 100枚入

ブリーズイージーアー

- 材質: 不織レイオン
- 温度範囲: -20℃ ~ 80℃
- 滅菌: ガンマー線滅菌
- ガス透過性: 4.2 kg/m²/24 h
- 100枚入



ブリーズ イージー



ブリーズ イージーアー

SAMPLE

注文コード	品名	サイズ(mm)	入数	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0765050	ブリーズ イージー	82.5×152.4	100枚	¥15,600	¥12,480	BEM-1
0765060	ブリーズ イージーアー	82.5×152.4	100枚	¥15,600	¥10,900	BERM-2000

ブリーズイージー / イージーアー チューブ用 キャンペーン

DIVERSIFIED BIOTECH

- 細胞の培養、サンプルの濃縮(フリーズドライなど)やガス交換に最適なメンブレンです
- チューブのキャップも簡単に閉められますし、遠心機のローターに入れる邪魔にもなりません
- タブがついており使いやすくできています。保護レイヤーの取り外しも簡単です
- ブリーズイージーはポリウレタン製で水蒸気の透過率は0.7 kg / m² / 24hです
- ブリーズイージーアーは不織レイオン製で通気性はブリーズイージーの約6倍あります
- ガンマー線滅菌済みでサイトトキシンフリーです

注文コード	品名	入数	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0765070	ブリーズ イージー	100枚	¥11,500	¥6,900	BMTM-1000
0765080	ブリーズ イージーアー	100枚	¥11,500	¥6,900	BMTM-2000

SAMPLE



紙のレイヤーを剥がしチューブの真ん中に貼り付けレイヤーをとります。



チューブによく貼り付けてから保護レイヤーをはがしチューブを包むように貼り付けます。

ブリーズイージー ペトリディッシュ用(ガス透過性) キャンペーン

DIVERSIFIED BIOTECH

ガス透過性、使いやすいストリップタイプ 100枚入

通気性

- 通気性がありますので酸素やCO₂のガス交換が可能です
- 細胞の培養や保存の際に、微生物やウイルスのコンタミを防ぎます
- 使いやすいようカットされており、台紙がついています
- 十分伸びますのでφ100 mm のペトリディッシュまでカバーします

サイズ: 283 mm × 16 mm
温度範囲: -80℃ ~ 100℃

注文コード	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0765085	¥15,600	¥10,900	BEMP-1000




- 非常に純度の高いバージンポリプロピレンを使用し、DiHEMA / オレイン酸アミドが含まれていません
これらはしばしば原材料のポリプロピレンにも含まれる物質ですが、実験結果に悪影響を与えます
- 潤滑油を使用せずに製造しています

- 色素にカドミウムは含まれておりません
- DNase、RNase、endotoxins、ATP フリーの製品です
- 121℃、20分のオートクレーブが可能です
- 環境にやさしいパッケージです

スタンダードチップ (リム付)

- 手で取り付けがしやすいリム付のチップです
- 35年を超えるロングセラーです

イエローチップ1701



注文コード	入 数	価 格
0303000	1,000本	¥2,600

ブルーチップ1702



注文コード	入 数	価 格
0303010	1,000本	¥3,500

PCチップボックス




再登場



- 繰り返しのオートクレーブに最適なポリカーボネイト製チップボックスです

注文コード	用 途	本 数	価 格
0307400	リム付イエローチップ1701用	100本 (シングルピペット用)	¥3,900
0307410	リム付ブルーチップ1702用	100本 (シングルピペット用)	

Slim Line キャンペーン



バルク (袋入り)



チップラック




チップリフィル



スタックラック


0.1~20μl



10 3

全長: 37 mm


0.5~20μl



10 2

全長: 46 mm


1~50μl



25 10 2.5

全長: 50 mm


2~200μl (ラック入はクリアーです)



100 20

全長: 50 mm


5~300μl



100 50

全長: 53.5 mm

50~1000μl (ラック入はクリアーです)



500 250

全長: 69.8 mm

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格
0306001	バルク	クリアー	1,000本	¥3,200	¥2,560
0306011	ラック入	クリアー	96×5ラック	¥6,500	¥5,200
0306031	リフィル	クリアー	96×10ラック	¥9,700	¥7,760

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格
0306002	バルク	クリアー	1,000本	¥2,100	¥1,680
0306012	ラック入	クリアー	96×5ラック	¥5,500	¥4,400
0306032	リフィル	クリアー	96×10ラック	¥6,400	¥5,120
0306052	スタックラック	クリアー	96×10ラック	¥5,500	¥4,400

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格
0306003	バルク	クリアー	1,000本	¥1,900	¥1,520
0306013	ラック入	クリアー	96×5ラック	¥4,800	¥3,840
0306033	リフィル	クリアー	96×10ラック	¥6,400	¥5,120

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格
0306004	バルク	イエロー	1,000本	¥1,700	¥1,360
0306014	ラック入	クリアー	96×5ラック	¥4,800	¥3,840
0306034	リフィル	クリアー	96×10ラック	¥6,800	¥4,800
0306054	スタックラック	クリアー	96×10ラック	¥5,800	¥4,000

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格
0306005	バルク	クリアー	1,000本	¥1,800	¥1,440
0306015	ラック入	クリアー	96×5ラック	¥4,800	¥3,840
0306035	リフィル	クリアー	96×10ラック	¥6,800	¥4,800

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格
0306006	バルク	ブルー	1,000本	¥2,100	¥1,680
0306016	ラック入	クリアー	96×5ラック	¥5,800	¥4,000
0306036	リフィル	クリアー	96×10ラック	¥6,400	¥4,880
0306056	スタックラック	クリアー	96×10ラック	¥5,500	¥4,400

トレフ PC チップボックス 繰り返しのオートクレーブに最適です



再登場

- 繰り返しのオートクレーブに最適なポリカーボネイト製チップボックスです
- チップを保管、保護します
- 片手で開け閉めのしやすいヒンジリッドです
- 積み重ねが可能です

チップ128本付

使用温度範囲：-60℃～135℃

補充用バルクチップ(各1000本入)

注文コード	用途	本数	価格
① 0307450	Slim Line 200 µl チップ用	128本(8×16 フォーマット)	
② 0307460	Slim Line 1000 µl チップ用	128本(8×16 フォーマット)	¥3,900
0307455	Slim Line 300 µl チップ用	128本(8×16 フォーマット)	

注文コード	用途	価格	キャンペーン価格
0306004	Slim Line 200 µl チップ	¥1,700	¥1,360
0306006	Slim Line 1000 µl チップ	¥2,100	¥1,680
0306005	Slim Line 300 µl チップ	¥1,800	¥1,440

トレフ トランスファーペッテ S 容量デジタル可変式

キャンペーン



- 右利きでも左利きでも片手で容量をセットできます
- ロック機能により、誤って設定容量を変えてしまうことがありません
- レンズにより4桁の容量表示が読み取りやすくなっています

- カラーコードにより正しいチップの選択が楽です
- そのままオートクレーブにかけられます(121℃、20分)
- キャリブレーションを簡単に行うことができます

マルチチャンネル ピペット

- ノーズコーンにはO-リングがついており、軽い力でしっかりとチップを装着します
- 左右どちらにも 360° 回転できます

8チャンネル(デジタル可変式) ~~¥97,500~~ キャンペーン価格 **¥78,000**

注文コード	容量 (ul)	1目盛り (ul)	精度 ±%	再現性 ±%	使用チップ
0311400	0.5~10	0.1	1.6	1.0	0.1~20
0311430	5~50	0.1	0.8	0.4	~200
0311440	10~100	0.2	0.8	0.3	~200
0311450	20~200	0.2	0.8	0.3	~200
0311460	30~300	0.2	0.8	0.3	~300

備考：ピペットセットにはピペット、チップボックス、壁掛けスタンド、スぺアシーリング、リザーバー、シリコンオイル、ブラシ、ツールが標準でついています。

12チャンネル(デジタル可変式) ~~¥119,500~~ キャンペーン価格 **¥95,600**

注文コード	容量 (ul)	1目盛り (ul)	精度 ±%	再現性 ±%	使用チップ
0311500	0.5~10	0.1	1.6	1.0	0.1~20
0311530	5~50	0.1	0.8	0.4	~200
0311540	10~100	0.2	0.8	0.3	~200
0311550	20~200	0.2	0.8	0.3	~200
0311560	30~300	0.2	0.6	0.3	~300

備考：ピペットセットにはピペット、チップボックス、壁掛けスタンド、スぺアシーリング、リザーバー、シリコンオイル、ブラシ、ツールが標準でついています。

シングルピペット

- スリムなシャフトで、チップイジェクターがついたまま細い容器の中に入ります
- チップコーンは理想的な標準設計で、トレフチップはもとより他社のチップにもお使いになれます

シングル(デジタル可変式) ~~¥38,000~~ キャンペーン価格 **¥24,000**

注文コード	容量 (ul)	1目盛り (ul)	精度 ±%	再現性 ±%	使用チップ
0311300	0.1~1	0.001	2	1.2	0.1~20
0311310	0.5~10	0.01	1	0.5	0.5~20
0311320	2~20	0.02	0.8	0.4	~200
0311330	10~100	0.1	0.6	0.2	~200
0311340	20~200	0.2	0.6	0.2	~200

シングル(デジタル可変式) ~~¥34,500~~ キャンペーン価格 **¥27,600**

注文コード	容量 (ul)	1目盛り (ul)	精度 ±%	再現性 ±%	使用チップ
0311350	100~1000	1	0.6	0.2	~1000
0311360	500~5000	5	0.6	0.2	~5000

トレフ リザーバー

キャンペーン



- オートクレーブができるリザーバーです

AUTOClave

注文コード	材質	容量	目盛り	入数	価格	キャンペーン価格
0313430	ポリプロピレン	50 ml	10, 20 ml	10個	¥2,750	¥1,900



ネプチューン バリアチップ(フィルター付) キャンペーン

NEPTUNE
Tools for Life Sciences

RNase / DNase / human DNA free + Endotoxins free 電子線滅菌済

- 全商品低吸着のラインナップです
- 独自のS3樹脂と金型の精密なメンテナンスにより低吸着を実現しています
- シリコン処理とは異なり、劣化や侵出がありません
- ラックはコンパクトで保管スペースを取らず、マルチチャンネルピペット使用時もたわまない強度です
- クラウン部がやわらかく、多くのピペットにフィットします



吸引した液体を残すことなく排出します。正確で再現性のあるピペッティングが可能です。



通常はこのようにチップ内側の壁面に液体が残ってしまいます。

SAMPLE

容 量	商 品	注文コード	入 数	材 質	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
10 μ l		1013010	96 × 10	S ³	¥11,000	¥6,400	BT10
10 μ l ロング		1013020	96 × 10	S ³	¥11,000	¥6,400	BT10XLS3
10 μ l Eppendorf Style		1013030	96 × 10	S ³	¥11,000	¥6,400	BT10E
10 μ l Finn Style		1013040	96 × 10	S ³	¥11,000	¥6,400	BT10F
20 μ l		1013050	96 × 10	S ³	¥11,000	¥6,400	BT20
100 μ l		1013060	96 × 10	S ³	¥11,000	¥6,400	BT100
200 μ l		1013070	96 × 10	S ³	¥11,000	¥6,400	BT200
300 μ l		1013080	96 × 10	S ³	¥11,000	¥6,400	BT300
1250 μ l		1013090	96 × 8	S ³	¥12,500	¥7,000	BT1250

※適合するピペットに関しては別途資料がございます。ご請求下さい。(TEL : 03-3654-6611)

ディスポーザブル ピペット キャンペーン 在庫限り

ALP
Disposables for Precision




- ガンマー線滅菌済み
- non pyrogenic
- non cytotoxic
- non haemolytic
- endotoxin レベル < 0.5 EU / ml

異なるサイズのボックスを重ねて保管できます
ピペットの取り出しが楽にできます



一体成型



- ① ナローチップ
- ② ワイドチップ

注文コード	サイズ	カラーコード	梱包(本数×袋)	タイプ	入 数	価 格	キャンペーン価格	1本当たり	メーカーコード
0705000	1 ml	イエロー	1本 × 500	ナロー	500	¥12,000	¥ 7,500	¥24 15.0	PN1E1
0705100	2 ml	グリーン	1本 × 500	ナロー	500	¥13,000	¥ 7,600	¥26 15.2	PN2E1
0705200	5 ml	ブルー	1本 × 250	ナロー	250	¥11,000	¥ 6,700	¥44 26.8	PN5E1
0705900	10 ml	オレンジ	1本 × 200	ワイド	200	¥12,000	¥ 5,900	¥60 29.5	PL10E1

SAMPLE

RF3000 キャンペーン

Heathrow Scientific

- 軽量で扱いやすく、UV 耐性のある材質
- 5色のノズルコーンが付属(オートクレープ可)
- リチウムイオンバッテリー20時間の連続使用
- 片手で吸引、分注、スピード調整(High / Low / Gravity)

注文コード	品 名	価 格	キャンペーン価格
0666501	RF3000	¥39,800	¥25,800



5 ml 自立型チューブ **NEW**



- ポリエチレンコポリマー製の自立型のコンカルバイアルです
- キャップは高密度ポリエチレン製で、シーリングリングが成型されています
- 書き込みエリアは広く、1 ml おきにメモリがついています

使用温度範囲： -40 ~ 120 °C （オートクレーブ不可）

注文コード	品 名	入 数	価 格	メーカーコード
0440700	5 ml 自立型チューブ 未滅菌	250本	¥7,000	1505-1000
0440710		250本 × 4	¥27,200	
0440750	5 ml 自立型チューブ 滅菌済	25本	¥1,500	1505-1510
0440760		25本 × 20	¥27,000	



1505-1000 (未滅菌)



1505-1510 (滅菌済)

クライオバイアル **キャンペーン**

Simport

- 凍結保存用 ● ガンマ線滅菌済み ● DNase-free ● RNase-free ● Pyrogen-free
- DNA-free ● 目盛り、書き込み用マーキングエリア付き ● -196 °C (気相のみ) で保存が可能です
- 丸底のみ~17,000 xg まで遠心可能です

30% OFF

T308シリーズを除く

アウターキャップ


T309シリーズ ①リップシール

SAMPLE



アウターキャップ

注文コード	容量 (ml)	底の形状	サイズ (mm)	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0600110	1.2	自立型	12.5 × 43	100本	¥4,000	¥2,800	T309-1A
0600000	2	丸 底	12.5 × 48	100本	¥4,000	¥2,800	T309-2
0600010	2	自立型	12.5 × 49	100本	¥4,000	¥2,800	T309-2A
0600210	3	自立型	12.5 × 72	100本	¥4,000	¥3,220	T309-3A
0600310	4	自立型	12.5 × 78	100本	¥4,900	¥3,430	T309-4A
0600410	5	自立型	12.5 × 92	100本	¥5,100	¥3,570	T309-5A



1A 2 2A 3A 4A 5A


T310シリーズ ①シリコンワッシャー

SAMPLE



アウターキャップ

注文コード	容量 (ml)	底の形状	サイズ (mm)	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0600130	1.2	自立型	12.5 × 43	100本	¥5,000	¥3,500	T310-1A
0600020	2	丸 底	12.5 × 48	100本	¥5,000	¥3,500	T310-2
0600030	2	自立型	12.5 × 49	100本	¥5,000	¥3,500	T310-2A
0600230	3	自立型	12.5 × 72	100本	¥5,000	¥3,710	T310-3A
0600330	4	自立型	12.5 × 78	100本	¥6,100	¥4,270	T310-4A
0600430	5	自立型	12.5 × 92	100本	¥6,000	¥4,760	T310-5A
0600510	10	自立型	17 × 84	50本	¥3,900	¥2,730	T310-10A



1A 2 2A 3A 4A 5A 10A


T308シリーズ ①ロングリップシール + ②シリコンワッシャー

SAMPLE



アウターキャップ

注文コード	容量 (ml)	底の形状	サイズ (mm)	入 数	価 格	メーカーコード
0600170	1.2	自立型	12.5 × 42	100本	¥5,900	T308-1A
0600060	2	丸 底	12.5 × 47	100本	¥5,900	T308-2
0600070	2	自立型	12.5 × 49	100本	¥5,900	T308-2A
0600270	3	自立型	12.5 × 71	100本	¥6,200	T308-3A
0600370	4	自立型	12.5 × 77	100本	¥6,700	T308-4A
0600470	5	自立型	12.5 × 91	100本	¥7,400	T308-5A



1A 2 2A 3A 4A 5A

インナーキャップ

T311シリーズ ①シリコンワッシャー

SAMPLE



インナーキャップ

注文コード	容量 (ml)	底の形状	サイズ (mm)	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0600140	1.2	自立型	12.5 × 43	100本	¥4,800	¥3,360	T311-1
0600040	2	自立型	12.5 × 49	100本	¥4,800	¥3,360	T311-2
0600050	2	丸 底	12.5 × 48	100本	¥4,800	¥3,360	T311-3
0600340	4	丸 底	12.5 × 72	100本	¥5,500	¥3,850	T311-4
0600350	4	自立型	12.5 × 72	100本	¥5,000	¥4,130	T311-4A
0600440	5	丸 底	12.5 × 92	100本	¥6,100	¥4,270	T311-5



1 2 3 4 4A 5

PCRチューブ(シングル) **キャンペーン**



- 肉厚は薄く均一で、熱の伝わりに優れています
- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- メディカルグレードのポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心：～ 30,000 xg
オートクレーブ：121℃、20分
温度範囲：-190℃～121℃

SAMPLE **AUTOCLAVE**



0.2ml



0.5ml

注文コード	容量	カラー	入数	価格	キャンペーン価格
0302000	0.2 ml	ナチュラル	500×2	¥5,700	¥3,990
0301250	0.5 ml	ナチュラル	500×2	¥6,600	¥4,620

0.2 ml 8連PCR チューブ / キャップ (125ストリップ) **キャンペーン**



- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- メディカルグレードのポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

SAMPLE **AUTOCLAVE**

注文コード	品名	カラー	価格	キャンペーン価格
0302100	チューブ	ナチュラル	¥5,800	¥4,600
0302200	フラット キャップ	ナチュラル	¥5,800	¥4,000
0302250	ドーム キャップ	ナチュラル	¥4,800	¥3,840



ドームキャップ


フラットキャップ

ブルービュー トランスイルミネーター (波長470 nm) **キャンペーン**



MBE-200A

- コンパクト(200×200×13.9 mm) … 本体のみ
- 軽量(760g) … 本体のみ
- 観察用のアンバーフィルター、簡易的なフードが付属されます
- 観察エリア：153 mm × 153 mm



【使用例】ゲルを載せ、アンバーフィルター(標準付属品)を通して切り出し



【使用例】簡易的なフード(標準付属品)、スマホで撮影

MBE-300

- 泳動槽の下に直接置けるタイプのLEDイルミネーターです
- コンパクト(86×170×25 mm)
- 観察用のアンバーフィルターが付属されます
- 観察エリア：112×74.6 mm



【本体】



【使用例】

注文コード 1007610

~~¥95,000~~ **¥66,000**

注文コード 1007630

~~¥80,000~~ **¥42,000**

- Windowsタイプで使いやすいカラーのタッチスクリーンです
- 用途に応じて、簡単に画期的なブロック交換システム
- ハイスピード、低消費電力
- 機械同士でプログラムのコピーが可能です
- 停電時の自動復帰は熱変性からの再開
誤ったアニーリングを防止します
- 4℃で長時間保存可能(最低-5℃で保存可能)
- ヘルプ機能でマニュアルが呼び出せます

4℃
長時間
保存

5年
保証

>60万
サイクル

サーモブロック96

(シルバー / アルミ)
*写真はシルバー

サーモブロック48

サーモブロック384

- ブロック交換は非常に簡単、片手でわずか10秒で可能です
- 6つの独立したペルティエ素子により優れた均一性と迅速な加熱・冷却が可能です
- 温度センサーはブロックの中にあり、自己校正をしながら正確な温度を保ちます
- 使用されているペルティエ素子は600,000サイクルを難なくこなします
- シルバーブロックは熱伝導率が非常によく、消費電力は最大で350W、プログラム実行中は150Wの省エネ設計です

デモ、貸出は随時受け付けております。
正確な温度制御をご体感ください。

1台分のスペースで

3台分

パラレルPCRブロック

- 3つのブロックが独立してコントロールされます
- 3種類の異なるプログラムが同時に進行します
- 別々の時間にスタートでき、同時にスタートする必要はありません

プログラムの進行中にメインリッドを開けても、そのプログラムは進行していきます
ブロックにパッシブリッドをかぶせ、3分以内にメインリッドを閉めれば、進行中のプログラムに影響しません
パッシブリッドがヒートリッドの役割を果たします

主な仕様

ブロック	サーモブロック48	サーモブロック96	サーモブロック384	サーモブロック96	パラレルPCRブロック
		シルバーブロック(金メッキ)		アルミブロック	
加熱 / 冷却		毎秒 4.2℃ / 毎秒 3.6℃		毎秒 2.5℃ / 毎秒 2.2℃	
ウェル数	48ウェル	96ウェル	384ウェル	96ウェル	21ウェル(7×3)×3ブロック
使用容器	0.5 ml チューブ	0.2 ml チューブ / プレート	384ウェルプレート	0.2 ml チューブ / プレート	0.2 ml チューブ
最低サンプル量	20μl	10μl	3μl	10μl	10μl

【主な仕様】

- グラディエント: 20℃ (±10℃)
- 最大プログラム数: 680 / 6ステップ
- 温度範囲: -5℃ ~ 99.9℃
- 電源: 85V ~ 265V、50 / 60 Hz
- 消費電力: 最大350W (スタンバイ時25W)

本体

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
0720020	ラブサイクラー ベーシック(ブロックなし)	¥634,000	¥449,000
0720030	ラブサイクラー グラディエント(ブロックなし)	¥707,000	¥495,000

ブロック

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
0720050	サーモブロック384(シルバー) 384ウェルプレート	¥568,000	¥384,000
0720055	サーモブロック96 (シルバー) 0.2 ml × 96本	¥522,000	¥358,000
0720056	サーモブロック96 (アルミ) 0.2 ml × 96本	¥428,000	¥307,000
0720060	サーモブロック48 (シルバー) 0.5 ml × 48本	¥522,000	¥358,000
0720110	パラレルPCRブロック 0.2 ml × 21本 × 3	¥677,000	¥500,000

保温・保冷実験に、氷を使わずフレキシブルな

クーリングチェンバー



0.2 ml × 96 / 1.5 ml × 4 /
0.5 ml × 6
0767100 **¥37,600**



0.5 ml × 90
0767110 **¥35,100**



0.2 ml × 24 / 0.5 ml × 35 /
1.5 ml × 20
0767140 **¥34,200**



クライオバイアル × 55
0767150 **¥32,300**


クールブリック



-10°C ~ 0°Cを7時間までキープ
0767200 **¥6,800**



0°C ~ 5°Cを11時間までキープ
※クーリングチェンバー
(5 ml × 32) 以外
0767300 **¥6,200**



クールボックス

注文コード:0767400 **¥9,300**


ニューアイス 氷の代用品

DIVERSIFIED BIOTECH

0767900 ニューアイス(約50個入) **¥4,000**



- ポリエチレンフィルムでできた袋に20 mlの純水が入っており、冷凍機で凍らせることにより氷の代わりになります
- 袋は丈夫で、洗って再利用できます
- 直接入れても液体が薄まることはありません




アイspan 密度3倍のEPS製

DIVERSIFIED BIOTECH



1リットル



4リットル



9リットル

【1リットル】
¥4,600

0767830 ブルー
0767831 グリーン
0767832 ピンク

【4リットル】
¥10,900

0767840 ブルー
0767841 グリーン

【9リットル】
¥18,400

0767850 ブルー
0767851 グリーン
0767852 ピンク

写真番号	品名	注文コード	価格
①	15 ml チューブ × 6本	0767460	¥33,700
②	15 ml チューブ × 12本	0767470	¥34,200
③	50 ml チューブ × 2本	0767500	¥28,100
④	50 ml チューブ × 4本	0767510	¥34,200
⑤	ダブルチェンバー	0767190	¥66,500 ^{※1}
⑥	ステップチェンバー	0767480	¥56,600 ^{※2}
⑦	80ウェルチェンバー	0767170	¥30,400 ^{※3}

※1 ⑤ 0.2 ml × 96 × 2
0.5 ml × 12
1.5 ml × 8
※2 ⑥ 1.5 / 2.0 ml × 64
※3 ⑦ 1.5 / 2.0 ml × 80


ベンチトップソリューション



1.5 ml × 48
0767120 **¥30,800**



5 ml × 32
0767130 **¥34,200**



384プレート / 1.5 ml × 4 /
0.5 ml × 6
0767160 **¥51,700**



平底プレート / 1.5 ml × 4 /
0.5 ml × 6
0767180 **¥34,200**



0℃～5℃を11時間までキープ
※クーリングチェンバー
(5 ml × 32) 専用
0767310 **¥6,200**



クールセーフシステム輸送用バック
0767410 **¥5,000**

エリートドライバスインキュベーター



- コンパクトな設計
- ブロックを外せば恒温水槽に

- タイマーと温度は同時に表示
室温+5℃～150℃
均一性：±0.2℃ (37℃時)
タイマー：0～99時間59分



シングル EL-01

注文コード 1007000

~~¥59,800~~ **¥40,200**



ダブル EL-02

注文コード 1007001

~~¥65,700~~ **¥52,500**

ブロック各種

注文コード	使用できるチューブ	EL-01	EL-02	価 格
1007060	平底プレート	○	×	¥15,800
1007062		×	○	¥31,400
1007061	96ウェルディープウェル / PCRプレート	○	×	¥31,400
1007063		×	○	¥31,400
1007053	0.2 ml × 64本 (8連×8)	○	○	¥15,800
1007054	0.5 ml × 20	○	○	¥15,800
1007050	1.5 / 2.0 ml × 20	○	○	¥15,800
1007056	50 ml × 4	○	○	¥15,800
1007052	片面: 1.5 / 2.0 ml × 20 裏面: 0.5 ml × 30 (両面使用)	○	○	¥31,400
1007051	1.5 / 2.0 ml × 12 0.5 ml × 12	○	○	¥15,800
1007057	φ 13 mm チューブ×20	○	○	¥15,800
1007055	15 ml × 12	○	○	¥15,800
1007058	φ 20 mm チューブ×12	○	○	¥15,800
1007059	φ 25 mm チューブ×6	○	○	¥15,800

アルミニウムミニペレット



商品にアイスパン、容器は含まれません

注文コード 0767535

~~¥13,200~~ **¥10,560 / 1ℓ**

サーマルマイクロビーズ



キャンペーン



- 熱伝導の高いガラスビーズです

~~¥13,200~~ **¥10,560 / 1ℓ**

0767540 サーマルマイクロビーズ 2.5～3 mm

0767541 サーマルマイクロビーズ XL 4～4.5 mm

マイクロビーズ用 チェンバー

- 軽くて丈夫、断熱効果に優れ、氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールに使用できます
- カラー、容量ともに3種類 (ピンクは在庫限り)



キャンペーン

商品にマイクロビーズは含まれておりません

シングル (75 × 94 × 76 mm)

0767520 ~~¥48,400~~

¥33,600

ダブル (152 × 94 × 76 mm)

0767530 ~~¥65,000~~

¥45,500

マイクロビーズ用 バッグ

- ナイロンメッシュのバッグです
- 保管、クリーニング、使用時、持ち運び、そのままフリーザーへ

最大5ℓ

キャンペーン



商品にアイスバケツは含まれておりません

注文コード 0767545

~~¥3,800~~ **¥2,310**

タフタッグファミリーレーザープリンター仕様

Word



レーザー
プリンター

で印字できます

Excel データの
差し込み印刷も
簡単です



クライオタッグ キャンペーン

DIVERSIFIED BIOTECH



-196°C

~ +150°C

~~¥13,600~~
¥10,400

0740000 ブランクシートのみ

~~¥11,700~~ **¥9,360**

用途	サイズ (mm)	枚数 (1シート)	合計 ラベル数	ホワイト	ブルー	グリーン	オレンジ	レッド	イエロー	5色セット*
0.5 mL チューブ	24 × 13	7 × 17	2,380	0736500	0736510	0736520	0736530	0736540	0736550	0736600
1.5 mL チューブ	33 × 13	5 × 17	1,700	0736000	0736010	0736020	0736030	0736040	0736050	0736100
一般のラベリング	38 × 19	5 × 12	1,200	0737000	0737010	0737020	0737030	0737040	0737050	0737100
	29 × 44	7 × 6	840	0737500						
クライオバイアル	43 × 19	4 × 13	1,040	0738000	0738010	0738020	0738030	0738040	0738050	0738100
ラック・ボックス	67 × 25	3 × 10	600	0738500	0738510	0738520	0738530	0738540	0738550	0738600
プレート・シャーレ	38 × 6	4 × 39	3,120	0739000	0739010	0739020	0739030	0739040	0739050	0739100
その他の用途	25 × 25	8 × 10	1,600	0740400						
	64 × 13	3 × 20	1,200	0740600						
	76 × 51	4 × 3	240	0739500						
クライオベイビ / タフスポットセット	φ 9.5 33 × 13	4 × 17	1,360	0741000	クライオベイビとタフスポットのセットです					
ブランクシート	216 × 279 mm		20	0740000	216 × 279 mm のブランクシートで、元々切り目を入れていないシートです					

* 5色セットはブルー、グリーン、オレンジ、レッド、イエロー 各4シート

タフタッグ キャンペーン

DIVERSIFIED BIOTECH



-40°C

~ +121°C

~~¥13,600~~
¥10,400

0732500 ブランクシートのみ

~~¥11,700~~ **¥9,360**

用途	サイズ (mm)	枚数 (1シート)	合計 ラベル数	ホワイト	ブルー	グリーン	オレンジ	レッド	イエロー	5色セット*	クリアー
0.5 mL チューブ	24 × 13	7 × 17	2,975	0725500	0725510	0725520	0725530	0725540	0725550	0725600	
	24 × 13	8 × 20	3,200	0726500**							
	27 × 13	6 × 16	1,920								0726000
1.5 mL チューブ	33 × 13	5 × 17	2,125	0727000	0727010	0727020	0727030	0727040	0727050	0727100	
	33 × 13	6 × 21	2,520	0727500**							
	38 × 19	5 × 12	1,500	0728500	0728510	0728520	0728530	0728540	0728550	0728600	
一般のラベリング	38 × 19	5 × 12	1,200								0729000
	38 × 13	5 × 16	1,600								0729500
	25 × 25	8 × 10	1,600	0730000							
	41 × 16	4 × 16	1,280	0730500							
スライドガラス	22 × 22	8 × 12	2,400	0731000	0731010	0731020	0731030	0731040	0731050	0731100	
その他のサイズ (カラーはホワイトのみです)	23 × 8	7 × 22	3,850	0732000	0.2 mL PCRチューブ用						
	63 × 13	3 × 20	1,500	0731500	0.5~2.0 mL フラッグタッグ(文字数を多く書き込めます)						
	67 × 5	3 × 33	2,475	0733000	PCRプレート / ペトリディッシュ用)						
	33 × 16	2 × 13	520	0728000	37 × 16 mm、透明なプロテクター付のラベルです						
	216 × 279 mm		25	0732500	216 × 279 mm のブランクシートで、元々切り目を入れていないシートです						

* 5色セットはブルー、グリーン、オレンジ、レッド、イエロー 各5シート

** ラベル間に切込みがあるだけで、余白がありません

−196℃で使用できる透明ラベル

クライオクリアー キャンペーン

- 透明なラベルですので、ラベルを貼っていても中のサンプルを見ることができます
- レーザープリンターで印字することができ、マーカーで書き込むこともできます

−196℃ ~ **70℃**

~~¥13,000~~
¥10,400

1.5 mL チューブ用

クリアー (0741500) … ラベルサイズ: 33 × 13 mm 5 × 17枚 / シート 合計ラベル数: 1,700枚

0.5 mL チューブ用

クリアー (0741510) … ラベルサイズ: 24 × 13 mm 7 × 17枚 / シート 合計ラベル数: 2,380枚



ディープフリーザーの中のサンプルの整理に

ウェイトグリップ キャンペーン

- 濡れた面や霜のついた面にも貼ることができます

−80℃ ~ **100℃**

~~¥13,000~~
¥10,400

1.5 mL チューブ用

ホワイト (0749600) … ラベルサイズ: 33 × 13 mm 5 × 17枚 / シート 合計ラベル数: 1,700枚

0.5 mL チューブ用

ホワイト (0749620) … ラベルサイズ: 24 × 13 mm 5 × 17枚 / シート 合計ラベル数: 2,380枚

一般のラベリング用

ホワイト (0749640) … ラベルサイズ: 38 × 19 mm 5 × 12枚 / シート 合計ラベル数: 1,200枚

スライドガラス用

ホワイト (0749660) … ラベルサイズ: 22 × 22 mm 8 × 12枚 / シート 合計ラベル数: 1,920枚



霜の上から貼って



とけてもはがれません



水の中でも貼れます

タフスポット レーザープリンター仕様 キャンペーン

−196℃ ~ **100℃**

~~¥13,000~~
¥10,400

φ 9.5 mm (0.5/ 1.5 mL チューブ用)

ホワイト (0745500) 、ブルー (0745510) 、グリーン (0745520)
オレンジ (0745530) 、レッド (0745540) 、イエロー (0745550)
5色セット (0745600) … 12 × 16枚 / シート 合計ラベル数: 3,840枚

φ 11 mm (1.5/ 2.0 mL チューブ用)

ホワイト (0745800) … 13 × 18枚 / シート 合計ラベル数: 4,680枚

φ 13 mm (1.5/ 2.0 mL チューブ用)

ホワイト (0746000) 、ブルー (0746010) 、グリーン (0746020)
オレンジ (0746030) 、レッド (0746040) 、イエロー (0746050)
5色セット (0746100) … 12 × 16枚 / シート 合計ラベル数: 3,840枚

φ 19 mm

ホワイト (0746500) … 9 × 12枚 / シート 合計ラベル数: 2,160枚

φ 25.4 mm

ホワイト (0747000) … 7 × 9枚 / シート 合計ラベル数: 1,260枚



タフスポット ロールタイプ



-196℃ ~ **100℃** **¥4,300**

φ 9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用)

ホワイト (0742000)、レッド (0742010)、グリーン (0742020)、イエロー (0742030)、ブルー (0742040)、オレンジ (0742050)、ラベンダー (0742060)、ピンク (0742070)、コーヒー (0742080)、ゴールド (0742090)、マロン (0742100)、シルバー (0742110) … 1,000枚入

φ 11 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

ホワイト (0742300) … 1,000枚入

φ 13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

ホワイト (0742500)、レッド (0742510)、グリーン (0742520)、イエロー (0742530)、ブルー (0742540)、オレンジ (0742550)、ラベンダー (0742560)、ピンク (0742570)、コーヒー (0742580)、ゴールド (0742590)、マロン (0742600)、シルバー (0742610) … 1,000枚入

φ 19 mm

ホワイト (0743000) … 500枚入

φ 25.4 mm

ホワイト (0743500) … 500枚入

φ 4.8 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用)

ホワイト (0741800) … 1,500枚入

0741800

φ 4.8 mm のみ

¥6,800

ブルズアイ タフスポット

- ラベルの外枠で色分けをし、中央の白抜きに書き込むことができます



φ 11 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

ダークグリーン (0744120)、カッパー (0744130)、プラム (0744140) … 1,000枚入

¥6,000

5列 タフスポット

- ラベルの外枠で色分けをし、中央の白抜きに書き込むことができます



φ 9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用)

ホワイト (0744200)、5色セット (0744400) … 5,000枚入

φ 13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

ホワイト (0744500)、5色セット (0744700) … 5,000枚入

¥15,400

タフタグとタフスポットのセット

デュアル タフタグ

- キャップ用のスポットと、胴体用のタグのセットです
- カラーコードがついていて視認が容易です
- 半透明ですので、貼り付けた後も中を見ることができます
- 30分以内であれば貼り替えが可能です
- 時間とともによりはがれにくくなります

-80℃ ~ **90℃** **¥8,500**

デュアル タフタグ (φ 11 mm + 33 × 14 mm)

ブルー (0724500)、グリーン (0724510)、レッド (0724520)、ホワイト (0724530)、イエロー (0724540) … 各500枚入



タフタッグ/クライオタッグ ロールタイプ

DIVERSIFIED BIOTECH



タフタッグ -40℃～121℃

1.5 ml チューブ用 ホワイト ¥4,300 その他 ¥5,700
 クリアー (0722000)、ホワイト (0722010)、レッド (0722020)、イエロー (0722030)
 ブルー (0722040)、グリーン (0722050)、オレンジ (0722060)
 … ラベルサイズ: 33 × 13 mm 1,000枚入

0.5 ml チューブ用 全色 ¥5,000
 クリアー (0722500)、ホワイト (0722510)、レッド (0722520)、イエロー (0722530)
 ブルー (0722540)、グリーン (0722550)、オレンジ (0722560)
 … ラベルサイズ: 24 × 13 mm 1,000枚入

0.2 ml PCR チューブ用 ティーニータフタッグ
 ホワイト (0723000) … ラベルサイズ: 21 × 7 mm 1,500枚入 ¥5,000

プレート、シャーレ用
 ホワイト (0723500) … ラベルサイズ: 38 × 6 mm 1,000枚入 ¥5,000

一般のラベリング用
 ホワイト (0724000) … ラベルサイズ: 38 × 19 mm 1,000枚入 ¥7,500



クライオタッグ -196℃～150℃

全サイズ ¥5,000

0.5 ml チューブ用
 ホワイト (0733500) … ラベルサイズ: 24 × 13 mm 1,000枚入

1.5 ml チューブ用
 ホワイト (0734000) … ラベルサイズ: 33 × 13 mm 1,000枚入

一般のラベリング用
 ホワイト (0734500) … ラベルサイズ: 38 × 19 mm 1,000枚入

タフタッグステーション

- 新しいロールを入れたり空箱の取出しが簡単です
- トップレールによりロールが所定の位置にピッタリ収まります
- ステーションの上での書き込みもできます
- ロールタイプのスタンダードボックスが6個収納できます

注文コード 0761500
¥13,900



ライトプロテクト -196℃～121℃

DIVERSIFIED BIOTECH

- 書き込んだ文字が消えないように保護します

¥5,300 /1,000枚

注文コード 0761600
 0.5 ml チューブ用
 31.7 × 12.7 mm

注文コード 0761610
 1.5 ml チューブ用
 40.6 × 16.0 mm



ダイレクトサーマル クライオタッグ -196℃～70℃

DIVERSIFIED BIOTECH

- DYMO ラベルライター専用のクライオタッグで、ラベルが感熱紙になっています
- 必要な時に必要なだけ印刷ができますので、経済的です
- DYMO ソフトウェア専用のテンプレートをご利用いただけます
- DYMO プリンターをお持ちであればそのままお使いになれます


専用ラベル DTCR シリーズ

注文コード	カラー	サイズ	用途	ラベル数	価格	メーカーコード
0754650	ホワイト	27 × 13 mm	0.5 ml	1,000	¥ 7,000	DTCR-1000
0754652	ホワイト	38 × 13 mm	1.5 ml	750	¥ 6,600	DTCR-2000
0754653	ホワイト	38 × 19 mm	2.0 ml	750	¥ 6,900	DTCR-3000
0754654	ホワイト	φ 9.5 mm	0.5 ml	4,000	¥10,100	DTCR-4000
0754655	ホワイト	51 × 6 mm	プレート	1,000	¥12,600	DTCR-5000
0754656	ホワイト	38 × 13 mm / φ 9.5 mm	1.5 ml	1,000	¥ 9,300	DTCR-6000

プリンター

注文コード	品名	価格	メーカーコード
0754010	ダイレクトサーマル プリンター DYMOラベルライター	¥77,000	DYMO-0450

※貼られる表面の材質やその状態によっては接着力が若干異なります
 ご購入に際してはサンプルをお試し下さい



プリンターをお持ちであれば
 そのままお使いになれます

ウォッシュ アンド ドライ

DIVERSIFIED BIOTECH



①スライドガラス ラック

- スライド12枚を収納
- 200 ml トールビーカーにフィット
- スターラーバーもまわせます

AUTOCLAVE

②カバーガラス ラック

- カバーガラス10枚を収納
- 18 / 22 / 25 mm など様々なサイズに対応
- 100 ml ビーカーにフィット
- スターラーバーもまわせます

注文コード	品 名	入 数	価 格
0770855	スライドガラス ラック	1	¥7,300
0770850	カバーガラス ラック	1	¥5,400

ベイク バッグ 乾熱滅菌用

DIVERSIFIED BIOTECH

- フォイルを巻くのと異なり、裂けたり穴が空いたりしませんので、きちんとした滅菌状態が確保できます
- フォイルを巻いたり剥がしたりする手間が省け、時間の節約になります
- 耐熱性ナイロンポリマーで、**204℃** で**4時間**もしくは**190℃** では**オーバーナイト**の乾熱滅菌が可能
- ピペット用の滅菌缶ライナーは、金属缶に入れることができるサイズになっています
- 100枚入り**



SAMPLE

在庫限り

注文コード	サイズ (cm)	用 途	価 格	メーカーコード
0771810	5.1 × 22.9	ピペット (S)	¥ 8,700	BBAG-1000
0771820	5.1 × 35.6	ピペット (M)	¥ 8,700	BBAG-2000
0771840	22.9 × 35.6	ビーカー、フラスコ	¥15,500	BBAG-4000
0771850	30.5 × 40.6	ビーカー、フラスコ (L)	¥18,000	BBAG-5000
0771860	38.1 × 50.8	ポンプ、大きな容器	¥18,800	BBAG-6000
0771870	9.1 × 22.9	滅菌缶ライナー (S)	¥10,600	BBAG-7000
0771880	9.1 × 30.5	滅菌缶ライナー (M)	¥10,600	BBAG-8000
0771890	9.1 × 50.8	滅菌缶ライナー (L)	¥12,300	BBAG-9000

ベイクトレイ

DIVERSIFIED BIOTECH

- 175℃ までの高温に長時間耐えます
- 衝撃や炎に強く、化学的にも耐性がある樹脂製です
- 軽量で、熱くなった時には耐熱ガラスやステンレスよりも取り扱いがしやすくなっています
- 内側の底面は10" × 6" (約25.4 cm × 15.2 cm)



注文コード	品 名	入 数	価 格	メーカーコード
0771900	ベイクトレイ	1	¥18,500	TRAY-1000

10色 6サイズ

ドットラベル キャンペーン



注文コードおよび価格(1000ドット)

No.	カラー	カラー サンプル	φ6.5 mm ¥2,580
1	ホワイト		0360010
6	ブルー		0360060
16	アクア		0360160
18	ゴールド		0360180
19	シルバー		0360190
27	レッド(蛍光色)		0360270
28	オレンジ(蛍光色)		0360280
29	グリーン(蛍光色)		0360290
30	シャトルズ(蛍光色)		0360300
31	ピンク(蛍光色)		0360310
メーカーコード			SDL-25-
キャンペーン価格			¥1,800

サースティ スワブ RNase、DNase、Pyrogen フリー

- 高密度、超吸収性フォームにより、確実に液体を取り除きます
- 吸収は緩やかで、遠心後の上清を少しずつ取り除くことができます
- 2相に分かれた液体の抽出では、上の液相を取り除くこともできます
- 100 % ファイバーフリーです

SAMPLE

注文コード	先端のタイプ	入 数	価 格	キャンペーン価格
0763461	丸型	100	¥9,800	¥6,860
0763462	槍型	100	¥9,800	

30%
OFF



License To Kill

殺しのライセンス LTK-008

- 標的はDNA、RNA、DNase、RNase、バクテリア、ファージ等々
- 実験台表面・器具・ピペットシャフトの殺菌に
- スプレーボトル、チェックペーパーつき

注文コード 0930600

500 ml ~~¥29,800~~ **¥14,560**



SAMPLE

φ11 mm	φ13 mm	φ19 mm	φ25 mm	φ32 mm
¥2,580	¥2,580	¥3,230	¥4,150	¥7,400
0361010	0362010	0363010	0364010	0365010
0361060	0362060	0363060	0364060	0365060
0361160	0362160	0363160	0364160	0365160
0361180	0362180	0363180	0364180	0365180
0361190	0362190	0363190	0364190	0365190
0361270	0362270	0363270	0364270	0365270
0361280	0362280	0363280	0364280	0365280
0361290	0362290	0363290	0364290	0365290
0361300	0362300	0363300	0364300	0365300
0361310	0362310	0363310	0364310	0365310
SDL-43-	SDL-50-	SDL-75-	SDL-100-	SDL-125-
¥1,800	¥1,800	¥2,260	¥2,900	¥5,180

シルバー バイオガード マット

- ナノスケールの銀粒子がタンパク質にバインドし、99.9%の一般的な微生物を無力化します
- 作業スペースのコンタミを最少にし、サンプルの安定的な再現や結果を確保します




注文コード	サイズ (cm)	入 数	価 格	メーカーコード
0771700	25.4 × 20.3	1	¥ 6,600	SLVR-3000
0771710	38.1 × 25.4	1	¥ 8,300	SLVR-3100
0771720	61.0 × 50.8	1	¥ 9,900	SLVR-3200
0771730	76.2 × 55.9	1	¥11,600	SLVR-3300

シーナゲル アガロースの協力剤 低コストで低分子DNAを分離

- **50 ~ 2000bp** のDNA分子を分離
- 1%のシーナゲルは **2%のアガロースに相当**
- テーリングやスミアリングを少なくします
- ゲルの透明度が増しきれいな写真が撮れます
- 丈夫で柔軟性のあるバイナリーゲルができます
- **コスト軽減** 効果もあります
- アガロースと混ぜてボイルするだけ

SAMPLE

注文コード	容 量	価 格	メーカーコード
0762000	100g	¥20,000	SYN-100



待機時間なし

炎なし

操作いらず



- 電源につなぐだけですぐに使えます 900 ~ 1300℃
- スイッチではなく赤外線センサーで始動しますから片手で使えます
- 5秒または7秒のタイマーがついています
- 滅菌チェンバーは石英ガラス製で、外してクリーニングができます
- 4段階に角度が変えられます
- 丈夫な構造で、機械的な摩耗箇所はありません
- 使用中の発熱量は少なく、発熱は滅菌時間によります
- 使用していない時には電力は消費されません
- クリーンベンチ内で威力を発揮します
発熱量が少ないので空気の流れを阻害しません
煤が出ないのでHEPAフィルターに影響しません
- 嫌気環境や屋外でも使用できます

【仕様】
 サイズ (W×D×H) : 152×210×195 mm 電源: 100 ~ 120 VAC, 50 ~ 60 Hz, 500 W (短時間)
 重量: 約 2.5 kg 防水・防塵: IP20
 温度: 900 ~ 1300℃

注文コード	品 名	価 格	メーカーコード
0936350	shuett solaris シュット ソラリス 白金耳滅菌器	¥165,000	3399012

イノキュレーション ループ・ループホルダー・ループホルダー ラック

shuett[®]biotec

ループ

- 材質はステンレスとプラチナイリジウム
- ループの径は1、2、3、5 mm の4種類

キャンペーン

注文コード	ループ径	材 質	価 格	キャンペーン価格
0936201	1 mm	ステンレス	¥12,800 / 10本	¥11,000
0936202	2 mm			
0936203	3 mm			
0936205	5 mm			
0936251	1 mm	プラチナイリジウム	¥12,300 / 1本	¥11,000
0936252	2 mm			
0936253	3 mm			
0936255	5 mm			



ループホルダー

- ホルダーの長さは160 mm と240 mm

注文コード	長 さ	価 格
0936300	160 mm	¥4,100
0936301	240 mm	¥4,400

ラック

- ラックはPV製で6本立て

注文コード	形 状	サイズ	価 格
0936320	丸 型	φ 80 × 50 mm	¥15,200
0936321	角 型	180 × 50 × 50 mm	¥17,000

非常にスムーズな回転です

ペトリターン **キャンペーン**shuett[®]biotec

Mタイプ (手動式)

- ターンテーブルにペトリディッシュを乗せ、手で回して使います
- 両面使い、片面にはφ100 mm、反対の面にはφ150 mm までのペトリディッシュが乗ります



Mタイプ (両面仕様)



Eタイプ

Eタイプ (電動式)

- 連続回転またはフットスイッチ (別売り: ¥13,200) による間欠回転ができます
- φ100 mm のペトリディッシュ用で、回転スピードは10~80rpmです

注文コード	品 名	サイズ (mm) / 仕様	価 格	キャンペーン価格
0936000	ペトリターン M	φ 150 × 45	¥87,200	¥44,800
0936050	ペトリターン E	150 × 55 × 220	¥124,000	¥92,700

イノキュレーティング ループ/ニードル ディスポーザブル キャンペーン

Simport



- 滅菌済みのプラスチック白金耳でディスポーザブルです
- 使い捨てですから白金耳の不十分な滅菌によるクロスコンタミが防げます
- 一袋25本入りで、袋は一度開けても再び閉じられるファスナー付きですから残ったループの滅菌状態が長く保てます

注文コード	品 名	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0610010	ループ10 μℓ	ブルー	1,000 (25本 × 40)	¥11,800	¥8,800	L200-1
0610020	ループ10 μℓ	イエロー				L200-2
0610030	ニードル	ホワイト				L200-3

サンプルからでるエアロゾルを封印します

BIOMEDICAL
POLYMERS, INC.

ティッシュグラインダー キャンペーン

- クローズドシステムはサンプルを密封された容器の中でグラインドしますからサンプルに触れてしまう危険がありません
- ギザギザに成形されていますから後の検査の邪魔になるような沈殿物が残りません
- ガンマー線滅菌済み

ウルトラティッシュグラインダー キャンペーン

- ペッセルの先端がガラス状シリカでできていますからグラインディングしにくいサンプルに向いています
- ティッシュグラインダーと同様に密封方式です
- ガンマー線滅菌済み



注文コード	使用チューブ	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0870100	15 mL コニカル	10個	¥28,200	¥20,900	BMP-TG-700
0870110	35 mL 自立型				BMP-TG-702
0870120	50 mL コニカル				BMP-TG-704

注文コード	使用チューブ	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0870150	15 mL コニカル	10個	¥29,800	¥23,600	BMP-TG-706
0870160	50 mL コニカル				BMP-TG-708

BMP サイトロジーファネル キャンペーン

BIOMEDICAL
POLYMERS, INC.

シャンドン サイトスピン® 遠心機用

BMP サイトロジーファネルはサーモ シャンドン サイトファネル® と同等の製品でシャンドンサイトスピン® 遠心機にお使いになれます。BMP サイトロジーファネルはスライドガラスの上に薄い細胞層を作るのに使用されます。フィルターが余分な水分を吸収します



シングル サイトロジー ファネル (フィルター付き)

- サンプル量は 0.4 mL 以下
- 6 mm の範囲に均一な細胞の層ができます
- ホワイトフィルターが付いており、使い捨てです
- ファネル用のキャップがついています

注文コード	仕 様	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0870000	シングル ファネル(ホワイト フィルター)	50個	¥17,800	¥14,200	BMP-CYTO-S50
0870010	シングル ファネル バルクパック	500個	¥159,600	¥127,600	BMP-CYTO-S500
0870020	シングル ファネル(ブラウン フィルター)	50個	¥17,800	¥14,200	BMP-CYTO-S50BP

ダブル サイトロジー ファネル (ホワイトフィルター付き)

- サンプル量はファネル当たり0.25 mL 以下
- 6 mm の細胞の層ができます
- ホワイトフィルターが付いており、使い捨てです
- ファネル用のキャップがついています

注文コード	仕 様	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0870050	ダブル ファネル(ホワイト フィルター)	25個	¥14,700	¥11,700	BMP-CYTO-DB25
0870060	ダブル ファネル バルクパック	500個	¥244,500	¥195,600	BMP-CYTO-DB500



ファネル クリップ (シャンドンローター用)

注文コード	仕 様	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0870080	ファネル クリップ	6個	¥49,500	¥39,600	BMP-FUNNEL-CLIP

サイトスピン® およびサイトファネル® はサーモ エレクトロン コーポレーションの登録商標です

超低温 安全保護 グローブ キャンペーン

TEMPSHIELD
CRYO-PROTECTION™

- 危険な超低温環境で作業する際に、手や腕を保護します
- 完全防水仕様は、薄く縫い目のない100%防水の裏地により、液体窒素がこぼれたり飛び散った際にも安心です
- 柔軟で手を動かしやすく、機能と安全を両立します

仕 様	長 さ	M	L	価 格	キャンペーン価格
		注文コード	注文コード		
撥水仕様	リスト	1200002	1200003	¥17,800	¥14,500
	ミッド アーム	1200012	1200013	¥19,800	¥15,500
	リスト	1200202	1200203	¥21,800	¥17,800
完全防水仕様	ミッド アーム	1200212	1200213	¥23,800	¥19,200
	エルボー	1200222	1200223	¥28,800	¥23,500
	ショルダー	1200232	1200233	¥38,800	¥30,100



セーフティー エコ ファネル **安全** に廃液をタンクに流しこみ、ガスケットとラッチで蒸気を **密閉** します


CPLabSafety

お客様がお使いのタンクに加工して取り付けます（口の内径が 5cm 以上の場合）

- 廃液をこぼすことなく安全に流し込み、カバーについたガスケットとラッチで完全に封じ込めます
- お客様でお使いの廃液タンクに取り付けられるよう、加工の上キャップに取り付けてお届けします
- 各サイズ2色ありますので、廃液の種類によって分別するのに便利です



※写真のタンクは商品には含まれません



1. リッドのガスケットにより廃液の蒸気を密閉します
2. 取り外し可能なネットで固形物やスターラーバーをキャッチします
3. リッドにはラッチがついており、確実に密閉することができます
4. 細いチューブまで廃液の水面が届くと空気の抜け穴がふさがれ、オーバーフローを防ぐことができます

キャップ加工費込の価格

注文コード	品 名	カラー	価 格
0806800	101 mm セーフティー エコ ファネル	レッド	¥21,300
0806801	101 mm セーフティー エコ ファネル	イエロー	¥21,300
0809600	203 mm セーフティー エコ ファネル	レッド	¥23,800
0809601	203 mm セーフティー エコ ファネル	イエロー	¥23,800

キャップ加工までの流れ

1. ご使用予定のタンクの口の内径が **5cm以上** であることをご確認ください。

2. ご注文時はタンクの **キャップのみ** 弊社にお送りください。

3. キャップを加工し、セーフティーエコファネルを取り付けて、すぐにタンクに設置できる状態でお送りいたします。

ディスポ ドレープ RI、バイオハザード物質を散らさないために 経済的なディスポドレープは実験台や解剖台をコンタミから護ります

キャンペーン

DISPOTECH®

- ポリエチレンでラミネートされたティッシュです
- 実験台や動物解剖の台に敷けばコンタミが防げます
- RIサンプルを扱う場合にもお使い下さい
- 50 cm 幅で長さは50mです(1ロール)
- 切り易いように38 cm ごとにミシン目が入っています

SAMPLE

注文コード	品 名	幅	長さ	入 数	価 格	キャンペーン価格
0980000	ディスポドレープ	50 cm	50 m	6ロール	¥12,000	¥9,600

(数量限定)



マイクロ 90 micro-90 キャンペーン

安全・強力洗剤 無蛍光

- pH9.7の弱アルカリ性です
- 50～100倍に希釈して使います
- 手洗い、超音波洗浄に適しています
- 劇物、毒物は使われていません
- 用途
ガラス、金属(アルミニウム、亜鉛、銅およびこれらの合金には不向きです)、セラミック、磁器の洗浄にご使用になれます

ご使用の際は
50倍～100倍に希釈してください

洗浄液1ℓの価格は
@¥19.2 (100倍) ～¥38.4 (50倍)

注文コード 0850010

1ℓ ~~¥2,400~~ **¥1,920**

SAMPLE



汚れが落ちる様子を
動画でご覧ください



液体洗剤

ザイミット ZYMIT キャンペーン

酵素入り

- タンパク質分解酵素入りです
- pH7.7の中性です
- 50～100倍に希釈して使います
- 手洗い、超音波洗浄、機械洗浄に
- 劇物、毒物は使われていません
- 用途
血液、糞便、粘液、皮脂、食物、汗、グリス、指紋、研磨剤、糊など
タンパクやデンプンを含んだ汚れ

ご使用の際は
50倍～100倍に希釈してください

洗浄液1ℓの価格は
@¥25.6 (100倍) ～¥51.2 (50倍)


注文コード 0850000

1ℓ ~~¥3,200~~ **¥2,560**



ジャストマンブラシ

弾力性があり
しなるネックが
特長です



しっかりした
先端部が
特長です

フラスコ用

- カーブしたハンドルによりフラスコの形状にピッタリフィットし洗い残しがありません
- ブラシは弾力性のあるプラスチックのハンドルについており培養フラスコ、平底・丸底フラスコ、梨型等の洗浄に適しています

フラスコ・ボトル用

- 溝のついた大きなハンドルにより握りやすくできています
- 弾力性のあるプラスチックによりフラスコやボトルの中が残さずきれいに洗えます
- オートクレープ可

試験管用

- ブラシの先端は放射状になっていますからボトルや試験管の底やコーナーを傷つけることなくきれいに洗うことができます
- ハンドル部分はステンレス製で、長持ちします

写真番号	注文コード	主な用途	ブラシの径	ブラシの長さ	全長	入数	価格	メーカーコード
①	0840000	250 mL フラスコ用	3.5cm	8.9cm	30cm	1本	¥490	1790-1N
②	0840100	500 mL フラスコ用	3.8cm	10cm	35cm	1本	¥530	1790-2N
③	0840200	1000 mL フラスコ用	4.4cm	12.5cm	43cm	1本	¥590	1790-3N
④	0840300	フラスコ・ボトル用	3.8cm	10cm	40cm	1本	¥820	1780WN
A	0840500	試験管用 (小)	1.3cm	7.5cm	20cm	1本	¥290	2085SS
B	0840600	試験管用 (中)	1.9cm	8.8cm	23cm	1本	¥350	2087SS
C	0840700	試験管用 (大)	3.5cm	10cm	28cm	1本	¥410	2088SS

ブックタイプ(100枚入)

注文コード	測定領域(カラー単位)	価 格
1500000	pH1~12 (pH1)	¥440

30%OFF キャンペーン価格 **¥300**

5本まとめてご注文頂くとさらにお得に

50%OFF 注文コード 1500001

キャンペーン価格 **¥1,100**
(@¥220)



塩素試験紙



1510001



1510010



1510020

注文コード	測定領域(カラーチャート)	タイプ	価 格
1510000	10-200 ppm (10 / 50 / 100 / 200)	ロール 5.5mm×4.57m (詰め替えロール付)	¥1,080
1510010	10 - 200 ppm (10 / 50 / 100 / 200)	ペーパーストリップ 200枚入	¥1,200
1510020	0 - 1000 ppm (10 / 50 / 100 / 250 / 500 / 800 / 1000)	プラスチックストリップ 100枚入	¥3,000

NEW

NEW

ロールタイプ(5.5 mm × 4.57 m)

注文コード	測定領域(カラー単位)	価 格
1501000	pH1~14 (pH1)	¥1,210
1501010	pH5.0~9.0 (pH0.5)	¥1,380
1501020	pH0.0~6.0 (pH0.5)	¥1,210
1501030	pH6.5~13.0 (pH0.5)	¥1,210
1501200	pH3.0~5.5 (pH0.5)	¥1,100
1501500	pH1~12 (pH1)	¥1,100
1502000	pH4.5~8.5 (pH0.5)	¥1,390
1502200	pH5.5~8.0 (12色)	¥1,390



ジャンボ ロール (12.7 mm × 15.2 m)

注文コード	測定領域(カラー単位)	価 格
1503000	pH0~13 (pH1)	¥2,540

30%OFF キャンペーン価格 **¥1,770**



ダブルタイプ (5.5 mm × 4.57 m × 2ロール)

注文コード	測定領域(カラー単位)	価 格
1504100	pH1~12 (pH1)	¥2,080

30%OFF キャンペーン価格 **¥1,450**



第四級アンモニウム試験紙 (ディスペンサー入り ロールタイプ)

5.5 mm × 4.57 m

注文コード	測定領域(カラーチャート)	タイプ	価 格
1511000	0 - 400 ppm (0 / 100 / 200 / 300 / 400)	5.5mm × 4.57m	¥1,120
1511040	0 - 500 ppm (0 / 150 / 200 / 400 / 500)	5.5mm × 4.57m	¥1,300
1511100	0 - 1000 ppm (0 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1000)	5.5mm × 4.57m	¥1,140

NEW



ヨウ素試験紙(ディスペンサー入り)

5.5 mm × 4.57 m + 詰め替えロール+試験管

注文コード	測定領域(カラーチャート)	価 格
1512000	0 - 50 ppm (0 / 12.5 / 25 / 50)	¥2,560

プラスチック ストリップ (100枚入)

注文コード	測定領域(カラー単位)
1506000	pH0.0~ 6.0(pH0.5)
1506010	pH5.0~ 9.0(pH0.5)
1506020	pH6.5~13.0(pH0.5)
1506030	pH5.5~ 8.0(pH0.2 / 0.3 / 0.4)
1506040	pH 0~ 14(pH1)

価格: ¥2,150

30%OFF キャンペーン価格 **¥1,500**



pHペンシル(1本)

注文コード	測定領域(カラー単位)	価 格
1507000	pH0~13 (pH1)	¥2,390



- 紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。表面を蒸留水または非イオン水で濡らしペンシルでマークします。15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。
- サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。サンプルを垂らしその上にペンシルで線かXを書きカラーを比較するか、乾いた表面にペンシルで長めの線を引き何か所かにサンプルを垂らしてカラーを比較します。この場合にはガラスなどきれいで不活性な表面で行ってください。

NMRチューブ(5mm) ~600MHz(スピン) ~900MHz(ノンスピン) キャンペーン



- 最高品質のボロシリケートガラスが使用されています

外径 : 4.95 ± 0.05 mm
肉厚 : 0.38 mm
長さ : 178 mm ± 0.5 mm

SAMPLE

価格
¥9,900/50本 ¥198/1本
注文コード: 0517905



キャップ (EVA製) 10色



価格
¥385/50個入

- ①0517861: ブラック
- ②0517862: ブルー
- ③0517863: グリーン
- ④0517864: ライトブルー
- ⑤0517865: オレンジ
- ⑥0517866: ピンク
- ⑦0517867: パープル
- ⑧0517868: レッド
- ⑨0517869: ホワイ
- ⑩0517870: イエロー

NMRチューブ用ロングパスツール キャンペーン



- 先端がNMRチューブの底まで届く長いパスツールピペット
- ソーダガラス製
- 長さは2種類



注文コード	適合NMRチューブ	全長	入数	価格	キャンペーン価格
0520300	178 mm (7")	300 mm	250本	¥10,000	¥ 7,000
0520350	203 mm (8")	350 mm	250本	¥15,000	¥10,500

SAMPLE

ショート NMRチューブ キャンペーン



- 寸法精度が高い長さ100 mm のNMRチューブで外径は7種類
- 高品質のボロシリケートガラス製で底は凸レンズ型です

SAMPLE AUTOCLAVE

注文コード	外径	肉厚	長さ	価格(10本)	メーカーコード
0517930	1.0 mm ± 0.01	0.15 mm	100 mm	¥9,200 ¥4,600	2001727
0517931	1.7 mm ± 0.01	0.20 mm			2001710
0517932	2.0 mm ± 0.01	0.20 mm			2001711
0517933	2.5 mm ± 0.01	0.20 mm			2001712
0517934	3.0 mm ± 0.025	0.30 mm			2001724
0517935	4.0 mm ± 0.025	0.35 mm			2001725
0517936	5.0 mm ± 0.025	0.40 mm			2001726



NMRチューブ充填用ニードル キャンペーン



- 100 mm のNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました
- 形状はパスツールピペット状で先端がチューブの底まで届き泡の発生が防げます

注文コード	適合NMRチューブ	価格	キャンペーン価格
0517400	プランジャーつきマイクロピペット	¥17,800 / 10本	¥12,600 / 10本
0517410	マイクロピペット(下記のシリンジが必要です)	¥17,800 / 10本	¥ 6,370 / 10本
0517500	シリンジ 0.5 ml	¥ 200 / 1本	¥ 140 / 1本

※写真は上から
プランジャーつきマイクロピペット
マイクロピペットのキャピラリー部
シリンジへの取り付け部分



- 使用されているPTFEはFDA及びUSP Class VIで承認されています
- 研磨仕上げにより、ピックアップやクロスコンタミが軽減されます

- 耐薬品性に優れ、使用温度は-200℃ ~ +280℃です

オーバル



底が丸いフラスコ用です

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2002711	10×5	¥240	001.610
2002721	15×6	¥220	001.615
2002731	20×10	¥300	001.620
2002741	25×10	¥330	001.625.10
2002751	25×12	¥400	001.625
2002781	35×13	¥540	001.635.13
2002791	35×16	¥650	001.635

オクトバル



オーバルやピボットリングと同様に底が丸いフラスコ用です

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2003011	19×10	¥440	001.3319
2003021	25×13	¥480	001.3325
2003031	38×16	¥840	001.3338
2003041	41×19	¥1,060	001.3341
2003051	51×19	¥1,300	001.3351
2003061	64×19	¥1,700	001.3364
2003071	76×19	¥2,500	001.3376

トライアングル



容器の底をこするように回転するので固形物の溶解や、沈殿物を攪拌するのに効果的です

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2003721	20×8	¥310	001.420
2003731	25×8	¥280	001.425
2003741	25×14	¥480	001.425.14
2003751	35×9	¥430	001.435
2003761	40×14	¥520	001.440
2003771	50×12	¥590	001.450

クロスヘッド



チューブ形状の容器用に開発されました
一般的な容器でも使用できます

両面十字

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2004611	8×10	¥260	001.1110
2004621	10×14	¥280	001.1114
2004631	13×17	¥360	001.1117
2004641	15×22	¥470	001.1122
2004651	12×30	¥600	001.1130
2004661	12×35	¥690	001.1135
2004671	14×40	¥1,090	001.1140

シリンダー



なめらかな仕上がり、のシリンダー状で広い用途で使いになれます

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2000021	8×3	¥160	001.108
2000161	30×6	¥210	001.130
2000171	30×7	¥260	001.130.7
2000191	35×6	¥280	001.135
2000231	50×8	¥400	001.150
2000251	70×10	¥660	001.170
2000261	80×10	¥770	001.180

ターボ (楕円)



注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2005911	10×6	¥420	001.2610.RE
2005921	15×10	¥660	001.2615.RE
2005931	25×14	¥870	001.2625.RE
2005941	50×24	¥2,420	001.2650.RE
2005951	70×28	¥4,440	001.2670.RE

取り出し棒



PTFE

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006611	150×10	¥1,820	004.150
2006621	250×10	¥2,230	004.250
2006631	350×10	¥2,530	004.350
2006641	450×10	¥2,920	004.450

クロス



非常に安定しており、いろいろな目的に使用できます

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2004511	5×10	¥300	001.2401
2004521	8×20	¥400	001.2402
2004531	9×25	¥450	001.2403
2004541	10×30	¥500	001.2404
2004551	11×38	¥620	001.2405
2004561	15×50	¥1,180	001.2406
2004571	20×60	¥1,800	001.2407

オクタゴン



ピボットリングと同様に容器の底が平らでなくカーブしている場合にご使用ください

ピボットによりバーが最適な位置に収まり、低速でも攪拌力が高まります

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2001411	13×3	¥280	001.513.3
2001421	13×8	¥150	001.513
2001441	15×8	¥220	001.515
2001451	22×8	¥270	001.522
2001481	28×8	¥320	001.528
2001521	51×8	¥390	001.551
2001531	51×10	¥480	001.551.10

マイクロ



小さな容器に入った少量サンプル用です
容器に対してできるだけ大きなサイズのものをご使用ください

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2001921	3×3	¥200	001.803
2001931	5×2	¥180	001.805
2001941	6×3	¥140	001.806
2001951	7×2	¥160	001.807
2001971	8×3	¥160	001.808.3
2001981	10×3	¥180	001.810
2002021	30×3	¥400	001.830

テーパー



底が平らでない容器に向いています

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2003311	10×4	¥170	001.1910
2003321	15×5	¥170	001.1915
2003331	20×7	¥200	001.1920
2003341	25×8	¥240	001.1925
2003351	30×8	¥260	001.1930
2003361	35×8	¥300	001.1935
2003391	50×8	¥460	001.1950

ターボ (シリンダー)



注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006211	8×3	¥350	001.108.RE
2006221	12×4.5	¥440	001.112.RE
2006231	20×6	¥550	001.120.RE
2006261	40×8	¥950	001.140.RE
2006271	50×8	¥990	001.150.RE
2006281	60×10	¥1,250	001.160.RE

ターボ (オーバル)



注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006011	10×5	¥330	001.610.RE
2006021	15×6	¥420	001.615.RE
2006031	20×10	¥820	001.620.RE
2006041	25×12	¥800	001.625.RE
2006051	35×16	¥1,170	001.635.RE
2006061	40×20	¥1,670	001.640.RE
2006081	64×20	¥2,130	001.664.RE

PTFEターボ

注文コード	長さ×径(mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006911	150×10	¥2,600	004.150.RE
2006921	250×10	¥2,700	004.250.RE
2006931	350×10	¥2,900	004.350.RE
2006941	450×10	¥3,100	004.450.RE

掲載品以外のサイズ、形状については別途ご照会下さい

2mag スターラー ミックスドライブ + ミックスコントロール



- ミックスドライブはベーシックとHTの2種類があり(キューベットドライブは除く)、合計13機種の中から選びいただけます
- ミックスコントロールはドライブの種類、コントロールする台数によって3機種の中から選びいただけます

水 中

高温環境

動く箇所なし
磨耗箇所なし

電磁誘導式



【ミックスコントロール全3モデル】



ミックスドライブ 電磁誘導式 水中(ベーシック) 水中または高温(HT)

		キューベットドライブ	ドライブXS	ドライブ1エコ	ドライブ1	ドライブ6	ドライブ15	ドライブ60
	撹拌点	1	1	1	1	6	15	60
共通仕様	撹拌容量	~25 ml	~1,000 ml	~3,000 ml	~10,000 ml	~3,000 ml	~3,000 ml	~500 ml
	最大出力	10 W	10 W	10 W	20 W	40 W	40 W	40 W
ベーシック	注文コード	1005095	1005100	1005110	1005120	1005130	1005140	1005145
-10~50℃	価 格	¥44,100	¥35,900	¥38,200	¥47,600	¥182,000	¥234,000	¥339,000
HT	注文コード		1005150	1005160	1005170	1005180	1005190	1005195
-30~200℃ (水中~95℃)	価 格		¥58,600	¥62,500	¥74,300	¥290,000	¥342,000	¥467,000

ミックスコントロール ベーシック、HT 両シリーズに共通です

	ミックスコントロール エコ	ミックスコントロール 20	ミックスコントロール 40
スピード範囲	120~1,200 rpm	100~1,600 rpm	100 ~ 2,000 rpm
撹拌出力	10 W (固定)	5 / 10 / 15 / 20 W	4 ~ 40 W (10段階)
ドライブ接続	1台	1台	2台
注文コード	1005200	1005210	1005220
価 格	¥52,300	¥108,000	¥149,000

※ドライブの最大出力に合わせてご選択下さい (ディストリボックス使用時を除く)

その他のオプション

1005250
ディストリボックス4
¥37,600

1005260
ディストリボックス8
¥53,500

ミックスドライブを偶数台単位で増設できます

ミックスシリーズ コントローラー 一体型 電磁誘導式



	ミックス1	ミックス1エコ	アキュミックス※	ミックス6	ミックス15	ミックス15エコ
撹拌点	1	1	1	6	15	15
撹拌点の間隔	—	—	—	130 mm	65 mm	65 mm
スピード範囲	100~2,000 rpm	120~1,400 rpm	100~1,600 rpm	100~2,000 rpm	100~2,000 rpm	120~1,200 rpm
最大出力	20 W	10 W	10 W	20 W	20 W	10 W
出力セット	4段階	固定	2段階	4段階	4段階	固定
注文コード	1005010	1005020	1005030	1005050	1005060	1005070
価 格	¥106,000	¥62,100	¥134,000	¥266,000	¥333,000	¥176,000

※アキュミックスは在庫限り

コントロールユニット一体型 バイオミックス1

超低速 5~250 rpm 攪拌容量 ~5,000 ml

- 超低速でハイパワー、薄型 (38 mm) のコントロールユニット一体型のスターラーです
- スピードはデジタル表示ですので確実な再現が可能です

*インキュベーター内での使用には不向きです

仕様

外 装	ステンレス(SUS304)
サ イ ズ	180×230×38 mm
重 量	約3.3 kg
使 用 環 境	-10~50℃(湿度80%時)
防 水・防 塵	IP64
電 源	100-240 V / 50-60 Hz / 1.5 A

注文コード	価 格	メーカーコード
1005450	¥171,000	85001



コントロールユニットセパレート型 バイオミックス ドライブ + コントロール


超低速 5~250 rpm 攪拌容量 ~5,000 ml

- 高精度、再現性 精度: 50 rpm 設定時 ±1.0%、100 rpm 設定時 ±1.5%、200 rpm 設定時 ±2.0% 再現性: 40℃時 0.3%
- コントロールはデジタル表示 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です
- ハイパワー…攪拌容量~5,000 ml 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します
- 薄型 高さわずか38 mm の超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます

ドライブは水中OK。CO2インキュベーターOK



薄 型



	バイオミックス ドライブ1	バイオミックス ドライブ2	バイオミックス ドライブ3	バイオミックス ドライブ4	バイオミックス コントロール
注 文 コード	1005350	1005360	1005370	1005380	1005390
価 格	¥96,300	¥182,000	¥264,000	¥339,000	¥208,000
メーカーコード	80001	80002	80003	80004	98400
攪 拌 点	1	2	3	4	—
攪拌点の間隔	—	140 mm	140 mm	140 mm	—
最大攪拌出力	6 W / 攪拌点あたり				—
出 力 セ ッ ト	10 ~ 100 % (10段階) 4 ~ 40 W				10 ~ 100 % (10段階) 4 ~ 40 W
ケ ー ス	ステンレス(SUS304)				ステンレス(SUS304)
使 用 環 境	-10 ~ 50℃(湿度100%時) / ~50℃(水中)				-10 ~ 50℃(湿度80%時)
電 源	48 VDC				100 - 240 V / 50-60 Hz
サ イ ズ	180×180×38 mm	130×270×38 mm	130×410×38 mm	270×270×38 mm	200×155×38 mm
防 水・防 塵	IP68				IP20
重 量 (約)	2.3 kg	2.5 kg	3.5 kg	4.7 kg	1.3 kg

※ご使用に際してはドライブ (またはMS4) が必要です。

インテリミキサー RM-2M キャンペーン



上下ボタンで簡単に動作を選択



CE



プロッターとして



ロッキングミキサーとして



ローテーターとボールテックス

注文コード	品名	価格
1011910	インテリミキサー 本体	¥118,000 ¥88,000



注文コード	品名 / チューブ本数	価格	注文コード	品名 / チューブ本数	価格
① 1011973	ロッキング プラット フォーム	¥14,700	⑤ 1011968	φ 13 mm ラック (クライオバイアル × 28本)	¥ 9,000
② 1011972	プロットイング ラック (50 ml × 6本)	¥12,400	⑥ 1011969	φ 11 mm ラック (1.5 / 2.0 ml × 32本)	¥ 9,000
③ 1011966	φ 30 mm ラック (50 ml × 10本)	¥10,500	⑦ 1011970	φ 9 mm ラック (0.5 ml × 30本)	¥ 9,000
④ 1011967	φ 16 mm ラック (15 ml × 14本)	¥10,900	⑧ 1011971	ミックスラック (※下記をご参照ください)	¥12,000

※ミックスラックには φ11 mm × 8本、φ13 mm × 8本、φ16 mm × 4本、φ30 mm × 2本のチューブが取り付けられます

ローテティング ミキサー RT10



- ボックス型ラックでマイクロチューブを回転攪拌します
- 1.5 ml チューブ……48本まで
0.5 ml チューブ……50本まで
- 15 ml (16本)、50 ml (6本) 遠心チューブ用のアダプターもあります
- 回転範囲は4~40 rpm
- サイズ: 11.43 (W) × 34 (D) × 17.15 (H) cm
- 重 量: 2.25 kg

注文コード	品名	価格	メーカーコード
0865000	RT10本体	¥150,000	RT10
0865100	15 ml チューブ用アダプター	¥ 16,200	RT10-200
0865110	50 ml チューブ用アダプター	¥ 16,200	RT10-201



ロックンローラー L201



- サンプルをゆっくり回転させながらロッキングします
- 回転用のバーはステンレス製で10 × 208 mm です
- バーの中心距離は19.5 mm です
- 回転スピードは約10rpmです
- ロッキングは35° で毎分約5サイクルです
- ランプ付きの ON / OFF スイッチがあります

サイズ: 330 × 300 × 190 mm

重 量: 3.0 kg

注文コード	価格	メーカーコード
0711500	¥136,000	20110

パーツは自社製
(オランダ)




テスト チューブ ロテーター

LABINCO

- 混合、拡散、透析、抽出用のミキサーです
- 角度は90°～27°の範囲で変えられます
- 回転中にも試験管の入れ替えができます
- 試験管取り付け用ディスクはすべて別売りです

パーツは自社製
(オランダ)



MODEL LD-79

仕様および価格(本体のみ)

型 式	L28	L29	LD79
注 文 コード	0711100	0711200	0711250
回 転 速 度	10 rpm固定	5~50 rpm (ダイヤル式)	5~50 rpm (デジタル)
タ イ マー	なし	なし	0~99時間 1~59分
メ モ リー	なし	なし	つき
自動再始動	なし	なし	つき
サ イ ズ	210×200×220 mm	210×220×270 mm	200×200×250 mm
重 量	3.5kg	3.6kg	3.5kg
価 格	¥81,000	¥117,000	¥148,000

ディスク


注文コード	チューブ径 (mm)	チューブの本数	価 格	メーカーコード
0711350	4~6 (0.4 ml チューブ)	40	¥19,800	28006
0711280	6~9 (0.5 ml チューブ)	30	¥19,400	28009
0711300	9~12 (1.5 ml チューブ)	20		28012
0711310	12~16	20		28020
0711320	16~19	20		28030
0711360	19~22	17	¥16,700	28070
0711340	22~25	15		28050
0711370	25~28	12		28080
0711290	28~32	10		28032
0711330	32~40	10		28040
0711380	2枚ディスク用アダプター		¥13,000	28090

ロータリーミキサー


LABINCO

- 試験管を連続回転します
- 8~27 mm までのアダプターが揃っています
- 回転速度は5~50 rpmです
- ドラム / パーは簡単に付け替えができます

パーツは自社製
(オランダ)



MODEL LD-76



仕様および価格(本体のみ)

型 式	L26	LD76
注 文 コード	0711600	0711630
回 転 速 度	5~50rpm (ダイヤル式)	5~50rpm (デジタル)
タ イ マー	なし	0~99時間 1~59分
メ モ リー	なし	つき
自動再始動	なし	つき
バー/ドラム	14~18 mm 用つき	なし
ディップトレイ	ステンレス製	なし
サ イ ズ	540×160×185 mm	450×170×190 mm
重 量	7.5kg	3.3kg
価 格	¥155,000	¥148,000

アクセサリ

注文コード	試験管径 (mm)	最大試験管長 (mm)	最大試験管数	価 格	メーカーコード	重 量
0711700	16~20	190	20	¥23,200	26020	
0711710	19~22	185	18		26022	
0711720	22~27	180	18		26027	
0711760	4~6 (0.4 ml チューブ)	85	104		26036	
0711770	6~9 (0.5 ml チューブ)	85	104	¥67,700	26039	
0711730	9~12 (1.5 ml チューブ)	85	104		26040	
0711740	12~16	120 140	48 (4列) 24 (2列)	¥43,900	26480	
0711750	9~12	120 140	56 (4列) 28 (2列)	¥49,000	26560	

マイクロプレート / チューブ シェーカー

LABINCO

LD-450 : マイクロプレート 4枚用
LD-452 : マイクロプレート 8枚用
LD-454 : マイクロチューブ 20本×4

パーツは自社製
(オランダ)

- $\phi 4$ mm の強力で安定した回転です
- マイクロプロセッサーによるスピードコントロール : 50~1250 rpm
- スピードはデジタル表示で、設定値と実際値を表示します
- サイズ : W240 mm × D250 mm × H175 mm
(LD-450 は150 mm)

注文コード	商品名	価 格	メーカーコード
0710500	LD-450	¥179,000	45010
0710600	LD-452	¥193,000	45210
0710700	LD-454	¥175,000	45410

②




LD-452

①



LD-450

③



LD-454

バイブロシェーカー LD-420

LABINCO

- 強力で安定した回転です(回転直径 4 mm)
- マイクロプロセッサーによるスピードコントロール(50 - 999 rpm)
- スピードはデジタル表示で(0000-1999)
- セットスピードと実際のスピードを表示します
- エチレンフォームが4つまでかけられます

本体のみ

注文コード	価 格	メーカーコード
0710800	¥175,000	42000

パーツは自社製
(オランダ)

直流モーター、100V
消費電力 : 18W
サイズ : 240 × 250 × 175 mm
重 量 : 4.5 kg

エチレンフォームトレイ (4個入)

注文コード	試験管径 (mm)	価 格
0710900	7~9	¥22,200
0710910	9~11	
0710920	11~13	
0710930	13~15	
0710940	15~17	
0710950	17~19	
0710960	19~21	
0710970	21~26	
0710980	26~30	
0710990	30~34	



デジタル サーモ シェーカー

ELMI

上から
加熱



下から
加熱

- プレートを **上下から加熱** します
- 室温 +5℃ ~ 60℃
- タイマー 1~999分
- **100rpm** ~ **1300rpm**

注文コード 1012000 DTS-2

プレート2枚用 ~~¥238,000~~

¥190,000

注文コード 1012010 DTS-4

プレート4枚用 ~~¥269,000~~

¥215,000

デジタル ロッキング シェーカー



- 両端 1 kg、中央 5 kg

【仕様】
標準プレートサイズ : 86 × 128 × 15 mm
使用環境 : 4℃ ~ 40℃ 80% r.h
プレートの上下双方向から加熱
パワフルなシーソー式

(写真の2段目はオプションです)

注文コード	価 格	キャンペーン価格
1011700	¥135,000	¥108,000

オプション

注文コード	品 名	価 格
1011781	マルチレベルプラットフォーム	¥12,400

デジタルシェーカー DOS-20-S



- 非常にコンパクト

【仕様】
 $\phi 20$ mm 回転式 10~250rpm
天板サイズ : 168 × 168 mm
外寸 : 193 × 170 × 70 mm
重量 : 1.4 kg ※標準でマグネットクリップが3個付属されます

注文コード	価 格	キャンペーン価格
1011550	¥108,000	¥86,400

エレクトロニック アイス キューブ IC10



特徴

- エネルギー効率がいペルティエデザインです
- プレート温度は0℃ 以下です
- コンパクトサイズです
- 自動車のライターからも電源がとれます
- 12カ月保証

【仕様】

温度範囲 (プレート) : 周囲温度～周囲温度-30℃
 中心と周辺の温度差 (0℃ 以下) : ±0.5℃
 サイズ: 冷却モジュール16.5×12×8.9 cm
 パワーサプライ: 16.5×8.1×2.2 cm
 重量: 2.7 kg

価 格 (本体+カバー)

在庫限り

注文コード	価 格	メーカーコード
0860600	¥81,000	IC10

-10℃～100℃の範囲での加熱、保温、冷却、凍結に

エコサーム IC20



- エネルギー効率がいペルティエデザインです
- -10℃ ～ 100℃ の範囲でデジタルコントロールできます
- 室温でのコントロールです
- カウントダウンタイマー (最大30日) つきです
- アラーム、オートオフつきです
- 電子キャリブレーション、リセット可能
- コンパクトで場所をとりません
- 野外で自動車のライターでも使用できます
- 直流12 V で作動します

【仕様】

温度範囲: -10～100℃
 読み取り: 1℃
 精度: ±1℃
 安定性: ±1℃
 均一性: ±0.5℃
 タイマー: 1秒～30日
 アラーム: 音声で1分間
 オートオフ: 可
 加熱冷却: ペルティエ素子
 サイズ: 加熱冷却モジュール16.5×22.3×8.9 cm
 パワーサプライ16.5×8.1×5.6 cm、重量: 2.9 kg

価 格 (本体+カバー)

注文コード	価 格	メーカーコード
0860700	¥225,000	IC20



-10～100℃の範囲での加熱、保温、冷却、凍結に

エコサーム IC22 1台で2つの温度を



- エネルギー効率がいペルティエデザインです
- -10℃ ～ 100℃ の範囲でデジタルコントロールできます
- 2つの異なる温度が同時に得られます
- 96ウェルプレートや0.2、0.5、1.5 ml チューブ (アルミブロック使用) でのサンプルのインキュベーション
- 室温でのコントロールです
- カウントダウンタイマー (最大30日) つきです
- アラーム、オートオフつきです
- 電子キャリブレーション
- コンパクトで場所をとりません

【仕様】

温度範囲: -10～100℃
 読み取り: 1℃
 精度: ±1℃
 安定性: ±1℃
 均一性: ±0.5℃
 タイマー: 1秒～30日
 アラーム: 音声で1分間
 オートオフ: 可
 加熱冷却: ペルティエ素子×2
 サイズ: 加熱冷却モジュール16.5×50.8×8.8 cm
 重量: 2.9 kg

価 格 (本体+カバー)

注文コード	価 格	メーカーコード
0860820	¥387,000	IC22



-10～100℃の範囲でのミキシング、加熱、保温、冷却、凍結に

ミキサー SC25 (プログラム機能つき) / SC20



【仕様】

回転スピード: 200～1000rpm (ブロックを載せない状態での目安です)
 温度範囲: -10～100℃
 サイズ (本体のみ): 19.9×36.8×10.8 cm
 重量: 4.5 kg
 SC25のプログラム
 パラメーター: 温度・時間・スピード
 プログラム数: 5
 ステップ: 10
 繰り返し: 1～99回

価 格 (本体+カバー)

注文コード	価 格	メーカーコード
0860900	¥512,000	SC25
0860950	¥455,000	SC20

アルミブロック (このページの機器に共通です)

注文コード	0861120	0861130	0861140	0861150	0861160	0861230	0861240	0861250	0861260
メーカーコード	620-5012	620-5013	620-5014	620-5015	620-5016	620-5023	620-5024	620-5025	620-5026
用 途	0.5 ml × 40	1.5 ml × 30	0.5 ml × 40 1.5 ml × 15	0.2 ml × 96 (8 × 12)	Vボトム 96ウェル	φ 12 / 13mm × 20	φ 6 × 6 φ 12 / 13 × 5 φ 20 × 3	φ 20mm × 8	φ 6mm × 30
価 格	¥33,300	¥36,000	¥60,300	¥48,600	¥50,400	¥32,400	¥36,000	¥36,000	¥32,400
注文コード	0861270	0861170	0861180	0861190	0861200	0861210	0861220	0861280	0861300
メーカーコード	620-5027	620-5017	620-5018	620-5019	620-5020	620-5021	620-5022	620-5028	620-5030
用 途	15 ml × 12	丸底96ウェル	20 ml バイアル × 24	384ウェルプレート	平底プレート	φ 10mm × 24	φ 15 / 16mm × 12	20 ml バイアル × 12	50 ml × 6
価 格	¥56,700	¥50,400	¥36,900	¥50,400	¥37,800	¥28,800	¥31,500	¥58,500	¥53,100



フーガミックス 3 CM-50M キャンペーン



50.01



50.02



50.03

遠心専用

~15000RPM

遠心 + ミキサー

~12500RPM



RPM / RCF 同時表示

- 大幅に進化した12段階のミキサー機能
- 遠心専用ローターで15000 rpmの遠心
- 100 rpm / 10 RCF 単位の設定は同時表示

【仕様】

遠心：1000~15000 rpm (ローター50.01) ミキサー：12段階
 1000~12500 rpm (50.02 / 50.03) タイマー：5~59秒、1~99分
 使用環境：10~40℃ 80% r.h.
 プレーキ：5段階 重量：3.1 kg
 サイズ：200 × 180 × 145 mm

注文コード 1011003

~~¥179,000~~ **¥143,000**

ローター各種

注文コード	品名	価格
1011011	15000 rpm 遠心専用 ローター 50.01	¥32,700
1011012	1.5 / 2.0 ml チューブ 12本用 ローター 50.02	¥15,800
1011013	0.2 ml チューブ 16本用 ローター 50.03	¥10,500
1011020	0.5 ml チューブ用アダプター	¥ 4,900
1011021	0.2 ml チューブ用アダプター	¥ 4,900



CM-70M-07 キャンペーン



- **スピン** と **ミックス** を繰り返し、スピンドウンして終わる **プログラム** 付
- 標準ローターには **1.5ml**、**0.5ml**、**0.2ml** 各12本が同時にかかります

【仕様】

2000~7000 rpm (〜3200 × G) 使用環境：10~45℃ 80% r.h.
 1000 rpm毎にセット サイズ：190 × 170 × 120 mm
 ミキサー：6段階 重量：1.3 kg
 タイマー：0.1~30分

オプション

注文コード	品名	価格
1011412	0.2 ml チューブ 16本用 ローター	¥6,400

注文コード 1011400

~~¥139,000~~ **¥106,000**

スプラウト MINI キャンペーン



- ローター2種類 1.5 ml × 6、0.2 ml × 16
- ワンタッチでローター交換
- ラック・保管ケース付

※6000 rpm 固定式

注文コード 0675002

~~¥39,800~~ **¥29,400**

パワーミックス L46

LABINCO

- バイブレーションが強力で、試験管はφ7 mm ~ 35 mm まで使えます
- 振動部を押せばスイッチが入ります
- もちろん連続振動でも使えます
- 無断変速で、最高スピードは2500 rpmです
- 丈夫で安定感があります
- 豊富なアクセサリが揃っています
- アクセサリー付でもスタンダードカップ付でもお求めになれます

パーツは自社製
(オランダ)



電源: 100V 消費電力: 40W サイズ: 135 × 120 × 135 mm (L × D × H)
重量: 3.2 kg

写真	注文コード	仕様	価格	メーカーコード
	0710000	基本ユニット	¥52,700	46.010
A	0710010	マイクロ プレート ホルダー	¥ 9,700	46.100
B	0710020	マイクロチューブ(20本)用ポリエチレン ホルダー	¥11,300	46.200
b1	0710030	スプアーポリエチレン ホルダー	¥ 3,000	46.250
C	0710040	試験管(1本)用ホルダー	¥ 9,600	46.300
D	0710050	試験管マルチホルダー	¥19,400	46.400
E	0710060	ユニバーサルコンタクトプレート	¥ 4,500	46.500


基本ユニットにこれだけのアクセサリー



ボルテキサー NEW

Heathrow Scientific

- 6サイズのチューブホルダーを標準装備しています
- ヘッドを交換する必要がありません
- 中心部のパッドでは手持ちで攪拌ができます



- ① 中央部のパッドでは手持ちで攪拌します
- ② 50 ml チューブ × 2本 (水平)
- ③ 15 ml チューブ × 2本 (水平)
- ④ 5 ml チューブ × 2本 (水平)
- ⑤ 1.5 / 2.0 ml チューブ × 4本 (垂直)
- ⑥ 0.5 ml チューブ × 6本 (垂直)
- ⑦ 0.2 ml チューブ × 24本 (垂直)

仕様

回転速度: 1000~3000 rpm 回転直径: 3.7 mm 運転方式: タッチ、連続運転切替式
重量: 3.93 kg サイズ (mm): 171 W × 190 D × 197 H

注文コード 0675100

~~¥39,800~~ **¥29,000**

見た目に似合わないパワーと安定感

ボルテックス ミキサー V-3

ELMI

φ 130 mm

CE



仕様

スピード: 50~4,000 RPM
攪拌方式: 施回式
回転直径: 4 mm
最大消費電力: 8W
サイズ: φ130 mm × 58 mm (H)
重量: 0.6 kg

注文コード 1011800

~~¥39,800~~ **¥31,900**

【オプション】



1.5 / 2.0 ml 9本用アダプター
(~3,000 RPM)

注文コード	品名	価格
1011811	1.5 / 2.0 ml 9本用アダプター	¥ 7,500


トレフ Autolys M システム

オートリスMは、2Dコードがついたチューブです
二重構造のチューブとチューブリフターから成り、24本のチューブを遠心してDNAを精製することができます
素早く、コンタミのない、信頼性の高いDNA抽出です

大きな綿棒や布などからのDNA抽出も一本のチューブで安全に行えます
チューブはコンパクトでワイドな設計です
アウターとインナーの2本のチューブはピッタリしています
インナーチューブの底にメンブレンがついており、スクリューキャップ付きです



動画でご覧になれます



チューブ リフター

24本を同時に、2段階リフトアップしていきます



サーモブロック

Eppendorf Thermomixer® comfort など



24本用 ラック

チューブリフターを使用する際、またロックングリッドを装着して遠心する際に24本同時に処理します。




ロックングリッド

ラックに立った24本のチューブを、リフトアップされた位置に固定して遠心します

- チューブは薬品耐性の高いバージンポリプロピレン製で、質の高い表面によりDNAを最大限に回収することができます
- メンブレンはPTFE製で、ポアサイズ30 μm 、厚さ2 mm、疎水性、不活性で化学的に安定しており、有機溶剤、酸、アルカリを使用するアプリケーションにも最適です
- スピンフローのアプリケーションでのワーキングボリュームは200 ~ 900 μl です
- 溶解バッファーで90 °C までのインキュベーションが可能です
- 3000 RCF までの遠心に耐えます (リフトロックのポジション、500 μl 、10分間)
- ISO 14644-1、Class 8 のクリーンルームで、微生物学的に制御された環境で製造しています
- RNase、DNase、DNA (<2 pg)、Endotoxins (<0.001 EU / ml) PCR inhibitors (<10 copies) ATP (<30 RUL) フリーの製品です

注文コード	品 名	入 数	価 格	メーカーコード	
0308000	キャップ + チューブ (2Dコード付、EO滅菌済)	各100個	¥ 55,200	96.11548.9.01	
0308005	キャップ + チューブ (2Dコード付、EO滅菌済)	各25個	¥ 16,000	96.11549.9.01	
0308010	チューブリフター キット	1セット	¥293,000	96.11558.0.01	※チューブリフター × 1、ロックングリッド × 2
0308015	ロックングリッド	2セット	¥ 15,800	96.11557.0.01	
0308020	24本用サーモブロック	1個	¥ 62,000	96.11560.0.01	
0308025	24本用ラック	1個	¥ 1,980	96.11559.0.01	
0308030	スターターキット	1セット	¥119,000	96.11572.0.01	※サーモブロック × 1、ラック × 1、チューブ・キャップ各100個

フィード プレート グルコースをゆっくり放出、プレートのウェル内で Fed-Batch 環境を作ります





- 独自のマトリックスがウェルの底に固定されており、栄養分がゆっくりと放出されていきます (下図参照)
- プレートでのスクリーニングの段階から Fed-Batch 培養の環境を作ります
- ファーマンターでの製造を見据えた基質の環境を作り出しますので、より正確なスクリーニングを実現します

放出する栄養素：グルコース 振とう条件：37℃、300 rpm、回転直径 50 mm
 培地：10 mM PBS バッファー (pH7.4)
 容量：1000 μl (96ウェル) / 3000 μl (24ウェル)

滅菌済


注文コード	ウェル数	ウェル形状	放出レート (g / L・48h-1)	価格 (10枚)	ウェル 単価	メーカーコード
98P0101	96	丸型	3.5	¥369,000	¥ 385	SMFP01001
98P0102	96	角型	5.5-6	¥369,000	¥ 385	SMFP01002
98P0402	96	角型	11.5	¥369,000	¥ 385	SMFP04002
98P0401	96	丸型	7.5-8	¥369,000	¥ 385	SMFP04001
98P0801	96	丸型	10	¥369,000	¥ 385	SMFP08001
98P0802	96	角型	15.5	¥369,000	¥ 385	SMFP08002
98P0103	24	角型	7-8	¥397,000	¥1,655	SMFP01003
98P0403	24	角型	14-16	¥397,000	¥1,655	SMFP04003
98P0601	24	角型	3	¥397,000	¥1,655	SMFP06001
98P0803	24	角型	21-22	¥397,000	¥1,655	SMFP08003



フィードビーズ フラスコでの振とう培養で、手軽に Fed-Batch 培養



- 栄養素と放出レートはフィードビーズのタイプ、品番ごとに調整されています
- フラスコでの振とう培養に最適で、使用する数量で栄養素の量を調整できます



注文コード	栄養素	放出量	直径	入数	価格	メーカーコード
98B0101	グルコース	0.3 mg / h	φ 12 mm	25錠	¥16,800	SMFB01001
98B0801	グルコース	1.3 mg / h	φ 12 mm	25錠	¥22,400	SMFB08001
98B1101	グリセロール	0.1 mg / h	φ 12 mm	25錠	¥19,600	SMFB11001
98B1201	グリセロール	0.8 mg / h	φ 12 mm	25錠	¥25,200	SMFB12001

滅菌済



フィード チューブ 細胞培養に、信頼性の高いフィーディング



- fed-batch 培養を 50 mL チューブで行います
- 放出レートは48時間で60 mg
- 哺乳類細胞の培養でシェアストレスを軽減します
- 滅菌済、キャップにはガスが透過するメンブレンがあります

滅菌済

注文コード	栄養素	放出量	入数	価格	メーカーコード
98T0101	グルコース	60 mg / 48h	1本	¥21,000	SMFT01001



- 正確に秤量されたタブレットかパウチ
- pHがセットされています (25℃ 時)
- ハイグレードの化学物質を使用しています
- ロットごとの再現性が保証されています
- 室温で3年以上保管できます

使用方法


タブレットまたはパウチ当たりのバッファー量の80%程度の純水をビーカーかフラスコに入れ、マグネチックスターラーで攪拌して溶解します。バッファーが透明になったら所定のバッファー量になるまで更に純水を加えて攪拌すれば5分ほどで出来上がり、すぐにお使いになります。

時間の節約

再現性確保

緊急時に備えて

ボトルタイプ タブレット



PBS / PBS-Tween / TBS-Tween

注文コード	品名 / pH / 1錠の バッファー量	入 数 (合計バッファー量)	キャンペーン価格
5000020	PBS / pH 7.4 / 100 ml	100 錠 (10 l)	¥ 4,280
5000060	PBS / pH 7.4 / 500 ml	100 錠 (50 l)	¥15,600
5000080	PBS / pH 7.4 / 1000 ml	100 錠 (100 l)	¥27,960
5000260	PBS / pH 7.4 / 1000 ml without Potassium	100 錠 (100 l)	¥27,960
5000320	PBS-T / pH 7.4 / 500 ml	100 錠 (50 l)	¥19,120
5000340	PBS-T / pH 7.4 / 1000 ml	100 錠 (100 l)	¥30,320
5001080	TBS-T / pH 7.6 / 500 ml	100 錠 (50 l)	¥31,120

20%
OFF

Carbonate-bicarbonate バッファー

注文コード	品名 / pH / 1錠の バッファー量	入 数 (合計バッファー量)	キャンペーン価格
5000300	Carbonate - bicarbonate pH9.6 / 100 ml	100 錠 (10 l)	¥10,880

20%
OFF

ブリスターパック入 タブレット



20%
OFF

PBS / TBS / TBS-Tween

注文コード	品名 / pH / 1錠の バッファー量	入 数 (合計バッファー量)	キャンペーン価格
5000070	PBS / pH 7.4 / 1000 ml	10 錠 / ブリスター (10 l)	¥ 5,600
5001050	TBS / pH 7.6 / 500 ml	10 錠 / ブリスター (5 l)	¥ 3,900
5001070	TBS-T / pH 7.6 / 500 ml	10 錠 / ブリスター (5 l)	¥ 4,880

パウチ入タイプ



20%
OFF

PBS 10x

注文コード	品名 / pH / 1パウチの バッファー量	入 数 (合計バッファー量)	キャンペーン価格
5000125	PBS 10x / pH 7.4 / 1000 ml	5 パウチ (50 l)	¥ 7,360

生化学・分子生物学全般／電気泳動用バッファー



20%
OFF

電気泳動用バッファー


注文コード	品名 / pH / 1パウチの バッファー量	入 数 (合計バッファー量)	キャンペーン価格
5000511	Tris-HCl / pH 7.4 / 1000 ml	1 パウチ (1 l)	¥ 3,040
5001306	TAE 50x / pH 8.3 / 500 ml	1 パウチ (25 l)	¥ 6,480
5001510	TBE 1x / pH 8.3 / 1000 ml	10 パウチ (10 l)	¥ 5,600



30%
OFF

数量限定キャンペーン

注文コード	品名 / pH / 1パウチの バッファー量	入 数 (合計バッファー量)	キャンペーン価格
5002206	SDS 10% / 1000 ml	1 パウチ (1 l)	¥ 8,400
5002226	SDS 20% / 1000 ml	1 パウチ (1 l)	¥14,400



注文コード	クリーンカラム	サンプル数	価 格	メーカーコード
0635000	組織・培養細胞の ゲノムDNA	10	¥ 4,900	10N.010
0635010		50	¥ 22,000	10N.050
0635020		50 × 5	¥100,000	10N.250
0635300	バクテリアの ゲノムDNA	10	¥ 4,900	20N.010
0635310		50	¥ 22,000	20N.050
0635320		50 × 5	¥100,000	20N.250
0635900	植物の ゲノムDNA	10	¥ 4,900	47N.010
0635910		50	¥ 22,000	47N.050
0635920		50 × 5	¥100,000	47N.250
0636200	全血のゲノムDNA (~200μℓ)	10	¥ 4,900	50N.010
0636210		50	¥ 22,000	50N.050
0636220		50 × 5	¥100,000	50N.250

上記価格には、クリーンカラム、溶解バッファー、プレップバッファー、コレクションチューブが含まれています。

クリーンカラム たった一度の遠心700 xg

溶解後の精製時間 **4分** たった1度の遠心で **洗浄不要** PCRや酵素反応に使える **DNA精製**

ネクストテックDNA抽出システムにより、様々なサンプル(組織・細胞・植物・血液・バクテリアなど) からわずか4分でDNAの抽出が可能になります。従来とは逆の発想で、タンパクや阻害物質をカラムに吸着させます。DNAは結合せずにカラムを通過します。

- 精製の過程で、**700 xg** の遠心がわずか **1回** しかありませんので、溶解後は一般的なキットの5分の1の時間で精製が可能です
- DNAのロスがほとんどありません
- チップや薬品の廃棄物を減らすことができます
- 多検体を扱う場合にも高価な機械が必要ありません

クリーンプレート96 たった1度の遠心またはバキューム

- **バキューム** を使用しても

泡立ったり目詰まりを起こしません

- PCR、リアルタイムPCR、シーケンシングなど、以降の行程に十分なDNAが抽出できます
- 廃棄物を大幅に削減します



注文コード	抽出・精製DNA	サンプル数	サンプル当り	価 格	メーカーコード
0635100	組織・培養細胞の ゲノムDNA	96 × 2	¥396	¥ 76,000	10N.902
0635110		96 × 4	¥391	¥150,000	10N.904
0635120		96 × 24	¥389	¥894,000	10N.924
0635400	バクテリアの ゲノムDNA	96 × 2	¥396	¥ 76,000	20N.902
0635410		96 × 4	¥391	¥150,000	20N.904
0635420		96 × 24	¥389	¥894,000	20N.924
0636000	植物の ゲノムDNA	96 × 2	¥396	¥ 76,000	47N.902
0636010		96 × 4	¥391	¥150,000	47N.904
0636020		96 × 24	¥389	¥894,000	47N.924
0636300	全血ゲノムDNA (マキン) ~200 ul	96 × 2	¥396	¥ 76,000	50N.902
0636310		96 × 4	¥391	¥150,000	50N.904
0636320		96 × 24	¥389	¥894,000	50N.924

上記価格には、クリーンプレート、溶解バッファー、プレップバッファー、コレクションプレートが含まれています。



バキュームマニホールド

- ネクストテッククリーンプレート用のバキュームマニホールドです
- コンパクトで場所を取らず、使い方も簡単です
- プレートの遠心が必要なくなります

注文コード	品 名	価 格	メーカーコード
0633000	バキュームマニホールド	¥81,000	900.100

株式会社 **TOHO**

〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-1-13
e-mail : sales@j-toho-kk.co.jp
ホームページ : http://www.j-toho-kk.co.jp
TEL.03-3654-6611(代表)
FAX.03-3654-0294

お問い合わせは

※このカタログに掲載されている商品は専門知識をもって研究をされている研究者の方々を対象としており、これらの方々はその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には使用ができない場合があります。相当の危険が伴う場合もあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。

カタログ中の価格は令和元年10月現在のものです。予告なく変更する場合があります。また価格には消費税は含まれておりません。

※大幅な為替変動などにより、2020年1月以降のキャンペーンを中止、もしくはキャンペーン価格を改訂させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。

2019.9.28K