

キャンペーン ~2020年3月31日



標準仕様がDNA低吸着

トレフ 1.5 ml スタンダードキャップ マイクロチューブ



DNA 低吸着

LoTrace DNA™

日頃お使いのチューブがDNA低吸着になります

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP を含まない製品です
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- メディカルグレードのバージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されておらず、表面のコーティングなどありません

最大遠心力：～ 30,000 x g
オートクレーブ可能：121℃、20分
温度範囲：-190℃～ 121℃




クリーンルーム ピュア

トレフブランド製品で、上記の特長を備えた製品に使用する独自のロゴマークです

1,000本入

¥1,920

注文コード 0300100
メーカーコード 96.07246.9.01



価格は従来品と同じでDNA低吸着を実現

リアルタイムPCRによる他社製品との比較

各社1.5mlチューブを使用してDNA溶液を20℃で2時間インキュベートし、リアルタイムPCRへ。チューブへのDNAの吸着が少ないほど縦軸のCt Mean値が低くなることを示します。

スイス、Biolytix AGにて行われた試験データ

PCRチューブ(シングル) キャンペーン



- 肉厚は薄く均一で、熱の伝わりに優れています
- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- メディカルグレードのポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心：～ 30,000 xg オートクレーブ：121℃、20分 温度範囲：-190℃～ 121℃

| 注文コード | 容量 | カラー | 入数 | 価格 | キャンペーン価格 |
|---------|--------|-------|-------|-------------------|---------------|
| 0302000 | 0.2 ml | ナチュラル | 500×2 | ¥5,700 | ¥3,990 |
| 0301250 | 0.5 ml | ナチュラル | 500×2 | ¥6,600 | ¥4,620 |

SAMPLE

AUTOCLAVE



0.2 ml 8連PCR チューブ / キャップ (125ストリップ) キャンペーン

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- メディカルグレードのポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

SAMPLE


AUTOCLAVE

| 注文コード | 品名 | カラー | 価格 | キャンペーン価格 |
|---------|----------|-------|-------------------|---------------|
| 0302100 | チューブ | ナチュラル | ¥5,800 | ¥4,600 |
| 0302200 | フラットキャップ | ナチュラル | ¥5,000 | ¥4,000 |
| 0302250 | ドームキャップ | ナチュラル | ¥4,800 | ¥3,840 |



トレフ チップ Slim Line キャンペーン

0.5～20μl



全長：46 mm

注文コード 0306002

1,000本入 ~~¥2,400~~

¥1,680

2～200μl (バルクタイプはイエローチップです)



全長：50 mm

注文コード 0306004

1,000本入 ~~¥1,700~~

¥1,360

50～1000μl (バルクタイプはブルーチップです)



全長：69.8 mm

注文コード 0306006

1,000本入 ~~¥2,400~~

¥1,680

備考：目盛りの単位は μl

- 非常に純度の高いバージンポリプロピレンを使用し、DiHEMDA / オレイン酸アミドが含まれていません
これらはしばしば原材料のポリプロピレンにも含まれる物質ですが、実験結果に悪影響を与えます
- 潤滑油を使用せずに製造しています
- 色素にカドミウムは含まれておりません
- メモリ付で、目視で容量の確認ができます
- DNase, RNase, endotoxins, ATPフリーの製品です
- 121℃、20分のオートクレーブが可能です

トレフ チップ 35年を超えるロングセラー

キャンペーン対象外



イエローチップ1701



注文コード 0303000

1,000本入

¥2,600

ブルーチップ1702



注文コード 0303010

1,000本入

¥3,500

スタンダードチップ (リム付)

- 手で取り付けがしやすいリム付のチップです
- 非常に純度の高いバージンポリプロピレンを使用し、DiHEMDA / オレイン酸アミドが含まれていません
これらはしばしば原材料のポリプロピレンにも含まれる物質ですが、実験結果に悪影響を与えます
- 潤滑油を使用せずに製造しています
- 色素にカドミウムは含まれておりません
- DNase, RNase, endotoxins, ATPフリーの製品です
- 121℃、20分のオートクレーブが可能です

日本総代理店

株式会社 **TOHO**

〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-1-13

e-mail : sales@j-toho-kk.co.jp

ホームページ : http://www.j-toho-kk.co.jp

TEL.03-3654-6611 (代表)

FAX.03-3654-0294

お問い合わせは

※このカタログに掲載されている商品は専門知識をもって研究をされている研究者の方々を対象としており、これらの方々はその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には使用ができません。相当の危険が伴う場合があります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。カタログ中の価格は令和元年11月現在のものです。また価格には消費税は含まれておりません。大幅な為替変動などの要因により、キャンペーンを予告なく中止させて頂く場合がございます。万一、製造上の原因による品質不良がございましたら商品の交換または修理にて対応させていただきます。不良、破損によって誘発される損失に対してはご容赦ください。