

春のキャンペーンと 新製品など

キャンペーン期間 ~2022年6月30日迄

※大幅な為替変動などにより、キャンペーンを中止、もしくはキャンペーン価格を改訂させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。


チューブ・プレート

p3~p11



PCRチューブ p6

ディープウェルプレート p9



PCRプレート p7

チューブラック

p12~p23



NEW

保冷用新発売!



NEW

WARM
COLD

ラベル・シール・テープ

p29~p40



グローブ・洗浄・廃液

p41~p51



耐薬品
シリーズ
新発売

チップ・分注

p25~p28



水位警報器



Telli

This waste container is full.
Please empty it.
Press the reset button on
this device to restart the
liquid level monitor.

ピックアップ製品

p52~p58



炎が出ないタイマーつき
白金耳滅菌器 p52



マルチカラー
pH 試験紙 p54

機器類


p64~p75



超低速スターラー p74


ガラス製品・ケッククリップ

p59~p63



試薬・DNA

p76~p80



ゲノムDNAワンステップ精製 p80



バッファータブレット p76

トレフの品質

"Absolutely PURE Right From The Start"

カタログ上でこのシンボルマークが表示されている商品は「微生物を制御した」「ISO 14644-1 Class 8 のクリーンルーム」で製造されています。人手に一切触れないよう、手術室並みの防護体制がとられています。

クリーンルーム ピュア

トレフの基本的な品質と純度の基準を表すロゴマークです



品質の各パラメーター

RNase Free	(< 5 × 10E-9 Kunitz units)
DNase Free	(< 5 × 10E-6 Kunitz units)
DNA Free	(< 2 pg DNA)
Endotoxins Free	(< 0.001 EU/ml)
PCR inhibitors Free	(< 10 copies)
ATP Free	(< 30 RLU)

ISO/IEC 17025 に基づいたリアルタイムPCRにて、分子生物学・微生物学上の分析をスイスの外部機関で行っています。

スイス、トレフ社 (Nolato Treff AG) は、1946年以来熱可塑性素材を使用した高品質の部材の開発・製造に従事しています。産業用、診断用、医療分野の高精度プラスチック部品の製造とは別に、TreffLabのブランド名の下、DNAフリーのラボ向け製品を製造し、独自のネットワークを通じて世界中に供給してきました。

同社はISO 9001、ISO 13485、ISO 22000を認証取得しています。射出成型設備は80以上、敷地は 12,500m² にも及びます。そのうち 2,500m² は微生物を制御したクリーンルームのエリアです。



トップレベルのスイス品質

トレフ社のラボ用消耗品は微生物を制御したISO Class 8 のクリーンルームの最新のラインで製造され、世界中で使用されています。

製品の品質の継続的なモニタリングや、外部の専門家によるクリーンルームの監査・再認定により、トップレベルのスイス品質が保証されています。

製品に関する情報 - 証明書やテクニカルデータシートはいつでもご請求ください。




DNA 低吸着 LoTrace DNA™

1.5 ml スタンダードキャップ マイクロチューブ

1.5 ml キャップロックチューブ

リアルタイムPCRによる他社製品との比較

各社1.5mlチューブを使用してDNA溶液を20℃で2時間インキュベートし、リアルタイムPCRへ。チューブへのDNAの吸着が少ないほど縦軸のCt Mean値が低くなることを示します。(スイス、Bioltyx AGにて行われた試験データ)



1.5 mL スタンダードキャップ チューブ



RNase/DNase Free

Human DNA Free

PCR inhibitors Free

Endotoxins Free

ATP Free



SAMPLE

注文コード 0300100

メーカーコード 96.07246.9.01

¥2,400 / 1,000本

DNA 低吸着

LoTrace DNA™

日頃お使いのチューブがDNA低吸着になります

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP を含まない製品です
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- バージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されておらず、表面のコーティングなどありません

最大遠心力：～ 30,000 xg

オートクレーブ可能：121℃、20分

温度範囲：-190℃～121℃



包装がジップ式になりました

安心のロック機構 + 普段使いがDNA低吸着

1.5 mL キャップロックチューブ

RNase/DNase Free

Human DNA Free

PCR inhibitors Free

Endotoxins Free

ATP Free



包装がジップ式になりました

DNA 低吸着

LoTrace DNA™

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP を含まない製品です
- 微生物を制御した、ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- メディカルグレードのバージンポリプロピレンで製造されており、添加剤などは一切使用されていません
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されておらず、表面のコーティングなどありません

最大遠心力：～ 30,000 xg

オートクレーブ可能：121℃、20分

温度範囲：-190℃～121℃

SAMPLE

注文コード 0300400

メーカーコード 96.08668.9.01

¥5,200 / 1,000本

トレフチューブ・チップをご購入いただいたお客様を、抽選で東京ドーム巨人戦にご招待しております。ご応募いただきましたお客様は2022年度に実施される試合の抽選の対象とさせていただきます。5000本につき1枚、10000本につき3枚の抽選応募はがきを同封いたします。奮ってご応募ください。お待ちしております。

0.5 ml スタンダード キャップ チューブ (イーザーフィット)



スイス、トレフブランドのベストセラーチューブをお求めやすい価格で

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- バージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心：～ 30,000 xg
オートクレーブ：121 °C、20分
温度範囲：-190 °C ～ 121 °C

0.5 ml 注文コード 0301000
500本入 ¥1,800

SAMPLE
AUTOCLAVE



イーザーフィット
一般的な用途に便利な
開け閉めのしやすい
キャップです

DNase, RNase フリーチューブ



透明度が高く、やわらかめのクリックキャップ

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- バージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心：～ 30,000 xg
オートクレーブ：121 °C、20分
温度範囲：-190 °C ～ 121 °C

0.5 ml 注文コード 0301300
500本入 ¥2,100

1.5 ml 注文コード 0300700
1,000本入 ¥4,000

SAMPLE
AUTOCLAVE



クリックキャップ
やや柔らかめのクリック
構造です

キャップロック チューブ



0.5ml



1.5ml



2.0ml



1. クリップでしっかりとロックします
2. リップできちんとシールします
3. 曲げやすいヒンジできちんと閉まります



キャップロック
ロックするシステムで、
キャップが開いてしまう
のを防ぎます。

0.5 ml 注文コード 0301500
500本入 ¥2,800

1.5 ml 注文コード 0300400
1,000本入 ¥5,200

2.0 ml 注文コード 0301800
500本入 ¥3,000

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- バージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心：～ 30,000 xg (2.0 ml チューブは ～20,000 xg)
オートクレーブ：121 °C、20分
温度範囲：-190 °C ～ 121 °C

DNA低吸着
→詳しくはP2

SAMPLE
AUTOCLAVE

クリックキャップ チューブ チューブオープナー付



しっかり閉まるクリック構造のチューブです

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心：～ 30,000 xg (2.0 mL チューブは ～20,000 xg)
オートクレーブ：121℃、20分
温度範囲：-190℃～121℃



クリックキャップ
キャップを固くしており、
変性のプロトコルのよ
うに、蒸発により高い圧
のかかる行程に最適です



1.5 mL 注文コード 0300500
1,000本入 ¥3,900

2.0 mL 注文コード 0301900
500本入 ¥2,600

SAMPLE
AUTOCLAVE

トレフ チューブ ブラック



キャップは開け閉めのしやすいイージーフィット
CleanroomPure 品質の遮光チューブです

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心：～ 30,000 xg
オートクレーブ：121℃、20分
温度範囲：-190℃～121℃



イージーフィット
一般的な用途に便利
な開け閉めのしやすい
キャップです



SAMPLE
AUTOCLAVE

注文コード	品 名	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0300150	1.5 mL スタンダードキャップチューブ	ブラック	1000本	¥4,400	96.07300.0.01
0301050	0.5 mL スタンダードキャップチューブ	ブラック	500本	¥2,800	96.07456.0.01

トレフ スタンダードキャップ チューブ (カラー)



キャップは開け閉めのしやすい
イージーフィット
CleanroomPure 品質の
カラーチューブです

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません



イージーフィット
一般的な用途に便利
な開け閉めのしやすい
キャップです



SAMPLE
AUTOCLAVE

注文コード	品 名	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0300110	1.5 mL スタンダードキャップチューブ	ローズ	1000本	¥3,700	96.07246.2.01
0300120		イエロー			96.07246.4.01
0300130		グリーン			96.07246.5.01
0300140		ブルー			96.07246.6.01

遠心：～ 30,000 xg
オートクレーブ：121℃、20分
温度範囲：-190℃～121℃

トレフ PCR/qPCR チューブ・プレート



- RNase、DNase、Endotoxin、human DNA free です
- オートクレーブにかけられます (121 °C、20分)
- ほとんどのサーマルサイクラーに使えます
- 肉厚は薄く均一で、熱の伝わりに優れています
- 高品質のポリプロピレンが使用されています

DNA低吸着



シングルPCRチューブ

SAMPLE

キャンペーン

DNA低吸着




注文コード	容 量	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格
0302000		クリアー		¥5,700	→ ¥3,990
0302010	0.2 ml	ローズ	500 × 2	¥6,000	→ ¥4,200
0302020		イエロー		¥6,000	→ ¥4,200

注文コード	容 量	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格
0302030		グリーン		¥6,000	→ ¥4,200
0302040	0.2 ml	ブルー	500 × 2	¥6,000	→ ¥4,200
0301250	0.5 ml	クリアー	500 × 2	¥6,600	→ ¥4,620

8連PCRチューブ／キャップ

SAMPLE

DNA低吸着



フラットキャップ

チューブ

注文コード	容 量	カラー	入 数	価 格
0302100		クリアー		¥5,800
0302110		ローズ		
0302120	0.2 ml	イエロー	8 × 125	¥6,090
0302130		グリーン		
0302140		ブルー		

キャップ シーラー



NEW

注文コード	価 格	メーカーコード
0435170	¥6,000	1442-5360

キャップ

注文コード	キャップ	カラー	入 数	価 格
0302250		クリアー		¥4,800
0302260		ローズ		
0302270	ドーム	イエロー	8 × 125	¥5,040
0302280		グリーン		
0302290		ブルー		
0302200	フラット	クリアー	8 × 125	¥5,000

12連PCRチューブ／キャップ

DNA低吸着

在庫限り



注文コード	品 名	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格
0302150	チューブ	クリアー	12 × 125	¥27,500	→ ¥22,000

8連qPCRチューブ／キャップ

SAMPLE

DNA低吸着




注文コード	チューブ／キャップ	カラー	価 格
0302500	8連チューブ 125ストリップ	ホワイト	¥13,500
0302200	8連フラットキャップ 125ストリップ	クリアー	¥ 5,000

PCRプレート 96/384ウェル

SAMPLE

キャンペーン

DNA低吸着




写 真	注文コード	ウェル数	容 量	スカート	プロファイル	材 質	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
A	0302399	96	0.15 ml	フル	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥33,000	→ ¥23,000	96.11203.9.01
B	0302400	96	0.2 ml	ハーフ	スタンダード	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥22,200	→ ¥15,500	96.11204.9.01
C	0302401	96	0.15 ml	ハーフ	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥22,200	→ ¥15,500	96.11205.9.01
D	0302402	96	0.15 ml	ハーフ	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥22,200	→ ¥15,500	96.11206.9.01
E	0302403	96	0.2 ml	なし	スタンダード	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥22,200	→ ¥15,500	96.11207.9.01
F	0302404	96	0.15 ml	なし	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥22,200	→ ¥15,500	96.11208.9.01
G	0302700	384	40 ul	フル		PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥37,600	→ ¥26,300	96.09974.9.01

qPCRプレート 96ウェル

SAMPLE

キャンペーン

DNA低吸着




写 真	注文コード	ウェル数	容 量	スカート	プロファイル	材 質	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
A	0302601	96	0.15 ml	フル	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥34,000	→ ¥23,000	96.11197.9.01
B	0302602	96	0.2 ml	ハーフ	スタンダード	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥22,900	→ ¥16,000	96.11198.9.01
C	0302603	96	0.15 ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥22,900	→ ¥16,000	96.11199.9.01
D	0302604	96	0.15 ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥22,900	→ ¥16,000	96.11200.9.01
E	0302605	96	0.2 ml	なし	スタンダード	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥22,900	→ ¥16,000	96.11201.9.01
F	0302606	96	0.15 ml	なし	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥22,900	→ ¥16,000	96.11202.9.01

Roche® LightCycler® 480用 qPCRプレート 96/384ウェル

SAMPLE

キャンペーン

DNA低吸着




写 真	注文コード	ウェル数	容 量	スカート	プロファイル	材 質	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
G	0302590	96	0.15 ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥52,100	→ ¥36,400	96.10867.9.01
H	0302600	96	0.15 ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥60,000	→ ¥48,000	96.10868.9.01
I	0302610	384	40 ul	フル		PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥44,200	→ ¥30,900	96.10180.9.01

シーリング
フイルムつき

LightCycler®はRoche社の登録商標です。

96 ウェルPCRプレート (0.2mL ノンスカート)



0302300

数量限定

SAMPLE

注文コード	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0302300	50枚	¥21,800	→ ¥15,500	96.09883.9.01


PCRプレート用シーリングマット




0302650

注文コード	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0302650	シーリングマット 96 ウェル用 (TPE製 オートクレープ不可)	5枚	¥5,200	→ ¥3,640	96.09887.9.01

PCRプレート 24 / 48 ウェル



0302530



0302540

注文コード	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0302530	トレフ 24 ウェル PCR プレート	5枚 × 8	¥7,400	→ ¥5,180	96.10812.9.01
0302540	トレフ 48 ウェル PCR プレート	5枚 × 4	¥7,700	→ ¥5,390	96.10813.9.01

qPCRプレート 24 / 48 ウェル / 96ウェル



0302550



0302560



0302570




0302580

注文コード	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0302550	トレフ 24 ウェル qPCR プレート	5枚 × 8	¥ 9,500	→ ¥ 6,650	96.10816.9.01
0302560	トレフ 48 ウェル qPCR プレート	5枚 × 4	¥ 9,200	→ ¥ 6,440	96.10817.9.01
0302570	96 ウェル qPCR プレートノンスカート	5枚 × 10	¥18,600	→ ¥13,000	96.10818.9.01
0302580	96 ウェル qPCR プレートセミスカート	5枚 × 10	¥18,600	→ ¥13,000	96.10819.9.01

384 HTS マイクロプレート

- フラットボトムでウェルの縁には丸みをもたせてありピペッティングが楽にでき、しかもクロスコンタミが起きにくい形状です
- サイドウォールの形状によりチップのポジショニングが素早くでき、同じ高さでも多くのプレートが重ねられます
- ポリスチレン製です
- ロボットに使えるSBSフットプリントです
(SBS:Society of Biological Screening)
- ウェルの容量は100 μ L です
- DNA、DNase、RNaseフリーです

注文コード	品 名	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格
0310850		クリアー			
0310860	384 HTS マイクロプレート	ホワイト	50枚	¥40,700	→ ¥24,400
0310870		ブラック			
0310950	カバー (ポリスチレン製)	クリアー	50枚	¥10,700	→ ¥6,420



トレフ ディープウェルプレート

キャンペーン



2.2mL

角型ウェル用

カバー(オートクレーブ不可)

0310700 ¥250 / 1枚

- ANSI SLAS 2004 フットプリントに準拠しており、ロボットにも対応しています
図面が必要な場合はご請求下さい
- 気密度、平面度、肉厚は100 % 自動で管理されています

- RNase, DNase free
- human DNA free
- PCR inhibitors free
- endotoxins free
- ATP free



- パージン樹脂製で、添加剤は一切使用されていません
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません
- ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造、微生物も厳格に管理されています

1.2mL 透明ポリスチレン製 -20℃～60℃ (オートクレーブ不可)




リムなし



リム付


1.2mL ポリプロピレン製 -80℃～オートクレーブ (121℃20分)



リムなし



リム付




0.5mL

丸型ウェル用

カバー(オートクレーブ不可)

0310250 ¥4,900 / 10枚

トレフ ディープウェルプレート 遠心用マット **NEW**

遠心する際 (2000 × G以内) にプレートの下に敷いていただくマットです

注文コード	適応プレート	厚さ	入数	価格
0310840	2.2 / 1.2 mL	4 mm	10枚	¥6,000
0310830	0.5 mL	8 mm	10枚	¥8,500

注文コード	ウェル容量	材質	滅菌	リム	価格	キャンペーン価格	入数
0310500	2.2 mL	PP	未滅菌	—	¥2,000	→ ¥1,400	4枚
0310510		PP	滅菌	—	¥2,500	→ ¥1,750	4枚
0310100	1.2 mL	PS	未滅菌	なし	¥1,900	→ ¥1,330	4枚
0310110		PP	未滅菌	なし	¥1,900	→ ¥1,330	4枚
0310170		PS	未滅菌	付	¥1,900	→ ¥1,330	4枚
0310180		PP	未滅菌	付	¥1,900	→ ¥1,330	4枚
0310150		PS	滅菌	なし	¥2,400	→ ¥1,680	4枚
0310160		PP	滅菌	なし	¥2,400	→ ¥1,680	4枚
0310190		PS	滅菌	付	¥2,400	→ ¥1,680	4枚
0310200		PP	滅菌	付	¥2,400	→ ¥1,680	4枚
0310800	0.5 mL	PP	未滅菌	付	¥2,800	→ ¥1,960	7枚
0310810		PP	滅菌	付	¥3,600	→ ¥2,520	7枚

SAMPLE

※それぞれ8パックで小箱
32パックで大箱となります

通気性のあるメンブレン

ブリーズイージー・イージー

キャンペーン



ブリーズイージー

- 材質：ポリウレタン
- 温度範囲：-80℃～100℃
- ガンマ線滅菌
- ガス透過性：0.7 kg/m²/24 h

ブリーズイージー

- 材質：不織レイヨン
- 温度範囲：-20℃～80℃
- ガンマ線滅菌
- ガス透過性：4.2 kg/m²/24 h



ブリーズ イージー



ブリーズ イージー

注文コード	品名	サイズ(mm)	入数	価格	キャンペーン価格	メーカーコード	SAMPLE
0765050	ブリーズ イージー	82.5 × 152.4	100枚	¥19,100	→ ¥13,300	BEM-1	
0765060	ブリーズ イージー	82.5 × 152.4	100枚	¥16,400	→ ¥11,400	BERM-2000	


プリカット粘着フィルム

アルミナシール

キャンペーン



- 低温保存、インキュベーション、輸送、遮光が必要なサンプルなどに使えます
- 約70ミクロンのアルミホイルでピペットで突き刺せます
- 滅菌済み
- 80℃～110℃で使用できます
- 耐薬品性がよく、溶剤やジメチルスルホキシド（DMSO）にも耐えます



0764955

注文コード	品名	サイズ(mm)	入数	価格	キャンペーン価格	メーカーコード	SAMPLE
0764950	アルミナシール	152.4 × 82.5	100枚	¥18,100	→ ¥12,600	ALUM-1000	

粘着フィルム チップで突き刺せます!

タイタートップ[®] (ガンマー線滅菌済み)

キャンペーン



- マイクロプレート用粘着フィルムです
- サンプルの蒸発、こぼれ、コンタミを防ぎます
- 152.4 mm × 82.5 mm × 0.11 mm
- ピペットチップを突き刺してサンプルの回収ができます
- 使用温度範囲：-40℃～80℃（連続でなければ100℃）
- 湿度：100%



注文コード	入数	価格	キャンペーン価格	メーカーコード	SAMPLE
0765200	50枚	¥ 9,300	→ ¥ 6,500	TTOPS-50	
0765300	100枚	¥15,900	→ ¥11,100	TTOPS-100	

圧力がかかった部分だけ接着

トレフ シーリング フォイル

キャンペーン

TreffLab

- 分析や保管の際に、サンプルをコンタミから守ります
- 接着剤はマイクロカプセルに封じ込められており、圧力がかかった部分以外はサンプルに触れることはありません
- 透明度が高く、リアルタイムPCRに最適です
- 使用温度範囲：-40℃～120℃
- 材質：PET

NEW

SAMPLE

注文コード	入数	価格	キャンペーン価格
0302800	100枚	¥27,000	→ ¥21,600



使用後

使用前

粘着フィルム

テンプレート シーリング フィルム (ヒートシール)

USA SCIENTIFIC

- 96穴用の粘着フィルムでサンプルのロスを防ぎDNA増幅での温度範囲で使用できます（-40℃～125℃、湿度75％）

SAMPLE

注文コード	滅菌	入数	価格	メーカーコード
0435210	未滅菌	100枚	¥16,500	2921-0000
0435220	滅菌済み		¥24,400	2921-0010



粘着フィルム


NAL-96 シーリング フィルム

USA SCIENTIFIC

- プローブやチップまたサンプルが接着剤に触れることなく取り出せます
- 2層構造のフィルムで、プレート全体をしっかりとシールします
- ウェルの上の90％には接着剤がついていません
- 上の層は簡単につき破れるポリエチレン製で接着剤がついていません
- 下の層はポリプロピレン製でウェルに合わせて穴が開けてあります
- オートサンプラーやロボットに最適で、エアゾールによるコンタミが防げます

SAMPLE

注文コード	滅菌	入数	価格	メーカーコード
0435270	未滅菌	50枚	¥29,600	2923-5000



マルチ PCR ラック (ポリプロピレン製)

キャンペーン



- 3種類のチューブ (0.2 ml、0.5 ml、1.5 ml) が立てられます
- 0.2 ml チューブ 96 本用ラックは、取りはずせます
- 透明なカバー付で作業用、フリーズ用として使用できます



注文コード	カラー	チューブ本数	入 数	価 格	AUTOCLAVE キャンペーン価格	メーカーコード
0435520	グリーン	1.5 ml × 24本 0.5 ml × 16本 0.2 ml × 32本	2 個	¥15,200 → ¥6,000	在庫限り	2324-2042
0435540	イエロー	0.2 ml × 96本				2324-2046

96 ウェル PCR ラック



- 0.2 ml PCRチューブ用の丈夫なラックです
- 8連、12連チューブも立てられます
- ウェルはアルファベットと数字で特定できます
- カバーは取りはずしもできるヒンジ付きです




注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0320010	ブルー	¥1,400	HS23461C
0320020	グリーン		HS23461D
0320110	ナチュラル		HS23461H

ロタラック デュオ



- ラックを回すことにより異なる容量のチューブを一つのラックに並べて希釈や濃縮ができます
- 組み合わせ (4通り)
 0.2 ml (96本) と 0.5 ml (48本) 0.2 ml (96本) と 1.5 ml (48本)
 0.5 ml (48本) と 1.5 ml (48本) 1.5 ml (48本) と 1.5 ml (48本)



注文コード	チューブ本数	カラー	サイズ	価 格	AUTOCLAVE メーカーコード
0661060	0.2ml 96本 0.5ml 48本 1.5ml 48本	ブルーとパープル	296 × 118 × 34	¥6,700	HS29041A

PCR ラック (ポリプロピレン製)



- 8 × 12のマイクロタイターフォーマットの 0.2 ml チューブ用ラックです
- 透明なカバー付で作業用、フリーズ用として使用できます
- ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエローの5色組です



−90℃

AUTOCLAVE

注文コード	チューブ本数	入 数	価 格	メーカーコード
0435300	0.2 ml × 96本	5 個	¥11,800	2300-9602

3 ウェイ ラック



- ポリプロピレン製で3種類のチューブが立てられます
 上段：1.5 ml チューブ12本
 中段：0.5 ml チューブ14本
 下段：0.2 ml PCRチューブ24本 (8連または12連チューブ2本)
- ラックは連結して使用することができます




AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0661800	6色セット	¥3,000 / 6個	HS4289B

在庫限り

*6色セットはナチュラル、グリーン、ブルー、オレンジ、レッド、イエロー

チューブキューブ 8種のチューブをひとつのラックで



- キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズの試験管がたてられます
 50ml コニカルチューブ $\phi 16 \times 125$ mm カルチャーチューブ
 15ml コニカルチューブ $\phi 17 \times 100$ mm カルチャーチューブ
 $\phi 12 \times 75$ mm カルチャーチューブ 1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブ
 $\phi 13 \times 100$ mm カルチャーチューブ
- ポリプロピレン製でオートクレーブにかけられ、4つのキューブとトレイから成るユニークなラックです
- フリーザー、クリーンベンチ、ウォーターバスの中でも使用できます

AUTOCLAVE

写真番号	注文コード	仕 様	価 格	メーカーコード	備考
①	0422000	キューブ(4個)	¥9,600	2344-1000	
②	0422010	トレイ		2344-1040	蛍光色

キューブラック



- この丈夫なキューブラックは研究室の必需品です
- 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます
 50ml チューブ 4本 $12 \times 75 / 100$ mm チューブ ... 12本
 15ml チューブ 10本 1.5 / 2.0ml チューブ 16本
- ポリプロピレン製でどの向きにも連結して使えます

AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0661100	5色セット	¥12,100 / 5個	HS29050A

*5色セットはブルー、グリーン、ピンク、イエロー、オレンジ各1個



4ウェイ チューブラック



- ユニークなタブとスロットで繋げて使うことができます
- 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます
 50ml チューブ 4本 1.5ml チューブ 32本
 15ml チューブ 12本 0.5ml チューブ 32本
- ポリプロピレン製

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード	AUTOCLAVE
0661500	ナチュラル	¥2,000 / 1個	HS29022A	
0661510	ブルー		HS29022B	
0661520	グリーン		HS29022C	
0661530	ピンク		HS29022D	
0661540	イエロー		HS29022E	
0661550	オレンジ		HS29022F	



ロタラック チューブラック



- 4つのラックが連結されていて、それぞれが独立して回転しますからいろいろなサイズのチューブを立てることができます
- オートクレーブ可

AUTOCLAVE

注文コード	品 名	立てられるチューブ	サイズ(mm)	価 格	メーカーコード
0661050	ロタラック ラージ	50 ml チューブ / 2本 15 ml チューブ / 8本 $\phi 20$ mm チューブ / 6本 10 ~ 13 mm チューブ / 10本	224 × 110 × 110	¥9,200	HS29040A
0661055	ロタラック スモール	15 ml チューブ / 6本 1.5 / 2.0 ml チューブ / 9本 0.5 / 0.6 ml チューブ / 12本 0.2 ml チューブ / 32本 0.2 ml 8連チューブ / 4本	210 × 100 × 100	¥8,800	HS29040B



ベストラック



- 裏表2面が使い、片面は1.5/2.0mL用で反対の面は0.5mL用です
- 両面ともに、ベストラックは96本（8×12）立てられます
- サンプルの保存に便利のようにポリプロピレン製のカバーがついています
- オートクレーブでの滅菌ができ（15分まで）、低温保存（-90℃まで）にも使えます



ベストラック（96本立て）

-90℃

AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0420500	ナチュラル	¥3,200 / 1個	2396-5000
0420510	ブルー		2396-5001
0420520	グリーン		2396-5002
0420530	オレンジ		2396-5003
0420540	レッド		2396-5004
0420550	バイオレット		2396-5005
0420560	イエロー		2396-5006

96ウェル リバーシブル ラック



- 片面に0.5mLチューブ、反対の面に1.5/2.0mLチューブがそれぞれ96本（8×12）立てられます
- カバーはスナップで固定できます
- 0.5mL用の面にはグリッドが入っておりウェルが見やすくなっています

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0320210	ブルー	¥2,700	HS2345C
0320220	グリーン		HS2345D
0320230	ピンク		HS2345E
0320240	イエロー		HS2345F
0320310	ナチュラル		HS2345H

AUTOCLAVE



フラクション コレクター ラック



- 1.5mLチューブ80本立てです
- ポリプロピレン製
- カラーは6色揃っています

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0420900	ナチュラル	¥1,200 / 1個	2380-1000
0420910	ブルー		2380-1001
0420920	グリーン	¥1,300 / 1個	2380-1002
0420930	オレンジ		2380-1003
0420940	レッド		2380-1004
0420960	イエロー		2380-1006

-90℃

AUTOCLAVE



80ウェル マイクロチューブ ラック



- 1.5/2.0mLチューブ80本立てラックです

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0320400	ナチュラル	¥930 / 1個	HS29025A
0320410	ブルー		HS29025B
0320420	グリーン		HS29025C
0320430	ピンク		HS29025D
0320440	イエロー		HS29025E
0320450	オレンジ		HS29025F

AUTOCLAVE



20ウェル チューブラック



- 1.5 / 2.0 mL チューブ用ラックで、横に繋げて使えます
- 安定するよう内側にリブがついています
- 全面に指を入れるスロットがついています
- ポリプロピレン製

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0661300	ブルー	¥500 / 1個	HS4284A
0661310	レッド		HS4284B
0661320	ホワイト		HS4284C

AUTOCLAVE

在庫限り

在庫限り

在庫限り




チューブラック

トレフチューブラック (0.5mL用) ポリカーボネイト製




セーフティカバー、ラッチつき



低温
凍結保存に使用
できます



冷却
氷に押し込んで
チューブが飛び出
しません



ボーリング
チューブのキャップ
が開きません



AUTOCLAVE

在庫限り

注文コード	チューブ	仕様	入数	価格	メーカーコード
0307100	0.5 mL × 40本	カバー、ラッチつき	1個	¥2,260	96.7358.9.01
0307110		ベースのみ	2個	¥2,130	96.7281.9.01

ノバラック / ノバチェンバー



- ユニークな円錐型ラックで0.5 mLから50 mLのチューブが立てられます
- 場所を取らず、丈夫でいろいろなサイズのチューブに使えます
- 立てられるチューブ (合計46本)
 - マイクロチューブ (0.5~2.0 mL) 24本
 - 15 mL 遠沈管 ... 7本
 - 12×75 mm チューブ、クライオバイアル等 14本
 - 50 mL 遠沈管 ... 1本

ノバチェンバーは中に水を入れ冷凍庫で凍らせればアイスバケツは不要になります

ノバラック

在庫限り

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0768000	レッド	¥3,800	NORC-1000
0768010	ブルー		NORC-2000
0768020	イエロー		NORC-3000
0768030	ピンク		NORC-4000
0768040	パープル		NORC-5000
0768200	連結棒	¥2,200	NOST-1000

ノバチェンバー

在庫限り

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0768100	レッド	¥4,700	NOCH-1000
0768110	ブルー		NOCH-2000
0768120	イエロー		NOCH-3000
0768130	ピンク		NOCH-4000
0768140	パープル		NOCH-5000



ピギーバック ラック




- 水に浮きます
- 凍結保存に使えます
- チューブの保存・輸送に使用できます
- ラックを倒してもチューブが飛び散りません
- 80本、96本立てラックにフィットします

注文コード	厚み(mm)	サイズ(mm)	穴数	使用チューブ	入数	価格	メーカーコード
0762800	4.7	78 × 205	80	0.5 mL	5	¥4,000	OINK-1050
0762850	9.4	78 × 205	80	0.5 mL			OINK-5050
0762870		118 × 205	96	0.5 mL			OINK-7050

在庫限り



チューブが安定します



長期間の保存にも適しています



ラックを倒してもチューブが
飛び散りません




取り扱いが楽です

ワンラック フルサイズ/ハーフサイズ

在庫限り



- 酸、有機溶媒、熱にも強いデルリンで強化されたPOM製です
- 丈夫な一体成型で組み立てる必要がなく外れる箇所もありません
- ラベルを貼るスペースがあります
- オートクレーブにかけられますが、水には浮きません



フルサイズ

在庫限り

AUTOCLAVE

立てられるチューブ径	立てられる本数	サイズ(mm)	注文コード				価 格	特別価格	メーカーコード
			ホワイト	ブルー	グリーン	深紅色			
13 mm	72	104×202×59	0659400	0659401	0659402	0659403	¥2,100	→ ¥1,500	HS27511A/B/C/D
20 mm	40	100×252×83	0659420	0659421	0659422	0659423	¥2,100	→ ¥1,500	HS27513A/B/C/D
25 mm	40	120×300×92	0659430	0659431	0659432	0659433	¥2,100	→ ¥1,500	HS27514A/B/C/D

ハーフサイズ

在庫限り

AUTOCLAVE

立てられるチューブ径	立てられる本数	サイズ(mm)	注文コード				価 格	特別価格	メーカーコード
			ホワイト	ブルー	グリーン	深紅色			
13 mm	36	104×104×59	—	—	—	0659453	¥1,760	→ ¥1,000	HS27501D
25 mm	16	120×122×92	—	0659481	0659482	0659483	¥1,760	→ ¥1,000	HS27504B/C/D

25mm チューブ ラック



- チューブは12本まで立てられます
- 耐薬品性にすぐれています
- 化学的な滅菌はできますが、オートクレーブは不可
- バラの状態で納品されますから組み立ててお使い下さい



在庫限り

注文コード	立てられるチューブの数	カラー	価 格	メーカーコード
0658900	φ 25 mm (12本)	ホワイト	¥700	HS29021

72ウェル ワイヤラック (φ16mmチューブ用)



- エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ラックです
- 底板のスロットと中板でしっかりチューブを支えます
- 耐薬品性にすぐれ、オートクレーブ可
- サイズは235×118×65 mm



在庫限り

AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価 格	特別価格	メーカーコード
0663170	ブルー	¥3,700	→ ¥1,500	HS23072

スナップ式チューブラック (13、16、20mm用)



- ポリプロピレン製組み立て式ラックです
- ウォーターバスの中でも安定します



在庫限り

AUTOCLAVE

注文コード	試験管径	ウェル	カラー	サイズ(mm)	価 格	メーカーコード
0659130	13 mm	90	ブルー	244 × 105 × 67	¥1,100	HS24305A
0659200	19 mm	40				HS24305C

メガラック



- 大容量の試験管ラック
- ポリプロピレン製
- 軽くて丈夫ですから、移動にも便利です
- 使用温度範囲：0～121℃



在庫限り

注文コード	試験管径	試験管数	カラー	サイズ	価 格	特別価格	メーカーコード
0659360	10～13mm	216	ブルー	337 × 267 × 91	¥5,800	→ ¥4,300	HS24322A

ボトルラック

キャンペーン



- エポキシ樹脂でコーティングされたスチールワイヤー製ラックです
- コニカル、丸底など自立できないボトル用です
- 250 ml (直径60 mm) まで立てられます

AUTOCLAVE

注文コード	チューブ	立てられる本数	カラー	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0663120	250 ml	6本	ブルー	¥5,600	→ ¥4,500	HS23224




ポップアップ ラック たたんで保管できます




- 使用する必要のない時には薄くたたんで保管しておけます
- 15 ml (21本) および 50 ml (12本) チューブ用です
- 丈夫なポリプロピレン製です
- 開いた時のサイズは 255 × 137 × 72 mm で、たたむと高さは 21 mm になります
- オートクレーブ不可

注文コード	カラー	価格(2個)	メーカーコード
0659350	ブルー	¥6,200	HS24320B
0659351	ピンク		HS24320P



使用しない時にはたたんで保管しておけます。



チューブラック

15 & 50ml ワイヤー チューブ ラック



- エポキシ樹脂でコーティングされたスチールワイヤー製ラックです
- 15 ml チューブ用と 50 ml チューブ用があります

注文コード	チューブ	立てられる		カラー	サイズ(mm)	価 格	メーカーコード
		本数	本数				
0663100	50 ml	8本		ブルー	140 × 77 × 88	¥5,400	HS232461
0663050	15 ml	15本			127 × 76 × 76		HS23215

AUTOCLAVE



0663050



0663100

フローティング フォーム チューブ ラック

- ウォーターバス用のポリフォーム製で3種類のサイズがあります



注文コード	使用 チューブ	チューブ数	カラー	価 格	メーカーコード
0662100	50 ml	4本	グリーン	¥3,300 / 5個	HS2165A
0662110	15 ml	8本	ブルー	¥2,500 / 5個	HS2165B
0662120	1.5 / 2.0 ml	24本	イエロー	¥2,900 / 5個	HS2165C

丸型 フローティング チューブ ラック

- チューブは18本まで使えます
- 0.2、0.5、1.5、2.0 ml チューブが使えます
- ポリフォーム製ですから永久に水に浮いています



注文コード	価 格	メーカーコード
0662500	¥2,700 / 5個	HS2166

フローティング マイクロチューブ ラック



足は取り外し可能

- ポリプロピレン製で水に浮きます
- マイクロチューブをウォーターバスにひたしてサンプルの温度コントロールができます
- 足が取り外せるので：
足をつけておけば実験台の上でまっすぐ立ちます
足を外して押し付ければチューブが簡単に取り出せます
- オートクレーブは不可
- 足の部分を含めて全高は60 mm



注文コード	使用チューブ	本数	カラー	形 状	価 格	メーカーコード
0662150	0.4 / 0.5 ml	16	ブラック	角型(102 mm)	¥ 900	HS2131B
0662151	1.5 / 2.0 ml	16	ホワイト	角型(102 mm)	¥3,200	HS2132A
0662153	1.5 / 2.0 ml	20	ホワイト	丸型(98 mm)	¥3,200	HS2134A

在庫限り

ポリプロピレン製 フリーザーボックス

キャンペーン




結露しても濡れてもいいフリーズボックスです



- ポリプロピレン製ですので、紙製と異なり湿気や水濡れが問題になりません
- 仕切はセットに付属されています
- -80℃ 保存用は段ボール型、-196℃（気相のみ）保存用は薄型フィルムポリプロピレンです

	注文コード	容量・本数	カラー	最低温度	入数	価格	キャンペーン価格
①	0660860	1.5/2.0ml × 81本				¥10,600	¥ 7,900
②	0660870	15ml × 36本				¥23,600	¥17,700
③	0660880	50ml × 16本	ホワイト	-80℃	10	¥33,400	¥19,800
④	0660890	1.5/2.0ml × 81本		-196℃		¥12,400	¥ 8,600



フリーズボックス



- クライオバイアルの凍結保存用ボックスです
- ボックスは2種類のサイズがあります
- 仕切りは4種類あります

ボックス + フタ(仕切りは別売り)

注文コード	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0660900	133×133×47		¥11,500	HS2860A
0660910	133×133×73	12	¥15,300	HS2860B

+

仕切り

注文コード	仕様	入数	価格	メーカーコード
0661000	100分割(10×10)		¥5,100	HS2860E
0661010	81分割(9×9)		¥5,800	HS2860H
0661020	64分割(8×8)	12	¥5,000	HS2860F
0661030	49分割(7×7)			HS2860G



伸縮自在 保存用ボックス Work2 Store



- 1.5/2.0ml チューブまたは2.0ml までのクライオバイアルを64本収納します
- リッドがしっかりとロックされ、安全に取扱や持ち運びができます
- ウェルの底は、コニカルチューブを安定させるために中央がくぼんでおり、またクライオバイアルをロックしますので片手でキャップを開けられます
- 積み重ね可能、オートクレーブ可能、ウェルにはアルファベットの印字付
- 拡大時：310×128×33.5mm
- 収納時（リッド付）：133×133×53mm



注文コード	品名	価格	メーカーコード
0660250	伸縮自在 保存用ボックス Work2 Store	¥5,200	HS120018

-80℃ AUTOCLAVE

ベストボックス ポリプロピレン製 (81Zを除く)



ベストボックス-50

−90℃ AUTOCLAVE

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420310	1.5 / 2.0 ml チューブ 50本用	¥8,400 / 5個	145 × 75 × 50	2350-0500
0420390	ラベリンググリッド	¥2,600 / 25枚	—	2350-1025

在庫限り



ベストボックス-81

−90℃ AUTOCLAVE

- ボックスの底にスリットがついていすから蓋の開け閉めがスムーズです

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420320	1.5/2.0ml チューブ 81本用	¥10,300 / 5個	130 × 130 × 50	2381-5000



ベストボックス-49

−90℃ AUTOCLAVE

- ボックスの底にスリットがついていすから蓋の開け閉めがスムーズです

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420360	その他のチューブ 49本用	¥10,400 / 5個	130 × 130 × 50	2349-5000



ベストボックス-1

−90℃ AUTOCLAVE

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420370	仕切なし	¥9,900 / 5個	130 × 130 × 50	2300-5000




ベストボックス-81Z (液体窒素用)

- ボックスの底にスリットがついていすから蓋の開け閉めがスムーズです
- オートクレーブ不可

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420380	1.5/2.0ml チューブ 81本用	¥13,600 / 5個	130 × 130 × 50	2381-5300
注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420381	1.5 / 2.0 ml チューブ 81本用5色	¥15,000 / 5個	130 × 130 × 50	2381-3508

注意：右写真とは異なります



ベストボックス-81 (5色セット)

−90℃ AUTOCLAVE

- ボックスの底に小さな孔があけてありますから蓋の開け閉めがスムーズです

注文コード	仕 様	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420330	1.5/2.0ml チューブ 81本用	¥9,900 / 5個	130 × 130 × 50	2381-5048

カラーはブルー、グリーン、イエロー、ピンク、オレンジ



ヒンジつきボックス

−90℃ AUTOCLAVE

注文コード	仕 様	カラー	価 格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420340	1.5 / 2.0 ml チューブ 100本用	ナチュラル	¥10,900	150 × 140 × 55	2310-5800
0420350		5色セット	¥11,200		2310-5848

5色セットはブルー、グリーン、イエロー、ピンク、オレンジ各1個



81 ウェル 凍結保存用ラック



●スタンダードなフリーザーモジュールで、1.5/2.0mlチューブ、クライオバイアル用のラックです



AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0660400	ナチュラル	¥1,600 / 1個	HS120034
0660401	ブルー		HS120035
0660402	グリーン		HS120036
0660403	ピンク		HS120037
0660404	イエロー		HS120038
0660405	オレンジ		HS120039

100 ウェル 保存用ラック



●3か所にヒンジがついた丈夫なラックで、1.5/2.0mlチューブ、クライオバイアル用です



AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0660501	ナチュラル	¥8,900/5個	HS120042
0660601	5色セット		HS120044

*5色セットはブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ各1個

50 ウェル 保存用ラック



- 1.5/2.0mlチューブ、クライオバイアル用ラックで積み重ねができます
- ラッチによりカバーはしっかり固定されます
- 丈夫なポリプロピレン製でカバーにはグリッド、ボックスと底にナンバリングが印刷されています

AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0660701	ナチュラル	¥5,700	HS120032
0660801	5色セット	¥5,700	HS120033

*5色セットはブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ各1個



EPS チューブ ラック



長期間の凍結保存に最適です

- 丈夫なEPS製のフタつきラックです
- 1.5/2.0mlチューブ、1.2mlのクライオバイアルが50本または100本収納できます（チューブの長さは最大44mmまで）
- 各ウェルの間が十分にあけてあるのでチューブの取り出しが楽にできます
- 4か所の丸い脚とカバーの窪みによって積み重ねた時にスペースが有効に使えます



在庫限り

注文コード	収納できるチューブ	入 数	価 格	メーカーコード
0661900	100本	10	¥5,500	HS4282

フォーム ディバイダー ラック

MAINTENANCE

標準的な127 mm 角のフリーザーボックス用

- フリーザーでの保存から浮かしてのインキュベーションに使えます
- サンプルの観察にすぐ取り出せます
- ラックは水に浮きます
- 紙製の仕切りと違いチューブが安定します

注文コード	仕 様	入 数	価 格	メーカーコード
0762650	0.5 ml チューブ81本(9 × 9)用	5枚	¥2,600	FFSR-2000



写真のボックスは別売りです

チューブラック

フリーザー ストレッジ ボックス


在庫限り

MAINTENANCE

3種類の深さ：25.4 mm，50.8 mm，76.2 mm

- ピギーバックラックやフォームディバイダーラックと併用すると便利です

注文コード	サイズ(mm)	入 数	価 格	特別価格
0762700	230 × 80 × 58.8	5個	¥4,250	→ ¥3,300
0762720	220 × 120 × 58.8			
0762740	133 × 133 × 25.4			
0762760	133 × 133 × 50.8		¥4,800	→ ¥3,500
0762780	133 × 133 × 76.2			



15 & 50ml チューブボックス

MAINTENANCE

- 丈夫なポリプロピレン製で繰り返し凍結保存用に使用できます
- 15mlまたは50ml用のどちらかのグリッドを使用します
- グリッドには深さがあるのでチューブがまっすぐに立ちます
- 上からも横からも中のチューブが見えます
- オートクレーブ可

注文コード	使用温度範囲	入数	サイズ(mm)	価 格	メーカーコード
0660850	-80 ~ +121℃	5個	132 × 132 × 129	¥16,100	HS23271A

AUTOCLAVE



15/50ml チューブ保存用ボックス


USA SCIENTIFIC

- 丈夫なポリプロピレン製凍結保存用ボックスです
- オートクレーブにかけられますからフリーザー内のコンタミが防げます
- フタは透明ですからチューブのキャップのラベルが見え、チューブの特定も容易です
- 万一チューブが割れたりしてサンプル液がこぼれてもボックスから漏れ出すことはありません
- 使用温度：-80℃～121℃
- サイズ：144×144×127mm


注文コード	仕 様	カラー	入 数	価 格	メーカーコード
0420250	15mlチューブ36本用	グリーン	2個	¥8,900	2336-1502
0420260	50mlチューブ16本用	ブルー		¥8,900	2316-5001

-80℃

AUTOCLAVE



保温・保冷実験に、氷を使わずフレキシブルな



クールボックス

注文コード：0767400 **¥9,300**

ニューアイス 氷の代用品



0767900 ニューアイス (約50個入) **¥4,000**

- ポリエチレンフィルムでできた袋に20mlの純水が入っており、冷凍機で凍らせることにより氷の代わりになります
- 袋は丈夫で、洗って再利用できます
- 直接入れても液体が薄まることはありません



WARM

COLD



PCR クーラー


NEW



PCRの前処理に…氷を使わず、カラーの変化で温度上昇をお知らせします

- フリーザーで素早く冷却し、ベンチトップで低温を保ちます
- 96ウェル全体を、1時間以上0℃に保ちます
- 5℃以下のサンプルの温度を3時間まで保ちます (リッドをかぶせない状態)

注文コード	カラー	入数	価格	メーカーコード
0657000	パープル/ピンク	2	¥19,000	120727
0657010	ダークブルー/ライトブルー		¥19,000	120728
0657020	2色セット		¥19,000	120729



写真番号	品名	注文コード	価格
①	15mlチューブ × 6本	0767460	¥33,700
②	15mlチューブ × 12本	0767470	¥39,000
③	50mlチューブ × 4本	0767510	¥39,000
④	ダブルチェンバー	0767190	¥83,900 ^{*1}
⑤	ステップチェンバー	0767480	¥64,600 ^{*2}
⑥	80ウェルチェンバー	0767170	¥34,400 ^{*3}

※1 ④0.2ml × 96 × 2
0.5ml × 12
1.5ml × 8
※2 ⑤1.5 / 2.0ml × 64
※3 ⑥1.5 / 2.0ml × 80

アイスパン

密度3倍のEPS製



- 軽くて丈夫、断熱効果に優れ、氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールに使用できます
- カラー、容量ともに3種類 (グリーン・ピンクは在庫限り)

1リットル



【1リットル】
¥4,600

0767830 ブルー
0767831 グリーン
0767832 ピンク

4リットル



【4リットル】
¥10,900

0767840 ブルー
0767841 グリーン


在庫限り

※①のみ在庫限りの商品です

ベンチトップソリューション



1.5 mL × 48
0767120 **¥35,900**



384プレート / 1.5 mL × 4 / 0.5 mL × 6
0767160 **¥68,300**



5 mL × 32
0767130 **¥44,100**



平底プレート / 1.5 mL × 4 / 0.5 mL × 6
0767180 **¥39,000**




0°C ~ 5°C を11時間までキープ
※クーリングチェンバー
(5 mL × 32) 専用
0767310 **¥6,600**



クールセーフシステム輸送用バック
0767410 **¥5,000**
在庫限り

ミニクーラー

NEW



氷を使わずに、サンプルや試薬を
低温でキープ




- 本体はポリカーボネイト製、底面には滑り止めがついています
- リッドには座標が入っています

注文コード	容量・本数	カラー	保持時間	価 格	メーカーコード
0657030	0.5 - 2.0 mL × 12 本	グリーン	1°C / 3 h	¥29,000	120070
0657040	0.5 - 2.0 mL × 32 本		1°C / 2 h	¥49,200	120071
0657050	0.5 - 2.0 mL × 12 本	ブルー	-15°C / 1 h	¥29,000	120073
0657060	0.5 - 2.0 mL × 32 本		-15°C / 1 h	¥49,200	120074

アークティクルスPCR



温度で色が変わる



- 温度が6°C を超えると、色の変化でお知らせします
- リッドは回転させるとスタンドになります

- 0.2mL PCR チューブ、プレートの冷却用で、ラックの温度が上昇するとグリーンからイエローに色が変わります

使用方法：

ラックを-20°C に冷やしてからチューブをたてます

ラックの温度は4°C まで少しずつ上昇していき、3時間は4°C を保ちます

注文コード	仕 様	価 格	メーカーコード
0422300	カバーつき、2個入り	¥22,800	2312-2796

サーマルマイクロビーズ

アルミニウムミニペレット



キャンペーン



- 熱伝導の高い
ガラスビーズです

~~¥13,200~~ **¥10,560/1L**

0767540 サーマルマイクロビーズ 2.5 ~ 3 mm
0767541 サーマルマイクロビーズ XL 4 ~ 4.5 mm



在庫限り

商品にアイスパン、
容器は含まれません

注文コード 0767535

~~¥13,200~~ **¥10,560/1L**

マイクロビーズ用 チェンバー

- 中にマイクロビーズを入れて、サイズを問わない
ブロックとしてお使いになれます

在庫限り



9リットル

[9リットル]

¥18,400

0767850 ブルー
0767852 ピンク

在庫限り

シングル (75 × 94 × 76 mm)

0767520 ~~¥48,100~~

¥33,600



商品にマイクロビーズは
含まれておりません

マイクロビーズ用 バッグ

- ナイロンメッシュのバッグです
- 保管、クリーニング、使用時、持ち運び、
そのままフリーザーへ

キャンペーン

最大5L



商品にアイスバケツは
含まれておりません

注文コード 0767545

~~¥3,900~~ **¥2,310**

マイクロチューブ ラックシステム

キャンペーン



20%
OFF

DNase/RNase Free

Pyrogen
/Endotoxin Free

Human DNA Free

COA on request

-80℃ 長期保存

プラグマット

1.1 mL、2.5 mL
シングルチューブ

0.65 mL
シングルチューブ

1.1 mL、0.65 mL 8連チューブ & キャップ

SBS フットプリントで、ロボットや
自動システムにも対応します。

AUTOCLAVE

1.1 mL チューブ	注文コード	チューブ	入 数	滅 菌	価 格	キャンペーン価格
NS	0640211	バルク 960本		×	¥ 8,000	→ ¥ 6,400
NS	0640221	シングル	96 × 10 ラック	×	¥13,800	→ ¥11,000
NS	0640231			○	¥15,800	→ ¥12,600
NS	0640241	8連 × 120		×	¥12,400	→ ¥ 9,900
NS	0640251	8連	96 × 10 ラック	×	¥12,400	→ ¥ 9,900
NS	0640261			○	¥14,900	→ ¥11,900
NS	0640271	12連 × 80		×	¥12,400	→ ¥ 9,900
	0640280	12連	96 × 10 ラック	×	¥14,300	→ ¥11,400
NS	0640291			○	¥15,900	→ ¥12,700

キャップ (Vented) 凍結保存・ボイルなど高い汎用性

注文コード	チューブ	入 数	滅 菌	価 格	キャンペーン価格
NS	0641011	8連	8連 × 120	×	¥4,400 → ¥3,500
NS	0641021			○	¥5,000 → ¥4,000
NS	0641031	12連	12連 × 80	×	¥5,400 → ¥4,300
NS	0641041			○	¥6,000 → ¥4,800

キャップ (Non-Vented) 強い攪拌の際など、クロスコンタミを防ぎます

注文コード	チューブ	入 数	滅 菌	価 格	キャンペーン価格
	0641110	8連	8連 × 120	×	¥4,400 → ¥3,500
NS	0641121			○	¥5,700 → ¥4,500

96 プラグマット

注文コード	チューブ	入 数	滅 菌	価 格	キャンペーン価格
	0641210	96ウェル	10	×	¥8,500 → ¥6,800
	0641220			○	¥9,500 → ¥7,600

0.65 mL チューブ

在庫限り

AUTOCLAVE

注文コード	チューブ	入 数	滅 菌	価 格	キャンペーン価格
	0640010	バルク 960本		×	¥ 6,700 → ¥ 5,000
NS	0640021	シングル	96 × 10 ラック	×	¥12,800 → ¥ 9,600
NS	0640031			○	¥14,500 → ¥10,800
	0640040	8連 × 120		×	¥ 7,700 → ¥ 5,700
	0640050	8連	96 × 10 ラック	×	¥12,100 → ¥ 9,000
NS	0640061			○	¥14,000 → ¥10,500

2.2 mL チューブ

在庫限り

AUTOCLAVE

注文コード	チューブ	入 数	滅 菌	価 格	キャンペーン価格
	0640410	バルク 480本		×	¥23,300 → ¥17,400
	0640420	シングル	96 × 6 ラック	×	¥57,800 → ¥43,300
	0640430			○	¥61,500 → ¥46,100

価格表左端の「NS」マークに関して



製造元 (米国・NxTBIO 社) におきまして、在庫や生産を効率化
するため、ブランドの統合が実施されることになりました。
これに伴い、今まで Goldengate Bioscience ブランドで販売
しておりましたマイクロチューブ ラックシステムが National
Scientific Supply ブランドに統合されます。商品としては全く同
じものですが、ブランド名、商品コード及びラックの色が切り替
わります。

「NS」マークが表示されている製品に関しては、既に National
Scientific Supply ブランドに切り替わっており、その他のライン
ナップも順次切り替わってまいります。ご不便をおかけいたしま
すが、何卒宜しくお願い申し上げます。

トレフ チップ



RNase/DNase Free

Human DNA Free

PCR inhibitors Free

Endotoxins Free

ATP Free

- バージンポリプロピレンで製造されています
- 潤滑油を使用せずに製造しています
- 色素にカドミウムは含まれておりません

- DNase、RNase、endotoxins、ATP フリーの製品です
- 121℃、20分のオートクレーブが可能です
- 環境にやさしいパッケージです

スタンダードチップ (リム付)

- 手で取り付けがしやすいリム付のチップです
- 35年を超えるロングセラーです

イエローチップ1701 **SAMPLE**



注文コード	入数	価格
0303000	1,000本	¥2,600

ブルーチップ1702 **SAMPLE**



注文コード	入数	価格
0303010	1,000本	¥3,500



PC チップボックス **キャンペーン**

- 繰り返しのオートクレーブに最適なポリカーボネイト製チップボックスです



再登場

注文コード	用途	本数	価格	キャンペーン価格
0307400	リム付イエローチップ 1701用	100本 (シングルピペット用)	¥3,900	→ ¥3,510
0307410	リム付ブルーチップ 1702用	100本 (シングルピペット用)		

チップ分注

トレフ PC チップボックス 繰り返しのオートクレーブに最適です **キャンペーン**



再登場

- 繰り返しのオートクレーブに最適なポリカーボネイト製チップボックスです
 - チップを保管、保護します
 - 片手で開け閉めのしやすいヒンジリッドです
 - 積み重ねが可能です
- チップ128本付
使用温度範囲：-60℃～135℃

補充用バルクチップ (各1000本入)

注文コード	用途	本数	価格	キャンペーン価格
① 0307450	Slim Line 200 μ l チップ用	128本 (8 × 16 フォーマット)		
② 0307460	Slim Line 1000 μ l チップ用	128本 (8 × 16 フォーマット)	¥3,900	→ ¥3,510
0307455	Slim Line 300 μ l チップ用	128本 (8 × 16 フォーマット)		

注文コード	用途	価格
0306004	Slim Line 200 μ l チップ	¥1,700
0306006	Slim Line 1000 μ l チップ	¥2,100
0306005	Slim Line 300 μ l チップ	¥1,800

トレフ リザーバー

キャンペーン



- オートクレーブができるリザーバーです

SAMPLE

AUTOCCLAVE

注文コード	材質	容量	目盛り	入数	価格	キャンペーン価格
0313430	ポリプロピレン	50 ml	10、20 ml	10個	¥2,750	→ ¥1,900



トレフチップ° Slim Line



RNase/DNase Free

Human DNA Free

PCR inhibitors Free


Endotoxins Free

ATP Free

- 非常に純度の高いバージンポリプロピレンを正確に成型しています
- 壁面が薄いためよりピペットにフィットし、イジェクションに必要な力を低減、また透明感を増しています
- 表面はなめらかで疎水性、サンプルの吸着を防ぎ、正確さと再現性を高めています
- クリーンルーム内の最新の設備で製造され、ラックにもパッケージにも自動で詰められています
- 色素にカドミウムは一切含まれておりません
RNase/DNase/Human DNA/PCR inhibitors/Endotoxins/ATP を含まない製品です
- ISO 14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています



CleanRoom®
PURE チップラック



バルク（袋入り）




チップリフィル



スタックラック

0.1 ~ 20 μ l



注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格
0306001	バルク	クリアー	1,000本	¥ 3,200
0306011	ラック入	クリアー	96 × 5ラック	¥ 6,500
0306031	リフィル	クリアー	96 × 10ラック	¥ 9,700

SAMPLE


0.5 ~ 20 μ l



注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格
0306002	バルク	クリアー	1,000本	¥ 2,100
0306012	ラック入	クリアー	96 × 5ラック	¥ 5,500
0306032	リフィル	クリアー	96 × 10ラック	¥ 6,400

SAMPLE


1 ~ 50 μ l



注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格
0306003	バルク	クリアー	1,000本	¥ 1,900
0306013	ラック入	クリアー	96 × 5ラック	¥ 4,800
0306033	リフィル	クリアー	96 × 10ラック	¥ 6,400

SAMPLE


2 ~ 200 μ l (ラック入はクリアーです)



注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格
0306004	バルク	イエロー	1,000本	¥ 1,700
0306014	ラック入	クリアー	96 × 5ラック	¥ 4,600
0306034	リフィル	クリアー	96 × 10ラック	¥ 6,000

SAMPLE


5 ~ 300 μ l



注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格
0306005	バルク	クリアー	1,000本	¥ 1,800
0306015	ラック入	クリアー	96 × 5ラック	¥ 4,600
0306035	リフィル	クリアー	96 × 10ラック	¥ 6,000

SAMPLE

50 ~ 1000 μ l (ラック入はクリアーです)




注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格
0306006	バルク	ブルー	1,000本	¥ 2,100
0306016	ラック入	クリアー	96 × 5ラック	¥ 5,000
0306036	リフィル	クリアー	96 × 10ラック	¥ 6,100
0306056	スタックラック	クリアー	96 × 10ラック	¥ 5,500

SAMPLE

在庫限り

備考：目盛りの単位は μ l

トレフ 5mℓ / 10mℓ チップ



		SAMPLE		AUTOCLAVE	
注文コード	品名	入数	価格	メーカーコード	
0303500	5 mℓ チップ	200本	¥4,000	96.08755.9.01	
0303550	10 mℓ チップ	200本	¥8,400	96.10720.9.01	

トレフ トランスファーペッテ S 容量デジタル可変式



- 右利きでも左利きでも片手で容量をセットできます
- ロック機能により、誤って設定容量を変えてしまうことはありません
- レンズにより4桁の容量表示が読み取りやすくなっています
- カラーコードにより正しいチップの選択が楽です
- そのままオートクレーブにかけられます (121℃、20分)
- キャリブレーションを簡単に行うことができます



Tマークのついているサイズから
トランスファーペッテTに切り替わります

※ロックのかけ忘れを防ぐため、ロックボタンをなくしております
それ以外はSシリーズと同じ性能です

マルチチャンネル ピペット

- ノーズコーンにはO-リングがついており、軽い力でしっかりとチップを装着します
- 左右どちらにも 360° 回転できます

8チャンネル (デジタル可変式) ¥97,500

	注文コード	容量 (ul)	1目盛り (ul)	精度 ± %	再現性 ± %	使用チップ
	0311400	0.5~10	0.1	1.6	1.0	0.1~20
	0311430	5~50	0.1	0.8	0.4	~200
	0311440	10~100	0.2	0.8	0.3	~200
T	0311451	20~200	0.2	0.8	0.3	~200
T	0311461	30~300	0.2	0.8	0.3	~300

備考：ピペットセットにはピペット、チップボックス、壁掛けスタンド、スペアシーリング、リザーバー、シリコンオイル、ブラシ、ツールが標準でついています。

12チャンネル (デジタル可変式) ¥119,500

	注文コード	容量 (ul)	1目盛り (ul)	精度 ± %	再現性 ± %	使用チップ
	0311500	0.5~10	0.1	1.6	1.0	0.1~20
	0311530	5~50	0.1	0.8	0.4	~200
	0311540	10~100	0.2	0.8	0.3	~200
	0311550	20~200	0.2	0.8	0.3	~200
	0311560	30~300	0.2	0.6	0.3	~300

備考：ピペットセットにはピペット、チップボックス、壁掛けスタンド、スペアシーリング、リザーバー、シリコンオイル、ブラシ、ツールが標準でついています。

シングルピペット

- スリムなシャフトで、チップイジェクターがついたまま細い容器の中に入ります
- チップコーンは理想的な標準設計で、トレフチップはもとより他社のチップにもお使いになれます

注文コード	容量 (ul)	1目盛り (ul)	精度 ± %	再現性 ± %	使用チップ	価格
0311310	0.5~10	0.01	1	0.5	0.5~20	¥30,000
0311320	2~20	0.02	0.8	0.4	~200	
0311330	10~100	0.1	0.6	0.2	~200	
0311340	20~200	0.2	0.6	0.2	~200	
0311350	100~1000	1	0.6	0.2	~1000	¥34,500
0311360	500~5000	5	0.6	0.2	~5000	

ネプチューン バリアチップ (フィルター付)


キャンペーン

NEPTUNE

- 電子線滅菌済
- DNAフリー
- PCR Inhibitors フリー
- DNase / RNase フリー
- Endotoxins フリー

低吸着 S3 樹脂

- Neptune 独自のS3樹脂により低吸着を実現しています
- シリコン処理と違い、オートクレーブでの劣化や溶出の心配がありません
- * 2 μ l 未満の微量を分注する場合は別途お問い合わせください



容 量	メーカーコード	注文コード	入 数	価 格	キャンペーン価格
~10 μ l	BT10	1013010	96 × 10	¥11,000	→ ¥7,200
~10 μ l ロングタイプ	BT10XLS3	1013020	96 × 10	¥11,000	→ ¥7,200
~20 μ l	BT20	1013050	96 × 10	¥11,000	→ ¥7,200
~100 μ l	BT100	1013060	96 × 10	¥11,000	→ ¥7,200
~200 μ l	BT200	1013070	96 × 10	¥11,000	→ ¥7,200
~300 μ l	BT300	1013080	96 × 10	¥11,000	→ ¥7,200
~1000 μ l	BT1000.96	1013085	96 × 8	¥12,500	→ ¥7,700
~1250 μ l	BT1250	1013090	96 × 8	¥12,500	→ ¥8,000

SAMPLE

RF3000 キャンペーン

Heathrow Scientific

- 軽量で扱いやすく、UV 耐性のある材質
- 5色のノズクコーンが付属 (オートクレーブ可)
- リチウムイオンバッテリー20時間の連続使用
- 片手で吸引、分注、スピード調整 (High / Low / Gravity)

注文コード	品 名	価 格	キャンペーン価格
0666501	RF3000	¥37,800	→ ¥29,900



ピペット フィラー

Heathrow Scientific

あらゆるサイズのピペットに

- 手元に置いておく便利な15mlのバルブです
- プラスチックとシリコンのアタッチメント付きです
- 容量の大小を問わずに使えます
- 試薬瓶や手にぶら下げられるようゴム紐付きです
- オートクレーブ可



AUTOCLAVE

注文コード	入 数	価 格	メーカーコード
0673000	3個	¥2,500	HS20623

パイポンプ 2500

glasforn
biessen

弾性のあるピペットホルダー リリースバルブ

ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックFUERKALONの採用によりどのようなピペットにもピッタリフィットし、滑りやピペットの破損を防ぎます。また力を入れなくてもピペットを装着できます。



必要な量を吸い上げたり、少しずつ排出するのに使います

このレバーを押すとバルブが開き中の液体は自然落下します

注文コード	カラー	ピペット	価 格
0700000	イエロー	~ 0.2 ml	¥2,400
0700010	ブルー	~ 2 ml	¥2,000
0700020	グリーン	~ 10 ml	¥2,000
0700030	レッド	~ 25 ml	¥2,200
0700100	上記4本セット		¥8,000
0700200	スタンド		¥7,000
0700210	ピペットホルダー		¥ 440

タフタッグ ファミリー レーザープリンター仕様

Word



レーザー
プリンター

で印字できます

Excel データの
差し込み印刷も
簡単です



クライオタッグ

キャンペーン



−196℃ ~ +150℃

¥13,000

¥10,400

0740000 ブランクシートのみ

¥11,700 → ¥9,360

用途	サイズ (mm)	枚数 (1シート)	合計 ラベル数	ホワイト	ブルー	グリーン	オレンジ	レッド	イエロー	5色セット*
0.5 ml チューブ	24 × 13	7 × 17	2,380	0736500	0736510	0736520	0736530	0736540	0736550	0736600
1.5 ml チューブ	33 × 13	5 × 17	1,700	0736000	0736010	0736020	0736030	0736040	0736050	0736100
一般のラベリング	38 × 19	5 × 12	1,200	0737000	0737010	0737020	0737030	0737040	0737050	0737100
	29 × 44	7 × 6	840	0737500						
クライオバイアル	43 × 19	4 × 13	1,040	0738000	0738010	0738020	0738030	0738040	0738050	0738100
ラック・ボックス	67 × 25	3 × 10	600	0738500	0738510	0738520	0738530	0738540	0738550	0738600
プレート・シャーレ	38 × 6	4 × 39	3,120	0739000	0739010	0739020	0739030	0739040	0739050	0739100
	25 × 25	8 × 10	1,600	0740400						
その他の用途	64 × 13	3 × 20	1,200	0740600						
	76 × 51	4 × 3	240	0739500						
クライオベビー / タフスポットセット	φ 9.5 33 × 13	4 × 17	1,360	0741000	クライオベビーとタフスポットのセットです					
ブランクシート	216 × 279 mm		20	0740000	216 × 279 mm のブランクシートで、元々切り目を入れていないシートです					

* 5色セットはブルー、グリーン、オレンジ、レッド、イエロー 各4シート

ラベルシールテープ

タフタッグ

キャンペーン



−40℃ ~ +121℃

¥13,000

¥10,400

用途	サイズ (mm)	枚数 (1シート)	合計 ラベル数	ホワイト	ブルー	グリーン	オレンジ	レッド	イエロー	5色セット*	クリアー
0.5 ml チューブ	24 × 13	7 × 17	2,975	0725500	0725510	0725520	0725530	0725540	0725550	0725600	
	24 × 13	8 × 20	3,200	0726500							
	27 × 13	6 × 16	1,920								0726000
1.5 ml チューブ	33 × 13	5 × 17	2,125	0727000	0727010	0727020	0727030	0727040	0727050	0727100	
	33 × 13	6 × 21	2,520	0727500							
	38 × 19	5 × 12	1,500	0728500	0728510	0728520	0728530	0728540	0728550	0728600	
一般のラベリング	38 × 19	5 × 12	1,200								0729000
	38 × 13	5 × 16	1,600								0729500
	25 × 25	8 × 10	1,600	0730000							
スライドガラス	41 × 16	4 × 16	1,280	0730500							
	22 × 22	8 × 12	2,400	0731000	0731010	0731020	0731030	0731040	0731050	0731100	
	23 × 8	7 × 22	3,850	0732000	0.2 ml PCRチューブ用						
その他のサイズ (カラーはホワイトのみです)	63 × 13	3 × 20	1,500	0731500	0.5~2.0 ml フラッグタッグ (文字数を多く書き込めます)						
	67 × 5	3 × 33	2,475	0733000	PCR プレート / ペトリディッシュ用						
	216 × 279 mm		25	0732500	216 × 279 mm のブランクシートで、元々切り目を入れていないシートです						

* 5色セットはブルー、グリーン、オレンジ、レッド、イエロー 各5シート

** ラベル間に切込みがあるだけで、余白がありません

−196℃で使える透明ラベル

クライオクリアー

キャンペーン



- 透明なラベルですので、ラベルを貼っていても中のサンプルを見ることができます
- レーザープリンターで印字することができ、マーカーで書き込むこともできます

−196℃ ~ 70℃

¥13,000

↓
¥10,400



1.5 mL チューブ用

クリアー (0741500) …ラベルサイズ: 33 × 13 mm 5 × 17枚 / シート 合計ラベル数: 1,700枚

0.5 mL チューブ用

クリアー (0741510) …ラベルサイズ: 24 × 13 mm 7 × 17枚 / シート 合計ラベル数: 2,380枚

ディープフリーザーの中のサンプルの整理に

ウェット グリップ

キャンペーン



- 濡れた面や霜のついた面にも貼ることができます

−80℃ ~ 100℃

¥14,000

↓
¥11,200



霜の上から貼って



とけてもはがれません

1.5 mL チューブ用

ホワイト (0749600) …ラベルサイズ: 33 × 13 mm 5 × 17枚 / シート 合計ラベル数: 1,700枚

0.5 mL チューブ用

ホワイト (0749620) …ラベルサイズ: 24 × 13 mm 5 × 17枚 / シート 合計ラベル数: 2,380枚

一般のラベリング用

ホワイト (0749640) …ラベルサイズ: 38 × 19 mm 5 × 12枚 / シート 合計ラベル数: 1,200枚

スライドガラス用

ホワイト (0749660) …ラベルサイズ: 22 × 22 mm 8 × 12枚 / シート 合計ラベル数: 1,920枚



水の中でも貼れます

タフスポット レーザープリンター仕様

キャンペーン



−196℃ ~ 100℃

¥13,000

↓
¥10,400

φ 9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用)

ホワイト (0745500)、ブルー (0745510)、グリーン (0745520)
オレンジ (0745530)、レッド (0745540)、イエロー (0745550)
5色セット (0745600) …12 × 16枚 / シート 合計ラベル数: 3,840枚

φ 11 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

ホワイト (0745800) …13 × 18枚 / シート 合計ラベル数: 4,680枚

φ 13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

ホワイト (0746000)、ブルー (0746010)、グリーン (0746020)
オレンジ (0746030)、レッド (0746040)、イエロー (0746050)
5色セット (0746100) …12 × 16枚 / シート 合計ラベル数: 3,840枚

φ 19 mm

ホワイト (0746500) …9 × 12枚 / シート 合計ラベル数: 2,160枚

φ 25.4 mm

ホワイト (0747000) …7 × 9枚 / シート 合計ラベル数: 1,260枚



DYMO ラベルプリンター用 ラベルシリーズ



プリンター

注文コード	品 名	価 格	メーカーコード
0754010	ダイレクトサーマル プリンター DYMOラベルライター	¥77,000	DYMO-0450

※貼られる表面の材質やその状態によっては接着力が若干異なります
ご購入に際してはサンプルをお試し下さい
印刷済サンプルをご用意しております
※ラベルの専用テンプレートをご請求下さい
✉sales@j-toho-kk.co.jp

DYMO プリンターをお持ちであれば
そのままお使いになれます

ラベルシールテープ

キシレン耐性ラベル NEW



- ラボで使用されるほとんどの溶剤に耐性があり、短時間であればアセトンやキシレンにもお使いいただけます
- 使用温度範囲：- 40℃ ~ 93℃
- ダイレクトサーマルプリンターで印字することができます
- 接着剤を残すことなくきれいにはがすことができます

注文コード	サイズ (mm)	入 数	価 格	メーカーコード
0754681	27 x 13	1,000	¥6,500	RVTH-1000
0754682	38 x 13	750	¥6,500	RVTH-2000
0754683	38 x 19	750	¥7,500	RVTH-3000
0754684	22 x 22	1,000	¥9,000	RVTH-4000



ダイレクトサーマル クライオタッグ -196℃ ~ 70℃



- DYMOラベルライター専用のクライオタッグで、ラベルが感熱紙になっています
- 必要な時に必要なだけ印刷ができますので、経済的です
- DYMOソフトウェア専用のテンプレートをご利用いただけます
- DYMOプリンターをお持ちであればそのままお使いになれます

注文コード	カラー	サイズ (mm)	用 途	ラベル数	価 格	メーカーコード
0754650	ホワイト	27 x 13	0.5 ml	1,000	¥ 7,300	DTCR-1000
0754652	ホワイト	38 x 13	1.5 ml	750	¥ 6,700	DTCR-2000
0754653	ホワイト	38 x 19	2.0 ml	750	¥ 7,300	DTCR-3000
0754654	ホワイト	φ 9.5	0.5 ml	4,000	¥10,800	DTCR-4000
0754655	ホワイト	51 x 6	プレート	1,000	¥13,900	DTCR-5000
0754656	ホワイト	38 x 13 / φ 9.5	1.5 ml	1,000	¥ 9,700	DTCR-6000



タフスポット ロールタイプ

TAIYO DATA



−196℃ ~ 80℃ **¥4,300**

φ9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用)

ホワイト (0742000)、レッド (0742010)、グリーン (0742020)、イエロー (0742030)、ブルー (0742040)、オレンジ (0742050)、ラベンダー (0742060)、ピンク (0742070)、コーヒー (0742080)、ゴールド (0742090)、マロン (0742100)、シルバー (0742110) …1,000枚入

φ11 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

ホワイト (0742300) …1,000枚入

φ13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

ホワイト (0742500)、レッド (0742510)、グリーン (0742520)、イエロー (0742530)、ブルー (0742540)、オレンジ (0742550)、ラベンダー (0742560)、ピンク (0742570)、コーヒー (0742580)、ゴールド (0742590)、マロン (0742600)、シルバー (0742610) …1,000枚入

φ19 mm

ホワイト (0743000) …500枚入 **¥4,900**

φ25.4 mm

ホワイト (0743500) …500枚入 **¥4,900**

φ4.8 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用)

ホワイト (0741800) …1,500枚入

φ 4.8 mm のみ **¥7,000**

ブルズアイ タフスポット

- ラベルの外枠で色分けをし、中央の白抜きに書き込むことができます



φ11 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

ダークグリーン (0744120)、銅 (0744130)、プラム (0744140) …1,000枚入

¥6,400

5列 タフスポット



φ9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用)

ホワイト (0744200)、5色セット (0744400) …5,000枚入

φ13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

ホワイト (0744500)、5色セット (0744700) …5,000枚入

¥16,700

タフタグとタフスポットのセット

デュアル タフタグ

- キャップ用のスポットと、側面用のタグのセットです
- カラーコードがついていますので視認が容易です
- 半透明ですので、貼り付けた後も中を見ることができます
- 30分以内であれば貼り替えが可能です
- 時間とともによりはがれにくくなります

−40℃ ~ 121℃ **¥9,900**

デュアル タフタグ (φ11 mm + 33 × 14 mm)

ブルー (0724500)、グリーン (0724510)、レッド (0724520)、ホワイト (0724530)、イエロー (0724540) …各500枚入



タフタッグ / クライオタッグ ロールタイプ

TAIHEI DENCE



タフタッグ -40℃ ~ 121℃

1.5 ml チューブ用 ホワイト ¥4,300 その他 ¥5,900
 クリアー (0722000)、ホワイト (0722010)、レッド (0722020)、イエロー (0722030)
 ブルー (0722040)、グリーン (0722050)、オレンジ (0722060)
 … ラベルサイズ: 33 × 13 mm 1,000枚入

0.5 ml チューブ用 ホワイト ¥4,300 その他 ¥5,000
 クリアー (0722500)、ホワイト (0722510)、レッド (0722520)、イエロー (0722530)
 ブルー (0722540)、グリーン (0722550)、オレンジ (0722560)
 … ラベルサイズ: 24 × 13 mm 1,000枚入

0.2 ml PCR チューブ用 ティーニータフタッグ
 ホワイト (0723000) … ラベルサイズ: 21 × 7 mm 1,500枚入 ¥5,000

プレート、シャーレ用
 ホワイト (0723500) … ラベルサイズ: 38 × 6 mm 1,000枚入 ¥5,000

一般のラベリング用
 ホワイト (0724000) … ラベルサイズ: 38 × 19 mm 1,000枚入 ¥8,100

クライオタッグ -196℃ ~ 80℃

全サイズ ¥5,000

0.5 ml チューブ用
 ホワイト (0733500) … ラベルサイズ: 24 × 13 mm 1,000枚入

1.5 ml チューブ用
 ホワイト (0734000) … ラベルサイズ: 33 × 13 mm 1,000枚入

一般のラベリング用
 ホワイト (0734500) … ラベルサイズ: 38 × 19 mm 1,000枚入

ラベルシールテープ

タフタッグ ステーション

TAIHEI DENCE

- 新しいロールを入れたり空箱の取出しが簡単です
- トURRELによりロールが所定の位置にピッタリ収まります
- ステーションの上での書き込みもできます
- ロールタイプのスタンダードボックスが6個収納できます

注文コード 0761500

¥15,900



ライト プロテクト -196℃ ~ 121℃

TAIHEI DENCE

- 書き込んだ文字が消えないように保護します

¥5,300 / 1,000枚

注文コード 0761600 注文コード 0761610

0.5 ml チューブ用 1.5 ml チューブ用
 31.7 × 12.7 mm 40.6 × 16.0 mm



溶剤耐性ペン (ブラック)

TAIHEI DENCE

- キシレン、アルコール、DMSOなど、多くの溶剤に耐性のあるペンです
- アセトンが含まれている場合でもそれなりの耐性があり、使用できることもあります
- ヒストカセット、スライドガラス、クライオバイアルなどにおすすめです
- 書いた文字はこすれにくく、臭わず、色あせしにくくなっています

*つや消しや塗装された面にはお使いになれません

注文コード	品名	入数	価格	メーカーコード
0765401	溶剤耐性ペン ブラック	1本	¥1,400	1000-BLACK



シャムロック ラベリング テープ



- ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます
- ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます
- 油、水に強く、また耐酸性もすぐれています
- 15℃ から+43℃ の範囲でご使用になれます
- いちど貼ったテープを他に貼り替える事もでき、はがした面に糊が残りません



13 mm 幅のサンプルロールをご用意しています



テープディスペンサーはMD-150



テープディスペンサーはMD-350C



テープディスペンサーはMD-450



テープディスペンサーはMD-250C



テープディスペンサー
SDH-2

注文コード/価格表 (テープの長さ: 12.7m)

No.	カラー	価格	13 mm	20 mm	25 mm	38 mm	50 mm
			¥750	¥1,030	¥1,310	¥2,060	¥2,340
1	ホワイト		0350010	0351010	0352010	0353010	0354010
2	イエロー		0350020	0351020	0352020	0353020	0354020
3	グリーン		0350030	0351030	0352030	0353030	0354030
4	レッド		0350040	0351040	0352040	0353040	0354040
5	オレンジ		0350050	0351050	0352050	0353050	0354050
6	ブルー		0350060	0351060	0352060	0353060	0354060
7	ピンク		0350070	0351070	0352070	0353070	0354070
10	銅		0350100	0351100	0352100	0353100	0354100
11	ローズ		0350110	0351110	0352110	0353110	0354110
12	バイオレット		0350120	0351120	0352120	0353120	0354120
13	ラベンダー		0350130	0351130	0352130	0353130	0354130
15	ライム		0350150	0351150	0352150	0353150	0354150
16	アクア		0350160	0351160	0352160	0353160	0354160
17	シャトルズ		0350170	0351170	0352170	0353170	0354170
18	ゴールド		0350180	0351180	0352180	0353180	0354180
19	シルバー		0350190	0351190	0352190	0353190	0354190
メーカーコード			ST-12-	ST-34-	ST-10-	ST-11-	ST-20-

テープディスペンサー 多連用 (テープは別売です)

注文コード	品名	設置本数 (13mm幅テープ)	サイズ (W) × (D) × (H)	価格
0356480	テープディスペンサー MD-150	5本	85 × 159 × 77mm	¥20,500
0356490	テープディスペンサー MD-250C	10本	169 × 159 × 78mm	¥26,800
0356500	テープディスペンサー MD-350C	15本	253 × 159 × 79mm	¥30,500
0356505	テープディスペンサー MD-450	20本	337 × 159 × 80mm	¥34,300

テープディスペンサー 一巻用 (テープは別売です)

注文コード	品名	価格
0355030	テープディスペンサー SDH-2	¥600

ハイロー テンプ テープ



プリントされた特注品



- シャムロック スペシャルティ ハイロー テンプテープはクロス地でできておりどのような容器にもしっかりとつき、酸、アルカリ、オイル、グリス等に対しても丈夫です
- 260℃ (498°F) のドライオープンの中でもテープが割れたり剥がれたりすることがありません
- -60℃ でもしっかりとつき剥がれることがありません
- 書き込みもでき、またご希望の印刷を施した特注品もあります


SAMPLE

ハイローテンプテープ (長さ: 6.35 m)

注文コード	テープ幅 (mm)	価 格	メーカーコード
0370130	13	¥4,100	SHLT-12
0370200	20	¥5,000	SHLT-34
0370250	25	¥6,800	SHLT-10

ラベルシール・テープ

ハイ テンプ インディケーター テープ (乾熱滅菌用)



- シャムロック スペシャルティ ハイテンプ インディケーターテープはクロス地でできており“STERILIZED”の文字が濃くなることにより乾熱滅菌済みであることを表示します
- どのような表面、形状にもつき、287℃ (550°F) のドライオープンの中でも剥がれません
- 耐酸、アルカリ、オイル、グリスにもすぐれています

SAMPLE

ハイ テンプインディケーターテープ (長さ: 6.35 m)

サンプルロール

注文コード	テープ幅 (mm)	価 格	メーカーコード
0371130	13	¥4,530	SHTI-12
0371200	20	¥5,980	SHTI-34
0371250	25	¥6,800	SHTI-10

注意：インディケーター テープ(乾熱滅菌、オートクレーブとも)は滅菌処理前か処理済みかを表示するものであって、滅菌器の温度をチェックするものではありません。滅菌器の温度管理は別途行って下さい。

インディケーターテープ (オートクレーブ用)

- オートクレーブでの滅菌処理を行うと“STERILIZED”の文字によりオートクレーブによる滅菌済みであることを表示します
- テープに書き込みが出来ます
- テープの長さはすべて12.7mです



SAMPLE

SIT-12, SIT-34, SIT-10

注文コード	テープ幅 (mm)	価 格	メーカーコード
0372130	13	¥900	SIT-12
0372200	20	¥1,220	SIT-34
0372250	25	¥1,530	SIT-10

サンプルロール



SIL-34-B, SIL-10-B

- テープの端にレッド、イエロー、グリーン、ブルー又はブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます

SIL-34-B テープ幅: 20 mm		SIL-10-B テープ幅: 25 mm	
注文コード	帯のカラー	注文コード	帯のカラー
0373200	レッド	0373250	レッド
0373210	イエロー	0373260	イエロー
0373220	グリーン	0373270	グリーン
0373230	ブルー	0373280	ブルー
0373240	ブラック	0373290	ブラック
価 格: ¥1,260		価 格: ¥1,650	



SIL-34, SIL-10

- オートクレーブで通常の滅菌処理を行うと“CONTAMINATED”の文字の上に“STERILIZED”の文字が現れます

注文コード	テープ幅 (mm)	価 格	メーカーコード
0374200	20	¥1,260	SIL-34
0374250	25	¥1,650	SIL-10



SIL-34-1, SIL-10-1

- テープにパッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています

注文コード	テープ幅 (mm)	価 格	メーカーコード
0375200	20	¥1,260	SIL-34-1
0375250	25	¥1,650	SIL-10-1

ドット ラベル

キャンペーン



注文コードおよび価格 (1000ドット)

SAMPLE

No.	カラー	カラーサンプル	φ 6.5 mm	φ 11 mm	φ 13 mm	φ 19 mm	φ 25 mm	φ 32 mm
1	ホワイト		0360010	0361010	0362010	0363010	0364010	0365010
6	ブルー		0360060	0361060	0362060	0363060	0364060	0365060
16	アクア		0360160	0361160	0362160	0363160	0364160	0365160
18	ゴールド		0360180	0361180	0362180	0363180	0364180	0365180
19	シルバー		0360190	0361190	0362190	0363190	0364190	0365190
27	レッド(蛍光色)		0360270	0361270	0362270	0363270	0364270	0365270
28	オレンジ(蛍光色)		0360280	0361280	0362280	0363280	0364280	0365280
29	グリーン(蛍光色)		0360290	0361290	0362290	0363290	0364290	0365290
30	シャトルズ(蛍光色)		0360300	0361300	0362300	0363300	0364300	0365300
31	ピンク(蛍光色)		0360310	0361310	0362310	0363310	0364310	0365310
メーカーコード			SDL-25-	SDL-43-	SDL-50-	SDL-75-	SDL-100-	SDL-125-
価 格			¥2,580	¥2,580	¥2,580	¥3,230	¥4,150	¥7,400
キャンペーン価格			¥1,800	¥1,800	¥1,800	¥2,260	¥2,900	¥5,180

ラベルシール・テープ

マーキング テープ



- ハサミやピンセットなどをその用途、使用者、使用する部屋などに応じて区別する必要があるときに便利です
- ビニール製のテープでさまざまな形状のものにしっかりつき、酸、アルカリ、オイルなどがついていても剥がれません
- 色は11色あり長さは約5mで金属製の容器に入っています

SAMPLE



注文コード	カラー	入 数	価 格
0384000	ブラック	1	¥2,400
0384010	レッド	1	
0384020	ライトブルー	1	
0384030	イエロー	1	
0384040	ライトグリーン	1	
0384050	パープル	1	
0384060	ホワイト	1	
0384090	ダークグリーン	1	
0384100	グレー	1	

サテン クロス ラベル



超低温でも剥がれない
冷凍保存サンプルの識別に最適



- シャムロック スペシャルティ サテン クロス ラベルはドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます
- 酸、アルカリ、オイル、グリス、食塩水、水や洗剤耐性にもすぐれています
- ペン、鉛筆、フェルトマーカー等で書き込みができます
- どのような表面、形状にもしっかりつき、剥がれ落ちることはありません
- 台紙に付いており、ロール (SC-3) の場合には一枚毎にミシン目が入っていますから、必要なだけ簡単に切り取ることもできます



注文コードおよび価格(ラベル1,000枚)

SAMPLE


カラーNo.	カラー	カラー サンプル	16 × 25 mm ¥6,800	16 × 50 mm ¥6,800	25 × 50 mm ¥8,000
1	ホワイト		0376010	0376110	0376210
2	イエロー		0376020	0376120	0376220
3	グリーン		0376030	0376130	0376230
4	レッド		0376040	0376140	0376240
5	オレンジ		0376050	0376150	0376250
6	ブルー		0376060	0376160	0376260
メーカーコード			SC-1-	SC-2-	SC-3-

レッドボーダー ラベル



SAMPLE

注文コード	サイズ(mm)	テープの長さ(m)	価 格	メーカーコード
0378700	20 × 25	12.7	¥1,900	SBL-34
0378710	25 × 40	12.7	¥2,400	SBL-10
0378720	38 × 63	12.7	¥2,800	SBL-11
0378730	50 × 76	12.7	¥3,100	SBL-20




フォトグラフィー ラベル



- スペシャルティ フォトグラフィー ラベルはラベル上に書き込みができ、写真の整理を容易にします
- 赤いドット付きと、目盛り付きがあります
- 赤いドット付きラベルは、恒久接着タイプで、スライドの内容が長期に渡り表示できます。また、プロジェクターでの適正な位置の目安になります
- 目盛り付きラベルは写真上に貼ることで、標本等の大きさを知る目安になります。貼り替えができるラベルで、はがした後に糊が残りません

SAMPLE

注文コード	サイズ(mm)	仕 様	価 格	メーカーコード
0378300	9.5 × 45	赤色ドット付き	¥4,200	SRD-34
0378310	9.5 × 76	赤色ドット付き	¥5,000	SRD-3
0378400	9.5 × 45	目盛り付き	¥4,200	SMS-34
0378410	9.5 × 76	目盛り付き	¥5,000	SMS-3




麻酔薬ラベル

- シャムロックの麻酔薬ラベルは薬品同士の混乱を避けるために、カラーコードされ薬品名が印刷されたラベルです
- 注射筒にしっかりと付き、はがしても糊が残りません
- 薬品名の他に、書き込みのできるスペースがあります
- テープ幅：13 mm 長さ：12.7 m

価格
¥1,500/一巻

薬品名例：



薬品名の種類も豊富です (別途ご照会下さい)

不正開封防止ラベル

タンパー レジスタント ラベル

検体（サンプル）容器用ラベル

- 永久接着のラベルです
- 検体（サンプル）を入れた容器のキャップを開め、このラベルを貼っておくとラベルを破らない限りキャップを開けられません

注文コード	入数	価格	メーカーコード
0386000	500	¥5,500	STR-50
0386010	200	¥1,800	STR-51

外装用ラベル

- 一度貼ったラベルは剥がせません
- ラベルは切れやすい材質で、不正に開封された場合にはすぐに分かります

注文コード	印字	入数	価格	メーカーコード
0386100	セキュリティ シール	100	¥1,800	EL-11
0386110	ラボ シール	100	¥1,800	EL-12



STR-50 1½"× 8"



STR-51 ½"× 4½"



EL-11 1⅜"× 6⅝" Red



EL-12 1⅜"× 6⅝" Red



バイオハザード ラベル



- 鮮やかな蛍光色によって見落とすことがありません
- 優れた粘着性により使いやすいラベルです
- 器具、容器、部屋、危険物質、実験動物等でご使用下さい



SBH-1



SBH-3



SBH-9



SBH-4



SBH-8-L



SBH-8



SBH-8-D



SBH-5



SBH-W2

バイオハザード廃棄物を他の廃棄物と明確に区別できるようバッグや容器にご使用下さい。

ディスペンサーボックス



- SBH-8、SBH-8-D、SBH-8-Lは、便利なディスペンサーボックスに入っています

バイオハザード ラベル

SAMPLE

注文コード	サイズ (mm)	枚数	価格	メーカーコード
0378010	75 × 57	500枚/ロール	¥6,000	SBH-1
0378030	195 × 254	10枚	¥3,400	SBH-3
0378040	25 × 76	500枚/ロール	¥6,000	SBH-4
0378050	57 × 88	100枚	¥4,300	SBH-5
0378080	25 × 25	500枚/ロール	¥2,700	SBH-8
0378120	φ 25	500枚/ロール	¥2,700	SBH-8-D
0378130	8 × 20	500枚/ロール	¥2,700	SBH-8-L
0378090	76 × 106	100枚	¥5,200	SBH-9
0378110	210 × 177	100枚	¥8,900	SBH-W2

放射線ラベル



- うすい黄色地に深紅色での印刷が施してあります
- 視覚による警告が必要とされるあらゆる所でご使用下さい

- 必要事項はペン、鉛筆、フェルトマーカーやゴム印等でご記入下さい
- テープタイプですからハサミで切ってお使い下さい



SRA-1



SRA-2



SRA-3



SRA-4



SRA-5



SRA-6



SRA-10



SRA-11

注文コード	テープ幅 (mm)	テープの長さ (m)	価格	メーカーコード
0377010	25	12.7	¥2,200	SRA-1
0377020	25	12.7	¥2,200	SRA-2
0377030	25	12.7	¥2,200	SRA-3
0377040	25	12.7	¥2,200	SRA-4
0377050	38	12.7	¥2,700	SRA-5
0377060	50	12.7	¥3,100	SRA-6
0377100	13	12.7	¥1,500	SRA-10

RI用ドットラベル φ6.5 mm

マイクロテストチューブ等の容器ひとつひとつに貼ってRIサンプルの識別にお使い下さい。

SAMPLE

注文コード	サイズ (mm)	価格/1000ドット	メーカーコード
0377110	φ 6.5	¥3,300	SRA-11

マイクロスコープ スライドラベル



SAMPLE

注文コード	サイズ (mm)	仕様	価格	メーカーコード
0378500	24 × 24	スライドラベル(シート)	¥3,300	SLS-15
0378510	24 × 24	スライドラベル(ロール)	¥3,300	SLR-15
0378600	24 × 12	エンドラベル(シート)	¥1,650	SES-16
0378610	24 × 12	エンドラベル(ロール)	¥1,800	SER-16



Rolls



Sheets

マイクロフレックスグローブをご購入頂いたお客様を抽選で2022年度の東京ドーム巨人戦にご招待しております。
10箱入の大箱に1枚の抽選応募ハガキを同封致しますので奮ってご応募下さい。

DIAMOND GRIP PLUS

ダイヤモンド グリップ プラス 63-754



全体滑り止め加工

- 長時間使用時も優れたフィット感、装着感を実感いただけます
- 全体滑り止めエンボス加工で、高いグリップ力を誇ります



ラテックス製
パウダーフリー
塩素処理済み
全体エンボス加工
全長：245mm
ピンホール試験：AQL 1.5
手のひら部の厚さ：0.13mm
指部の厚さ：0.16mm

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950100	XS	63754060
0950110	S	63754070
0950120	M	63754080
0950130	L	63754090
0950140	XL	63754100

キャンペーン価格 ¥3,400→

¥2,000
/100枚

グローブ 洗浄 廃液

Neo Touch ネオ タッチ 25-101

MICROFLEX®

快適なネオプレン グローブ

- ほとんどの酸やアルコールに対して優れた保護性能を発揮します
- 濡れた環境でも滑りにくいグリップ力です
- 着用しやすいポリウレタンのインナーコーティングです



NEW

静電気防止



ネオプレン製
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長：240mm
ピンホール試験：AQL 1.5
手のひら部の厚さ：0.13mm
指部の厚さ：0.16mm
静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953150	XS	25101060
0953160	S	25101070
0953170	M	25101080
0953180	L	25101090
0953190	XL	25101100

¥4,100 / 100枚

AlphaTec® アルファテック 02-100

Ansell



NEW

- 耐薬品性に非常に優れた5層構造
- 100% 検査済み、すべて個別に空気圧試験が実施されています
- インナー手袋として使用すれば、細かい作業の操作性が向上します
- 合格品質基準：AQL 0.065

素材	LLDPE
厚さ (mm)	0.062
ブランド	AlphaTec®
Product Group	02-100

タイプ	CAS	化学物質名	%
sgl	67-64-1	アセトン	100
sgl	75-05-8	アセトニトリル	100
sgl	141-78-6	酢酸エチル	100
sgl	67-56-1	メタノール	100
sgl	110-54-3	n-ヘキサン	100
sgl	7664-93-9	硫酸	99
sgl	1330-20-7	キシレン (異性体混合物)	100
sgl	67-68-5	ジメチルスルホキシド	100

Ansell社で提供しているバリア性能資料
(GUARDIAN、抜粋、2022年1月28日現在)

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953250	XS	02100060
0953260	S	02100070
0953270	M	02100080
0953280	L	02100090
0953290	XL	02100100

材質：リニアポリエチレン
(LLDPE) ラミネートフィルム
長さ：380 - 410 mm

¥2,200 / 双



CHEMICAL RESISTANT 93-260

MICROFLEX®

ニトリル + ネオプレン + ニトリルの3層構造

- 耐薬品性に優れた合成複合素材製、3層設計です
- 繊細な指先の感覚と細かい動きも可能にします
- きわめて柔らかな素材で、人間工学に基づく設計です
- ピンホール試験 AQL 0.65 で、優れたバリア性能を発揮します



ニトリルネオプレン (3層)

パウダーフリー

塩素処理済み

指先エンボス加工

全長：285 mm

ピンホール試験：AQL 0.65

手のひら部の厚さ：0.198 mm


指部の厚さ：0.20 mm

静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953200	XS	93260060
0953210	S	93260070
0953220	M	93260080
0953230	L	93260090
0953240	XL	93260100



高強度、耐久性を備え、有機溶剤に耐性のある外層



柔らかく柔軟性のあるネオプレンのレイヤー、酸やアルカリに対して強い保護性能を発揮します

強度、耐久性、耐薬品性、AQL 0.65の保護性能を兼ね備えた3層構造です

乾いたフィーリングをもたらす、脱着しやすいインナー

¥4,800 / 50枚

SUPRENO スプリーノ 93-743

MICROFLEX
SUPRENO 93-743

耐久性に優れた高い保護性能

- 高い保護性能を発揮する耐久性に優れたニトリル配合です
- 長時間の装着を想定した頑丈な設計です
- ピンホール試験 AQL0.65 で優れたバリア性能を発揮します
- 静電気防止仕様です
- ポリマーコーティングにより脱着がスムーズです



ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長: 245 mm
ピンホール試験: AQL 0.65
手のひら部の厚さ: 0.11 mm
指部の厚さ: 0.18 mm
静電気防止



注文コード	サイズ	メーカーコード
0950300	XS	93743060
0950310	S	93743070
0950320	M	93743080
0950330	L	93743090
0950340	XL	93743100



静電気防止

キャンペーン価格 ¥4,900 →

¥3,200
/ 100枚

グローブ 洗淨 廃液

XCEED エクシード 93-733

MICROFLEX
XCEED 93-733

手の疲労を軽減する人間工学に基づいたデザインです

- ERGOFORM™ 技術を採用し、作業者の生産性を向上します
- 繊細な作業にも適した薄手の設計です
- 1箱250枚入、保管スペースも取りません
- ピンホール試験 AQL0.65 で優れたバリア性能を発揮します



ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長: 240 mm
ピンホール試験: AQL 0.65
手のひら部の厚さ: 0.07 mm
指部の厚さ: 0.11 mm



注文コード	サイズ	メーカーコード
0953000	XS	93733060
0953010	S	93733070
0953020	M	93733080
0953030	L	93733090
0953040	XL	93733100



ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology

250 枚入

キャンペーン価格 ¥8,400 →

@18 **¥4,500**
/ 250枚 (XL のみ230枚)

Supreno Plus スプリーノ プラス 93-753

MICROFLEX®

耐薬品性にも優れたロングタイプニトリル

- 破れにくく、丈夫で安全なロングタイプのニトリルグローブです
- ピンホール試験 AQL 0.65 で、優れたバリア性能を発揮します
- 耐抗がん剤のテストデータをご準備しています



耐抗がん剤データあり
静電気防止
ロングタイプニトリル

ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長：295mm
ピンホール試験：AQL 0.65
手のひら部の厚さ：0.14mm
指部の厚さ：0.22mm
静電気防止



注文コード	サイズ	メーカーコード
0952210	S	93753070
0952220	M	93753080
0952230	L	93753090
0952240	XL	93753100

キャンペーン価格 ￥4,100→

¥2,700
/50枚

midnight ミッドナイト MK-296

MICROFLEX®

全体滑り止め加工のニトリルグローブです

- 完全な「ブラック」カラーですので目視時のコントラストに最適です
- 全体滑り止め加工で、優れたグリップ性能を発揮します
- 耐薬品性テストデータも豊富です



コントラストに最適な
ブラックカラー

ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
全体エンボス加工
全長：245mm
ピンホール試験：AQL 1.5
手のひら部の厚さ：0.12mm
指部の厚さ：0.15mm
静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950900	XS	MK-296-XS
0950910	S	MK-296-S
0950920	M	MK-296-M
0950930	L	MK-296-L
0950940	XL	MK-296-XL

キャンペーン価格 ￥5,200→

¥3,200
/100枚

バイオピュアー ワイプス

bio-pure

- 100 % 生分解性です
 - ラボの表面、機器、光学部品、キュベットのクリーニングに最適です
 - 再シール可能なパッケージです
 - リントフリーで表面を傷つけません
 - 丈夫でちぎれません
- 溶剤：70 % イソプロピルアルコール
30 % 脱イオン水
- サイズ：17.78 cm × 17.78 cm 40枚

注文コード	入 数	価 格	メーカーコード
0771450	40枚	¥3,200	BPWP-1000



ディスポ ドレープ

キャンペーン

DISPATCH

RI、バイオハザード物質を散らさないために経済的な
ディスポドレープは実験台や解剖台をコンタミから護ります

- ポリエチレンでラミネートされたティッシュです
- 実験台や動物解剖の台に敷けばコンタミが防げます
- RI サンプルを扱う場合にもお使い下さい
- 50 cm 幅で長さは50 m です (1ロール)
- 切り易いように38 cm ごとにミシン目が入っています

SAMPLE

注文コード	品 名	幅	長さ	入 数	価 格	キャンペーン価格
0980000	ディスポドレープ	50 cm	50 m	6ロール	¥12,000	→ ¥9,600 (数量限定)



License To Kill

殺しのライセンス LTK-008

- 標的はDNA、RNA、DNase、RNase、バクテリア、ファージ等々
- 実験台表面・器具・ピペットシャフトの殺菌に
- スプレーボトル、チェックペーパーつき

注文コード 0930600
500 ml ¥20,800



グローブ 洗浄 廃液

超低温 安全保護 グローブ

キャンペーン

TEMPSHIELD
CRYO-PROTECTION™

- 危険な超低温環境で作業する際に、手や腕を保護します
- 完全防水仕様は、薄く縫い目のない100 % 防水の裏地により、液体窒素がこぼれたり飛び散った際にも安心です
- 柔軟で手を動かしやすく、機能と安全を両立します

在庫限り

仕 様	長 さ	M	L	価 格	キャンペーン価格
		注文コード	注文コード		
撥水仕様	リスト	1200002	1200003	¥17,000	→ ¥14,500
	ミッド アーム	販売終了	1200013	¥19,000	→ ¥15,500
	リスト	販売終了	1200203	¥21,000	→ ¥17,800
完全防水仕様	ミッド アーム	販売終了	販売終了	¥23,000	→ ¥19,200
	エルボー	販売終了	販売終了	¥28,000	→ ¥23,500
	ショルダー	1200232	1200233	¥36,000	→ ¥30,100

撥水仕様



リスト ミッドアーム

完全防水仕様



リスト ショルダー

ラボ 乾燥ラック



- 大小2種類のペグは、自由に配置することができます
- ドライイング バスケットにはスターラーバーなどの小物を置くことができるほか、ピペットを置くための溝がついています
- ペグの角度は大きなもの、重いものも安全に設置できるように最適化しています
- SureGrip Hook（特許申請中）により、ガラスをしっかりと保持します
- 自立させることも、壁にかけすることも可能です
- 耐荷重：34.9 kg



SureGrip Hook

この形状により、ガラス容器をしっかりと保持します

セットに含まれるもの

- ペグ 72 本（スモール36本=グリーン、ラージ36本=ブルー）
- ドライイング バスケット 2個
- ドレイン チューブ（排水用）
- 壁掛け用 治具セット



NEW



ドライイング バスケット

スターラーバーなどの小物を置くことができるほか、ピペットを置くための溝がついています

注文コード	品 名	価 格	メーカーコード
0668910	ラボ 乾燥ラック	¥65,000	120791

ワイヤー ドライイング ラック



- 試験管やビーカーの水切り乾燥用です
- 台や流しに立ててお使い下さい
- 壁に取りつけて使うこともできます
- 127mmのピンが18本と76mmが72本ついており合計90本掛けられます
- スチール製ワイヤーはビニールコーティングされています
- 溜まった水はパンをスライドさせて簡単に捨てることができます
- サイズは457 (W) × 180 (D) × 482 (H) mm



注文コード	価 格	メーカーコード
0668900	¥64,800	HS23243A

ジャストマン ブラシ



フラスコ用

- カーブしたハンドルによりフラスコの形状にピッタリフィットし洗い残しがありません
- ブラシは弾力性のあるプラスチックのハンドルについており培養フラスコ、平底・丸底フラスコ、梨型等の洗浄に適しています

フラスコ・ボトル用

- 溝のついた大きなハンドルにより握りやすくできています
- 弾力性のあるプラスチックによりフラスコやボトルの中が残さずきれいに洗えます
- オートクレーブ可

弾力性があり
しなるネックが
特長です



写真番号	注文コード	主な用途	ブラシの径	ブラシの長さ	全長	入数	価 格	メーカーコード
①	0840000	250 ml フラスコ用	3.5 cm	8.9 cm	30 cm	1本	¥490	1790-1N
②	0840100	500 ml フラスコ用	3.8 cm	10 cm	35 cm	1本	¥530	1790-2N
③	0840200	1000 ml フラスコ用	4.4 cm	12.5 cm	43 cm	1本	¥590	1790-3N
④	0840300	フラスコ・ボトル用	3.8 cm	10 cm	40 cm	1本	¥820	1780WN

濃縮液体洗剤（研究・産業用）**特徴**

- 経済的な濃縮液で、洗浄後のクリーナーのすすぎが楽です
- 水によく混ざります
- 経口毒性はありません
実験器具、金属部品、コンピューターチップ、加工処理設備、メンブレンフィルター、製薬におけるタンク、体内に埋め込む装置などさまざまな種類の硬い表面についた汚れを取り除きます

50～100倍希釈

**特徴と比較表**

	マイクロ 90	マイクロ グリーン クリーン	サーフェス ー クレンス / 930	LF2100ローフォーム クリーナー	マイクロ A07	ザイミット プロ	ザイミット
生物分解性	無し	有り	無し	無し	有り	有り	無し
キレート	Na4 EDTA	Na3 MGDA	無し	Na4 EDTA	クエン酸	無し	無し
リン酸塩	無し						
腐食性	無し						
外観（色）	無～微黄			濃黄～薄茶	無～微黄		
pH原液	9.7	9.8	6.5	9.7	3.0	7.5	7.5
Draves			即時				
0.5%（秒）	14.3	13.8		16.0	－	21.1	－
1%（秒）	7.5	5.7		5.6	24.0	7.3	－
2%（秒）	3.5	3.5		4.0	8.0	5.3	－
保管温度	2 ～ 43℃ 直射日光には当てない					2 ～ 25℃ 直射日光には当てない	
有効期限	製造の日から 5年					製造の日から 2年	

使用方法

- 濃縮液ですから水で1%～2%に希釈してからお使いください
（希釈する際には水にクリーナーを加えて下さい。クリーナーに水を加えると泡立ちの原因になります）
- 洗浄液の温度、浸漬時間、洗浄方法、クリーナーの濃度、使用する水の種類などいろいろな条件を変えて試し最適な使用条件をお求めください。クリーナーの濃度は1%～2%から始めることをお勧めします
- クリーニングのあとのすすぎは十分に行ってください
- 厳しい条件の洗浄をする場合には純水か蒸留水をお使いください

洗浄の方法

浸漬、手洗い、超音波、マイルドな攪拌など

保管

- オリジナル容器のまま、換気がよく、乾燥した2～43℃（ザイミットプロ、ザイミットは2～25℃）で保管してください
直射日光には当てないでください
使用していない時にはキャップはしっかり締めておいてください
- 他の容器で保管する場合にはステンレス、ポリエチレン、プラスチックでライニングされた容器をお使いください。
アルミニウム、亜鉛、銅またはその合金製の容器では保管しないでください

廃棄

未使用のクリーナーは有害廃棄物にはなりませんが洗浄によって落ちた汚れで汚染された洗浄液の廃棄はお客様の責任で行ってください

マイクロ - 90

キャンペーン

SAMPLE



特徴

- 強力、多目的クリーナーで産業用から厳しい条件のクリーニングにお使いになれます
- キレート剤、イオン性、非イオン性成分のユニークな処方が多様なクリーニング作用をもたらす汚れを浮上、分解、乳化、封鎖、懸濁します

標的となる汚れ

実験用具、セラミック、ステンレス、詰まったメンブレンなどについたオイル、グリス、ワックス、タール、フラックス、微粒子、硬水によるしみ、生物学的残渣など

洗浄の方法

浸漬、手洗い、超音波、マイルドな攪拌など

使用最高温度

66℃

注文コード 0850010
メーカーコード M-9050-12

¥2,700/1ℓ



キャンペーン価格

¥2,160



生物分解性クリーナー

マイクロ グリーン クリーン

キャンペーン

SAMPLE



特徴

- すずぎが簡単で幅広い用途の生分解性の水溶性クリーナー
- CDC、ODC、リン酸、ケイ酸、ホウ酸、ハロゲン化合物やフェノールを含みません
- 機器類、実験器具、フィルターメンブレンの洗浄などに

標的となる汚れ

オイル、グリス、生物学的残渣など

洗浄の方法

浸漬、手洗い、超音波、マイルドな攪拌など

使用最高温度

66℃

NEW

注文コード 0850020
メーカーコード M-1050-12

¥2,600/1ℓ



キャンペーン価格

¥2,080



中性クリーナー

サーフェス - クレンズ / 930

キャンペーン

SAMPLE



特徴

- 穏やかな非イオン洗剤で、腐食性しやすいものを洗浄した時にその強力な洗浄力がみられます
- pHは中性で、強酸性あるいは強アルカリ性洗剤を使用した時にできる表面の損傷や変色を防ぎます
- 非イオン界面活性剤の混合液によりアルミニウム、亜鉛、電子部品やその他のデリケートな金属にも安心してお使いになれます
- 硬水でも軟水でも、また常温でもよく汚れが落ちます

標的となる汚れ

接着剤、オイル、グリス、インクなどが含まれます

洗浄の方法

浸漬、手洗い、超音波、マイルドな攪拌など

NEW

注文コード 0850030
メーカーコード S-2001-12

¥3,400/1ℓ



キャンペーン価格

¥2,720



機械洗浄用

LF2100 ローフォーム クリーナー

キャンペーン

SAMPLE



特徴

- 多くの異なった表面から広い範囲の汚れを取り除くために処方されたキレート剤と非イオン性及び両性成分の混合物
- 実験用具、装置、油回収装置がついたタンクなどに最適です
- 常温でも暖めてでもお使いになれます

標的となる汚れ

オイル、グリス、ワックス、タール、フラックス、生物学的残渣など

洗浄の方法

手洗い、超音波、機械洗浄、圧力洗浄など

使用最高温度

38℃

NEW

注文コード 0850040
メーカーコード L-2101-12

¥3,600/1ℓ



キャンペーン価格

¥2,880



生物分解性・酸性クリーナー

マイクロ A07

キャンペーン

SAMPLE



特徴

キレートクエン酸と陰イオン界面活性剤との強力なブレンドで、フィルターメンブレン、金属部品、リアクター、実験器具や産業装置から無機物を取り除くためのクリーナー

標的となる汚れ

乳石、硬水によるカルシウムやマグネシウムなどによる斑点、錆、鉱物の沈殿その他の無機物の汚れ

洗浄の方法

浸漬、手洗い、超音波、マイルドな攪拌など

使用最高温度

66℃

NEW

注文コード 0850050
メーカーコード M-0801-12

¥2,900/1ℓ



キャンペーン価格

¥2,320



酵素入り

ザイミット プロ

キャンペーン

SAMPLE



特徴

- プロテアーゼ酵素、洗浄剤、混和剤のユニークなブレンドが幅広い洗浄力を実現しています
- 酵素が汚れを溶かし、洗浄剤がそれらを洗い流します
- たんぱく質をベースにした汚れを取り除きます
- フィルターメンブレンのクリーニングにも効果的です
- マイクロ90かマイクロA07を併用すると更に効果的です

標的となる汚れ

金属、セラミック、プラスチック、医療機、装置また食品加工機および他の表面についた食物、ゼラチン、また血液、脂肪、組織などの生物学的物質

洗浄の方法

浸漬、手洗い、超音波、マイルドな攪拌など

NEW

注文コード 0850005
メーカーコード Z-0701-12

¥3,500/1ℓ



キャンペーン価格

¥2,800



ダブル酵素入り

ザイミット

キャンペーン

SAMPLE



特徴

- 中性でプロテアーゼ、アミラーゼ酵素と洗浄剤の相乗効果でたんぱく質やデンプンをベースにした汚れを取り除きます
- ザイミットは泡立ちが少なく診断機器、外科手術機器、内視鏡およびその他の医療機器、実験機器、病院・デイケア施設の備品などに使えます

標的となる汚れ

金属、セラミック、プラスチック、医療機、装置また食品加工機および他の表面についたゼラチンをベースにした接着剤、食物、草、血液、脂肪、汗、粘液、組織、排泄物、皮脂、ポリサッカライドのようなまた血液、脂肪、組織などの生物学的物質

洗浄の方法

手洗い、超音波、機械洗浄、圧力洗浄など

注文コード 0850000
メーカーコード Z-9701-12

¥3,800/1ℓ



キャンペーン価格

¥3,040



セーフティー エコ ファネル

- 廃液をこぼすことなく安全に流し込み、カバーについたガスケットとラッチで完全に封じ込めます
- お客様でお使いの廃液タンクに取り付けられるよう加工の上、キャップにセットしてお届けします
- 各サイズ2色ありますので、廃液の種類によって分別するのに便利です



※写真のタンクは商品には含まれません

安全 に廃液をタンクに流しこみ、ガスケットとラッチで蒸気を**密閉**します

お客様が今お使いのタンクに加工して取り付けます（口の内径が 5cm 以上の場合）

キャップ加工費込の価格

注文コード	品 名	カラー	価 格
0806800	101 mm セーフティー エコ ファネル	レッド	¥26,700
0806801	101 mm セーフティー エコ ファネル	イエロー	¥26,700
0809600	203 mm セーフティー エコ ファネル	レッド	¥27,900
0809601	203 mm セーフティー エコ ファネル	イエロー	¥27,900




1. リッドのガスケットにより廃液の蒸気を密閉します



2. 取り外し可能なネットで固形物やスターラーバーをキャッチします



3. リッドにはラッチがついており、確実に密閉することができます



4. 細いチューブまで廃液の水面が届くと空気の抜け穴がふさがれ、オーバーフローを防ぐことができます

キャップ加工までの流れ

1. ご使用予定のタンクの口の内径が **5cm以上** であることをご確認ください。

2. ご注文時はタンクの **キャップのみ** 弊社にお送りください。

3. キャップを加工し、セーフティーエコファネルを取り付けて、すぐにタンクに設置できる状態でお送りいたします。

水位警報器 TELLI (テリー) 液体があふれるのを未然に防ぎます

CPLabSafety



NEW

This waste container is full.
Please empty it.
Press the reset button on
this device to restart the
liquid level monitor.

【特長】

- 容器の液面がTELLIの取付位置まで上がると、音声によりお知らせします
- 直径2インチ（約5cm）のコンパクトサイズです
- USBからの継続的な電源供給により、バッテリー切れの心配がありません
- 安全、経済的で、使い方も非常に簡単です
- 容器の材質は、プラスチックでもガラスでも構いません（金属の容器にはお使いになれません）

仕様

電源：USBケーブル（長さ約 2.5m）…USBコンセント付き
取付バンド：容器の外周 37.5 ～ 138cm、最大容器径 44cm、最小容器径12cm
センサー：電波による
デザイン：ボタン1か所、ON-OFF スイッチ、電源用USBポート

警報音と声でお知らせします

注文コード：0814900

メーカーコード：CP-TELLI-01

価格：¥35,000

グローブ 洗浄 廃液

セーフティー エコ ファネル 4ℓボトルシステム

CPLabSafety


- セーフティー エコ ファネル、4ℓボトル、セカンド容器、転倒防止スタンドを組み合わせ、より安全に廃液を収容することができるシステムです

ファネル (4ℓボトル用)

注文コード	品名	カラー	価格
0806000	101 mm セーフティ エコ ファネル	レッド	¥21,000
0806001	101 mm セーフティ エコ ファネル	イエロー	¥21,000
0808000	203 mm セーフティ エコ ファネル	レッド	¥22,200
0808001	203 mm セーフティ エコ ファネル	イエロー	¥22,200

4ℓ容器 キャンペーン (数量限定)

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
0812040	4リットル ポリエチレン容器	¥4,200	→ ¥3,100
0812540	転倒防止スタンド (セカンド容器つき)	¥6,000	→ ¥3,500



ファネル

ファネル自体は下の商品と同じです

4ℓ容器

米国仕様のガロン瓶もお使いになれます

セカンド容器

万が一ファネルからこぼれてもセカンド容器が受け止めます

転倒防止スタンド

安全性をさらに高めます

shuett solaris シュット ソラリス

schuett biotec

炎なし

待機時間なし 操作いらず



NEW

- 電源につなぐだけですぐに使えます 900 ~ 1300 °C
 - スイッチではなく赤外線センサーで始動しますから片手で使えます
 - 5秒または7秒のタイマーがついています
 - 滅菌チェンバーは石英ガラス製で、外してクリーニングができます
 - 4段階に角度が変えられます
 - 丈夫な構造で、機械的な摩耗箇所はありません
 - 使用中の発熱量は少なく、発熱は滅菌時間によります
 - 使用していない時には電力は消費されません
 - クリーンベンチ内で威力を発揮します
- 発熱量が少ないので空気の流れを阻害しません
煤が出ないのでHEPA フィルターに影響しません
- 嫌気環境や屋外でも使用できます

仕様

サイズ (W × D × H) : 152 × 210 × 195 mm
重量 : 約 2.5 kg
温度 : 900 ~ 1300 °C
電源 : 100 ~ 120 VAC、50 ~ 60 Hz、500 W (短時間)
防水・防塵 : IP20

注文コード	品名	価格	メーカーコード
0936350	schuett solaris シュット ソラリス 白金耳滅菌器	¥165,000	3899582

イノキュレーション ループ・ループホルダー・ループホルダーラック

schuett biotec

ループ

- 材質はステンレスとプラチナイリジウム
- ループの径は1、2、3、5 mm の4種類



キャンペーン

注文コード	ループ径	材質	価格	キャンペーン価格
0936201	1 mm	ステンレス	¥12,800/10本	→ ¥11,000
0936202	2 mm			
0936203	3 mm			
0936205	5 mm			
0936251	1 mm	プラチナ イリジウム	¥12,300/1本	→ ¥11,000
0936252	2 mm			
0936253	3 mm			
0936255	5 mm			

ループホルダー

- ホルダーの長さは160 mm と240 mm

注文コード	長さ	価格
0936300	160 mm	¥4,100
0936301	240 mm	¥4,400



ラック

- ラックはPV製で6本立て

注文コード	形状	サイズ	価格
0936320	丸型	φ 80 × 50 mm	¥15,200
0936321	角型	180 × 50 × 50 mm	¥17,000



非常にスムーズな回転です

ペトリターン

キャンペーン

schuett biotec

Mタイプ (手動式)

- ターンテーブルにペトリディッシュを乗せ、手で回して使います
- 両面使え、片面にはφ100mm、反対の面にはφ150mmまでのペトリディッシュが乗ります

Eタイプ (電動式)

- 連続回転またはフットスイッチ (別売り: ¥13,200) による間欠回転ができます
- φ100mmのペトリディッシュ用で、回転スピードは10~80rpmです



Mタイプ (両面仕様)




Eタイプ

注文コード	品名	サイズ (mm) / 仕様	価格	キャンペーン価格
0936000	ペトリターン M	φ 150 × 45	¥ 57,200	→ ¥44,800
0936050	ペトリターン E	150 × 55 × 220	¥121,000	→ ¥92,700

ペトリ ステッカー


schuett biotec

- ペトリディッシュの底に貼りつけるステッカーです
- 4℃~42℃の範囲でははがれません
- ステッカーは直径76.2mm



寒天培地を入れる前 寒天培地を入れた後

No	注文コード	分画	入数	価格	メーカーコード
①	0765150	正方形 32分画	36枚	¥4,900	PSTK-1000
②	0765120	正方形 50分画			PSTK-1050
③	0765130	正方形 70分画			PSTK-1070
④	0765140	正方形100分画			PSTK-1100
⑤	0765160	60°、6分画			PSTK-2000
⑥	0765170	45°、8分画			PSTK-2010
⑦	0765180	30°、12分画			PSTK-2020
⑧	0765190	22.5°、16分画			PSTK-2030



ペトリシール

schuett biotec

シーリングテープ

-40℃~70℃

- シャーレ、マイクロプレート用のシーリングテープです
- 耐水性があり、ほとんどの溶媒やアルカリに耐えます
- 使用温度範囲: -40℃~70℃ (連続でなければ100℃まで)

注文コード	カラー	テープ幅	長さ	価格	メーカーコード
0761800	クリアー	12.7 mm	32.4 m	¥7,400	PSEAL-108C
0761810	ホワイト				PSEAL-108W
0761820	レッド				PSEAL-108R
0761830	イエロー				PSEAL-108Y
0761840	ブルー				PSEAL-108B



シールテープ

ブリーズイージー ペトリディッシュ用 (ガス透過性)

キャンペーン

schuett biotec

ガス透過性、使いやすいストリップタイプ 100枚入

通気性

- 通気性がありますので酸素やCO₂のガス交換が可能です
- 細胞の培養や保存の際に、微生物やウイルスのコンタミを防ぎます
- 使いやすいようカットされており、台紙がついています
- 十分伸びますのでφ100mmのペトリディッシュまでカバーします

注文コード	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0765085	¥16,700	→ ¥11,700	BEMP-1000

SAMPLE

サイズ: 283 mm × 16 mm
温度範囲: -80℃~100℃



pH 試験紙 / pH ペンシル

MICRO ESSENTIAL
pH 試験紙

手早く簡単、正確にpH をチェックします

マルチ (4.0-7.0はシングルです) カラー pH 試験紙

NEW

はっきりとした鮮やかなマルチカラーで比較することにより、
測定レンジ全般にわたりわかりやすくチェックできます



注文コード	メーカーコード	測定範囲	カラー数	カラーチャート	入数	価格
① 1506110	80014	0.0 - 14.0	4	0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14		
② 1506120	80060	0.0 - 6.0	3	0.0 / 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0		
③ 1506130	82090	2.0 - 9.0	3	2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0		
④ 1506140	84070	4.0 - 7.0	1	4.0 / 4.4 / 4.7 / 5.0 / 5.3 / 5.5 / 5.8 / 6.1 / 6.5 / 7.0	100枚	¥2,700
⑤ 1506150	84510	4.5 - 10.0	3	4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0		
⑥ 1506160	86010	6.0 - 10.0	2	6.0 / 6.4 / 6.7 / 7.0 / 7.3 / 7.6 / 7.9 / 8.2 / 8.4 / 8.6 / 8.8 / 9.1 / 9.5 / 9.5 / 10.0		
⑦ 1506170	87014	7.0 - 14.0	3	7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 / 10.5 / 11.0 / 11.5 / 12.0 / 12.5 / 13.0 / 13.5 / 14.0		



ブックタイプ (100枚入) キャンペーン

注文コード	測定領域 (カラー単位)	価格
1500000	pH 1~12 (pH1)	¥440

30%OFF キャンペーン価格 **¥300**

プラスチック ストリップ (100枚入)

キャンペーン

注文コード	測定領域 (カラー単位)
1506000	pH 0.0 ~ 6.0 (pH0.5)
1506010	pH 5.0 ~ 9.0 (pH0.5)
1506020	pH 6.5 ~ 13.0 (pH0.5)
1506030	pH 5.5 ~ 8.0 (pH0.2 / 0.3 / 0.4)
1506040	pH 0 ~ 14 (pH1)

価格: ¥2,150

30%OFF
キャンペーン価格 **¥1,500**



ダブルタイプ (5.5 mm x 4.57 m x 2ロール)

注文コード	測定領域 (カラー単位)	価格
1504100	pH 1~12 (pH1)	¥2,080

30%OFF
キャンペーン価格 **¥1,450**



pH ペンシル (1本)

注文コード	測定領域 (カラー単位)	価格
1507000	pH 0~13 (pH1)	¥2,390



- 紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。表面を蒸留水または非イオン水で濡らしペンシルでマークします。15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。
- サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。サンプルを垂らしその上にペンシルで線かXを書きカラーを比較するか、乾いた表面にペンシルで長めの線を引き何か所かにサンプルを垂らしてカラーを比較します。この場合にはガラスなどきれいで不活性な表面で行ってください。

ロールタイプ (5.5 mm x 4.57 m)

注文コード	測定領域 (カラー単位)	価格
1501000	pH 1~14 (pH1)	¥1,210
1501010	pH 5.0~9.0 (pH0.5)	¥1,380
1501020	pH 0.0~6.0 (pH0.5)	¥1,210
1501030	pH 6.5~13.0 (pH0.5)	¥1,210
1501200	pH 3.0~5.5 (pH0.5)	¥1,100
1501500	pH 1~12 (pH1)	¥1,100
1502000	pH 4.5~8.5 (pH0.5)	¥1,390
1502200	pH 5.5~8.0 (12色)	¥1,390

ジャンボ ロール (12.7 mm x 15.2 m)

キャンペーン

注文コード	測定領域 (カラー単位)	価格
1503000	pH 0~13 (pH1)	¥2,540

30%OFF
キャンペーン価格 **¥1,770**



塩素試験紙

CM-240



CH-1000



CM-240V



	注文コード	測定領域(カラーチャート)	タイプ	価 格	メーカーコード
SAMPLE	1510000	10-200 ppm (10 / 25 / 50 / 100 / 200)	ロール 5.5 mm × 4.57 m (詰め替えロール付)	¥1,080	CM-240
SAMPLE	1510010	10 - 200 ppm (10 / 25 / 50 / 100 / 200)	ペーパーストリップ 200枚入	¥1,200	CM-240V
	1510015	0 - 300 ppm (0 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300)	プラスチックストリップ 100枚入	¥2,300	CH-300
	1510020	0 - 1000 ppm (0 / 50 / 100 / 250 / 500 / 800 / 1000)	プラスチックストリップ 100枚入	¥3,000	CH-1000

第四級アンモニウム試験紙

ディスペンサー入りロール

5.5 mm × 4.57 m

	注文コード	測定領域(カラーチャート)	タイプ	価 格	メーカーコード
	1511000	0 - 400 ppm (0 / 100 / 200 / 300 / 400)	5.5 mm × 4.57 m	¥1,120	QT-10
	1511040	0 - 500 ppm (0 / 150 / 200 / 400 / 500)	5.5 mm × 4.57 m	¥1,300	QT-40
	1511100	0 - 1000 ppm (0 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1000)	5.5 mm × 4.57 m	¥1,140	QC-1001



QT-10

水分検出試験紙

ディスペンサー入りロール

5.5 mm × 4.57 m

- 非極性溶媒や表面、特にガソリンに含まれる水分を検出するのに便利です。
- 水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。



WF-130

注文コード	価 格	メーカーコード
1513000	¥1,800	WF-130

ヨウ素試験紙

ディスペンサー入りロール

5.5 mm × 4.57 m



IL-250

ロール + 詰め替えロール + 試験管
(ケースつき)

IM-220

ロールのみ

注文コード	測定領域(カラーチャート)	価 格	メーカーコード
1512000	0 - 50 ppm (0 / 12.5 / 25 / 50)	¥2,560	IL-250
1512100	0 - 225 ppm (50 / 75 / 150 / 225)	¥1,300	IM-220

過酢酸 (PAA) 試験紙 プラスチックストリップ

注文コード	測定領域(カラーチャート)	タイプ	価 格	メーカーコード
1512500	0 - 160 ppm (0 / 10 / 30 / 60 / 80 / 160)	50枚入	¥2,600	PAA-160
1512600	0 - 2000 ppm (0 / 250 / 500 / 1000 / 1500 / 2000)	50枚入	¥5,500	PAA-2000



PPA-160



PPA-2000

過酸化水素試験紙 プラスチックストリップ

注文コード	測定領域(カラーチャート)	タイプ	価 格	メーカーコード
1512700	0 - 750 ppm (0 / 100 / 250 / 500 / 750)	100枚入	¥5,500	HP-750
1512710	0 - 5000 ppm (0 / 500 / 1000 / 2000 / 3000 / 5000)	100枚入	¥5,500	HP-5000
1512720	0 - 30000 ppm (0 / 5000 / 10000 / 20000 / 30000)	100枚入	¥5,500	HP-30000



HP-750



HP-5000



HP-30000

マイクロ ウェイ ボート 微量秤量皿

キャンペーン



- タブが大きいので取り回しがしやすく、ピンセットで扱う場合など特に便利です
- 不活性な材質を使用しており、また高いサンプル回収率を実現しています
- 静電気帯電防止仕様で、静電気によるサンプルの吸着を防ぎます
- 間口が小さいため、液体サンプルの蒸発を防ぐことができます

材質：ポリスチレン（食品グレード）

容量：約 500 μℓ

サイズ：外寸 W 25 × D 8.9 × H7.5 mm 開口部 15.4 × 6.9 mm

40%
OFF

静電気帯電防止仕様



SAMPLE

注文コード	品名	入数	価格	キャンペーン価格
0666930	マイクロ ウェイ ボート	250枚	¥3,500	→ ¥2,100

ウェイバター

グラシン紙製ウェイングボート

- 静電気フリー：グラシン紙はポリスチレンやポリエチレンの欠陥である静電気が帯電しません
- クリーン：グラシン紙はウルトラクリーンな材質です
- 使い易さ：折り曲げに対しても丈夫です
- 使い易いサイズ：φ89mmの使い易いサイズです
- カラーコントラスト：グラシン紙はチョコレート色ですから秤量物が良く見えます

SAMPLE

注文コード	カラー	サイズ(mm)	数量	価格	メーカーコード
0771350	チョコレート	89 × 13	150枚	¥ 7,300	BOAT-1000
0771360	チョコレート	89 × 13	3,600枚	¥142,000	BOAT-2000

WEIGH BETTER™
GLASSINE PAPER WEIGHING BOATS

BRAND



サースティー スワブ

キャンペーン

BRAND

RNase、DNase、Pyrogen フリー

- 高密度、超吸収性フォームにより、確実に液体を取り除きます
- 吸収は緩やかで、遠心後の上清を少しずつ取り除くことができます
- 2相に分かれた液体の抽出では、上の液相を取り除くこともできます
- 100 % ファイバーフリーです

30%
OFF

注文コード	先端のタイプ	入数	価格	キャンペーン価格	SAMPLE
0763461	丸型	100	¥9,800	→ ¥6,860	
0763462	槍型	100	¥9,800	→ ¥6,860	



ブリーズイージー / イージーアー チューブ用 キャンペーン

BRAND

- 細胞の培養、サンプルの濃縮（フリーズドライなど）やガス交換に最適なメンブレンです
- チューブのキャップも簡単に閉められますし、遠心機のローターに入れる邪魔にもなりません
- タブがついており使いやすくできています。保護レイヤーの取り外しも簡単です
- ブリーズイージーはポリウレタン製で水蒸気の透過率は0.7 kg/m²/24hです
- ブリーズイージーアーは不織レーヨン製で通気性はブリーズイージーの約6倍あります
- ガンマー線滅菌済みでサイトトキシフリーです

SAMPLE

注文コード	品名	入数	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0765070	ブリーズ イージー	100枚	¥11,500	→ ¥6,900	BMTM-1000
0765080	ブリーズ イージーアー	100枚	¥11,500	→ ¥6,900	BMTM-2000



紙のレイヤーを剥がしチューブの真ん中に貼り付けレイヤーをとります。



チューブによく貼り付けてから保護レイヤーをはがしチューブを包むように貼り付けます。

ティッシュ フリージング ミディアム TFM

General Data
HEALTHCARE

- 独自の製法でカーリングを最小限に。薄い連続した切片のトリミングが容易になります
- 含む水の量が少なく、凍結によるひび割れを防ぎ、自己蛍光を引き起こしません

- クリアー以外にも4色あり、薄切や染色の間、複数の試料の区別が容易です
- 固定や染色の過程で残留物なく容易に取り除けます
- 臨床の診断で標準的な3~6μmの凍結切片が容易に得られます

注文コード	品名	入数	価格	メーカーコード
0911800	ティッシュ フリージング ミディアム クリアー		¥ 4,900	TFM-C
0911801	ティッシュ フリージング ミディアム イエロー		¥ 5,400	TFM-Y
0911802	ティッシュ フリージング ミディアム グリーン	4オンス (113.4 g)	¥ 5,400	TFM-G
0911803	ティッシュ フリージング ミディアム レッド		¥ 5,400	TFM-R
0911804	ティッシュ フリージング ミディアム ブルー		¥ 5,400	TFM-B



BMP サイトロジー ファネル

BIOMEDICAL
POLYMERS, INC.

シャンドン サイトスピン® 遠心機用

BMP サイトロジーファネルはサーモ シャンドン サイトファネル®と同等の製品でシャンドンサイトスピン®遠心機にお使いになれます。BMP サイトロジーファネルはスライドガラスの上に薄い細胞層を作るのに使用されます。フィルターが余分な水分を吸収します

シングル サイトロジー ファネル (フィルター付き)

- サンプル量は 0.4 ml 以下
- 6 mm の範囲に均一な細胞の層ができます
- ホワイトフィルターが付いており、使い捨てです
- ファネル用のキャップがついています

注文コード	仕様	入数	価格	メーカーコード
0870000	シングル ファネル(ホワイト フィルター)	50個	¥ 17,800	BMP-CYTO-S50
0870010	シングル ファネル バルクパック	500個	¥159,500	BMP-CYTO-S500
0870020	シングル ファネル(ブラウン フィルター)	50個	¥ 17,800	BMP-CYTO-S50BP

ブラウンフィルターは
液体をゆっくりと吸収
しますので、微量の
サンプルに最適です



ダブル サイトロジー ファネル (ホワイトフィルター付き)

- サンプル量はファネル当たり0.25 ml 以下
- 6 mm の細胞の層ができます
- ホワイトフィルターが付いており、使い捨てです
- ファネル用のキャップがついています

注文コード	仕様	入数	価格	メーカーコード
0870050	ダブル ファネル(ホワイト フィルター)	25個	¥ 14,700	BMP-CYTO-DB25
0870060	ダブル ファネル バルクパック	500個	¥244,500	BMP-CYTO-DB500

ファネル クリップ (シャンドンローター用)

注文コード	仕様	入数	価格	メーカーコード
0870080	ファネル クリップ	6個	¥49,500	BMP-FUNNEL-CLIP

サイトスピン®およびサイトファネル®はサーモ エレクトロン コーポレーションの登録商標です

サンプルからでるエアロゾルを封印します

ティッシュ グライNDER

キャンペーン

BIOMEDICAL
POLYMERS, INC.

- 密閉された容器の中でグランドしますので、サンプルに触れる危険がありません
 - ティッシュグライNDERのペッセルはギザギザに成型されています
 - ガンマ線滅菌済
- ウルトラティッシュグライNDERのペッセルはガラス状のシリカできており、より破碎しにくいサンプルに最適です



注文コード	品名	使用チューブ	入数	価格	キャンペーン価格	メーカーコード
0870100		15 ml コニカル				BMP-TG-700
0870110	ティッシュ グライNDER	35 ml 自立型	10個	¥26,200	→ ¥20,900	BMP-TG-702
0870120		50 ml コニカル				BMP-TG-704
0870150		15 ml コニカル				BMP-TG-706
0870160	ウルトラ ティッシュ グライNDER	50 ml コニカル	10個	¥29,600	→ ¥23,600	BMP-TG-708

ウォッシュ アンド ドライ



- ①スライドガラス ラック

 - スライド12枚を収納
 - 200 ml トールビーカーにフィット
 - スターラーバーもまわせます
- ②カバーガラス ラック

 - カバーガラス10枚を収納
 - 18 / 22 / 25 mm など様々なサイズに対応
 - 100 ml ビーカーにフィット
 - スターラーバーもまわせます


AUTOCLAVE				
注文コード	品 名	入 数	価 格	
0770855	スライドガラス ラック	1	¥8,400	
0770850	カバーガラス ラック	1	¥6,300	

無菌サンプルバッグ (ディスポーザブル)



- 220℃～240℃にも達する押出成形の工程により、バッグの内側は無菌状態です
- 無作為のサンプルをテストし、無菌性を保証しています
- RNase / DNase / Pyrogen / BPA フリーの商品です
- ロットごとに無菌証明書の発行が可能です

DNase RNase Free Pyrogen Free BPA Free



注文コード	サイズ(mm)	容量(約_mL)	肉厚(mm)	プリント	入 数	価 格	メーカーコード
0615002	76 × 178	180	0.06	あり	500	¥20,200	EPR3070
0615012				なし		¥17,600	EPL3070
0615020	114 × 229	540	0.08	あり	500	¥23,700	BPR4590
0615032				なし		¥21,000	EPL4590
0615040	140 × 229	720	0.09	あり	500	¥25,100	BPR5590
0615052				なし		¥22,500	EPL5590
0615072	114 × 305	810	0.08	なし	500	¥22,000	EPL4512
0615090	114 × 382	1080	0.08	なし	500	¥27,500	BPL4515
0615110	140 × 382	1260	0.09	なし	500	¥31,000	BPL5515

使用方法

1. ミシン目のところで切取ります

2. バッグの中がコンタミしないようタブを引っ張ってバッグの口を開きます


3. サンプルをバッグに入れます

4. 両サイドのタブを引っ張ってバッグの口を閉じます

5. プラスチックのバンドを中心にバッグを3～4回まわします


6. 両サイドのタブを内側に折れば完了です

ヒルゲンベルグ パスツールピペット



注文コード	全 長	入 数	価 格	キャンペーン価格	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	D ₁	D ₂	d ₂	S	備考
0520150	150 mm	250 × 4	¥10,200	対象外	150	90	60	22	7	1.3	1.1	0.55	
0520230	230 mm		¥11,500		230	90	140	22	7	1.3	1.1	0.55	
0520270	270 mm		¥29,100		270	110	160	22	7	1.3	1.1	0.55	
0521150	150 mm		¥20,700		150	90	60	22	7	1.3	1.1	0.55	綿栓付
0521230	230 mm	250	¥21,600	対象外	230	90	140	22	7	1.3	1.1	0.55	綿栓付
0520300	300 mm		¥10,000 → ¥ 7,000		105	195	195	22	7	1.5	1.2	0.55	NMRチューブ用 ロングタイプ
0520350	350 mm		¥15,000 → ¥10,500		120	230	230	22	8	1.5	1.3	0.7	NMRチューブ用 ロングタイプ

Hilgenberg シリコン ピペットバルブ



6色セット **¥1,200** 注文コード: 0523410

AUTOCLAVE

- ロールブロックにより、ピペットを置いた時に転がるのを防ぎます
 - FDA 認証、生体適合性のあるシリコンでできています
 - 全体がフラットになっており、ハンドリングがしやすい形状です
 - 柔らかく肉厚の薄いシリコンで、楽々とピペッティングできます
 - 取付しやすい開口部です
- カラーは全6色 (全て半透明)

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0523403	ターコイズ	¥220	4019703
0523404	グレー		4019704
0523405	レッド		4019705
0523406	イエロー		4019706
0523407	ブルー		4019707
0523408	ピンク		4019708

マークチューブ



- タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です
- 肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています
- ガラスの材質はソーダガラス、リンデマンガラス、ボロシリケートガラス、石英ガラスの4種類があります



直径 (mm)	入数	NO.10 ソーダガラス			NO.14 リンデマンガラス			NO.50 ボロシリケートガラス			石英ガラス		
		注文コード	価 格	メーカーコード	注文コード	価 格	メーカーコード	注文コード	価 格	メーカーコード	注文コード	価 格	メーカーコード
0.08	25	0514080	別途	4007800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.1	25	0515010	¥13,500	4007801	0515210	¥18,100	4007401	0515410	¥18,700	4007601	0515610	¥26,500	4017501
0.2	25	0515020	¥11,200	4007802	0515220	¥15,700	4007402	0515420	¥15,400	4007602	0515620	¥23,200	4017502
0.3	25	0515030	¥9,700	4007803	0515230	¥14,100	4007403	0515430	¥13,200	4007603	0515630	¥22,600	4017503
0.4	25	0515040	¥11,700	4007804	0515240	¥16,100	4007404	0515440	¥15,600	4007604	0515640	¥22,600	4017504
0.5	25	0515050	¥9,700	4007805	0515250	¥14,100	4007405	0515450	¥13,100	4007605	0515650	¥29,100	4017505
0.6	25	0515060	¥11,700	4007806	0515260	¥16,100	4007406	0515460	¥15,600	4007606	0515660	¥26,600	4017506
0.7	25	0515070	¥9,700	4007807	0515270	¥14,100	4007407	0515470	¥13,100	4007607	0515670	¥22,600	4017507
0.8	25	0515080	¥12,300	4007808	0515280	¥16,900	4007408	0515480	¥16,000	4007608	0515680	¥27,700	4017508
0.9	25	0515090	¥12,300	4007809	0515290	¥16,900	4007409	0515490	¥16,000	4007609	0515690	¥27,700	4017509
1.0	25	0515100	¥10,900	4007810	0515300	¥15,300	4007410	0515500	¥15,300	4007610	0515700	¥25,500	4017510
1.5	25	0515110	¥12,700	4007815	0515310	¥17,200	4007415	0515510	¥17,900	4007615	0515710	¥24,800	4017515
2.0	25	0515120	¥18,800	4007820	0515320	¥23,700	4007420	0515520	¥25,800	4007620	0515720	¥28,900	4017520
2.5	15	0515130	¥17,700	4007825	0515330	¥23,600	4007425	0515530	¥31,200	4007625	0515730	¥39,400	4017525
3.0	15	—	—	—	0515340	¥31,700	4007430	0515540	¥46,400	4007630	0515740	¥75,300	4017530
3.5	10	—	—	—	—	—	—	0515550	¥41,700	4007690	0515750	¥59,700	4017535
4.0	5	0515160	¥21,000	4007840	—	—	—	0515560	¥43,400	4007691	0515760	¥58,800	4017540
ガラスの融点		708℃			585℃			815℃			1730℃		

は在庫限りの商品です

ガラス ニードル



- ルアーがついたボロシリケートガラス ニードルです
- マークチューブへのサンプルの注入やキャピラリーのような微小なスペースへの充填に便利です
- 金属と違い柔らかく柔軟性があるため作業が楽にできます



ニードル

注文コード	使用する マークチューブの径	サイズ		価格(1本)	メーカーコード
		内径(mm)	長さ(mm)		
0517200	≥0.6 mm	~0.4	~70	¥3,800	4018103
0517210	≥0.3 mm	~0.2	~70	¥3,900	4018104
0517220	≥0.6 mm	~0.4	~100	¥3,800	4018105
0517230	≥0.3 mm	~0.2	~100	¥3,900	4018106
0517240	≥0.2 mm	~0.08	~100	¥5,800	4018107
0517250	≥0.1 mm	~0.05	~100	¥8,800	4018108

シリンジ

注文コード	容 量	材 質	シール	アダプター	価 格	メーカーコード
0517500	0.5ml	ポリプロピレン	シリコンゴム	ルアー	¥200 / 1本	4018103

ガラス ファイバー・ロッド (ボロシリケートガラス)



- サンプの固定化やマークチューブへのサンプルの充填にお使いください
- 両端はカット（未研磨）です。ボロシリケートガラス製です

注文コード	外 径	長 さ	価格(100本)	メーカーコード	注文コード	外 径	長 さ	価格(100本)	メーカーコード
0517001	0.1 mm	100 mm	¥32,600	7347700	0517006	0.6 mm	100 mm	¥11,200	7347720
0517002	0.2 mm		¥19,300	7347701	0517007	0.7 mm		¥8,400	7347725
0517003	0.3 mm		¥13,200	7347705	0517008	0.8 mm		¥9,300	7347730
0517004	0.4 mm		¥11,600	7347710	0517009	0.9 mm		¥10,400	7347735
0517005	0.5 mm		¥10,400	7347715	0517010	1.0 mm		¥11,600	7347740



NMRチューブ (5mm) ~ 600MHz (スピン) ~ 900MHz (ノンスピン)



- 最高品質のボロシリケートガラスが使用されています

外径: 4.95 ± 0.05 mm
肉厚: 0.38 mm
長さ: 17.8 mm ± 0.5 mm

価格
¥9,900/50本 ¥198/1本
注文コード: 0517905

SAMPLE

キャンペーン

キャップ (EVA 製) 10色



価格
¥450/50個入

- | | |
|----------------|------------------|
| ①0517861: ブラック | ②0517862: ブルー |
| ③0517863: グリーン | ④0517864: ライトブルー |
| ⑤0517865: オレンジ | ⑥0517866: ピンク |
| ⑦0517867: パープル | ⑧0517868: レッド |
| ⑨0517869: ホワイト | ⑩0517870: イエロー |

サンプルの充填には前ページの
ロングパスツールピペット
が便利です

ショート NMR チューブ

キャンペーン



- 寸法精度が高い長さ100 mm のNMRチューブで外径は7種類
- 高品質のボロシリケートガラス製で底は凸レンズ型です

注文コード	外 径	肉 厚	長 さ	価格(10本)	キャンペーン価格	メーカーコード
0517930	1.0 mm ± 0.01	0.15 mm				2001727
0517931	1.7 mm ± 0.01	0.20 mm				2001710
0517932	2.0 mm ± 0.01	0.20 mm				2001711
0517933	2.5 mm ± 0.01	0.20 mm	100 mm	¥9,200 →	¥4,600	2001712
0517934	3.0 mm ± 0.025	0.30 mm				2001724
0517935	4.0 mm ± 0.025	0.35 mm				2001725
0517936	5.0 mm ± 0.025	0.40 mm				2001726



NMR チューブ充填用ニードル


キャンペーン



- 100 mm のNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました
- 形状はパスツールピペット状態で先端がチューブの底まで届き泡の発生が防げます

※写真は上から
プランジャーつきマイクロピペット
マイクロピペットのキャピラリー部
シリンジへの取り付け部分


注文コード	適合NMRチューブ	価 格	キャンペーン価格
0517400	プランジャーつきマイクロピペット	¥17,800 / 10本 →	¥15,600 / 10本
0517410	マイクロピペット(下記のシリンジが必要です)	¥17,800 / 10本 →	¥ 8,100 / 10本
0517500	シリンジ 0.5 ml	¥ 220 / 1本	対象外



ケック チュービングクランプ




- ローラーをスライドさせることによりホース内の流量を調節します
- ローラーは取り外せますから、すでに配管の済んでいるホースにもとりつけられます
- 材質はポリブチレンテレフタレート (PBT) 融点225℃ですから200℃まで安全に使えます
- ホースの径によって4種類あります



注文コード	適合チューブ径 / カラー	価格(10個)	メーカーコード
0502040	～ 4.5 mm / レッド	¥3,800	KT4.5
0502060	～ 6 mm / イエロー	¥6,200	KT6
0502100	～ 10 mm / ブルー	¥6,400	KT10
0502140	～ 14 mm / レッド	¥6,800	KT14


ケック チュービングカプラー



- ワンタッチでホースを接続したり切り放すことができます
- チューブの内径によって2種類あり、サイズの違うホースを接続することもできます
- ポリブチレンテレフタレート (PBT) の融点は225℃ですから200℃まで安全に使えます
- 耐圧は30バール、0.66ミリバールの真空度まで使えます

注文コード	適合チューブ内径	価格(6個)	メーカーコード
0504150	3～5 mm	¥9,200	KK1535
0504600	8～11 mm		KK6080

ケック チュービングアダプター PBT製



- コンデンサー等のゴム止め口 (8mmまたはGL 14のネジ口) 用アダプターです
- ホースを直接ゴム止め口に取りつけないので、ホースをはずす際に、ガラスを壊したり指に怪我をしたりする心配がありません
- アダプターを1/4ほど捻れば簡単にホースの付けはずしができます
- ポリブチレンテレフタレート (PBT) の融点は225℃ですから200℃まで安全に使えます
- EPDMのガスケットは150℃迄使えます
- 耐圧は30バール、0.66ミリバールの真空まで使えます

注文コード	O-リング ガスケット	価格(10個)	メーカーコード
0503140	EPDM	¥12,200	KA14E

ケック ジョイントクリップ (テーパージョイント用)




ポリアセタール (デルリン) 製



- ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします
- サイズごとに色分けされています
- 錆びたり変形したりしません
- 融点は170℃ (150℃までは安全です)
- 強酸やハロゲンには使用できません



- 150℃を越える高温にも使用できます
- ニッケルメッキが施されています



ポリアセタール(デルリン)製

注文コード	上 径(mm)	カラー	価格(10個)	メーカーコード
0500100	10	ミントグリーン	¥3,700	KC10
0500120	12	バイオレット	¥3,800	KC12
0500140	14 / 15	クリーム	¥4,000	KC14
0500190	19	ブルー	¥4,100	KC19
0500240	24	グリーン	¥4,800	KC24
0500290	29	レッド	¥5,000	KC29
0510290	29	ブラック	¥5,000	KC29B
0500340	34	オレンジ	¥5,900	KC34
0500400	40	イエロー	¥6,400	KC40
0500450	45	ブラウン	¥6,700	KC45

スチール製

注文コード	上 径(mm)	仕 様	価格(10個)	メーカーコード
0505340	14 / 15	ニッケルメッキ	¥ 9,200	KCM14N
0505390	19	ニッケルメッキ	¥ 9,400	KCM19N
0505440	24	ニッケルメッキ	¥10,100	KCM24N
0505490	29	ニッケルメッキ	¥11,000	KCM29N

ケック ジョイントクリップ (ボールジョイント用)



ポリアセタール (デルリン) 製



- ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします
- サイズごとに色分けされています
- 錆びたり変形したりしません
- 融点は170℃ (150℃までは安全です)
- 強酸やハロゲンには使用できません


注文コード	直径(mm)	カラー	価格(10個)	メーカーコード
0501130	13	ライトバイオレット	¥5,700	KS13
0501190	19	ライトブルー	¥5,900	KS19
0501200	19	ダークブルー	¥5,900	KS19Q
0501290	29	ダークレッド	¥6,200	KS29
0501350	35	ライトオレンジ	¥6,400	KS35

0501190は、ショット、日本規格。0501200は、コーニング。


ラボジャッキ スイスボーイ



- 酸化処理されたアルミニウム製です（スピンドルを除く）
- 堅牢で安定しており軽くスムーズな上げ下げができます
- 高さの微調節も可能です



116




118




122



100



105



110



115

注文コード	型番	天板サイズ	最大荷重	可動域	カラー	重量	価格
1520000	100	50 × 40mm	20 kg	31～93mm	グリーン	0.07 kg	¥ 26,500
1520005	105	80 × 75mm	30 kg	49～147mm	ブルー	0.24 kg	¥ 29,500
1520010	110	120 × 140mm	50 kg	60～243mm	レッド	0.7 kg	¥ 38,000
1520015	115	122 × 150mm	80 kg	80～278mm	イエロー	1 kg	¥ 46,500
1520020	116	180 × 216mm	90 kg	95～398mm	ブルー	2.1 kg	¥ 71,500
1520025	118	240 × 320mm	90 kg	120～500mm	グレー	5.2 kg	¥235,500
1520030	122	400 × 400mm	110 kg	253～629mm	イエロー／ブラック	13 kg	¥575,000

備考：最大荷重は天板の中心での重量

アクセサリ

注文コード	型番	品名	価格
1520300	133	スタンドプレート	¥41,800
1520305	177	サポート ロッド	¥ 9,600
1520310	199	ジャッキ サポート	¥36,000

備考：サポートロッドを使用するには補助プレート130が2枚必要です
ジャッキサポートは105,110,115,116用です

補助プレート

注文コード	型番	対応ジャッキ	サイズ	価格
1520200	130	110 & 115	200 × 200mm	¥11,500
1520205	131		300 × 300mm	¥18,500
1520210	132		180 × 260mm	¥14,000
1520215	135		320 × 220mm	¥14,800
1520230	134	118	400 × 500mm	¥54,500



フーガミックス 3 CM-50M



注文コード 1011003

¥218,000

- 大幅に進化した12段階のミキサー機能
- 遠心専用ローターで15000 rpmの遠心
- 100 rpm / 10 RCF 単位の設定は同時表示

遠心専用

~15000RPM




50.01

遠心 + ミキサー


~12500RPM



50.02



50.03



RPM/RCF 同時表示

仕様

遠心: 1000~15000 rpm
(ローター50.01)
1000~12500 rpm
(50.02/50.03)

ブレーキ: 5段階

ミキサー: 12段階

タイマー: 5~59秒、1~99分

使用環境: 10~40 °C 80 %r.h.

重量: 3.1 kg

サイズ: 200 × 180 × 145 mm

ローター各種

注文コード	品名	価格
1011011	15000 rpm 遠心専用 ローター 50.01	¥38,300
1011012	1.5/2.0 ml チューブ 12本用 ローター 50.02	¥18,500
1011013	0.2 ml チューブ 16本用 ローター 50.03	¥12,800
1011020	0.5 ml チューブ用アダプター	¥ 5,800
1011021	0.2 ml チューブ用アダプター	¥ 5,800

ミキサー機能付遠心機

CM-70M-07



注文コード 1011400

¥157,000

- **スピン** と **ミックス** を繰り返して、スピンドアウンして終わる **プログラム** 付
- 標準ローターには **0.2ml**、**1.5ml**、**0.5ml** 各12本が同時にかかります

仕様

2000~7000 rpm

(~3200 × G)

1000 rpm 毎にセット

ミキサー: 6段階

タイマー: 0.1~30分

使用環境: 10~45 °C 80 %r.h.

サイズ: 190 × 170 × 120 mm

重量: 1.3 kg

オプション

注文コード	品名	価格
1011412	0.2 ml チューブ 16本用 ローター	¥7,400

ミニ遠心機

キャンペーン

スプラウト plus



注文コード 0675003

¥39,800 → **¥29,400**

●ローター2種類

1.5 ml × 6、0.2 ml × 16

●ワンタッチでローター交換

●ラック・保管ケース付

※6000 rpm 固定式

遠心機 スカイスピン CM-7S Plus



より見やすく、操作しやすくなったインターフェース

- 15 ml チューブ、50 ml チューブ、プレートの遠心ができます
- 内部はステンレス製です
- リッドは透明で中を見ることができ、また自動でロックされます
- 最高3500 rpm までの遠心が可能で、素早く加速やブレーキを行います
- 表示は見やすく、操作方法も簡単です

注文コード: 1011301

価格: **¥254,000**

メーカーコード: CM-7S Plus

仕様

回転速度: 100 - 3500 rpm

タイマー: 1分 ~ 12時間

最大遠心力: 2300 rcf

ブレーキレベル: 6段階

使用環境: 10 ~ 40 °C、~ 20 °C 時 80 %r.h.

サイズ: W430 × W415 × H220 mm

重量: 13.8 kg

ローター各種 (別売)



6M

注文コード: 1011310

12 ml チューブ × 12本

¥32,600



6M.05

注文コード: 1011315

15 ml チューブ × 12本

¥44,200



6M.01

注文コード: 1011311

50 ml チューブ × 4本

¥28,000



6M.02

注文コード: 1011312

12 ml × 12本 + 15 ml × 12

¥57,400



6M.04

注文コード: 1011314

プレート × 2枚

¥43,700

ブロック インキュベーター エコーサーム ICシリーズ



- 加熱と冷却はペルチェにより行います
- 10℃～100℃の範囲で温度をデジタル制御します
- カウントダウンタイマー（最大30日）がついています
- アラーム、オートオフ機能付です
- 電子キャリブレーション、リセットが可能です

IC22 異なる温度を同時に



IC20 ベーシックモデル



IC25 プログラム機能付



【 IC 25 プログラム機能 】

プログラム数：5
最大ステップ数：10
リピート回数：1～99回
メモリバックアップ：CMOS

エレクトロニックアイスキューブ IC10(冷却のみ)



特徴

- エネルギー効率がいよパルティエデザインです
- プレート温度は0℃以下です
- コンパクトサイズです
- 自動車のライターからも電源がとれます
- 12カ月保証

仕様

温度範囲（プレート）：周囲温度～周囲温度-30℃
中心と周辺の温度差（0℃以下）：±0.5℃
サイズ：冷却モジュール16.5×12×8.9cm
パワーサプライ：16.5×8.1×2.2cm
重量：2.7kg

価格（本体+カバー）

在庫限り

注文コード	価格	メーカーコード
0860600	¥81,000	IC10

	IC20	IC22	IC25
温度範囲	-10～100℃（室温-30℃まで）		
温度読取精度	1℃		
安定性	±1℃		
均一性	±0.5℃		
タイマー範囲	1秒～30日		
タイマー精度	1秒		
アラーム	音声1分間、アラームがカウントダウン		
データログサンプリング	1秒/1分/5分	1秒/1分/10分	
データログ容量	8110ポイント		7825ポイント
本体サイズ（mm）	W165×D224×H89	W165×D508×H89	W165×D224×H89
電源ユニットサイズ（mm）	W56×D165×H81	W56×D165×H81	W56×D165×H81
重量	2.9kg	5.9kg	2.9kg
注文コード	0860700	0860820	0860850
価格	¥225,000	¥387,000	¥251,000

-10～100℃の範囲でのミキシング、加熱、保温、冷却、凍結に

ミキサー SC25（プログラム機能つき）/ SC20



仕様

回転スピード：200～1000 rpm（ブロックを載せない状態での目安です）
温度範囲：-10～100℃
サイズ（本体のみ）：19.9×36.8×10.8cm
重量：4.5kg
SC25のプログラム
パラメーター：温度・時間・スピード
プログラム数：5
ステップ：10
繰り返し：1～99回

価格（本体+カバー）

注文コード	価格	メーカーコード
0860900	¥512,000	SC25
0860950	¥455,000	SC20

P61:IC シリーズ / SC シリーズ用 アルミブロック (形状については別途ご照会下さい)

注文コード	0861120	0861130	0861140	0861150	0861160	0861230	0861240	0861250	0861260
メーカーコード	620-5012	620-5013	620-5014	620-5015	620-5016	620-5023	620-5024	620-5025	620-5026
用途	0.5 ml × 40	1.5 ml × 30	0.5 ml × 40 1.5 ml × 15	0.2 ml × 96 (8 × 12)	Vボトム 96ウェル	φ 12/13 mm × 20	φ 6 × 6 φ 12/13 × 5 φ 20 × 3	φ 20 mm × 8	φ 6 mm × 30
価格	¥33,300	¥36,000	¥60,300	¥48,600	¥50,400	¥32,400	¥36,000	¥36,000	¥32,400

注文コード	0861270	0861170	0861180	0861190	0861200	0861210	0861220	0861280	0861300
メーカーコード	620-5027	620-5017	620-5018	620-5019	620-5020	620-5021	620-5022	620-5028	620-5030
用途	15 ml × 12	丸底96ウェル	20 ml バイアル × 24	384ウェルプレート	平底プレート	φ 10 mm × 24	φ 15/16 mm × 12	20 ml バイアル × 12	50 ml × 6
価格	¥56,700	¥50,400	¥36,900	¥50,400	¥37,800	¥28,800	¥31,500	¥58,500	¥53,100

エリート ドライバス インキュベーター



- コンパクトな設計
- ブロックを外せば恒温水槽に

- タイマーと温度は同時に表示
室温+5℃～150℃
均一性:±0.2℃ (37℃時)
タイマー:0～99時間59分



シングル EL-01

注文コード 1007000
¥83,400



ダブル EL-02

注文コード 1007001
¥99,000

ブロック各種

注文コード	使用できるチューブ	EL-01	EL-02	価格
1007050	1.5/2.0 ml × 20	○	○	¥19,200
1007051	1.5 / 2.0 ml × 12 0.5 ml × 12	○	○	¥19,200
1007052	片面:1.5 / 2.0 ml × 20 裏面:0.5 ml × 30(両面使用)	○	○	¥33,000
1007053	0.2 ml × 64本 (8連 × 8)	○	○	¥33,000
1007054	0.5 ml × 20	○	○	¥19,200
1007055	15 ml × 12	○	○	¥22,500
1007056	50 ml × 4	○	○	¥22,500
1007057	φ 13 mm チューブ × 20	○	○	¥22,500
1007058	φ 20 mm チューブ × 12	○	○	¥22,500
1007059	φ 25 mm チューブ × 6	○	○	¥22,500
1007060	平底プレート	○	×	¥19,200
1007061	96ウェルディープウェル / PCRプレート	○	×	¥33,000
1007062	平底プレート	×	○	¥38,700
1007063	96ウェルディープウェル / PCRプレート	×	○	¥38,700

パワーミックス L46



- バイブレーションが強力で、試験管はφ7 mm ～35 mm まで使えます
- 振動部を押せばスイッチが入ります
- もちろん連続振動でも使えます
- 無段変速で、最高スピードは2500 rpmです
- 丈夫で安定感があります
- 豊富なアクセサリが揃っています

パーツは自社製
(オランダ)



電源:100 V 消費電力:40 W サイズ:135 × 120 × 135 mm (L × D × H)
重量:3.2 kg

写真	注文コード	仕様	価格	メーカーコード
	0710000	基本ユニット(スタンダードカップ付)	¥52,700	46.010
A	0710010	マイクロ プレート ホルダー	¥ 9,700	46.100
B	0710020	マイクロチューブ(20本)用ポリエチレン ホルダー	¥11,300	46.200
b1	0710030	スぺアーポリエチレン ホルダー	¥ 3,000	46.250
C	0710040	試験管(1本)用ホルダー	¥ 9,600	46.300
D	0710050	試験管マルチホルダー	¥19,400	46.400
E	0710060	ユニバーサルコンタクトプレート	¥ 4,500	46.500

基本ユニットにこれだけのアクセサリ



機器類

ロックンローラー L201


R LABINCO

- サンプルをゆっくり回転させながらロックングします
- 回転用のバーはステンレス製で10×208mmです
- バーの中心距離は19.5mmです
- 回転スピードは約10rpmです
- ロックングは35°で毎分約5サイクルです
- ランプ付きのON/OFFスイッチがあります

パーツは自社製
(オランダ)

サイズ: 330×300×190mm
重 量: 3.0kg

注文コード	価 格	メーカーコード
0711500	¥136,000	20110



バイブロシェーカー LD-420

R LABINCO

- 強力で安定した回転です (回転直径4mm)
- マイクロプロセッサによるスピードコントロール (50-999 rpm)
- セットスピードと実際のスピードを表示します
- エチレンフォームが4つまでかけられます

エチレンフォームトレイ (4個入)

注文コード	試験管径 (mm)	価 格
0710900	7~9	¥22,200
0710910	9~11	
0710920	11~13	
0710930	13~15	
0710940	15~17	
0710950	17~19	
0710960	19~21	
0710970	21~26	
0710980	26~30	
0710990	30~34	

本体のみ

注文コード	価 格	メーカーコード
0710800	¥175,000	42000

パーツは自社製
(オランダ)

直流モーター、100V
消費電力: 18W
サイズ: 240×250×175mm
重 量: 4.5kg



デジタル サーモ シェーカー

ELMI

上から
加熱



下から
加熱

- プレートを **上下から加熱** します
- 室温+5℃ ~ 60℃
- タイマー 1~999分
- **100rpm** ~ **1300rpm**

注文コード 1012000 DTS-2
プレート2枚用 ¥291,000

注文コード 1012010 DTS-4
プレート4枚用 ¥327,000

デジタル ロックン シェーカー



- 両端 1kg、中央 5kg
- 仕様
標準プレートサイズ: 86 × 128 × 15mm
使用環境: 4℃~40℃ 80% r.h
プレートの上下双方向から加熱
パワフルなシーソー式

(写真の2段目はオプションです)

オプション

注文コード	価 格	注文コード	品 名	価 格
1011700	¥174,000	1011781	マルチレベルプラットフォーム	¥14,000

デジタルシェーカー DOS-20-S

- 非常にコンパクト
- 仕様
φ20mm 回転式 10~250rpm
天板サイズ: 168×168mm
外寸: 193×170×70mm
重量: 1.4kg
※標準でマグネットクリップが3個
付属されます




注文コード	価 格
1011550	¥138,000

テスト チューブ ローター

R LABINCO

- 混合、拡散、透析、抽出用のミキサーです
- 角度は90° ~ 27°の範囲で変えられます
- 回転中にも試験管の入れ替えができます
- 試験管取り付け用ディスクはすべて別売りです

パーツは自社製
(オランダ)



MODEL LD-79



仕様および価格(本体のみ)

型式	L28	L29	LD79
注文コード	0711100	0711200	0711250
回転速度	10 rpm 固定	5~50 rpm (ダイヤル式)	1~99 rpm (デジタル)
タイマー	なし	なし	0~99時間 1~59分
メモリー	なし	なし	つき
自動再始動	なし	なし	つき
サイズ	210 × 200 × 220 mm	210 × 220 × 270 mm	200 × 200 × 250 mm
重量	3.5 kg	3.6 kg	3.5 kg
価格	¥81,000	¥117,000	¥148,000

ディスク

注文コード	チューブ径 (mm)	チューブの本数	価 格	メーカーコード
0711350	4~6 (0.4 ml チューブ)	40	¥19,800	28006
0711280	6~9 (0.5 ml チューブ)	30	¥19,400	28009
0711300	9~12 (1.5 ml チューブ)	20		28012
0711310	12~16	20		28020
0711320	16~19	20		28030
0711360	19~22	17	¥16,700	28070
0711340	22~25	15		28050
0711370	25~28	12		28080
0711290	28~32	10		28032
0711330	32~40	10		28040
0711380	2枚ディスク用アダプター		¥13,000	28090

ロータリーミキサー

R LABINCO

- 試験管を連続回転します
- 8 ~ 27 mm までのアダプターが揃っています
- 回転速度は5 ~ 50 rpm です
- ドラム/バーは簡単に付け替えができます

パーツは自社製
(オランダ)

MODEL LD-76



仕様および価格(本体のみ)

型式	L26	LD76
注文コード	0711600	0711630
回転速度	5~50 rpm (ダイヤル式)	5~50 rpm (デジタル)
タイマー	なし	0~99時間 1~59分
メモリー	なし	つき
自動再始動	なし	つき
バー/ドラム	14~18 mm 用つき	なし
ディップトレイ	ステンレス製	なし
サイズ	540 × 160 × 185 mm	450 × 170 × 190 mm
重量	7.5 kg	3.3 kg
価格	¥155,000	¥148,000

アクセサリ

注文コード	試験管径 (mm)	最大長 (mm)	本 数	価 格	メーカーコード	重 量
0711700	16~20	190	20		26020	
0711710	19~22	185	18	¥23,200	26022	
0711720	22~27	180	18		26027	
0711760	4~6 (0.4 ml チューブ)	85	104		26036	
0711770	6~9 (0.5 ml チューブ)	85	104	¥67,700	26039	
0711730	9~12 (1.5 ml チューブ)	85	104		26040	
0711740	12~16	120 140	48(4列) 24(2列)	¥43,900	26480	
0711750	9~12	120 140	56(4列) 28(2列)	¥49,000	26560	

見た目に似合わないパワーと安定感

ボルテックス ミキサー V-3



φ 130 mm



【オプション】



1.5 / 2.0 ml 9本用アダプター
(~ 3,000 RPM)

注文コード	価 格
1011811	¥ 8,300

仕 様

スピード：50~4,000 RPM
 攪拌方式：施回式
 回転直径：4 mm
 最大消費電力：8 W
 サイズ：φ130 mm × 58 mm (H)
 重 量：0.6 kg


注文コード 1011800

¥45,800

ボルテキサー キャンペーン



- 6サイズのチューブホルダーを標準装備しています
- ヘッドを交換する必要がありません
- 中心部のパッドでは手持ちで攪拌ができます



- ① 中央部のパッドでは手持ちで攪拌します
 ② 50 ml チューブ × 2本 (水平)
 ③ 15 ml チューブ × 2本 (水平)
 ④ 5 ml チューブ × 2本 (水平)
 ⑤ 1.5/2.0 ml チューブ × 4本 (垂直)
 ⑥ 0.5 ml チューブ × 6本 (垂直)
 ⑦ 0.2 ml チューブ × 24本 (垂直)


仕 様

回転速度：1000~3000 rpm
 回転直径：3.7 mm
 運転方式：タッチ、連続運転切替式
 重 量：3.93 kg
 サイズ (mm)：171 W × 190 D × 197 H

注文コード 0675100

¥41,300 → **¥29,000**

インテリミキサー RM-2M



上下ボタンで簡単に動作を選択

CE



プロッターとして



ロッキングミキサーとして



ローテーターとボルテックス

注文コード	品 名	価 格
1011910	インテリミキサー 本体	¥130,000



注文コード	品名 / チューブ本数	価 格
① 1011973	ロッキング プラット フォーム	¥16,400
② 1011972	プロットング ラック(50 ml × 6本)	¥14,000
③ 1011966	φ 30 mm ラック(50 ml × 10本)	¥11,900
④ 1011967	φ 16 mm ラック(15 ml × 14本)	¥12,400

注文コード	品名 / チューブ本数	価 格
⑤ 1011968	φ 13 mm ラック(クライオバイアル × 28本)	¥10,100
⑥ 1011969	φ 11 mm ラック(1.5 / 2.0 ml × 32本)	¥10,100
⑦ 1011970	φ 8 mm ラック(0.5 ml × 30本)	¥10,100
⑧ 1011971	ミックスラック(※下記をご参照ください)	¥13,600

※ミックスラックには φ11 mm × 8本、φ13 mm × 8本、φ16 mm × 4本、φ30 mm × 2本のチューブが取り付けられます

ローテティング ミキサー RT10



- ボックス型ラックでマイクロチューブを回転攪拌します
- 1.5mlチューブ……48本まで
- 0.5mlチューブ……50本まで
- 15ml (16本)、50ml (6本) 遠心チューブ用のアダプターもあります
- 回転範囲は4~40rpm
- サイズ：11.43 (W) × 34 (D) × 17.15 (H) cm
- 重 量：2.25kg

注文コード	品 名	価 格	メーカーコード
0865000	RT10本体	¥150,000	RT10
0865100	15 ml チューブ用アダプター	¥ 16,200	RT10-200
0865110	50 ml チューブ用アダプター	¥ 16,200	RT10-201



2mag スターラー ミックスドライブ + ミックスコントロール



- ミックスドライブはベーシックとHTの2種類があり（キュベットドライブは除く）、合計13機種の中から選びいただけます
- ミックスコントロールはドライブの種類、コントロールする台数によって3機種の中から選びいただけます

水 中

高温環境

動く箇所なし
磨耗箇所なし

電磁誘導式



プラス



ミックスコントロールエコ



ミックスコントロール 20



ミックスコントロール 40

【ミックスコントロール全3モデル】



ミックスコントロール ベーシック、HT 両シリーズに共通です

	ミックスコントロール エコ	ミックスコントロール 20	ミックスコントロール 40
スピード範囲	120～1,200 rpm	100～1,600 rpm	100～2,000 rpm
攪拌出力	10 W (固定)	5 / 10 / 15 / 20 W	4～40 W (10段階)
ドライブ接続	1台	1台	2台
注文コード	1005200	1005210	1005220
価 格	¥60,600	¥122,000	¥169,000

※ドライブの最大出力に合わせてご選択下さい（ディストリボックス使用時を除く）

ミックスドライブ 電磁誘導式 水中（ベーシック） 水中または高温（HT）

		キュベットドライブ	ドライブXS	ドライブ1エコ	ドライブ1	ドライブ6	ドライブ15	ドライブ60
共通仕様	攪拌点	1	1	1	1	6	15	60
	攪拌容量	～25 ml	～1,000 ml	～3,000 ml	～10,000 ml	～3,000 ml	～3,000 ml	～500 ml
	最大出力	10 W	10 W	10 W	20 W	40 W	40 W	40 W
ベーシック -10～50℃	注文コード	1005095	1005100	1005110	1005120	1005130	1005140	1005145
	価 格	¥50,800	¥42,700	¥44,700	¥54,700	¥204,000	¥262,000	¥380,000
HT -30～200℃ (水中～95℃)	注文コード		1005150	1005160	1005170	1005180	1005190	1005195
	価 格		¥65,500	¥67,000	¥83,900	¥326,000	¥384,000	¥530,000
適合ミックス コントロール	エコ	○	○	○	○	○	○	○
	20	×	×	×	○	○	○	○
	40	×	×	×	×	○	○	○

その他のオプション

ミックスドライブを偶数台単位で
増設できます

1005250
ディストリボックス4
¥42,100

1005260
ディストリボックス8
¥59,600



ディストリボックス 4

スターラーバー アステロイド



2mag 社のこだわりが凝縮された、ハイパフォーマンス スターラー バー



アステロイド 25

サイズ:14×25 mm
注文コード:1006125
メーカーコード:44025
価格:¥6,200

アステロイド 40

サイズ:28×40 mm
注文コード:1006140
メーカーコード:44040
価格:¥8,600

アステロイド 70

サイズ:39×70 mm
注文コード:1006170
メーカーコード:44070
価格:¥34,300

- SmCo磁石を使用しており、強力で劣化のしにくいスターラーバーです
- 攪拌効率を高める形状で、大容量・高粘度・スターラーと距離がある場合、難しい形状の容器を使用する場合などで特に威力を発揮します
- 表面は凸面形状になっており、容器とこすれた際の摩耗もしく、高速回転にも適しています
- PTFEはFDA準拠、121℃でのオートクレーブが可能です

ミックスシリーズ コントローラー 一体型 電磁誘導式



～10,000 mL ミックス 1



～3,000 mL ミックス 1 エコ



～3,000 mL アキュミックス



～3,000 mL ミックス 6



～3,000 mL ミックス 15



～1,500 mL ミックス 15 エコ

	ミックス1	ミックス1エコ	アキュミックス※	ミックス6	ミックス15	ミックス15エコ
攪拌点	1	1	1	6	15	15
攪拌点の間隔	—	—	—	130 mm	65 mm	65 mm
スピード範囲	100～2,000 rpm	120～1,400 rpm	100～1,600 rpm	100～2,000 rpm	100～2,000 rpm	120～1,200 rpm
最大出力	20 W	10 W	10 W	20 W	20 W	10 W
出力セット	4段階	固定	2段階	4段階	4段階	固定
注文コード	1005010	1005020	1005030	1005050	1005060	1005070
価 格	¥120,000	¥72,500	¥134,000	¥299,000	¥375,000	¥198,000

※1005030 アキュミックスは在庫限りです

スターラー バー PTFE 製



- 使用されているPTFEはFDA及びUSP Class VIで承認されています
- 研磨仕上げにより、ピックアップやクロスコンタミが軽減されます

オーバル



底が丸いフラスコ用です

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2002711	10 × 5	¥240	001.610
2002721	15 × 6	¥220	001.615
2002731	20 × 10	¥300	001.620
2002741	25 × 10	¥330	001.625.10
2002751	25 × 12	¥400	001.625
2002781	35 × 13	¥540	001.635.13
2002791	35 × 16	¥650	001.635

オクトバル



オーバルやピボットリングと同様に底が丸いフラスコ用です

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2003011	19 × 10	¥440	001.3319
2003021	25 × 13	¥480	001.3325
2003031	38 × 16	¥840	001.3338
2003041	41 × 19	¥1,060	001.3341
2003051	51 × 19	¥1,300	001.3351
2003061	64 × 19	¥1,700	001.3364
2003071	76 × 19	¥2,500	001.3376

トライアングル



容器の底をこするように回転するので固形物の溶解や、沈殿物を攪拌するのに効果的です

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2003721	20 × 8	¥310	001.420
2003731	25 × 8	¥280	001.425
2003741	25 × 14	¥480	001.425.14
2003751	35 × 9	¥430	001.435
2003761	40 × 14	¥520	001.440
2003771	50 × 12	¥590	001.450

クロスヘッド



チューブ形状の容器用に開発されました
一般的な容器でも使用できます

両面十字

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2004611	8 × 10	¥260	001.1110
2004621	10 × 14	¥280	001.1114
2004631	13 × 17	¥360	001.1117
2004641	15 × 22	¥470	001.1122
2004651	12 × 30	¥600	001.1130
2004661	12 × 35	¥690	001.1135
2004671	14 × 40	¥1,090	001.1140

シリンダー



なめらかな仕上がりのシリンダー状で広い用途でお使いになれます

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2000021	8 × 3	¥160	001.108
2000161	30 × 6	¥210	001.130
2000171	30 × 7	¥260	001.130.7
2000191	35 × 6	¥280	001.135
2000231	50 × 8	¥400	001.150
2000251	70 × 10	¥660	001.170
2000261	80 × 10	¥770	001.180

ターボ (楕円)



注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2005911	10 × 6	¥420	001.2610.RE
2005921	15 × 10	¥660	001.2615.RE
2005931	25 × 14	¥870	001.2625.RE
2005941	50 × 24	¥2,420	001.2650.RE
2005951	70 × 28	¥4,440	001.2670.RE

取り出し棒



PTFE

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006611	150 × 10	¥1,820	004.150
2006621	250 × 10	¥2,230	004.250
2006631	350 × 10	¥2,530	004.350
2006641	450 × 10	¥2,920	004.450

- 耐薬品性に優れ、使用温度は - 200 °C ~ + 280 °C です

クロス



非常に安定しており、いろいろな目的に使用できます

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2004511	5 × 10	¥300	001.2401
2004521	8 × 20	¥400	001.2402
2004531	9 × 25	¥450	001.2403
2004541	10 × 30	¥500	001.2404
2004551	11 × 38	¥620	001.2405
2004561	15 × 50	¥1,180	001.2406
2004571	20 × 60	¥1,800	001.2407

オクタゴン



ピボット・リングと同様に容器の底が平らでなくカーブしている場合にご使用ください

ピボットによりバーが最適な位置に収まり、低速でも攪拌力が高まります

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2001411	13 × 3	¥280	001.513.3
2001421	13 × 8	¥150	001.513
2001441	15 × 8	¥220	001.515
2001451	22 × 8	¥270	001.522
2001481	28 × 8	¥320	001.528
2001521	51 × 8	¥390	001.551
2001531	51 × 10	¥480	001.551.10

マイクロ



小さな容器に入った少量サンプル用です
容器に対してできるだけ大きなサイズのものをご使用ください

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2001921	3 × 3	¥200	001.803
2001931	5 × 2	¥180	001.805
2001941	6 × 3	¥140	001.806
2001951	7 × 2	¥160	001.807
2001971	8 × 3	¥160	001.808.3
2001981	10 × 3	¥180	001.810
2002021	30 × 3	¥400	001.830

テーパー



底が平らでない容器に向いています

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2003311	10 × 4	¥170	001.1910
2003321	15 × 5	¥170	001.1915
2003331	20 × 7	¥200	001.1920
2003341	25 × 8	¥240	001.1925
2003351	30 × 8	¥260	001.1930
2003361	35 × 8	¥300	001.1935
2003391	50 × 8	¥460	001.1950

ターボ (シリンダー)



注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006211	8 × 3	¥350	001.108.RE
2006221	12 × 4.5	¥440	001.112.RE
2006231	20 × 6	¥550	001.120.RE
2006261	40 × 8	¥950	001.140.RE
2006271	50 × 8	¥990	001.150.RE
2006281	60 × 10	¥1,250	001.160.RE

ターボ (オーバル)



注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006011	10 × 5	¥330	001.610.RE
2006021	15 × 6	¥420	001.615.RE
2006031	20 × 10	¥820	001.620.RE
2006041	25 × 12	¥800	001.625.RE
2006051	35 × 16	¥1,170	001.635.RE
2006061	40 × 20	¥1,670	001.640.RE
2006081	64 × 20	¥2,130	001.664.RE

PTFE ターボ

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006911	150 × 10	¥2,600	004.150.RE
2006921	250 × 10	¥2,700	004.250.RE
2006931	350 × 10	¥2,900	004.350.RE
2006941	450 × 10	¥3,100	004.450.RE

掲載品以外のサイズ、形状については別途ご照会下さい

バイオミックス シリーズ 細胞培養用 超低速



コントロールユニット一体型 バイオミックス1

超低速 5~250 rpm 攪拌容量 ~5,000 ml

- 超低速でハイパワー、薄型（38 mm）のコントロールユニット一体型のスターラーです
- スピードはデジタル表示ですので確実な再現が可能です

*インキュベーター内での使用には不向きです

仕様

外 装	ステンレス（SUS304）
サ イ ズ	180 × 230 × 38 mm
重 量	約3.3 kg
使 用 環 境	-10~50 °C（湿度 80 % 時）
防 水・防 塵	IP64
電 源	100-240 V / 50-60 Hz / 1.5 A

注文コード	価 格	メーカーコード
1005450	¥191,000	85001



コントロールユニットセパレート型 バイオミックス ドライブ + コントロール

超低速 5~250 rpm 攪拌容量 ~5,000 ml

- 高精度、再現性 精度：50 rpm 設定時 ± 1.0 %、100 rpm 設定時 ± 1.5 %、200 rpm 設定時 ± 2.0 % 再現性：40 °C 時 0.3 %
- コントロールはデジタル表示 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です
- ハイパワー…攪拌容量~5,000 ml 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します
- 薄型 高さわずか38 mm の超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます

ドライブは水中OK。CO₂インキュベーターOK

薄 型



	バイオミックス ドライブ1	バイオミックス ドライブ2	バイオミックス ドライブ3	バイオミックス ドライブ4	バイオミックス コントロール
注 文 コード	1005350	1005360	1005370	1005380	1005390
価 格	¥108,000	¥203,000	¥295,000	¥380,000	¥233,000
メーカーコード	80001	80002	80003	80004	98400
攪 拌 点	1	2	3	4	—
攪拌点の間隔	—	140 mm	140 mm	140 mm	—
最大攪拌出力	6W / 攪拌点あたり				—
出 力 セ ッ ト	10~100 %（10段階） 4 ~ 40 W				10~100 %（10段階） 4~40 W
ケ ー ス	ステンレス（SUS304）				ステンレス（SUS304）
使 用 環 境	-10~50 °C（湿度100 % 時） / ~50 °C（水中）				-10~50 °C（湿度80 % 時）
電 源	48VDC				100-240 V / 50・60 Hz
サ イ ズ	180 × 180 × 38 mm	130 × 270 × 38 mm	130 × 410 × 38 mm	270 × 270 × 38 mm	200 × 155 × 38 mm
防 水・防 塵	IP68				IP20
重 量（約）	2.3 kg	2.5 kg	3.5 kg	4.7 kg	1.3 kg

※ご使用に際してはドライブ（またはMS4）が必要です。

ミックス 1XL (SmCo 磁石モーター)**攪拌容量：～40ℓ スピード：60～2,000rpm**

- 新開発『ミックスウォッチ機能』搭載
容量が多く粘度の高い液体の場合、攪拌子が回転しなくなることがありますが、その場合自動的に攪拌を停止し、100rpm ずつスピードを下げいき最適な速度を自動的に見つける機能です
- インターバル設定可能
インターバルが0～240秒の範囲で2秒おきに設定できます
設定した時間が経過するといったん停止し、すぐに加速を再開する機能です
- ソフトスタート時間設定機能
加速に要する時間を20/30/60/120秒の4段階で設定でき、より安全でソフトな加速を実現します
- クイックストップ機能
攪拌容量が大きい場合でも停止時に攪拌子が暴れて容器を破損することがないように停止する機能です

仕様

攪拌点	1	
最大攪拌出力	20 W	
出力セット	5 / 10 / 15 / 20 W(4段階)	
ケース	ステンレス(SUS304)	
サイズ	225×280×38 mm	
重 量(約)	4.0 kg	
使用環境	－ 10～50℃(湿度 95 % 時)	
防水・防塵	IP64	
電 源	100～240 V / 50 - 60 Hz / 1.5 A	
注文コード	価 格	メーカーコード
1005340	¥223,000	30201

4つの攪拌点を異なるスピードにセット

ミックス 4 MS (電磁誘導式)**攪拌容量：～3,000mℓ
スピード：100～2,000rpm**

4連式の電磁誘導式スターラーです
4つの攪拌点を異なるスピードにセットできます
攪拌点ごとにスイッチのオン/オフが可能です
攪拌出力は28W (4×7W)
全ての攪拌点を使用する場合にはフラスコの容量は2,000mℓ

注文コード	価 格	メーカーコード
1005040	¥354,000	30404

仕様

攪拌点	4
出力セット	自動
ケース	ステンレス(SUS304)
サイズ	245 × 425 × 38 mm
重量(約)	9.5 kg
使用環境	- 10 ～ 50 °C(湿度 80 % 時)
防水・防塵	IP64
電源	100 ～ 240 V / 50 - 60 Hz / 1.57 A

大容量 / 粘度の非常に高い液体 / 底の厚い容器に…

マックスシリーズ (SmCo 磁石モーター)

粘度が高い液体や大容量を攪拌するためのスターラーです
攪拌点は1つで最大250リットル（マックスミックスは150リットル）まで攪拌できます
SmCo 磁石が使用されており60mmまで磁力が伝わります
底が厚い容器や、ダブルコーティングされた容器にも使えます
マックスミックスはコントロールユニット一体型、マックスドライブはコントロールユニットセパレート型です

- ソフトスタート時間設定機能 **安全**
加速に要する時間を10～60秒 (10秒刻み) で設定でき、より安全でソフトな加速を実現します

- クイックストップ機能 **安全**
攪拌容量が大きい場合でも停止時に攪拌子が暴れて容器を破損することがないように停止する機能です



	マックスミックス	マックスドライブ	+	マックスコントロール
最大攪拌ボリューム	150 ℓ	250 ℓ		—
スピード範囲	100 ～ 1,200 rpm	100 ～ 1,200 rpm		—
ソフトスタート	10 ～ 60秒	10 ～ 60秒		10 ～ 60秒
使用環境	- 10 ～ 40 °C(湿度 80 % 時)	- 10 ～ 50 °C(湿度 95 % 時)		0 ～ 40 °C(湿度 80 % 時)
サイズ	265 × 320 × 68 mm	260 × 260 × 68 mm		200 × 175 × 48 mm
注文コード	1005300	1005310		1005320
価 格	¥486,000	¥316,000		¥282,000
メーカーコード	30501	50001		94400

スマート バッファー 純水に溶かすだけで準備完了



- 正確に秤量されたタブレットかパウチ
- pHがセットされています（25℃時）
- ハイグレードの化学物質を使用しています
- ロットごとの再現性が保証されています
- 室温で3年以上保管できます

使用方法

タブレットまたはパウチ当たりのバッファー量の80%程度の純水をビーカーかフラスコに入れ、マグネチックスターラーで攪拌して溶解します。バッファーが透明になったら所定のバッファー量になるまで更に純水を加えて攪拌すれば5分ほどで出来上がり、すぐにお使いになれます。

時間の節約

再現性確保

緊急時に備えて

ボトルタイプ タブレット



PBS / PBS-Tween / TBS-Tween

注文コード	品名 / pH / 1錠の バッファー量	入 数 (合計バッファー量)	価 格
5000020	PBS / pH 7.4 / 100 ml	100 錠 (10 ℓ)	¥ 6,200
5000060	PBS / pH 7.4 / 500 ml	100 錠 (50 ℓ)	¥22,200
5000080	PBS / pH 7.4 / 1000 ml	100 錠 (100 ℓ)	¥39,600
5000260	PBS / pH 7.4 / 1000 ml without Potassium	100 錠 (100 ℓ)	¥39,600
5000320	PBS-T / pH 7.4 / 500 ml	100 錠 (50 ℓ)	¥28,500
5000340	PBS-T / pH 7.4 / 1000 ml	100 錠 (100 ℓ)	¥43,800
5001080	TBS-T / pH 7.6 / 500 ml	100 錠 (50 ℓ)	¥56,000

Carbonate-bicarbonate バッファー

注文コード	品名 / pH / 1錠の バッファー量	入 数 (合計バッファー量)	価 格
5000300	Carbonate - bicarbonate pH 9.6 / 100 ml	100 錠 (10 ℓ)	¥15,200

ブリスターパック入 タブレット



PBS / TBS / TBS-Tween

注文コード	品名 / pH / 1錠の バッファー量	入 数 (合計バッファー量)	価 格
5000070	PBS / pH 7.4 / 1000 ml	10 錠/ブリスター(10 ℓ)	¥10,100
5001050	TBS / pH 7.6 / 500 ml	10 錠/ブリスター(5 ℓ)	¥ 8,700
5001070	TBS-T / pH 7.6 / 500 ml	10 錠/ブリスター(5 ℓ)	¥12,600

パウチ入タイプ



PBS 10x

注文コード	品名 / pH / 1パウチの バッファー量	入 数 (合計バッファー量)	価 格
5000125	PBS 10x / pH 7.4 / 1000 ml	5 パウチ (50 ℓ)	¥10,500

生化学・分子生物学全般／電気泳動用バッファー



電気泳動用バッファー

注文コード	品名 / pH / 1パウチの バッファー量	入 数 (合計バッファー量)	価 格
5000511	Tris-HC ℓ / pH 7.4 / 1000 ml	1 パウチ (1 ℓ)	¥6,200
5001306	TAE 50x / pH 8.3 / 500 ml No detectable DNase or RNase	1 パウチ (25 ℓ)	¥8,300

在庫限り

ラブ サイ클ー ベーシック / グラジェント キャンペーン

SENSQUEST
Biomedical Electronics

- Windowsタイプで使いやすいカラーのタッチスクリーンです
- 用途に応じて、簡単に画期的なブロック交換システム
- ハイスピード、低消費電力
- 機械同士でプログラムのコピーが可能です
- 停電時の自動復帰は熱変性からの再開
誤ったアニーリングを防止します
- 4℃で長時間保存可能（最低 -5℃で保存可能）
- ヘルプ機能でマニュアルが呼び出せます

- ブロック交換は非常に簡単、片手でわずか10秒で可能です
- 6つの独立したペルティエ素子により優れた均一性と迅速な加熱・冷却が可能です
- 温度センサーはブロックの中にあり、自己校正をしながら正確な温度を保ちます
- 使用されているペルティエ素子は
600,000サイクルを難なくこなします
- シルバーブロックは熱伝導率が非常によく、消費電力は最大で350 W、プログラム実行中は150 Wの省エネ設計です

4℃
長時間
保存

5年
保証

>60万
サイクル



サーモブロック48



サーモブロック96
(シルバー / アルミ)
*写真はシルバー



サーモブロック384



【主な仕様】

- グラジェント: 20℃ (±10℃)
- 最大プログラム数: 680 / 6ステップ
- 温度範囲: -5℃ ~ 99.9℃
- 電源: 85 V ~ 265 V、50 / 60 Hz
- 消費電力: 最大350 W (スタンバイ時25 W)

デモ、貸出は随時受け付けております。
正確な温度制御をご体感ください。

1台分のスペースで



3台分

パラレルPCRブロック

- 3つのブロックが独立してコントロールされます
- 3種類の異なるプログラムが同時に進行します
- 別々の時間にスタートでき、同時にスタートする必要はありません

プログラムの進行中にメインリッドを開けても、そのプログラムは進行していきます
ブロックにパッシブリッドをかぶせ、3分以内にメインリッドを閉めれば、進行中のプログラムに影響しません
パッシブリッドがヒートリッドの役割を果たします

主な仕様

ブロック	サーモブロック48	サーモブロック96	サーモブロック384	サーモブロック96	パラレルPCRブロック
		シルバーブロック (金メッキ)		アルミブロック	
加熱 / 冷却		毎秒 4.2℃ / 毎秒 3.6℃		毎秒 2.5℃ / 毎秒 2.2℃	
ウェル数	48ウェル	96ウェル	384ウェル	96ウェル	21ウェル (7×3) × 3ブロック
使用容器	0.5 ml チューブ	0.2 ml チューブ / プレート	384ウェルプレート	0.2 ml チューブ / プレート	0.2 ml チューブ
最低サンプル量	20 μl	10 μl	3 μl	10 μl	10 μl

本体

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
0720020	ラブサイクラー ベーシック (ブロックなし)	¥634,000	→ ¥449,000
0720030	ラブサイクラー グラジェント (ブロックなし)	¥707,000	→ ¥495,000

ブロック

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
0720056	サーモブロック96 (アルミ) 0.2 ml × 96本	¥423,000	→ ¥307,000
0720055	サーモブロック96 (シルバー) 0.2 ml × 96本	¥522,000	→ ¥358,000
0720050	サーモブロック384 (シルバー) 384ウェルプレート	¥560,000	→ ¥384,000
0720060	サーモブロック48 (シルバー) 0.5 ml × 48本	¥522,000	→ ¥358,000
0720110	パラレルPCRブロック 0.2 ml × 21本 × 3	¥677,000	→ ¥500,000

ラブ サイクラー 48

キャンペーン

SENSQUEST
Biomedical Electronics

5年保証



- 機種は4種類で全てラブサイクラーの特徴でもあるタッチスクリーン、グラフィックなインターフェースを備えています
- 6×8フォーマットの48 ウェル
- お求めやすい価格、コンパクトなフットプリント
- プログラムコピー機能、パスワード保護、温度・時間増減、ランプレートプログラム、再スタート機能、低消費電力・騒音、ヘルプ表示の諸機能を装備しています

*ブロックの交換はできません

シルバー
アルミ

加熱: 5.0℃ / 秒
加熱: 3.5℃ / 秒

冷却: 5.0℃ / 秒
冷却: 3.2℃ / 秒

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
0720200	ラブサイクラー48 ベーシック(アルミ)	¥627,000	→ ¥398,000
0720250	ラブサイクラー48s ベーシック(シルバー)	¥759,000	→ ¥491,000
0720210	ラブサイクラー48 グラジェント(アルミ)	¥684,000	→ ¥444,000
0720260	ラブサイクラー48s グラジェント(シルバー)	¥810,000	→ ¥537,000

*ラブサイクラー48ではブロックの交換はできません

水平式電気泳動装置 MJ-105A

数量限定キャンペーン




- アガロースゲルのキャストがしやすく、サンプルのローディングもしやすいシステムです
- 一体成型ですのでひび割れや漏れを防ぎやすく、頑丈なポリカーボネイト製ですので130℃までの温度に耐えられます
- 泳動中の電氣的な危険性を防ぐため、連結カバーが採用されています

セットに含まれるもの

- タンク、リッド 各1
- ゲル作成スタンド MJ-G01 × 2
- トレイ MJ-T02 (107 × 60mm) × 2
- トレイ MJ-T01 (52 × 60mm) × 4
- 黒・赤 電気泳動用ケーブル 各1本

- コーム MJ-C01 × 1
片 面: 8サンプル × 2カ所、17サンプル × 1カ所
反対面: 12サンプル × 2カ所、25サンプル × 1カ所
- コーム MT-C03 × 1
片 面: 23サンプル × 1カ所、プレップ × 1カ所、マーカー × 2カ所
反対面: ミニゲル用6サンプル × 2カ所、ミディゲル用12サンプル × 1カ所

MJ-105A+MBE-300



使用例

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1007500	水平式電気泳動装置 MJ-105A	¥52,500	→ ¥39,800

ハンディー パワーサプライ MP-100

- 電圧は50Vもしくは100Vの2種類から選択します
- 軽量のハンディータイプ、価格も手ごろです

数量限定
キャンペーン




【主な仕様】

出力電圧: 50 V もしくは 100 V
出力電流: 400 mA
電力: 40 W
出力タイプ: 一定電圧
動作環境: 4 ~ 40℃
外寸: 60 × 40 × 120 mm
材質: ポリカーボネイト
重量: 約 0.3 kg
電源: 100 ~ 120 V

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1007550	ハンディー パワーサプライ MP-100	¥19,500	→ ¥15,000

MBE-300 (波長 470nm) キャンペーン


- 泳動槽の下に直接置けるタイプのLEDイルミネーターです
- コンパクト (86 × 170 × 25 mm)
- 観察用のアンバーフィルターが付属されます
- 観察エリア: 112 × 74.6 mm



本体

注文コード 1007630
¥60,000
↓
¥42,000

ブルービュー トランスイルミネーター (波長 470 nm) キャンペーン



注文コード 1007610
¥95,000
↓
¥66,000

MBE-200A

- コンパクト (200 × 200 × 13.9 mm) … 本体のみ
- 軽量 (760 g) … 本体のみ
- 観察用のアンバーフィルター、簡易的なフードが付属されます
- 観察エリア: 153 mm × 153 mm

【使用例】ゲルを載せ、アンバーフィルター (標準付属品) を通して切り出し




【使用例】簡易的なフード (標準付属品)、スマホで撮影


シーナゲル アガロースの協力剤 低コストで低分子DNAを分離

MINI DANCE

- **50 ~ 2000bp** のDNA分子を分離
- 1 % のシーナゲルは **2%のアガロースに相当**
- テーリングやスミアリングを少なくします
- ゲルの透明度が増しきれいな写真が撮れます
- 丈夫で柔軟性のあるバイナリーゲルができます
- **コスト軽減** 効果もあります
- アガロースと混ぜてボイルするだけ



A : シーナゲル1.5%とアガロース0.7%のミニゲル
B : ヌシープアガロース4.0%のミニゲル



SAMPLE			
注文コード	容量	価格	メーカーコード
0762000	100 g	¥20,000	SYN-100

厚さ0.22 mm のラボ用プラスチックカミソリ

スマート スライサー

Healthcare Sciences

- 光源の表面を傷つけることなく、直接置いたアガロースゲルをきれいにスライスします
- 柔らかい細胞や植物を切るのに便利です
- はさみで切ればサイズも調節できます
- アメリカの食品グレードのPET製
- 100枚入、2サイズ




SAMPLE					
注文コード	品名	サイズ	価格	メーカーコード	
0675050	スマートスライサー スモール	19 mm H × 38 mm W	¥4,900	HS120259	
0675051	スマートスライサー ラージ	25 mm H × 50 mm W	¥5,700	HS120260	

ゲル ドライイング フレーム

MINI DANCE

一晩立てておくだけでゲルが乾きます

- ゲルがそったり、ひび割れたりしません
- 他の乾燥用装置は一切必要としません
- ゲルを2枚のセロファンで挟んで素早く簡単に乾燥
- 24 × 24 cmと14 × 14 cmの2種類あります




注文コード	サイズ (cm)	入数	価格	メーカーコード
0763700	ゲル ドライイング フレーム 14 × 14cm	2セット	¥22,700	AB-110760
0763710	ゲル ドライイング フレーム 24 × 24cm	2セット	¥30,900	AB-110761
0763720	セロファン 14 × 14cmフレーム用	50枚	¥ 4,200	AB-110762
0763730	セロファン 24 × 24cmフレーム用	50枚	¥ 4,200	AB-110763

備考: ゲル ドライイング フレームにはセロファンが50枚ついてきます

ネクストテック 1-step DNA精製キット

nexttec



グリーンカラム たった一度の遠心700 xg

溶解後の精製時間 **4分** たった1度の遠心で **洗浄不要**
PCRや酵素反応に使える **DNA精製**

ネクストテックDNA抽出システムにより、様々なサンプル（組織・細胞・植物・血液・バクテリアなど）からわずか4分でDNAの抽出が可能になります。従来とは逆の発想で、タンパクや阻害物質をカラムに吸着させます。DNAは結合せずにカラムを通過します。

- 精製の過程 **700 xg** で、の遠心がわずか **1回** しかありませんので、溶解後は一般的なキットの5分の1の時間で精製が可能です
- DNAのロスがほとんどありません
- チップや薬品の廃棄物を減らすことができます
- 多検体を扱う場合にも高価な機械が必要ありません

SAMPLE

注文コード	グリーンカラム	サンプル数	価 格	メーカーコード
0635000		10	¥ 4,900	10N.010
0635010	組織・培養細胞の ゲノムDNA	50	¥ 22,000	10N.050
0635020		50 × 5	¥100,000	10N.250
0635300		10	¥ 4,900	20N.010
0635310	バクテリアの ゲノムDNA	50	¥ 22,000	20N.050
0635320		50 × 5	¥100,000	20N.250
0635900		10	¥ 4,900	47N.010
0635910	植物の ゲノムDNA	50	¥ 22,000	47N.050
0635920		50 × 5	¥100,000	47N.250
0636200		10	¥ 4,900	50N.010
0636210	全血のゲノムDNA (~200 µl)	50	¥ 22,000	50N.050
0636220		50 × 5	¥100,000	50N.250

上記価格には、グリーンカラム、溶解バッファー、プレップバッファー、コレクションチューブが含まれています。

クリーンプレート96 たった1度の遠心またはバキューム

- **バキューム** を使用しても

泡立ったり目詰まりを起こしません

- PCR、リアルタイムPCR、シーケンシングなど、以降の行程に十分なDNAが抽出できます
- 廃棄物を大幅に削減します

注文コード	抽出・精製DNA	サンプル数	サンプル当り	価 格	メーカーコード
0635100		96 × 2	¥396	¥ 76,000	10N.902
0635110	組織・培養細胞の ゲノムDNA	96 × 4	¥391	¥150,000	10N.904
0635120		96 × 24	¥389	¥894,000	10N.924
0635400		96 × 2	¥396	¥ 76,000	20N.902
0635410	バクテリアの ゲノムDNA	96 × 4	¥391	¥150,000	20N.904
0635420		96 × 24	¥389	¥894,000	20N.924
0636000		96 × 2	¥396	¥ 76,000	47N.902
0636010	植物の ゲノムDNA	96 × 4	¥391	¥150,000	47N.904
0636020		96 × 24	¥389	¥894,000	47N.924
0636300		96 × 2	¥396	¥ 76,000	50N.902
0636310	全血ゲノムDNA (マキシ) ~200 ul	96 × 4	¥391	¥150,000	50N.904
0636320		96 × 24	¥389	¥894,000	50N.924

上記価格には、クリーンプレート、溶解バッファー、プレップバッファー、コレクションプレートが含まれています。

株式会社 **TOHO**

〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-1-13
e-mail : sales@j-toho-kk.co.jp
ホームページ : <https://www.j-toho-kk.co.jp>
TEL.03-3654-6611 (代表)
FAX.03-3654-0294

お問い合わせは

※このカタログに掲載されている商品は専門知識をもって研究をされている研究者の方々を対象としており、これらの方々はその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には使用ができません。相当の危険が伴う場合があります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。

※カタログ中の価格は令和4年3月現在のものです。予告なく変更する場合があります。また価格には消費税は含まれておりません。

※大幅な為替変動などにより、キャンペーンを中止、もしくはキャンペーン価格を改訂させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

2022.3.37 K