

一部キャンペーン対象品のキャンペーン期間は
～2023年6月30日迄

※大幅な為替変動などにより、キャンペーンを中止、もしくはキャンペーン価格を改訂させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。

トレフ キャップロックチューブ
キャンペーン P11



トレフ スタンダード チューブ カラー
P13



トレフ PCR チューブ/プレート
P14



USA Scientific
P30



あったら便利なお役立ちグッズ
P19,33



ディープフリーザーの中の
サンプルの整理に
ウェット グリップ
P37



Ansell Microflex グローブ
キャンペーン P48,50




液体洗剤 7種類

キャンペーン P53～55



廃液水位警報器 TELLI

キャンペーン P57



pH試験紙
P58



無菌サンプルバッグ
P64



ケック ジョイントクリップ
P67



ラボジャッキ スイスボーイ
P71



卓上機器

キャンペーン P72～73



バイオプロセス製品特集

P7～9



125/250/500ml
プラスコ

低酸素培養にも

全スケールを
シェーカーで



3L/12L シングルユース



50L/200L シングルユース

キャップロック チューブ



DNA低吸着

→詳しくはP10

1.5ml

2.0ml

1. クリップでしっかりと
ロックします

2. リップできちんと
シールします

3. 曲げやすいヒンジで
きちんと閉まります



キャップロック
ロックするシステムで、
キャップが開いてしまう
のを防ぎます。

0.5ml



0.5 ml 注文コード 0301500
500本入 ¥3,400

キャンペーン価格
¥2,500/@5.0



1.5 ml 注文コード 0300400
1,000本入 ¥6,300

キャンペーン価格
¥5,000/@5.0



2.0 ml 注文コード 0301800
500本入 ¥3,600

キャンペーン価格
¥2,800/@5.6

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心：～ 30,000 xg (2.0 ml チューブは ～20,000 xg)
オートクレーブ：121 ℃、20分
温度範囲：-190 ℃～ 121 ℃

SAMPLE

Ready to Use


大幅値下げ!!



Roche® LightCycler® 480 用 qPCR プレート 96/384 ウェル


SAMPLE DNA低吸着

ハーフスカート
ロー




G

ハーフスカート
ロー



H

フルスカート



I

シーリング
オイルつき

写 真	注文コード	ウェル数	容 量	スカート	プロファイル	材 質	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
G	0302590	96	0.15 ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥52,100	→ ¥29,000	96.10867.9.01
H	0302600	96	0.15 ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥60,000	→ ¥38,500	96.10868.9.01
I	0302610	384	40 ul	フル		PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥44,200	→ ¥30,900	96.10180.9.01

LightCycler®はRoche社の登録商標です。

トレフ ディープウェルプレート



SAMPLE



注文コード	ウェル容量	材質	滅菌	リム	価格	キャンペーン価格	入数
0310500	2.2 mL	PP	未滅菌	—	¥2,200	→ ¥1,540	4枚
0310510		PP	滅菌	—	¥2,800	→ ¥1,960	4枚
0310100	1.2 mL	PS	未滅菌	なし	¥2,100	→ ¥1,470	4枚
0310110		PP	未滅菌	なし	¥2,100	→ ¥1,470	4枚
0310170		PS	未滅菌	付	¥2,100	→ ¥1,470	4枚
0310180		PP	未滅菌	付	¥2,100	→ ¥1,470	4枚
0310150		PS	滅菌	なし	¥2,700	→ ¥1,890	4枚
0310160		PP	滅菌	なし	¥2,700	→ ¥1,890	4枚
0310190	0.5 mL	PS	滅菌	付	¥2,700	→ ¥1,890	4枚
0310200		PP	滅菌	付	¥2,700	→ ¥1,890	4枚
0310800		PP	未滅菌	付	¥3,100	→ ¥2,170	7枚
0310810		PP	滅菌	付	¥4,000	→ ¥2,800	7枚

※それぞれ8パックで小箱 32パックで大箱となります

1.2mL 透明ポリスチレン製 -20℃～60℃ (オートクレーブ不可)

1.2mL ポリプロピレン製 -80℃～オートクレーブ (121℃20分)



ネプチューン バリアチップ(フィルター付)



● 電子線滅菌済 ● DNAフリー ● PCR Inhibitors フリー ● DNase / RNase フリー ● Endotoxins フリー

SAMPLE

容 量	メーカーコード	注文コード	入 数	価 格	キャンペーン価格	材 質
～10 μ L	BT10	1013010	96 × 10	¥11,400	→ ¥9,100	低吸着S3
～10 μ L ロングタイプ	BT10XLS3	1013020	96 × 10	¥11,400	→ ¥9,100	低吸着S3
～10 μ L ロングタイプ	BT10XL	1013025	96 × 10	¥12,200	→ ¥9,700	Natural PP
～20 μ L	BT20	1013050	96 × 10	¥11,400	→ ¥9,100	低吸着S3
～100 μ L	BT100	1013060	96 × 10	¥11,400	→ ¥9,100	低吸着S3
～200 μ L	BT200	1013070	96 × 10	¥11,400	→ ¥9,100	低吸着S3
～300 μ L	BT300	1013080	96 × 10	¥11,400	→ ¥9,100	低吸着S3
～1000 μ L	BT1000.96	1013085	96 × 8	¥13,100	→ ¥10,400	低吸着S3
～1250 μ L	BT1250	1013090	96 × 8	¥13,100	→ ¥10,400	低吸着S3



[PICK UP 1]

キャンペーン製品 ピックアップ
～2023年6月30日

DIAMOND GRIP PLUS

ダイヤモンド グリップ プラス 63-754

Ansell



MICROFLEX
DIAMOND GRIP PLUS

全体滑り止め加工

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950100	XS	63754060
0950110	S	63754070
0950120	M	63754080
0950130	L	63754090
0950140	XL	63754100

キャンペーン価格

¥2,500 → **¥1,700** / 100枚



XCEED エクシード 93-733

手の疲労を軽減する人間工学に基づいたデザインです

MICROFLEX
XCEED 93-733



注文コード	サイズ	メーカーコード
0953000	XS	93733060
0953010	S	93733070
0953020	M	93733080
0953030	L	93733090
0953040	XL	93733100

キャンペーン価格

¥5,000 → **¥3,500** / 250枚
(XLのみ230枚)



ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology



SUPRENO スプリーノ 93-743



MICROFLEX
SUPRENO 93-743

静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950300	XS	93743060
0950310	S	93743070
0950320	M	93743080
0950330	L	93743090
0950340	XL	93743100

キャンペーン価格

¥3,500 → **¥2,400** / 100枚



Kuhner Shaker フィーディング テクノロジー



Fed-Batch 培養で「最も生産性の高い株」をお探しではありませんか？

フィード プレート Low / Standard / High リリース (グルコース)

注文コード	メーカーコード	48時間 放出量	ウェル数(形状)	価格
97P0101	SMFP01001	5mg	96 ○	¥37,800
97P0401	SMFP04001	9mg	96 ○	¥37,800
97P0801	SMFP08001	10mg	96 ○	¥37,800
97P1701	SMFP17001	3mg	96 ○	別途
97P0102	SMFP01002	6mg	96 □	¥37,800
97P0402	SMFP04002	12mg	96 □	¥37,800
97P0802	SMFP08002	14mg	96 □	¥37,800
97P1702	SMFP17002	5mg	96 □	別途
97P0804	SMFP08004	23mg	48 ○	¥56,000
97P0103	SMFP01003	30mg	24 □	¥40,600
97P0403	SMFP04003	48mg	24 □	¥40,600
97P0803	SMFP08003	60mg	24 □	¥40,600
97P1703	SMFP17003	18mg	24 □	別途

放出量は37℃時、10mM PBS/バッファーを使用して決定しています。お客様の培養条件、培地で実際の放出量はご確認ください。

フィードプレート High リリース プラス (グルコース)

注文コード	メーカーコード	48時間 放出量	ウェル数(形状)	価格
97P2701	SMFP02701	15mg	96 ○	¥42,000
97P2801	SMFP02801	19mg	96 ○	別途
97P2702	SMFP02702	18mg	96 □	¥42,000
97P2802	SMFP02802	24mg	96 □	別途
97P2704	SMFP02704	36mg	48 ○	¥61,600
97P2804	SMFP02804	46mg	48 ○	別途
97P2703	SMFP02703	100mg	24 □	¥44,800
97P2803	SMFP02704	125mg	24 □	別途

放出量は37℃時、10mM PBS/バッファーを使用して決定しています。お客様の培養条件、培地で実際の放出量はご確認ください。

フィードプレート Low / High リリース (グリセリン)


注文コード	メーカーコード	48時間 放出量	ウェル数(形状)	価格
97P1101	SMFP11001	3.5mg	96 ○	¥37,800
97P1201	SMFP12001	6.5mg	96 ○	¥37,800
97P1102	SMFP11002	5mg	96 □	¥37,800
97P1202	SMFP12002	10mg	96 □	¥37,800
97P1104	SMFP11004	10mg	48 ○	¥56,000
97P1204	SMFP12004	19mg	48 ○	¥56,000
97P1103	SMFP11003	27mg	24 □	¥40,600
97P1203	SMFP12003	33mg	24 □	¥40,600

放出量は37℃時、10mM PBS/バッファーを使用して決定しています。お客様の培養条件、培地で実際の放出量はご確認ください。



Kuhner フィーディングテクノロジーにより、Fed-Batch モードでのハイスループット スクリーニングを実現します。放散による Fed-Batch システムで、滅菌済みですのすぐにお使いになれます。これにより、不要な副産物を伴うオーバーフロー代謝を減らすことができるほか、酸素が足りない状況も回避することができます。スクリーニング結果が向上し、高い産物生産を実現します。

主な商品の放出グラフ



放出量は37℃時、10mM PBS/バッファーを使用して決定しています。お客様の培養条件、培地で実際の放出量はご確認ください。

フィードビーズ

注文コード	メーカーコード	48時間 放出量	ウェル数(形状)	価格
98B0101	SMFB01001	32mg	グルコース(25錠)	¥16,800
98B0201	SMFB02001	40mg	グルコース(25錠)	¥19,600
98B0801	SMFB08001	75mg	グルコース(25錠)	¥22,400
98B1101	SMFB11001	15mg	グリセリン(25錠)	¥19,600
98B1201	SMFB12001	40mg	グリセリン(25錠)	¥25,200

放出量は37℃時、10mM PBS/バッファーを使用して決定しています。お客様の培養条件、培地で実際の放出量はご確認ください。

Kuhner FlowCon



ガス混合装置 フローコン

- Air - CO₂ - O₂ - N₂
最大4種類の混合ガスを作製

～ シングルユースバッグ
～ 各種バイオリアクター
～ Kuhner GasDivider 経由で
三角フラスコにも



ガス 混合装置

細胞培養の際に CO₂ ガスで pH を安定させる、また嫌気性微生物を培養する際に酸素濃度を下げる必要がある場合など、FlowCon ガス混合装置は様々なニーズに対応します。

バイオリアクターのシングルユースバッグで使用できるほか、Kuhner GasDivider (ガス ディバイダー) と併用すれば、125 ml / 250 ml / 500 ml のフラスコ内で様々なガス環境を作ることができます。

高い再現性

最大4つのマスフローコントローラーにより、混合ガスの高い精度と再現性を実現します。マスフローコントローラーは必要に応じて 2 / 3 / 4 からお選びいただけます。圧力センサーが組み込まれており、接続対象 (バイオリアクターなど) のオーバープレッシャーを防ぎます。第一段階で流量を減らし、第二段階でガスフローを停止します。それぞれの段階に切り替わる圧力は、自由にプログラムすることができます。フィルターと逆流防止弁も備えておりますので、長時間のオペレーションが可能です。

Kuhner Insight (インサイト) ソフトウェアを使用すれば、データログ、プログラム、制御やキャリブレーションも可能です。

【主な仕様】

フローコントロール可能なガス: 2 / 3 / 4 種類
サイズ: 430 × 225 × 158 (D × W × H) mm
使用環境: 5 ~ 40℃、最高湿度 85%
インプット: ガス4種類、外径6mm用プッシュコネクター
空気、酸素、窒素、二酸化炭素 (混合ガスも接続可)
インプット圧力: 0.1~0.2MPa
アウトプット: 1ポート (内径13mmチューブ用ポート)
フローレート: 0~1sL / 分
もしくは 0~20sL / 分
精度: 最終値±1.5%
単独での使用: 可
Kuhner Insight (オプション): データログ、プログラム、制御、校正
インターフェース (標準): CAN-Bus
インターフェース (オプション): USB、Ethernet、デジタル、アナログ
圧力センサー: 組込式 0~0.04MPa
プログラム可、接続先の容器の内圧を監視
フィルター: 組込式
逆流防止弁: 組込式

注文コード	品 名	接続ガス	入 数	価 格
SMX7401	Kuhner FlowCon	1	1台	¥2,340,000
SMX7402		2		¥2,670,000
SMX7403		3		¥3,002,000
SMX7404		4		¥3,335,000



Kuhner GasDivider

ガス ディバイダー

初期費用とランニングコストを抑えて
様々な環境条件で振とう培養



注文コード	品 名	入 数	価 格
SMGD00001	ガス ディバイダー	1	¥189,000
SMGD00013	エアレーション キャップ Corning 125 ml	1	¥54,000
SMGD00014	エアレーション キャップ Corning 250 ml	1	¥54,000
SMGD00015	エアレーション キャップ Corning 500 ml	1	¥54,000
SMT000040	フレックス キャップ	1	¥90,000
SMGD00002	ガス ディバイダー レベリングセット	1	¥21,600

Kuhner GasDivider (ガス ディバイダー)

Kuhner FlowCon などの装置で作製した混合ガスを、複数のフラスコへ分配します。

この際、作製された混合ガスは乾燥しており、加湿する必要があります。

また、複数のフラスコへ均等に分配する必要があります。

この課題をすべて解決するのがKuhner GasDivider (ガス ディバイダー) です。

- 混合ガスは、ガス ディバイダーのウォーターカラムを必ず通過し、その際に加湿されます。
- 接続するフラスコのタイプ、チューブの長さや経路に設置されるフィルターに影響されることなく、ガスを均一に分配します。
- ガス ディバイダーは、フラスコと同じインキュベーターの中に設置しますので、供給されるガスフローの温度はインキュベーターの温度になります。



Kuhner AerationCap (エアレーション キャップ)

- Kuhner AerationCaps (エアレーション キャップ) は、シングルユースの三角フラスコ (Corning) の上に取り付けます。
- 取付部はクリップシステムになっていますので、装着は簡単です。
- 二つの同じソケット/ノズルがついており、片方はガスのインフロー、もう片方はガスのアウトフロー用になります。ルアーロック2か所、シーリングリング付
- ガスディバイダーと接続するのは簡単で、フラスコのフィルターの上部にコントロールされた環境を作り出します。



Kuhner FlexCap (フレックス キャップ)

- 用途はエアレーションキャップと同様ですが、フラスコを選ばずに取り付けることが可能です。



シングルユース シェーキング バイオリアクター



～ Kuhner キューナー OSB シリーズ ～



シングルユース



スケールアップ



パリオリアクター



GMP対応



IQ/OQ対応



DOコントロール




pHコントロール

- ヒト細胞、哺乳類細胞、植物細胞を培養する研究開発やプロセス開発、製造に最適です
 - シングルユースバッグの中には何もなく、セットアップが非常に簡単です
 - フラスコと同じように「振とう」するバイオリアクターですので、スケールアップがシンプルです
 - 測定、モニタリングをしながらの pH / DO コントロールが可能です
 - ペリスタポンプ×3基、混合ガス作成装置 FlowCon はシステムに組み込まれています
 - 操作、モニタリング、記録、監査証跡は Kuhner Insight ソフトウェア内蔵のタッチスクリーンで行います
- * シングルユースバッグの仕様に関しては別途ご照会ください

～ トラブルフリーのスケールアップ ～

プレートやフラスコからスケールアップする際、
どのスケールでも流体力学が一貫していますので、
培養条件を再現することが可能になります。

1mlから200lまで
全スケールをシェーカーで



- 哺乳類細胞
- 昆虫細胞
- 植物細胞
- カビ
- 幹細胞
- mRNAの攪拌
- 食品アプリケーション

など様々な分野で

SB10 - X



SB10-X (12-ℓ モジュール装着時)
培養液量：4 ℓ ～ 12 ℓ



SB10-X (3-ℓ モジュール装着時)
培養液量：1.5 ℓ ～ 3 ℓ

SB50 - X



SB50-X

培養液量：15 ℓ ～ 50 ℓ

SB200 - X



SB200-X

培養液量：50 ℓ ～ 200 ℓ

主な仕様

	SB10-X 3-Lモジュール	SB10-X 12-Lモジュール	SB50-X	SB200-X
培養液量	1.5 ～ 3 ℓ	4 ～ 12 ℓ	15 ～ 50 ℓ	50 ～ 200 ℓ
回転数	20 rpm ～ 140 rpm		～ 150 rpm	～ 80 rpm (110 rpm / 50 L アダプター使用時)
回転精度	± 0.5 rpm		± 0.5 rpm	
回転直径	12.5 / 25 / 50 mm (3L:25 mm、12L:50 mm 推奨)		50 mm	
設定温度	～ 40℃		～ 40℃	
冷却	なし(低温室で使用可)		冷却水循環可 *要別途システム	
フィルターヒーター	1か所		2か所	
温度範囲	約 40℃		～ 45℃	
pH 測定範囲	pH 5.5 ～ pH 8.5		pH 5.5 ～ pH 8.5	
pH 精度	± pH 0.05(1点校正実施時) ± pH 0.10(出荷前校正のみ)		± pH 0.05(1点校正実施時) ± pH 0.10(出荷前校正のみ)	
pH ドリフト	< pH 0.005 / 日		< pH 0.005 / 日	
DO 測定範囲	0% ～ 100% DO		0% ～ 100% DO	
DO 精度(センサー)	± 0.1% O ₂ (20.9%O ₂ 時)		± 0.1% O ₂ (20.9%O ₂ 時)	
DO 精度(システム)	± 10% O ₂		± 10% O ₂	
DO ドリフト	< 0.015 O ₂ / 日		< 0.015 O ₂ / 日	
ペリスタポンプ(小)	Watson-Marlow 313VBM/D × 3 基		Watson-Marlow 313VBM/D × 2 基	
ペリスタポンプ(大)	なし		Watson-Marlow 520VBM/R2 × 1 基	
ガス インพุット	Air / O ₂ / N ₂ / CO ₂		Air / O ₂ / N ₂ / CO ₂	
ガスフローレート	N ₂ / O ₂ / Air:0.1 - 1.99L / 分 CO ₂ :0.1 - 1.4 L / 分		0 ～ 20 sL / 分	
ガスフロー精度	± 1.3%		± 1.5%	

トレフの品質

"Absolutely PURE Right From The Start"

カタログ上でこのシンボルマークが表示されている商品は「微生物を制御した」「ISO 14644-1 Class 8 のクリーンルーム」で製造されています。人手に一切触れないよう、手術室並みの防護体制がとられています。

クリーンルーム ピュア

トレフの基本的な品質と純度の基準を表すロゴマークです



品質の各パラメーター

RNase Free	(< 5 × 10E-9 Kunitz units)
DNase Free	(< 5 × 10E-6 Kunitz units)
DNA Free	(< 2 pg DNA)
Endotoxins Free	(< 0.001 EU/ml)
PCR inhibitors Free	(< 10 copies)
ATP Free	(< 30 RLU)

ISO/IEC 17025 に基づいたリアルタイムPCRにて、分子生物学・微生物学上の分析をスイスの外部機関で行っています。

スイス、トレフ社 (Nolato Treff AG) は、1946年以来熱可塑性素材を使用した高品質の部材の開発・製造に従事しています。産業用、診断用、医療分野の高精度プラスチック部品の製造とは別に、TreffLabのブランド名の下、DNAフリーのラボ向け製品を製造し、独自のネットワークを通じて世界中に供給してきました。

同社はISO 9001、ISO 13485、ISO 22000を認証取得しています。射出成型設備は80以上、敷地は 12,500m² にも及びます。そのうち 2,500m² は微生物を制御したクリーンルームのエリアです。



トップレベルのスイス品質

トレフ社のラボ用消耗品は微生物を制御したISO Class 8 のクリーンルームの最新のラインで製造され、世界中で使用されています。

製品の品質の継続的なモニタリングや、外部の専門家によるクリーンルームの監査・再認定により、トップレベルのスイス品質が保証されています。

製品に関する情報 - 証明書やテクニカルデータシートはいつでもご請求ください。




DNA 低吸着 LoTrace DNA™

1.5 ml スタンダードキャップ マイクロチューブ

1.5 ml キャップロックチューブ

リアルタイムPCRによる他社製品との比較

各社1.5mlチューブを使用してDNA溶液を20℃で2時間インキュベートし、リアルタイムPCRへ。チューブへのDNAの吸着が少ないほど縦軸のCt Mean値が低くなることを示します。(スイス、Bioltyx AGにて行われた試験データ)



1.5 ml キャップロックチューブ

キャンペーン



RNase/DNase Free

Human DNA Free

PCR inhibitors Free

Endotoxins Free

ATP Free



包装がジップ式になりました

DNA 低吸着 LoTrace DNA™

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP を含まない製品です
- 微生物を制御した、ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- メディカルグレードのバージンポリプロピレンで製造されており、添加剤などは一切使用されていません
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されておらず、表面のコーティングなどありません

最大遠心力: ~ 30,000 xg
オートクレーブ可能: 121 °C、20分
温度範囲: -190 °C ~ 121 °C



キャップロック
ロックするシステムで、
キャップが開いてしまう
のを防ぎます。

SAMPLE

Ready to Use

注文コード 0300400
メーカーコード 96.08668.9.01

¥6,300 / 1,000本



キャンペーン価格

¥5,000/@5.0

キャップロック チューブ

キャンペーン



DNA低吸着

→詳しくはP10

0.5ml



0.5 ml 注文コード 0301500
500本入 ¥3,400

キャンペーン価格

¥2,500/@5.0

1.5ml



1.5 ml 注文コード 0300400
1,000本入 ¥6,300

キャンペーン価格

¥5,000/@5.0

2.0ml



2.0 ml 注文コード 0301800
500本入 ¥3,600

キャンペーン価格

¥2,800/@5.6

1. クリップでしっかりとロックします
2. リップできちんとシールします
3. 曲げやすいヒンジできちんと閉まります



キャップロック
ロックするシステムで、
キャップが開いてしまう
のを防ぎます。

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- バージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心: ~ 30,000 xg (2.0 ml チューブは ~20,000 xg)
オートクレーブ: 121 °C、20分
温度範囲: -190 °C ~ 121 °C

SAMPLE

Ready to Use

普段使いがDNA低吸着

+ スイス製

1.5 ml スタンダードキャップ チューブ

TreffLab®

RNase/DNase Free

Human DNA Free

PCR inhibitors Free

Endotoxins Free

ATP Free



イージーフィット
一般的な用途に便利
な開け閉めのしやすい
キャップです

SAMPLE

Ready to Use

注文コード 0300100

メーカーコード 96.07246.9.01

¥2,900 / 1,000本

DNA 低吸着

LoTrace DNA™

日頃お使いのチューブがDNA低吸着になります

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP を含まない製品です
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されておらず、表面のコーティングなどありません

最大遠心力：～ 30,000 xg

オートフレイブ可能：121℃、20分

温度範囲：-190℃～121℃



包装がジップ式になりました

0.5 ml スタンダード キャップ チューブ (イージーフィット)

TreffLab®



DNA 低吸着

LoTrace DNA™

スイス、トレフブランドのベストセラーチューブを
お求めやすい価格で

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

遠心：～ 30,000 xg

オートフレイブ：121℃、20分

温度範囲：-190℃～121℃

0.5 ml 注文コード 0301000

500本入 ¥2,200

SAMPLE

Ready to Use



イージーフィット
一般的な用途に便利
な開け閉めのしやすい
キャップです

トレフチューブ・チップをご購入いただいたお客様を、抽選で東京ドーム巨人戦にご招待しております。ご応募いただきましたお客様は2023年度に実施される試合の抽選の対象とさせていただきます。5000本につき1枚、10000本につき3枚の抽選応募はがきを同封いたします。奮ってご応募ください。お待ちしております。

1.5mL スタンダードキャップ チューブ (カラー / 遮光ブラック)



キャップは開け閉めのしやすいイージーフィット
CleanroomPure 品質のカラーチューブです

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

SAMPLE Ready to Use

注文コード	品名	カラー	入数	価格	メーカーコード
0300110		ローズ			96.07246.2.01
0300120		イエロー			96.07246.4.01
0300130	1.5 mL スタンダード キャップチューブ	グリーン	1000本	¥4,500	96.07246.5.01
0300140		ブルー			96.07246.6.01
0300150		遮光ブラック		¥5,300	96.07300.0.01



イージーフィット
一般的な用途に便利な開け閉めのしやすいキャップです



遠心: ~ 30,000 xg
オートクレーブ: 121 °C、20分
温度範囲: -190 °C ~ 121 °C

0.5mL スタンダードキャップ チューブ (カラー / 遮光ブラック)



キャップは開け閉めのしやすいイージーフィット
CleanroomPure 品質のカラーチューブです

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー
- ISO14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています
- パージンポリプロピレンで製造されています
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません

SAMPLE Ready to Use

注文コード	品名	カラー	入数	価格	メーカーコード
0301010		ローズ			96.04625.2.01
0301020		イエロー			96.04625.4.01
0301030	0.5 mL スタンダード キャップチューブ	グリーン	500本	¥2,300	96.04625.5.01
0301040		ブルー			96.04625.6.01
0301050		遮光ブラック		¥3,400	96.07456.0.01



イージーフィット
一般的な用途に便利な開け閉めのしやすいキャップです



遠心: ~ 30,000 xg
オートクレーブ: 121 °C、20分
温度範囲: -190 °C ~ 121 °C

クリックキャップ チューブ

在庫限り



しっかり閉まるクリック構造のチューブです

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー

遠心: ~ 30,000 xg (2.0 mL チューブは ~20,000 xg)
オートクレーブ: 121 °C、20分 温度範囲: -190 °C ~ 121 °C

1.5 mL 注文コード 0300500 2.0 mL 注文コード 0301900
1,000本入 ¥4,700 500本入 ¥3,200

SAMPLE Ready to Use



クリックキャップ
キャップを固くしており、変性のプロトコルのように、蒸発により高い圧のかかる行程に最適です



DNase, RNase フリーチューブ

在庫限り



透明度が高く、やわらかめのクリックキャップ

- RNase, DNase, Human DNA, PCR inhibitors, Endotoxins, ATP フリー

遠心: ~ 30,000 xg オートクレーブ: 121 °C、20分
温度範囲: -190 °C ~ 121 °C

0.5 mL 注文コード 0301300 1.5 mL 注文コード 0300700
500本入 ¥2,600 1,000本入 ¥4,800

SAMPLE Ready to Use



クリックキャップ
やや柔らかめのクリック構造です

トレフ PCR/qPCR チューブ・プレート



- RNase、DNase、Endotoxin、human DNA free です
- オートクレーブにかけられます (121℃、20分)
- ほとんどのサーマルサイクラーに使えます
- 肉厚は薄く均一で、熱の伝わりに優れています
- 高品質のポリプロピレンが使用されています

DNA低吸着



シングルPCRチューブ

SAMPLE

DNA低吸着




注文コード	容 量	カラー	入 数	価 格
0302000		クリアー		¥7,200
0302010	0.2 ml	ローズ	500 × 2	¥7,500
0302020		イエロー		¥7,500

注文コード	容 量	カラー	入 数	価 格
0302030		グリーン		¥7,500
0302040	0.2 ml	ブルー	500 × 2	¥7,500
0301250	0.5 ml	クリアー	500 × 2	¥8,300

8連PCRチューブ／キャップ

SAMPLE

DNA低吸着



フラットキャップ

チューブ

注文コード	容 量	カラー	入 数	価 格
0302100		クリアー		¥7,300
0302110		ローズ		
0302120	0.2 ml	イエロー	8 × 125	¥7,700
0302130		グリーン		
0302140		ブルー		

キャップ シーラー



NEW

注文コード	価 格	メーカーコード
0435170	¥7,500	1442-5360

キャップ

注文コード	キャップ	カラー	入 数	価 格
0302250		クリアー		¥6,000
0302260		ローズ		
0302270	ドーム	イエロー	8 × 125	¥6,300
0302280		グリーン		
0302290		ブルー		
0302200	フラット	クリアー	8 × 125	¥6,300

12連PCRチューブ

DNA低吸着

在庫限り



注文コード	品 名	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格
0302150	チューブ	クリアー	12 × 125	¥27,500	→ ¥22,000

8連qPCRチューブ／キャップ

SAMPLE

DNA低吸着




注文コード	チューブ／キャップ	カラー	価 格
0302500	8連チューブ 125ストリップ	ホワイ	¥16,900
0302200	8連フラットキャップ 125ストリップ	クリアー	¥ 6,300

PCRプレート 96/384ウェル


SAMPLE

キャンペーン

DNA低吸着

フルスカート
ロー


A

ハーフスカート
スタンダード



B

ハーフスカート
ロー

C

D
(外枠つき)

F



E



G


写 真	注文コード	ウェル数	容 量	スカート	プロファイル	材 質	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
A	0302399	96	0.15 ml	フル	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥33,000 →	¥26,400	96.11203.9.01
B	0302400	96	0.2 ml	ハーフ	スタンダード	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥22,200 →	¥17,600	96.11204.9.01
C	0302401	96	0.15 ml	ハーフ	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥22,200 →	¥17,600	96.11205.9.01
D	0302402	96	0.15 ml	ハーフ	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥22,200 →	¥17,600	96.11206.9.01
E	0302403	96	0.2 ml	なし	スタンダード	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥22,200 →	¥17,600	96.11207.9.01
F	0302404	96	0.15 ml	なし	ロー	PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥22,200 →	¥17,600	96.11208.9.01
G	0302700	384	40 ul	フル		PP	クリアー	50 (10 × 5)	¥37,600 →	¥30,000	96.09974.9.01

qPCRプレート 96ウェル


SAMPLE

キャンペーン


DNA低吸着




A




B




C

ハーフスカート
ロー

D

ノンスカート
スタンダード

E

ノンスカート
ロー

F



写 真	注文コード	ウェル数	容 量	スカート	プロファイル	材 質	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
A	0302601	96	0.15 ml	フル	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥34,000 →	¥27,200	96.11197.9.01
B	0302602	96	0.2 ml	ハーフ	スタンダード	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥22,900 →	¥18,300	96.11198.9.01
C	0302603	96	0.15 ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥22,900 →	¥18,300	96.11199.9.01
D	0302604	96	0.15 ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥22,900 →	¥18,300	96.11200.9.01
E	0302605	96	0.2 ml	なし	スタンダード	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥22,900 →	¥18,300	96.11201.9.01
F	0302606	96	0.15 ml	なし	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥22,900 →	¥18,300	96.11202.9.01

大幅値下げ!!**Roche® LightCycler® 480用 qPCRプレート 96/384ウェル**


SAMPLE

キャンペーン

DNA低吸着

ハーフスカート
ローハーフスカート
ロー

フルスカート

シーリング
フォイルつき

写 真	注文コード	ウェル数	容 量	スカート	プロファイル	材 質	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
G	0302590	96	0.15 ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥52,100	→ ¥29,000	96.10867.9.01
H	0302600	96	0.15 ml	ハーフ	ロー	PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥60,000	→ ¥38,500	96.10868.9.01
I	0302610	384	40 ul	フル		PP	ホワイト	50 (10 × 5)	¥44,200	→ ¥30,900	96.10180.9.01

LightCycler®はRoche社の登録商標です。

在庫限定キャンペーン


0302650

PCRプレート用シーリングマット

注文コード	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0302650	シーリングマット 96 ウェル用 (TPE製 オートクレーブ不可)	5枚	¥5,200	→ ¥3,640	96.09887.9.01



0302530



0302540


PCRプレート 24 / 48 ウェル

SAMPLE

注文コード	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0302530	トレフ 24 ウェル PCR プレート	5枚 × 8	¥7,400	→ ¥5,180	96.10812.9.01
0302540	トレフ 48 ウェル PCR プレート	5枚 × 4	¥7,700	→ ¥5,390	96.10813.9.01



0302550



0302560



0302570



0302580

qPCRプレート 24 / 48 ウェル / 96ウェル


SAMPLE

注文コード	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0302550	トレフ 24 ウェル qPCR プレート	5枚 × 8	¥ 9,500	→ ¥ 6,650	96.10816.9.01
0302560	トレフ 48 ウェル qPCR プレート	5枚 × 4	¥ 9,200	→ ¥ 6,440	96.10817.9.01
0302570	96 ウェル qPCR プレートノンスカート	5枚 × 10	¥18,600	→ ¥13,000	96.10818.9.01
0302580	96 ウェル qPCR プレートセミスカート	5枚 × 10	¥18,600	→ ¥13,000	96.10819.9.01

384 HTS マイクロプレート

- ポリスチレン製
- ロボットに使えるSBS
フットプリント
- ウェルの容量は100 μl
- DNA、DNase、
RNase フリー

注文コード	品 名	カラー	入 数	価 格	キャンペーン価格
0310850		クリアー			
0310860	384 HTS マイクロプレート	ホワイト	50枚	¥40,700	→ ¥24,400
0310870		ブラック			
0310950	カバー（ポリスチレン製）	クリアー	50枚	¥10,700	→ ¥6,420



トレフ ディープウェルプレート

キャンペーン



2.2mℓ

角型ウェル用

カバー（オートクレーブ不可）

0310700 ￥300 / 1枚

- ANSI SLAS 2004 フットプリントに準拠しており、ロボットにも対応しています
図面が必要な場合はご請求下さい
- 気密度、平面度、肉厚は100 % 自動で管理されています

- RNase, DNase free
- human DNA free
- PCR inhibitors free
- endotoxins free
- ATP free



- パージン樹脂製で、添加剤は一切使用されていません
- 成型時に潤滑剤、界面活性剤は一切使用されていません
- ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造、微生物も厳格に管理されています

1.2mℓ 透明ポリスチレン製 -20℃～60℃（オートクレーブ不可）



リムなし



リム付

1.2mℓ ポリプロピレン製 -80℃～オートクレーブ（121℃20分）



リムなし



リム付




0.5mℓ

丸型ウェル用

カバー（オートクレーブ不可）

0310250 ￥5,900 / 10枚



トレフ ディープウェルプレート 遠心用マット NEW

トレフのディープウェルプレートは、遠心用マット使用時6000xg
使用しない場合は2000xgまでの遠心が可能です

注文コード	適応プレート	厚さ	入数	価格
0310840	2.2 / 1.2 mℓ	4 mm	10枚	¥6,600
0310830	0.5 mℓ	8 mm	10枚	¥9,400

注文コード	ウェル容量	材質	滅菌	リム	価格	キャンペーン価格	入数
0310500	2.2 mℓ	PP	未滅菌	—	¥2,200	→ ￥1,540	4枚
0310510		PP	滅菌	—	¥2,800	→ ￥1,960	4枚
0310100	1.2 mℓ	PS	未滅菌	なし	¥2,100	→ ￥1,470	4枚
0310110		PP	未滅菌	なし	¥2,100	→ ￥1,470	4枚
0310170		PS	未滅菌	付	¥2,100	→ ￥1,470	4枚
0310180		PP	未滅菌	付	¥2,100	→ ￥1,470	4枚
0310150		PS	滅菌	なし	¥2,700	→ ￥1,890	4枚
0310160		PP	滅菌	なし	¥2,700	→ ￥1,890	4枚
0310190		PS	滅菌	付	¥2,700	→ ￥1,890	4枚
0310200		PP	滅菌	付	¥2,700	→ ￥1,890	4枚
0310800	0.5 mℓ	PP	未滅菌	付	¥3,100	→ ￥2,170	7枚
0310810		PP	滅菌	付	¥4,000	→ ￥2,800	7枚

SAMPLE

※それぞれ8パックで小箱
32パックで大箱となります

通気性のあるメンブレン

ブリーズイージー・イージー

DIVERSIFIED BIOTECH

ブリーズイージー

- 材質：ポリウレタン
- 温度範囲：-80℃～100℃
- ガンマ線滅菌
- ガス透過性：0.7 kg/m²/24 h

ブリーズイージーアー

- 材質：不織レイヨン
- 温度範囲：-20℃～80℃
- ガンマ線滅菌
- ガス透過性：4.2 kg/m²/24 h



ブリーズ イージー



ブリーズ イージーアー

注文コード	品名	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0765050	ブリーズ イージー	82.5 × 152.4	100枚	¥19,800	BEM-1
0765060	ブリーズ イージーアー	82.5 × 152.4	100枚	¥17,200	BERM-2000

SAMPLE

プリカット粘着フィルム

アルミナシール

DIVERSIFIED BIOTECH

- 低温保存、インキュベーション、輸送、遮光が必要なサンプルなどに使えます
- 約70ミクロンのアルミホイルでピペットで突き刺せます
- 滅菌済み
- 80℃～110℃で使用できます
- 耐薬品性がよく、溶剤やジメチルスルホキシド（DMSO）にも耐えます

注文コード	品名	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0764950	アルミナシール	152.4 × 82.5	100枚	¥19,000	ALUM-1000

SAMPLE



粘着フィルム チップで突き刺せます!

タイタートップ® (ガンマー線滅菌済み)

DIVERSIFIED BIOTECH

- マイクロプレート用粘着フィルムです
- サンプルの蒸発、こぼれ、コンタミを防ぎます
- 152.4 mm × 82.5 mm × 0.11 mm
- ピペットチップを突き刺してサンプルの回収ができます
- 使用温度範囲：-40℃～80℃（連続でなければ100℃）
- 湿度：100%

注文コード	入数	価格	メーカーコード
0765200	50枚	¥ 9,800	TTOPS-50
0765300	100枚	¥17,500	TTOPS-100

SAMPLE



圧力がかかった部分だけ接着

トレフ シーリング フォイル


キャンペーン

TreffLab

- 分析や保管の際に、サンプルをコンタミから守ります
- 接着剤はマイクロカプセルに封じ込められており、圧力がかかった部分以外はサンプルに触れることはありません
- 透明度が高く、リアルタイムPCRに最適です
- 使用温度範囲：- 40 °C ~ 120 °C
- 材質：PET

SAMPLE

注文コード	入 数	価 格	キャンペーン価格
0302800	100枚	¥27,000	→ ¥21,600



ソフトラバーローラー

DIVERSIFIED BIOTECH

- ソフトラバー製のローラーでタイタートップやブリーズイーザーメンブレンあるいは他のマイクロプレートシーリングフィルムに最適です
- シーリングメンブレンを均一に貼りつけることができます
- メンブレンの上を転がすだけで各ウェルをきっちりシールできウェル間のコンタミや漏れを防ぐことができます
- ローラーは約101 mm 幅です

注文コード	価 格	メーカーコード
0765350	¥5,700	BRAY-4000



あったら便利なお役立ちグッズ

① マイクロチューブ／PCRチューブ用

チューブ オープナー (5色セット)

TreffLab

0.2mL～2.0mLチューブに使用でき、
軽く、しかも安全にキャップを開けることができます。

注文コード 0309510
レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー各1本 **¥1,000**



ピペットを持ったまま使えるチューブ キャップ オープナー

チューブ ポッパー

DIVERSIFIED BIOTECH

- リングに指を通せばピペットを持ったままキャップが開けられます
使いやすい指を通してご使用下さい
- てこの原理でキャップを開けますので、指で繰り返しキャップを開けるストレスから解放されます
- ほとんどのマイクロチューブでお使いいただけます

注文コード	品 名	価 格	メーカーコード
0771650	チューブ ポッパー	¥4,600	TPOP-1000



ペレット ミキサー

TreffLab

- サンプルの混合等にお使いください
- トレフチューブの形状にあわせてあります
- ポリプロピレン製

SAMPLE
AUTOCLAVE

注文コード	品 名	入 数	価 格	メーカーコード
0310000	ペレットミキサー-1.5 mL 用	50本	¥11,200	96.07339.9.03
0310010	ペレットミキサー-0.5 mL 用		¥12,400	96.07338.9.03



PCR ラック (ポリプロピレン製)



- 8 × 12のマイクロタイターフォーマットの 0.2 mL チューブ用ラックです
- 透明なカバー付で作業用、フリーズ用として使用できます
- ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエローの5色組です

−90℃

AUTOCLAVE

注文コード	チューブ本数	入 数	価 格	メーカーコード
0435300	0.2 mL × 96本	5 個	¥11,800	2300-9602



96 ウェル PCR ラック



- 0.2 mL PCRチューブ用の丈夫なラックです
- 8連、12連チューブも立てられます
- ウェルはアルファベットと数字で特定できます
- カバーは取りはずしもできるヒンジ付きです

AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0320010	ブルー	¥1,500	HS23461C
0320020	グリーン		HS23461D
0320110	ナチュラル		HS23461H



ロタラック デュオ



- ラックを回すことにより異なる容量のチューブを一つのラックに並べて希釈や濃縮ができます
- 組み合わせ (4通り)
 - 0.2 mL (96本) と 0.5 mL (48本) 0.2 mL (96本) と 1.5 mL (48本)
 - 0.5 mL (48本) と 1.5 mL (48本) 1.5 mL (48本) と 1.5 mL (48本)

AUTOCLAVE

注文コード	チューブ本数	カラー	サイズ	価 格	メーカーコード
0661060	0.2mL 96本 0.5mL 48本 1.5mL 48本	ブルーと パープル	296 × 118 × 34	¥7,000	HS29041A




4 ウェイ チューブラック




- ユニークなタブとスロットで繋げて使うことができます
- 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます
 - 50 mL チューブ 4本 1.5 mL チューブ 32本
 - 15 mL チューブ 12本 0.5 mL チューブ 32本
- ポリプロピレン製

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード	AUTOCLAVE
0661500	ナチュラル	¥2,100 / 1個	HS29022A	
0661510	ブルー		HS29022B	
0661520	グリーン		HS29022C	
0661530	ピンク		HS29022D	
0661540	イエロー		HS29022E	
0661550	オレンジ		HS29022F	



チューブキューブ 8種のチューブをひとつのラックで



- キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズの試験管がたてられます
 - 50mL コニカルチューブ
 - 15mL コニカルチューブ
 - φ12×75mm カルチャーチューブ
 - φ13×100mm カルチャーチューブ
 - φ16×125mm カルチャーチューブ
 - φ17×100mm カルチャーチューブ
 - 1.5mL、2.0mL マイクロテストチューブ
- ポリプロピレン製でオートクレーブにかけられ、4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです
- フリーザー、クリーンベンチ、ウォーターバスの中でも使用できます

AUTOCLAVE

写真番号	注文コード	仕 様	価 格	メーカーコード	備考
①	0422000	キューブ(4個) +	¥9,900	2344-1000	
②	0422010	トレー		2344-1040	蛍光色


ロタラック チューブラック



- 4つのラックが連結されていて、それぞれが独立して回転しますからいろいろなサイズのチューブを立てることができます
- オートクレーブ可

AUTOCLAVE

注文コード	品 名	立てられるチューブ	サイズ(mm)	価 格	メーカーコード
0661050	ロタラック ラージ	50mLチューブ/2本 15mLチューブ/8本 φ20mmチューブ/6本 10~13mmチューブ/10本	224 × 110 × 110	¥9,700	HS29040A
0661055	ロタラック スモール	15mLチューブ/6本 1.5/2.0mLチューブ/9本 0.5/0.6mLチューブ/12本 0.2mLチューブ/32本 0.2mL8連チューブ/4本	210 × 100 × 100	¥9,200	HS29040B



キューブラック



- この丈夫なキューブラックは研究室の必需品です
- 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます
 - 50mL チューブ 4本
 - 15mL チューブ 10本
 - 12×75/100mm チューブ ... 12本
 - 1.5/2.0mL チューブ 16本
- ポリプロピレン製でどの向きにも連結して使えます

AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0661100	5色セット	¥12,700 / 5個	HS29050A

*5色セットはブルー、グリーン、ピンク、イエロー、オレンジ各1個



ベストラック



- 裏表2面が使い、片面は1.5/2.0mL用で反対の面は0.5mL用です
- 両面ともに、ベストラックは96本（8×12）立てられます
- サンプルの保存に便利のようにポリプロピレン製のカバーがついています
- オートクレーブでの滅菌ができ（15分まで）、低温保存（-90℃まで）にも使えます



-90℃

ベストラック（96本立て）

AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0420500	ナチュラル	¥3,400 / 1個	2396-5000
0420510	ブルー		2396-5001
0420520	グリーン		2396-5002
0420530	オレンジ		2396-5003
0420540	レッド		2396-5004
0420550	バイオレット		2396-5005
0420560	イエロー		2396-5006

96ウェル リバーシブル ラック



- 片面に0.5mLチューブ、反対の面に1.5/2.0mLチューブがそれぞれ96本（8×12）立てられます
- カバーはスナップで固定できます
- 0.5mL用の面にはグリッドが入っておりウェルが見やすくなっています

AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0320210	ブルー	¥2,800	HS2345C
0320220	グリーン		HS2345D
0320230	ピンク		HS2345E
0320240	イエロー		HS2345F
0320310	ナチュラル		HS2345H



フラクション コレクター ラック



- 1.5mLチューブ80本立てです
- ポリプロピレン製
- カラーは6色揃っています

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0420900	ナチュラル	¥1,200 / 1個	2380-1000
0420910	ブルー	¥1,300 / 1個	2380-1001
0420920	グリーン		2380-1002
0420930	オレンジ		2380-1003
0420940	レッド		2380-1004
0420960	イエロー		2380-1006

AUTOCLAVE

-90℃



80ウェル マイクロチューブ ラック



- 1.5/2.0mLチューブ80本立てラックです

注文コード	カラー	価格	メーカーコード
0320400	ナチュラル	¥1,000 / 1個	HS29025A
0320410	ブルー		HS29025B
0320420	グリーン		HS29025C
0320430	ピンク		HS29025D
0320440	イエロー		HS29025E
0320450	オレンジ		HS29025F

AUTOCLAVE



ポップアップ ラック たたんで保管できます



- 使用する必要のない時には薄くたたんで保管しておけます
- 15 ml (21本) および 50 ml (12本) チューブ用です
- 丈夫なポリプロピレン製です
- 開いた時のサイズは 255 × 137 × 72 mm で、たたむと高さは 21 mm になります
- オートクレーブ不可

注文コード	カラー	価格(2個)	メーカーコード
0659350	ブルー	¥6,500	HS24320B
0659351	ピンク		HS24320P



使用しない時にはたたんで保管しておけます。



チューブラック

15 & 50ml ワイヤー チューブ ラック



- エポキシ樹脂でコーティングされたスチールワイヤー製ラックです
- 15 ml チューブ用と 50 ml チューブ用があります

注文コード	チューブ	立てられる		カラー	サイズ(mm)	価 格	メーカーコード
		本数	本数				
0663100	50 ml	8本		ブルー	140 × 77 × 88	¥5,700	HS232461
0663050	15 ml	15本			127 × 76 × 76		HS23215

AUTOCLAVE



0663050



0663100

ボトルラック



- エポキシ樹脂でコーティングされたスチールワイヤー製ラックです
- コニカル、丸底など自立できないボトル用です
- 250 ml (直径60 mm) まで立てられます

注文コード	チューブ	立てられる本数	カラー	価 格	メーカーコード
0663120	250 ml	6本	ブルー	¥5,600	HS23224

AUTOCLAVE



フローティング マイクロチューブ ラック

キャンペーン



足は取り外し可能

- ポリプロピレン製で水に浮きます
- マイクロチューブをウォーターバスにひたしてサンプルの温度コントロールができます
- 足が取り外せるので：足をつけておけば実験台の上でまっすぐ立ちます
足を外して押し付けければチューブが簡単に取り出せます
- オートクレーブは不可
- 足の部分を含めて全高は60 mm



注文コード	使用チューブ	本数	カラー	形 状	価 格	キャンペーン価格	メーカーコード
0662151	1.5 / 2.0 ml	16	ホワイト	角型(102 mm)	¥3,200	→ ¥1,600	HS2132A
0662153	1.5 / 2.0 ml	20	ホワイト	丸型(98 mm)	¥3,200	→ ¥1,600	HS2134A

フローティング フォーム チューブ ラック

- ウォーターバス用のポリフォーム製で3種類のサイズがあります



注文コード	使用チューブ	チューブ数	カラー	価 格	メーカーコード
0662100	50 ml	4本	グリーン	¥3,500 / 5個	HS2165A
0662110	15 ml	8本	ブルー	¥2,600 / 5個	HS2165B
0662120	1.5 / 2.0 ml	24本	イエロー	¥3,000 / 5個	HS2165C

丸型 フローティング チューブ ラック

- チューブは18本まで使えます
- 0.2、0.5、1.5、2.0 ml チューブが使えます
- ポリフォーム製ですから永久に水に浮いています




注文コード	価 格	メーカーコード
0662500	¥2,800 / 5個	HS2166

ワンラック フルサイズ/ハーフサイズ

在庫限り

Heathrow Scientific

- 酸、有機溶媒、熱にも強いデルリンで強化された POM 製です
- 丈夫な一体成型で組み立てる必要がなく外れる箇所もありません
- ラベルを貼るスペースがあります
- オートクレーブにかけられますが、水には浮きません



フルサイズ

在庫限り

AUTOCLAVE

立てられる チューブ径	立てられる 本数	サイズ(mm)	注文コード				価 格	特別価格	メーカーコード
			ホワイト	ブルー	グリーン	深紅色			
20 mm	40	100 × 252 × 83	—	0659421	0659422	0659423	¥2,100	→ ¥1,500	HS27513A/B/C/D
25 mm	40	120 × 300 × 92	0659430	0659431	0659432	0659433	¥2,100	→ ¥1,500	HS27514A/B/C/D

ハーフサイズ

在庫限り

AUTOCLAVE

立てられる チューブ径	立てられる 本数	サイズ(mm)	注文コード				価 格	特別価格	メーカーコード
			ホワイト	ブルー	グリーン	深紅色			
25 mm	16	120 × 122 × 92	—	0659481	0659482	0659483	¥1,760	→ ¥1,000	HS27504B/C/D

20 ウェル チューブラック

在庫限り

Heathrow Scientific



- 1.5/2.0 mL チューブ用ラックで、横に繋げて使えます
- 全面に指を入れるスロットがついています
- 安定するよう内側にリブがついています
- ポリプロピレン製


注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0661300	ブルー	¥500 / 1個	HS4284A
0661310	レッド		HS4284B
0661320	ホワイト		HS4284C

トレフチューブラック (0.5mL用) ポリカーボネイト製


在庫限り

TreffLab


セーフティカバー、ラッチつき



低温
凍結保存に使用
できます



冷却
氷に押し込んでも
チューブが飛び出
しません



ボイリング
チューブのキャップ
が開きません



注文コード	チューブ	仕 様	入 数	価 格	メーカーコード
0307100	0.5 mL × 40本	カバー、ラッチつき	1個	¥2,260	96.7358.9.01
0307110		ベースのみ	2個	¥2,130	96.7281.9.01

ノバラック/ノバチェンバー

在庫限り

DIVERSIFIED BIOTECH

- ユニークな円錐型ラックで0.5 mLから50 mLのチューブが立てられます
- 場所を取らず、丈夫でいろいろなサイズのチューブに使えます
- 立てられるチューブ (合計46本)
マイクロチューブ (0.5~2.0 mL) … 24本
12×75 mm チューブ、クライオバイアル等 … 14本

15 mL 遠沈管 … 7本
50 mL 遠沈管 … 1本

ノバラック

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0768000	レッド	¥3,800	NORC-1000
0768010	ブルー		NORC-2000
0768020	イエロー		NORC-3000
0768030	ピンク		NORC-4000
0768040	パープル		NORC-5000
0768200	連結棒	¥2,200	NOST-1000

ノバチェンバー

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0768100	レッド	¥4,700	NOCH-1000
0768110	ブルー		NOCH-2000
0768120	イエロー		NOCH-3000
0768130	ピンク		NOCH-4000
0768140	パープル		NOCH-5000

ノバチェンバーは中に水を入れ
冷凍庫で凍らせれば
アイスパケツは不要になります



ベストボックス ポリプロピレン製 (81Zを除く)



-90℃

ベストボックス-50

AUTOCLAVE

注文コード	仕様	価格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420310	1.5 / 2.0 ml チューブ 50本用	¥8,400 / 5個	145 × 75 × 50	2350-0500
0420390	ラベリンググリッド	¥2,600 / 25枚	—	2350-1025

在庫限り




-90℃

ベストボックス-81

AUTOCLAVE

- ボックスの底にスリットがついてますから蓋の開け閉めがスムーズです

注文コード	仕様	価格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420320	1.5/2.0ml チューブ 81本用	¥11,300 / 5個	130 × 130 × 50	2381-5000



-90℃

ベストボックス-49

AUTOCLAVE

- ボックスの底にスリットがついてますから蓋の開け閉めがスムーズです

注文コード	仕様	価格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420360	その他のチューブ 49本用	¥11,900 / 5個	130 × 130 × 50	2349-5000




-90℃

ベストボックス-1

AUTOCLAVE

注文コード	仕様	価格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420370	仕切なし	¥10,200 / 5個	130 × 130 × 50	2300-5000




液体窒素

ベストボックス-81Z

- ボックスの底にスリットがついてますから蓋の開け閉めがスムーズです
- オートクレーブ不可

注文コード	仕様	価格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420380	1.5/2.0ml チューブ 81本用	¥17,100 / 5個	130 × 130 × 50	2381-5300
注文コード	仕様	価格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420381	1.5 / 2.0 ml チューブ 81本用 5色	¥19,000 / 5個	130 × 130 × 50	2381-3508

注意：右写真とは異なります



-90℃

ベストボックス-81 (5色セット)

AUTOCLAVE

- ボックスの底に小さな孔があけてありますから蓋の開け閉めがスムーズです

注文コード	仕様	価格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420330	1.5/2.0ml チューブ 81本用	¥9,900 / 5個	130 × 130 × 50	2381-5048

カラーはブルー、グリーン、イエロー、ピンク、オレンジ



-90℃

ヒンジつきボックス

AUTOCLAVE

注文コード	仕様	カラー	価格	サイズ(mm)	メーカーコード
0420340	1.5 / 2.0 ml チューブ 100本用	ナチュラル	¥12,100	150 × 140 × 55	2310-5800
0420350		5色セット	¥12,600		2310-5848

5色セットはブルー、グリーン、イエロー、ピンク、オレンジ各1個



81 ウェル 凍結保存用ラック



- スタンダードなフリーザーモジュールで、1.5/2.0mlチューブ、クライオバイアル用のラックです



AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0660400	ナチュラル	¥1,700 / 1個	HS120034
0660401	ブルー		HS120035
0660402	グリーン		HS120036
0660403	ピンク		HS120037
0660404	イエロー		HS120038
0660405	オレンジ		HS120039

100 ウェル 保存用ラック



- 3か所にヒンジがついた丈夫なラックで、1.5/2.0mlチューブ、クライオバイアル用です



AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0660501	ナチュラル	¥9,300/5個	HS120042
0660601	5色セット		HS120044

*5色セットはブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ各1個

50 ウェル 保存用ラック



- 1.5/2.0mlチューブ、クライオバイアル用ラックで積み重ねができます
- ラッチによりカバーはしっかり固定されます
- 丈夫なポリプロピレン製でカバーにはグリッド、ボックスと底にナンバリングが印刷されています

AUTOCLAVE

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0660701	ナチュラル	¥6,000	HS120032
0660801	5色セット	¥6,000	HS120033

*5色セットはブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ各1個



フリーズボックス



- クライオバイアルの凍結保存用ボックスです
- ボックスは2種類のサイズがあります
- 仕切りは4種類あります



ボックス + フタ(仕切りは別売り)

注文コード	サイズ(mm)	入 数	価 格	メーカーコード
0660900	133 × 133 × 47	12	¥12,100	HS2860A
0660910	133 × 133 × 73		¥16,100	HS2860B

仕切り

+

注文コード	仕 様	入 数	価 格	メーカーコード
0661000	100分割(10 × 10)	12	¥5,400	HS2860E
0661010	81分割(9 × 9)		¥6,100	HS2860H
0661020	64分割(8 × 8)		¥5,200	HS2860F
0661030	49分割(7 × 7)			HS2860G

ポリプロピレン製 フリーザーボックス

キャンペーン

Heathrow Scientific

結露しても濡れてもいいフリーズボックスです



- ポリプロピレン製ですので、紙製と異なり湿気や水濡れが問題になりません
- 仕切はセットに付属されています
- -80°C 保存用は段ボール型、 -196°C （気相のみ）保存用は薄型フィルムポリプロピレンです

注文コード	容量・本数	カラー	最低温度	入数	価格	キャンペーン価格
① 0660860	1.5/2.0mL × 81本				¥10,600	→ ¥ 8,300
② 0660870	15mL × 36本	ホワイト	-80°C	10	¥23,600	→ ¥18,600
③ 0660880	50mL × 16本				¥33,400	→ ¥20,800
④ 0660890	1.5/2.0mL × 81本		-196°C		¥12,400	→ ¥ 9,000



チューブラック

伸縮自在 保存用ボックス Work2 Store

Heathrow Scientific

- 1.5/2.0mL チューブまたは2.0mLまでのクライオバイアルを64本収納します
- リッドがしっかりとロックされ、安全に取扱や持ち運びができます
- ウェルの底は、コニカルチューブを安定させるために中央がくぼんでおり、またクライオバイアルをロックしますので片手でキャップを開けられます
- 積み重ね可能、オートクレーブ可能、ウェルにはアルファベットの印字付
- 拡大時：310×128×33.5mm
- 収納時（リッド付）：133×133×53mm



-80°C

AUTOCLAVE


注文コード	品名	価格	メーカーコード
0660250	伸縮自在 保存用ボックス Work2 Store	¥5,500	HS120018

15/50mLチューブ保存用ボックス

USA SCIENTIFIC

- 丈夫なポリプロピレン製凍結保存用ボックスです
- オートクレーブにかけられますからフリーザー内のコンタミが防げます
- フタは透明ですからチューブのキャップのラベルが見え、チューブの特長も容易です
- 万一チューブが割れたりしてサンプル液がこぼれてもボックスから漏れ出すことはありません
- 使用温度： -80°C ~ 121°C
- サイズ：144×144×127mm

注文コード	仕様	カラー	入数	価格	メーカーコード
0420250	15mLチューブ36本用	グリーン	2個	¥9,100	2336-1502
0420260	50mLチューブ16本用	ブルー		¥9,100	2316-5001



15 & 50mLチューブボックス

Heathrow Scientific


- 丈夫なポリプロピレン製で繰り返し凍結保存用に使用できます
- 15mLまたは50mL用のどちらかのグリッドを使用します
- グリッドには深さがあるのでチューブがまっすぐに立ちます
- 上からも横からも中のチューブが見えます
- オートクレーブ可

注文コード	使用温度範囲	入数	サイズ(mm)	価格	メーカーコード
0660850	-80°C ~ $+121^{\circ}\text{C}$	5個	132 × 132 × 129	¥16,900	HS23271A



保温・保冷実験に、氷を使わずフレキシブルな

チューブラック



クーリングチェンバー



0.2 ml × 96 / 1.5 ml × 4 / 0.5 ml × 6
0767100 ¥53,200



0.5 ml × 90
0767110 ¥49,800



0.2 ml × 24 / 0.5 ml × 35 / 1.5 ml × 20
0767140 ¥49,800



クライオバイアル × 55
0767150 ¥45,800

クールブリック



-10℃ ~ 0℃ を7時間までキープ
0767200 ¥9,900



0℃ ~ 5℃ を11時間までキープ
※クーリングチェンバー
(5 ml × 32) 以外
0767300 ¥7,500

クールボックス

注文コード：0767400 ¥11,200

ニューアイス 氷の代用品

DIVERSIFIED BIOTECH

0767900 ニューアイス (約50個入) ¥4,800

- ポリエチレンフィルムでできた袋に20mlの純水が入っており、冷凍機で凍らせることにより氷の代わりになります
- 袋は丈夫で、洗って再利用できます
- 直接入れても液体が薄まることはありません



PCR クーラー

NEW

Heathrow Scientific

PCRの前処理に…氷を使わず、カラーの変化で温度上昇をお知らせします


- フリーザーで素早く冷却し、ペンチトップで低温を保ちます
- 96ウェル全体を、1時間以上0℃に保ちます
- 5℃以下のサンプルの温度を3時間まで保ちます (リッドをかぶせない状態)

WARM

COLD



注文コード	カラー	入数	価格	メーカーコード
0657000	パープル/ピンク		¥19,900	120727
0657010	ダークブルー/ライトブルー	2	¥19,900	120728
0657020	2色セット		¥19,900	120729



写真番号	品名	注文コード	価格
①	15mlチューブ × 6本	0767460	¥35,400
②	15mlチューブ × 12本	0767470	¥47,100
③	50mlチューブ × 4本	0767510	¥47,100
④	ダブルチェンバー	0767190	¥101,000 ^{※1}
⑤	ステップチェンバー	0767480	¥78,000 ^{※2}
⑥	80ウェルチェンバー	0767170	¥41,600 ^{※3}

※①のみ在庫限りの商品です

※1 ④0.2 ml × 96 × 2
0.5 ml × 12
1.5 ml × 8
※2 ⑤1.5 / 2.0 ml × 64
※3 ⑥1.5 / 2.0 ml × 80

アイスパン 密度3倍のEPS製

DIVERSIFIED BIOTECH


- 軽くて丈夫、断熱効果に優れ、氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールに使用できます
- カラー、容量ともに3種類 (グリーン・ピンクは在庫限り)



1リットル

【1リットル】
¥6,600

0767830 ブルー
0767831 グリーン
0767832 ピンク



4リットル


ベンチトップソリューション



1.5 mL × 48
0767120 **¥43,400**



5 mL × 32
0767130 **¥53,200**



384プレート / 1.5 mL × 4 / 0.5 mL × 6
0767160 **¥82,400**



平底プレート / 1.5 mL × 4 / 0.5 mL × 6
0767180 **¥47,100**



0 °C ~ 5 °C を11時間までキープ
※クーリングチェンバー
(5 mL × 32) 専用
0767310 **¥7,900**



クールセーフシステム輸送用バック
0767410 **¥5,300**
在庫限り

ミニクーラー

NEW

Heathrow Scientific

氷を使わずに、サンプルや試薬を
低温でキープ



- 本体はポリカーボネイト製、底面には滑り止めがついています
- リッドには座標が入っています

注文コード	容量・本数	カラー	保持時間	価 格	メーカーコード
0657030	0.5 - 2.0 mL × 12 本	グリーン	1 °C / 3 h	¥30,400	120070
0657040	0.5 - 2.0 mL × 32 本		1 °C / 2 h	¥51,700	120071
0657050	0.5 - 2.0 mL × 12 本	ブルー	-15 °C / 1 h	¥30,400	120073
0657060	0.5 - 2.0 mL × 32 本		-15 °C / 1 h	¥51,700	120074

- 温度が6 °C を超えると、色の变化でお知らせします
- リッドは回転させるとスタンドになります

WARM

COLD



サーマルマイクロビーズ



- 熱伝導の高いガラスビーズです

¥13,900 / 1ℓ

0767540 サーマルマイクロビーズ 2.5 ~ 3 mm

0767541 サーマルマイクロビーズ XL 4 ~ 4.5 mm

マイクロビーズ用 バッグ

- ナイロンメッシュのバッグです
- 保管、クリーニング、使用時、持ち運び、そのままフリーザーへ


最大5ℓ



商品にアイスパケツは含まれておりません

注文コード 0767545

¥3,500



9リットル

【4リットル】
¥15,800

0767840 ブルー
0767841 グリーン

【9リットル】
¥26,500

0767850 ブルー
0767852 ピンク

マイクロビーズ用 チェンバー

- 中にマイクロビーズを入れて、サイズを問わないブロックとしてお使いになれます

在庫限り

シングル(75 × 94 × 76 mm)

0767520 ~~¥48,100~~
¥33,600



商品にマイクロビーズは含まれておりません

チューブラック

1.2 ml ディルーション チューブ



チューブラック



NEW



- 希釈系列の作製や液体の混合、サンプルの保存に便利です
- チューブ1本に1.2ml（キャップ使用時は1.0ml）までの液体を入れることができます
- はっきりと印字されたアルファベットと数字で、ウェルの特定が容易です
- ラック入りはマルチチャンネルピペットに対応しており、リッド付き、オートメーションにも対応しています
- RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors フリーです
- 滅菌済みの製品は Pyrogen フリーです

注文コード	タイプ	滅菌	入数	価格	メーカーコード
0439010	シングル バルク	×	1000	¥11,500	1412-1000
0439020	シングル ラック入	×	96 × 10	¥16,000	1412-1400
0439030	シングル ラック入	○	96 × 10	¥20,200	1412-1410
0439040	8連チューブ バルク	×	8 × 125	¥11,500	1412-8000
0439050	8連チューブ ラック入	×	96 × 10	¥16,500	1412-8400
0439060	8連チューブ ラック入	○	96 × 10	¥20,200	1412-8410
0439110	8連キャップ バルク	×	8 × 125	¥ 6,000	1494-0400
0439120	8連キャップ バルク	○	8 × 125	¥ 7,300	1494-0410

【仕様】

カラー：ナチュラル
材質：ポリプロピレン
リッド：取り外し式
容量：1.2ml

12 チャンネル リザーバー



NEW



- ポリプロピレン製の12チャンネル リザーバーです
- フットプリントはオートメーションに対応しています
- 各セクションには22mlの液を入れることができ、ベースの8つのディンプルによりマルチチャンネルピペット使用時も液体のロスがないようにしています
- サイズ：128 (L) × 86 (W) × 44 (H) mm
- オートクレーブ：可
- カラー：ナチュラル

AUTOCLAVE

注文コード	品名	入数	価格	メーカーコード
0443360	12チャンネルリザーバー	5個	¥9,000	1061-8150

トレフチップ° Slim Line



RNase/DNase Free

Human DNA Free

PCR inhibitors Free


Endotoxins Free

ATP Free

- 非常に純度の高いバージンポリプロピレンを正確に成型しています
- 壁面が薄いためよりピペットにフィットし、イジェクションに必要な力を低減、また透明感を増しています
- 表面はなめらかで疎水性、サンプルの吸着を防ぎ、正確さと再現性を高めています
- クリーンルーム内の最新の設備で製造され、ラックにもパッケージにも自動で詰められています
- 色素にカドミウムは一切含まれておりません
RNase/DNase/Human DNA/PCR inhibitors/
Endotoxins/ATP を含まない製品です
- ISO 14644-1 Class 8 のクリーンルームで製造されています



チップラック




バルク (袋入り)




チップリフィル


0.1 ~ 20 μ l




0.5 ~ 20 μ l




1 ~ 50 μ l




2 ~ 200 μ l (ラック入はクリアーです)



5 ~ 300 μ l



50 ~ 1000 μ l (ラック入はクリアーです)



備考: 目盛りの単位は μ l

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格
0306001	バルク	クリアー	1,000本	¥ 3,900
0306011	ラック入	クリアー	96 × 5ラック	¥ 7,800
0306031	リフィル	クリアー	96 × 10ラック	¥11,700

SAMPLE

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格
0306002	バルク	クリアー	1,000本	¥ 2,600
0306012	ラック入	クリアー	96 × 5ラック	¥ 6,600
0306032	リフィル	クリアー	96 × 10ラック	¥ 7,700

SAMPLE

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格
0306003	バルク	クリアー	1,000本	¥ 2,300
0306013	ラック入	クリアー	96 × 5ラック	¥ 5,800
0306033	リフィル	クリアー	96 × 10ラック	¥ 7,700

SAMPLE

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格
0306004	バルク	イエロー	1,000本	¥ 2,100
0306014	ラック入	クリアー	96 × 5ラック	¥ 5,600
0306034	リフィル	クリアー	96 × 10ラック	¥ 7,200

SAMPLE

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格
0306005	バルク	クリアー	1,000本	¥ 2,200
0306015	ラック入	クリアー	96 × 5ラック	¥ 5,600
0306035	リフィル	クリアー	96 × 10ラック	¥ 7,200

SAMPLE

注文コード	タイプ	カラー	入 数	価 格
0306006	バルク	ブルー	1,000本	¥ 2,600
0306016	ラック入	クリアー	96 × 5ラック	¥ 6,000
0306036	リフィル	クリアー	96 × 10ラック	¥ 7,400

SAMPLE

チップ分注

トレフ PC チップボックス 繰り返しのオートクレーブに最適です



- 繰り返しのオートクレーブに最適なポリカーボネイト製チップボックスです
 - チップを保管、保護します
 - 片手で開け閉めのしやすいヒンジリッドです
 - 積み重ねが可能です
- チップ128本付
使用温度範囲：-60℃～135℃

注文コード	用途	本数	価格
① 0307450	Slim Line 200 μ l チップ用	128本(8 × 16 フォーマット)	
② 0307460	Slim Line 1000 μ l チップ用	128本(8 × 16 フォーマット)	¥5,500
0307455	Slim Line 300 μ l チップ用	128本(8 × 16 フォーマット)	

補充用バルクチップ(各1000本入)

注文コード	用途	価格
0306004	Slim Line 200 μ l チップ	¥2,100
0306006	Slim Line 1000 μ l チップ	¥2,600
0306005	Slim Line 300 μ l チップ	¥2,200

トレフ トランスファーペット S 容量デジタル可変式



- 右利きでも左利きでも片手で容量をセットできます
- ロック機能により、誤って設定容量を変えてしまうことはありません
- レンズにより4桁の容量表示が読み取りやすくなっています
- カラーコードにより正しいチップの選択が楽です
- そのままオートクレーブにかけられます (121℃、20分)
- キャリブレーションを簡単に行うことができます



マルチチャンネル ピペット

- ノーズコーンにはO-リングがついており、軽い力でしっかりとチップを装着します
- 左右どちらにも 360° 回転できます

8チャンネル(デジタル可変式) ¥138,000

	注文コード	容量 (ul)	1目盛り (ul)	精度 $\pm$ %	再現性 $\pm$ %	使用チップ
T	0311401	0.5~10	0.1	1.6	1.0	0.1~20
	0311430	5~50	0.1	0.8	0.4	~200
	0311440	10~100	0.2	0.8	0.3	~200
T	0311451	20~200	0.2	0.8	0.3	~200
T	0311461	30~300	0.2	0.8	0.3	~300

備考：ピペットセットにはピペット、チップボックス、壁掛けスタンド、スペアシーリング、リザーバー、シリコンオイル、ブラシ、ツールが標準でついています。

12チャンネル(デジタル可変式) ¥160,000

	注文コード	容量 (ul)	1目盛り (ul)	精度 $\pm$ %	再現性 $\pm$ %	使用チップ
	0311500	0.5~10	0.1	1.6	1.0	0.1~20
	0311530	5~50	0.1	0.8	0.4	~200
	0311540	10~100	0.2	0.8	0.3	~200
T	0311551	20~200	0.2	0.8	0.3	~200
	0311560	30~300	0.2	0.6	0.3	~300

備考：ピペットセットにはピペット、チップボックス、壁掛けスタンド、スペアシーリング、リザーバー、シリコンオイル、ブラシ、ツールが標準でついています。

シングルピペット

- スリムなシャフトで、チップイジェクターがついたまま細い容器の中に入ります
- チップコーンは理想的な標準設計で、トレフチップはもとより他社のチップにもお使いになれます

	注文コード	容量 (ul)	1目盛り (ul)	精度 $\pm$ %	再現性 $\pm$ %	使用チップ	価格
	0311310	0.5~10	0.01	1	0.5	0.5~20	
	0311320	2~20	0.02	0.8	0.4	~200	
T	0311331	10~100	0.1	0.6	0.2	~200	¥36,900
T	0311341	20~200	0.2	0.6	0.2	~200	
	0311350	100~1000	1	0.6	0.2	~1000	
	0311360	500~5000	5	0.6	0.2	~5000	¥42,900

あったら便利なお役立ちグッズ

②プレート分注用

トレフ リザーバー



- オートクレーブができるリザーバーです

SAMPLE
AUTOCLAVE

注文コード	材質	容量	目盛り	入数	価格
0313430	ポリプロピレン	50 ml	10、20 ml	10個	¥3,500

12 チャンネル リザーバー



AUTOCLAVE

コード:0443360
1061-8150
¥9,000/5個

➡詳しくはP30

ウェルスタンド



角度固定式(30°)
コード:0763220
WPST-1000
¥12,200



角度可変式
コード:0763270
WPAJ-1000
¥25,400

ピペッターガイド




- ウェルに沿ってピペッターを移動させるガイドです
- 付属スタンドは30°

コード:0763330 GUIDE-300
¥54,100

384ウェル カラーオリエンター

明るい色彩で行や列の識別が容易になります




横型①コード:0763140
WELL-384H
¥8,700/2枚



縦型②コード:0763130
WELL-384V
¥8,700/2枚

ウェルオリエンター



ウェルの底に座標が見えます

コード:0763210 WELL-1000
¥7,200/4枚

ウェルオリエンターステッカー



コード:0763170
WEST-1000
¥8,500/50枚

ウェルパッド

- 96ウェルフォーマットが印刷された記録紙です




コード:0763230
WPNP-1000
¥3,700/50枚

ウェルパッドに記録

96ウェル カラーオリエンター



縦型①コード:0763150
WELL-96V
¥8,700/2枚



横型②コード:0763160
WELL-96H
¥8,700/2枚

ネプチューン バリアチップ (フィルター付)

キャンペーン


NEPTUNE
Tools for Life Scientists

- 電子線滅菌済
- DNA フリー
- PCR Inhibitors フリー
- DNase / RNase フリー
- Endotoxins フリー

SAMPLE

低吸着 S3 樹脂


- Neptune 独自のS3樹脂により低吸着を実現しています
- シリコン処理と違い、オートクレーブでの劣化や溶出の心配がありません
- * 2 μ l 未満の微量を分注する場合はBT10XL (Natural PP) をおすすめしています



容 量	メーカーコード		注文コード	入 数	価 格	キャンペーン価格	材 質
~10 μ l	BT10		1013010	96 × 10	¥11,400 →	¥9,100	低吸着S3
~10 μ l ロングタイプ	BT10XLS3		1013020	96 × 10	¥11,400 →	¥9,100	低吸着S3
~10 μ l ロングタイプ	BT10XL		1013025	96 × 10	¥12,200 →	¥9,700	Natural PP
~20 μ l	BT20		1013050	96 × 10	¥11,400 →	¥9,100	低吸着S3
~100 μ l	BT100		1013060	96 × 10	¥11,400 →	¥9,100	低吸着S3
~200 μ l	BT200		1013070	96 × 10	¥11,400 →	¥9,100	低吸着S3
~300 μ l	BT300		1013080	96 × 10	¥11,400 →	¥9,100	低吸着S3
~1000 μ l	BT1000.96		1013085	96 × 8	¥13,100 →	¥10,400	低吸着S3
~1250 μ l	BT1250		1013090	96 × 8	¥13,100 →	¥10,400	低吸着S3

トレフ 5mL / 10mL チップ

TreffLab



SAMPLE AUTOCLAVE

注文コード	品 名	入 数	価 格	メーカーコード
0303500	5 mL チップ	200本	¥ 4,800	96.08755.9.01
0303550	10 mL チップ	200本	¥10,100	96.10720.9.01

RF3000

キャンペーン

Heathrow Scientific

- 軽量で扱いやすく、UV 耐性のある材質
- 5色のノーズコーンが付属（オートクレーブ可）
- リチウムイオンバッテリー20時間の連続使用
- 片手で吸引、分注、スピード調整
（High / Low / Gravity）

注文コード	品 名	価 格	キャンペーン価格
0666501	RF3000	¥46,000	→ ¥36,800



チップ分注

パイポンプ 2500

Glastir
blessen

弾性のあるピペットホルダー リリースバルブ

ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチック FUERKALON の採用によりどのようなピペットにもピッタリフィットし、滑りやピペットの破損を防ぎます。また力を入れなくてもピペットを装着できます。



必要な量を吸い上げたり、
少しずつ排出するのに使います

このレバーを押すとバルブ
が開き中の液体は自然落
下します

注文コード	カラー	ピペット	価 格
0700000	イエロー	～ 0.2 ml	¥2,600
0700010	ブルー	～ 2 ml	¥2,200
0700020	グリーン	～ 10 ml	¥2,200
0700030	レッド	～ 25 ml	¥2,400
0700100	上記4本セット		¥8,500
0700210	ピペットホルダー		¥ 440

ピペット フィラー

Heathrow Scientific

あらゆるサイズのピペットに

- 手元に置いておく便利な15mlのバルブです
- プラスチックとシリコンのアタッチメント付きです
- 容量の大小を問わずに使えます
- 試薬瓶や手にぶら下げられるようゴム紐付きです
- オートクレーブ可

AUTOCLAVE

注文コード	入 数	価 格	メーカーコード
0673000	3個	¥2,600	HS20623



タフタッグファミリー レーザープリンター仕様

Word



レーザー
プリンター

で印字できます

Excel データの
差し込み印刷も
簡単です



クライオタッグ

DIVERSIFIED BIOTECH



−196℃ ~ +150℃

¥13,600

0740000 ブランクシートのみ
¥12,300

用途	サイズ (mm)	枚数 (1シート)	合計 ラベル数	ホワイト	ブルー	グリーン	オレンジ	レッド	イエロー	5色セット*
0.5 ml チューブ	24 × 13	7 × 17	2,380	0736500	0736510	0736520	0736530	0736540	0736550	0736600
1.5 ml チューブ	33 × 13	5 × 17	1,700	0736000	0736010	0736020	0736030	0736040	0736050	0736100
一般のラベリング	38 × 19	5 × 12	1,200	0737000	0737010	0737020	0737030	0737040	0737050	0737100
	29 × 44	7 × 6	840	0737500						
クライオバイアル	43 × 19	4 × 13	1,040	0738000	0738010	0738020	0738030	0738040	0738050	0738100
ラック・ボックス	67 × 25	3 × 10	600	0738500	0738510	0738520	0738530	0738540	0738550	0738600
プレート・シャーレ	38 × 6	4 × 39	3,120	0739000	0739010	0739020	0739030	0739040	0739050	0739100
	25 × 25	8 × 10	1,600	0740400						
その他の用途	64 × 13	3 × 20	1,200	0740600						
	76 × 51	4 × 3	240	0739500						
クライオベイベー / タフスポットセット	φ 9.5 33 × 13	4 × 17	1,360	0741000	クライオベイベーとタフスポットのセットです					
ブランクシート	216 × 279 mm		20	0740000	216 × 279 mm のブランクシートで、元々切り目を入れていないシートです					

* 5色セットはブルー、グリーン、オレンジ、レッド、イエロー 各4シート

タフタッグ

DIVERSIFIED BIOTECH



−40℃ ~ +121℃

¥14,000

用途	サイズ (mm)	枚数 (1シート)	合計 ラベル数	ホワイト	ブルー	グリーン	オレンジ	レッド	イエロー	5色セット*	クリアー
0.5 ml チューブ	24 × 13	7 × 17	2,975	0725500	0725510	0725520	0725530	0725540	0725550	0725600	
	24 × 13	8 × 20	3,200	0726500							
	27 × 13	6 × 16	1,920								0726000
1.5 ml チューブ	33 × 13	5 × 17	2,125	0727000	0727010	0727020	0727030	0727040	0727050	0727100	
	33 × 13	6 × 21	2,520	0727500							
一般のラベリング	38 × 19	5 × 12	1,500	0728500	0728510	0728520	0728530	0728540	0728550	0728600	
	38 × 19	5 × 12	1,200								0729000
	38 × 13	5 × 16	1,600								0729500
	25 × 25	8 × 10	1,600	0730000							
	41 × 16	4 × 16	1,280	0730500							
スライドガラス	22 × 22	8 × 12	2,400	0731000	0731010	0731020	0731030	0731040	0731050	0731100	
	23 × 8	7 × 22	3,850	0732000	0.2 ml PCRチューブ用						
その他のサイズ (カラーはホワイトのみです)	63 × 13	3 × 20	1,500	0731500	0.5~2.0 ml フラッグタッグ (文字数を多く書き込めます)						
	67 × 5	3 × 33	2,475	0733000	PCR プレート / ペトリディッシュ用						
	216 × 279 mm		25	0732500	216 × 279 mm のブランクシートで、元々切り目を入れていないシートです						

* 5色セットはブルー、グリーン、オレンジ、レッド、イエロー 各5シート

** ラベル間に切込みがあるだけで、余白がありません

−196℃で使用できる透明ラベル

クライオクリアー

- 透明なラベルですので、ラベルを貼っていても中のサンプルを見ることができます
- レーザープリンターで印字することができ、マーカーで書き込むこともできます



−196℃ ~ 70℃ ￥14,300

1.5 mL チューブ用

クリアー (0741500) …ラベルサイズ: 33 × 13 mm 5 × 17枚 / シート 合計ラベル数: 1,700枚

0.5 mL チューブ用

クリアー (0741510) …ラベルサイズ: 24 × 13 mm 7 × 17枚 / シート 合計ラベル数: 2,380枚



ディープフリーザーの中のサンプルの整理に

ウェット グリップ

- 濡れた面や霜のついた面にも貼ることができます

−80℃ ~ 100℃ ￥14,700



霜の上から貼って



とけてもはがれません

1.5 mL チューブ用

ホワイト (0749600) …ラベルサイズ: 33 × 13 mm 5 × 17枚 / シート 合計ラベル数: 1,700枚

0.5 mL チューブ用

ホワイト (0749620) …ラベルサイズ: 24 × 13 mm 5 × 17枚 / シート 合計ラベル数: 2,380枚

一般のラベリング用

ホワイト (0749640) …ラベルサイズ: 38 × 19 mm 5 × 12枚 / シート 合計ラベル数: 1,200枚

スライドガラス用

ホワイト (0749660) …ラベルサイズ: 22 × 22 mm 8 × 12枚 / シート 合計ラベル数: 1,920枚



水の中でも貼れます

ラベルシールテープ

タフスポット レーザープリンター仕様



−196℃ ~ 100℃ ￥13,600

φ 9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用)

ホワイト (0745500)、ブルー (0745510)、グリーン (0745520)
オレンジ (0745530)、レッド (0745540)、イエロー (0745550)
5色セット (0745600) …12 × 16枚 / シート 合計ラベル数: 3,840枚

φ 11 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

ホワイト (0745800) …13 × 18枚 / シート 合計ラベル数: 4,680枚

φ 13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

ホワイト (0746000)、ブルー (0746010)、グリーン (0746020)
オレンジ (0746030)、レッド (0746040)、イエロー (0746050)
5色セット (0746100) …12 × 16枚 / シート 合計ラベル数: 3,840枚

φ 19 mm

ホワイト (0746500) …9 × 12枚 / シート 合計ラベル数: 2,160枚

φ 25.4 mm

ホワイト (0747000) …7 × 9枚 / シート 合計ラベル数: 1,260枚



タフスポット ロールタイプ



−196℃ ~ 80℃ ￥5,200

φ9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用)

ホワイト (0742000)、レッド (0742010)、グリーン (0742020)、イエロー (0742030)、ブルー (0742040)、オレンジ (0742050)、ラベンダー (0742060)、ピンク (0742070)、コーヒー (0742080)、ゴールド (0742090)、マロン (0742100)、シルバー (0742110) …1,000枚入

φ11 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

ホワイト (0742300) …1,000枚入

φ13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

ホワイト (0742500)、レッド (0742510)、グリーン (0742520)、イエロー (0742530)、ブルー (0742540)、オレンジ (0742550)、ラベンダー (0742560)、ピンク (0742570)、コーヒー (0742580)、ゴールド (0742590)、マロン (0742600)、シルバー (0742610) …1,000枚入

φ19 mm

ホワイト (0743000) …500枚入 ￥5,900

φ25.4 mm

ホワイト (0743500) …500枚入 ￥5,900

φ4.8 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用)

ホワイト (0741800) …1,500枚入

φ 4.8 mm のみ ￥8,400

タフタッグとタフスポットのセット

デュアル タフタッグ

- キャップ用のスポットと、側面用のタッグのセットです
- カラーコードがついていますので視認が容易です
- 半透明ですので、貼り付けた後も中を見ることができます
- 30分以内であれば貼り替えが可能です
- 時間とともによりはがれにくくなります



−40℃ ~ 121℃ ￥12,500

デュアル タフタッグ (φ11 mm + 33 × 14 mm)

ブルー (0724500)、グリーン (0724510)、レッド (0724520)、ホワイト (0724530)、イエロー (0724540) …各500枚入

5列 タフスポット



φ9.5 mm (0.5 / 1.5 mL チューブ用)

ホワイト (0744200)、5色セット (0744400) …5,000枚入

φ13 mm (1.5 / 2.0 mL チューブ用)

ホワイト (0744500)、5色セット (0744700) …5,000枚入

￥20,200

タフタッグ ステーション

- 新しいロールを入れたり空箱の取出しが簡単です
- トップレールによりロールが所定の位置にピッタリ収まります
- ステーションの上での書き込みもできます
- ロールタイプのスタンダードボックスが6個収納できます

注文コード 0761500

￥19,800



タフタッグ / クライオタッグ ロールタイプ

DIVERSIFIED BIOTECH



タフタッグ -40℃ ~ 121℃

1.5 mL チューブ用 ホワイト ¥5,200 その他 ¥7,000
 クリアー (0722000)、ホワイト (0722010)、レッド (0722020)、イエロー (0722030)
 ブルー (0722040)、グリーン (0722050)、オレンジ (0722060)
 … ラベルサイズ: 33 × 13 mm 1,000枚入

0.5 mL チューブ用 ホワイト ¥5,200 その他 ¥6,000
 クリアー (0722500)、ホワイト (0722510)、レッド (0722520)、イエロー (0722530)
 ブルー (0722540)、グリーン (0722550)、オレンジ (0722560)
 … ラベルサイズ: 24 × 13 mm 1,000枚入

0.2 mL PCR チューブ用 ティーニータフタッグ
 ホワイト (0723000) … ラベルサイズ: 21 × 7 mm 1,500枚入 ¥6,000

プレート、シャーレ用
 ホワイト (0723500) … ラベルサイズ: 38 × 6 mm 1,000枚入 ¥6,000

一般のラベリング用
 ホワイト (0724000) … ラベルサイズ: 38 × 19 mm 1,000枚入 ¥9,700



クライオタッグ -196℃ ~ 80℃

全サイズ ¥6,000
 0.5 mL チューブ用
 ホワイト (0733500) … ラベルサイズ: 24 × 13 mm 1,000枚入

1.5 mL チューブ用
 ホワイト (0734000) … ラベルサイズ: 33 × 13 mm 1,000枚入

一般のラベリング用
 ホワイト (0734500) … ラベルサイズ: 38 × 19 mm 1,000枚入

ラベルシールテープ

ライト プロテクト -196℃ ~ 121℃

DIVERSIFIED BIOTECH

●書き込んだ文字が消えないように保護します

¥6,400 / 1,000枚

注文コード 0761600 注文コード 0761610
 0.5 mL チューブ用 1.5 mL チューブ用
 31.7 × 12.7 mm 40.6 × 16.0 mm



溶剤耐性ペン (ブラック)

DIVERSIFIED BIOTECH

- キシレン、アルコール、DMSOなど、多くの溶剤に耐性のあるペンです
- アセトンが含まれている場合でもそれなりの耐性があり、使用できることもあります
- ヒストカセット、スライドガラス、クライオバイアルなどにおすすめです
- 書いた文字はこすれにくく、臭わず、色あせしにくくなっています

*つや消しや塗装された面にはお使いになれません

注文コード	品名	入数	価格	メーカーコード
0765401	溶剤耐性ペン ブラック	1本	¥1,700	1000-BLACK



DYMO ラベルプリンター用 ラベルシリーズ



プリンター

注文コード	品 名	価 格	メーカーコード
0754010	ダイレクトサーマル プリンター DYMOラベルライター	¥93,000	DYMO-0450

※貼られる表面の材質やその状態によっては接着力が若干異なります
ご購入に際してはサンプルをお試し下さい
印刷済サンプルをご用意しております
※ラベルの専用テンプレートをご請求下さい
✉sales@j-toho-kk.co.jp

DYMO プリンターをお持ちであれば
そのままお使いになれます

ダイレクトサーマル クライオタグ -196℃ ~ 70℃



- DYMO ラベルライター専用のクライオタグで、ラベルが感熱紙になっています
- 必要な時に必要なだけ印刷ができますので、経済的です
- DYMO ソフトウェア専用のテンプレートをご利用いただけます
- DYMO プリンターをお持ちであればそのままお使いになれます

注文コード	カラー	サイズ (mm)	用 途	ラベル数	価 格	メーカーコード
0754650	ホワイト	27 × 13	0.5 ml	1,000	¥ 8,800	DTCR-1000
0754652	ホワイト	38 × 13	1.5 ml	750	¥ 8,100	DTCR-2000
0754653	ホワイト	38 × 19	2.0 ml	750	¥ 8,800	DTCR-3000
0754654	ホワイト	φ 9.5	0.5 ml	4,000	¥13,100	DTCR-4000
0754655	ホワイト	51 × 6	プレート	1,000	¥16,800	DTCR-5000
0754656	ホワイト	38 × 13 / φ 9.5	1.5 ml	1,000	¥11,800	DTCR-6000



キシレン耐性ラベル 在庫限り



- ラボで使用されるほとんどの溶剤に耐性があり、短時間で
あればアセトンやキシレンにもお使いいただけます
- 使用温度範囲：- 40℃ ~ 93℃
- ダイレクトサーマルプリンターで印字することができます
- 接着剤を残すことなくきれいにはがすことができます

注文コード	サイズ (mm)	入 数	価 格	メーカーコード
0754681	27 × 13	1,000	¥6,500	RVTH-1000
0754682	38 × 13	750	¥6,500	RVTH-2000
0754683	38 × 19	750	¥7,500	RVTH-3000
0754684	22 × 22	1,000	¥9,000	RVTH-4000



シャムロック ラベリング テープ



- ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます
- ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます
- 油、水に強く、また耐酸性もすぐれています
- -15℃ から +43℃ の範囲でご使用になれます
- いちど貼ったテープを他に貼り替える事もでき、はがした面に糊が残りません



13 mm 幅のサンプルロールをご用意しています



テープディスペンサーはMD-150



テープディスペンサーはMD-350C



テープディスペンサーはMD-450



テープディスペンサーはMD-250C



テープディスペンサー
SDH-2

注文コード/価格表 (テープの長さ: 12.7m)

No.	カラー	価格	13 mm ¥990	20 mm ¥1,360	25 mm ¥1,740	38 mm ¥2,730	50 mm ¥3,080
1	ホワイト		0350010	0351010	0352010	0353010	0354010
2	イエロー		0350020	0351020	0352020	0353020	0354020
3	グリーン		0350030	0351030	0352030	0353030	0354030
4	レッド		0350040	0351040	0352040	0353040	0354040
5	オレンジ		0350050	0351050	0352050	0353050	0354050
6	ブルー		0350060	0351060	0352060	0353060	0354060
7	ピンク		0350070	0351070	0352070	0353070	0354070
10	カッパー		0350100	0351100	0352100	0353100	0354100
11	ローズ		0350110	0351110	0352110	0353110	0354110
12	バイオレット		0350120	0351120	0352120	0353120	0354120
13	ラベンダー		0350130	0351130	0352130	0353130	0354130
15	ライム		0350150	0351150	0352150	0353150	0354150
16	アクア		0350160	0351160	0352160	0353160	0354160
17	シャトルズ		0350170	0351170	0352170	0353170	0354170
18	ゴールド		0350180	0351180	0352180	0353180	0354180
19	シルバー		0350190	0351190	0352190	0353190	0354190
メーカーコード			ST-12-	ST-34-	ST-10-	ST-11-	ST-20-

テープディスペンサー 多連用 (テープは別売です)

注文コード	品名	設置本数 (13mm幅テープ)	サイズ (W) × (D) × (H)	価格
0356480	テープディスペンサー MD-150	5本	85 × 159 × 77mm	¥26,600
0356490	テープディスペンサー MD-250C	10本	169 × 159 × 78mm	¥34,900
0356500	テープディスペンサー MD-350C	15本	253 × 159 × 79mm	¥39,600
0356505	テープディスペンサー MD-450	20本	337 × 159 × 80mm	¥44,600

テープディスペンサー 一巻用 (テープは別売です)

注文コード	品名	価格
0355030	テープディスペンサー SDH-2	¥750

在庫限り

ハイ テンプ インディケーター テープ (乾熱滅菌用)



- シャムロック スペシャルティ ハイテンプ インディケーターテープはクロス地でできており“STERILIZED”の文字が濃くなることにより乾熱滅菌済みであることを表示します
- どのような表面、形状にもつき、287℃ (550°F) のドライオープンの中でも剥がれません
- 耐酸、アルカリ、オイル、グリスにもすぐれています

SAMPLE

ハイ テンプインディケーターテープ (長さ: 6.35 m)

注文コード	テープ幅 (mm)	価 格	メーカーコード
0371130	13	¥5,900	SHTI-12
0371200	20	¥7,800	SHTI-34
0371250	25	¥8,900	SHTI-10

サンプルロール

インディケーターテープ (オートクレーブ用)

※文字の大きさ、フォントは変更されることがございます



- オートクレーブでの滅菌処理を行うと“STERILIZED”の文字によりオートクレーブによる滅菌済みであることを表示します
- テープに書き込みが出来ます
- テープの長さはすべて12.7mです

SAMPLE

SIT-12, SIT-34, SIT-10

注文コード	テープ幅 (mm)	価 格	メーカーコード
0372130	13	¥1,200	SIT-12
0372200	20	¥1,600	SIT-34
0372250	25	¥2,000	SIT-10

サンプルロール



SIL-34-B, SIL-10-B

- テープの淵にレッド、イエロー、グリーン、ブルー又はブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます

SIL-34-B	テープ幅: 20 mm	SIL-10-B	テープ幅: 25 mm
注文コード	帯のカラー	注文コード	帯のカラー
0373200	レッド	0373250	レッド
0373210	イエロー	0373260	イエロー
0373220	グリーン	0373270	グリーン
0373230	ブルー	0373280	ブルー
0373240	ブラック	0373290	ブラック

価 格: ¥1,700


価 格: ¥2,200



SIL-34, SIL-10

- オートクレーブで通常の滅菌処理を行うと“CONTAMINATED”の文字の上に“STERILIZED”の文字が現れます

注文コード	テープ幅 (mm)	価 格	メーカーコード
0374200	20	¥1,700	SIL-34
0374250	25	¥2,200	SIL-10



SIL-34-1, SIL-10-1

- テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています

注文コード	テープ幅 (mm)	価 格	メーカーコード
0375200	20	¥1,700	SIL-34-1
0375250	25	¥2,200	SIL-10-1

注意: インディケーター テープ(乾熱滅菌、オートクレーブとも)は滅菌処理前か処理済みかを表示するものであって、滅菌器の温度をチェックするものではありません。滅菌器の温度管理は別途行って下さい。

ドット ラベル



注文コードおよび価格（1000ドット）

SAMPLE

No.	カラー	カラーサンプル	φ 6.5 mm	φ 11 mm	φ 13 mm	φ 19 mm	φ 25 mm	φ 32 mm
1	ホワイト		0360010	0361010	0362010	0363010	0364010	0365010
6	ブルー		0360060	0361060	0362060	0363060	0364060	0365060
16	アクア		0360160	0361160	0362160	0363160	0364160	0365160
18	ゴールド		0360180	0361180	0362180	0363180	0364180	0365180
19	シルバー		0360190	0361190	0362190	0363190	0364190	0365190
27	レッド(蛍光色)		0360270	0361270	0362270	0363270	0364270	0365270
28	オレンジ(蛍光色)		0360280	0361280	0362280	0363280	0364280	0365280
29	グリーン(蛍光色)		0360290	0361290	0362290	0363290	0364290	0365290
30	シャトルズ(蛍光色)		0360300	0361300	0362300	0363300	0364300	0365300
31	ピンク(蛍光色)		0360310	0361310	0362310	0363310	0364310	0365310
メーカーコード			SDL-25-	SDL-43-	SDL-50-	SDL-75-	SDL-100-	SDL-125-
価 格			¥2,800	¥2,800	¥2,800	¥3,600	¥4,600	¥8,200

マーキング テープ

- ハサミやピンセットなどをその用途、使用者、使用する部屋などに応じて区別するときに便利です
- ビニール製のテープでさまざまな形状のものにしっかりつき、酸、アルカリ、オイルなどがついていても剥がれません
- 色は11色あり長さは約5mで金属製の容器に入っています

SAMPLE



注文コード	カラー	入 数	価 格
0384000	ブラック	1	¥3,200
0384010	レッド	1	
0384020	ライトブルー	1	
0384030	イエロー	1	
0384040	ライトグリーン	1	
0384050	パープル	1	
0384060	ホワイト	1	
0384090	ダークグリーン	1	
0384100	グレー	1	

サテン クロス ラベル



超低温でも剥がれない
冷凍保存サンプルの識別に最適



- シャムロック スペシャルティ サテン クロス ラベルはドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます
- 酸、アルカリ、オイル、グリス、食塩水、水や洗剤耐性にもすぐれています
- ペン、鉛筆、フェルトマーカー等で書き込みができます
- どのような表面、形状にもしっかりつき、剥がれ落ちることはありません
- 台紙に付いており、ロール (SC-3) の場合には一枚毎にミシン目が入っていますから、必要なだけ簡単に切り取ることもできます



注文コードおよび価格(ラベル1,000枚)

SAMPLE


カラーNo.	カラー	カラー サンプル	16 × 25 mm ¥8,300	16 × 50 mm ¥8,300	25 × 50 mm ¥9,700
1	ホワイト		0376010	0376110	0376210
2	イエロー		0376020	0376120	0376220
3	グリーン		0376030	0376130	0376230
4	レッド		0376040	0376140	0376240
5	オレンジ		0376050	0376150	0376250
6	ブルー		0376060	0376160	0376260
メーカーコード			SC-1-	SC-2-	SC-3-

レッドボーダー ラベル



SAMPLE

注文コード	サイズ(mm)	テープの長さ(m)	価 格	メーカーコード
0378700	20 × 25	12.7	¥2,400	SBL-34
0378710	25 × 40	12.7	¥2,900	SBL-10
0378720	38 × 63	12.7	¥3,500	SBL-11
0378730	50 × 76	12.7	¥3,800	SBL-20




フォトグラフィー ラベル



- スペシャルティ フォトグラフィー ラベルはラベル上に書き込みができ、写真の整理を容易にします
- 赤いドット付きと、目盛り付きがあります
- 赤いドット付きラベルは、恒久接着タイプで、スライドの内容が長期に渡り表示できます。また、プロジェクターでの適正な位置の目安になります
- 目盛り付きラベルは写真上に貼ることで、標本等の大きさを知る目安になります。貼り替えができるラベルで、はがした後に糊が残りません

SAMPLE

注文コード	サイズ(mm)	仕 様	価 格	メーカーコード
0378300	9.5 × 45	赤色ドット付き	¥5,100	SRD-34
0378310	9.5 × 76	赤色ドット付き	¥6,100	SRD-3
0378400	9.5 × 45	目盛り付き	¥5,100	SMS-34
0378410	9.5 × 76	目盛り付き	¥6,100	SMS-3




麻酔薬ラベル



- シャムロックの麻酔薬ラベルは薬品同士の混乱を避けるために、カラーコードされ薬品名が印刷されたラベルです
- 注射筒にしっかりと付き、はがしても糊が残りません
- 薬品名の他に、書き込みのできるスペースがあります
- テープ幅：13 mm 長さ：12.7 m

価格
¥2,000/-巻

薬品名例：



薬品名の種類も豊富です (別途ご照会下さい)

不正開封防止ラベル

タンパー レジスタント ラベル



検体 (サンプル) 容器用ラベル

- 永久接着のラベルです
- 検体 (サンプル) を入れた容器のキャップを閉め、このラベルを貼っておくとラベルを破らない限りキャップを開けられません

注文コード	入数	価格	メーカーコード
0386000	500	¥7,300	STR-50
0386010	200	¥2,500	STR-51



STR-50 1 1/2" x 8"



STR-51 1/2" x 4 1/2"



外装用ラベル

- 一度貼ったラベルは剥がせません
- ラベルは切れやすい材質で、不正に開封された場合にはすぐに分かります

注文コード	印字	入数	価格	メーカーコード
0386100	セキュリティ シール	100	¥2,500	EL-11
0386110	ラボ シール	100	¥2,500	EL-12



EL-11 1 1/2" x 6 5/8" Red



EL-12 1 1/2" x 6 5/8" Red



マイクロスコープ スライドラベル



SAMPLE

各 1,000 枚 / ロール

注文コード	サイズ (mm)	仕様	価格	メーカーコード
0378500	24 x 24	スライドラベル (シート)	¥4,000	SLS-15
0378510	24 x 24	スライドラベル (ロール)	¥4,000	SLR-15
0378600	24 x 12	エンドラベル (シート)	¥2,200	SES-16
0378610	24 x 12	エンドラベル (ロール)	¥2,200	SER-16



バイオハザード ラベル



- 鮮やかな蛍光色によって見落とすことはありません
- 優れた粘着性により使いやすいラベルです
- 器具、容器、部屋、危険物質、実験動物等でご使用下さい

バイオハザード廃棄物を他の廃棄物と明確に区別できるようバッグや容器にご使用下さい。



SBH-1 75×75 mm



SBH-3 195×254 mm



SBH-4 25×76 mm




SBH-8-L 8×20 mm



SBH-8 25×25 mm



SBH-5 57×88 mm



SBH-W2 210×177 mm



SBH-9 76×106 mm



SBH-8-D
φ25 mm

ディスペンサーボックス



- SBH-8、SBH-8-D、SBH-8-Lは、便利なディスペンサーボックスに入っています

バイオハザード ラベル

SAMPLE

注文コード	サイズ (mm)	枚数	価格	メーカーコード
0378010	75 × 57	500枚/ロール	¥ 7,300	SBH-1
0378030	195 × 254	10枚	¥ 4,100	SBH-3
0378040	25 × 76	500枚/ロール	¥ 7,300	SBH-4
0378050	57 × 88	100枚	¥ 5,200	SBH-5
0378080	25 × 25	500枚/ロール	¥ 3,300	SBH-8
0378120	φ25	500枚/ロール	¥ 3,300	SBH-8-D
0378130	8 × 20	500枚/ロール	¥ 3,300	SBH-8-L
0378090	76 × 106	100枚	¥ 6,300	SBH-9
0378110	210 × 177	100枚	¥10,800	SBH-W2

放射線ラベル



- うすい黄色地に深紅色での印刷が施してあります
- 視覚による警告が必要とされるあらゆる所でご使用下さい

- 必要事項はペン、鉛筆、フェルトマーカーやゴム印等でご記入下さい
- テープタイプですからハサミで切ってお使い下さい



SRA-1



SRA-2



SRA-3



SRA-4



SRA-5



SRA-6



SRA-10



SRA-11

注文コード	テープ幅 (mm)	テープの長さ (m)	価格	メーカーコード
0377010	25	12.7	¥2,700	SRA-1
0377020	25	12.7	¥2,700	SRA-2
0377030	25	12.7	¥2,700	SRA-3
0377040	25	12.7	¥2,700	SRA-4
0377050	38	12.7	¥3,300	SRA-5
0377060	50	12.7	¥3,800	SRA-6
0377100	13	12.7	¥1,800	SRA-10

RI用ドットラベル φ6.5 mm

マイクロテストチューブ等の容器ひとつひとつに貼ってRIサンプルの識別にお使い下さい。

SAMPLE

注文コード	サイズ (mm)	価格/1000ドット	メーカーコード
0377110	φ6.5	¥4,000	SRA-11

デュラシール



耐有機溶媒・耐熱性の点で従来のラボフィルムにご不満の方に朗報!!耐有機溶媒・耐熱性の点で従来のラボフィルムと比較してみてください。

フェノール、クロロフォルム、四塩化炭素、ベンゼン等々……電子レンジでのボイルにも!!



デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下に引いて容器にくっつけて下さい。

引きが不十分だと粘着性ができません。



気密性に優れた、タイトなシーリングができます。

耐薬品性…/ ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にOK。

耐熱性…/ 電子レンジでもOK。100℃でも使用可能です。

丈夫です…/ 大変良く伸び丈夫です。

密着性…/ 伸ばすと密着性ができます。

密閉性…/ 気密性に優れています。



SAMPLE

注文コード	品名	サイズ	価格	メーカーコード
0760000	デュラシール	5 cm × 152 m	¥10,400	DS2-500
0760010	デュラシール	10 cm × 152 m	¥18,900	DS4-500
0760015	デュラシール	10 cm × 76 m	¥15,800	DS4-250
0760050	テストチューブシール	2.5 cm × 45.6 m	¥ 6,200	DS1-150
0760140	※デュラシャープ(専用ハサミ)		¥ 3,800	DSH-100

※デュラシャープはサンプルのご用意がありません

ラベルシールテープ

ハイロー テンプ テープ



- シャムロック スペシャルティ ハイロー テンプテープはクロース地でできておりどのような容器にもしっかりとつき、酸、アルカリ、オイル、グリス等に対しても丈夫です
- 260℃ (498°F) のドライオープンの中でもテープが割れたり剥がれたりすることがありません
- -60℃ でもしっかりとつき剥がれることがありません
- 書き込みもでき、またご希望の印刷を施した特注品もあります

SAMPLE

ハイローテンブテープ (長さ: 6.35 m)

注文コード	テープ幅(mm)	価格	メーカーコード
0370130	13	¥5,400	SHLT-12
0370200	20	¥6,600	SHLT-34
0370250	25	¥8,900	SHLT-10



プリントされた特注品

超低温ラベル

バイクタッグ



+ 180℃ ~ -196℃ の範囲で使えるラベル

SAMPLE

注文コード	サイズ(mm)	入数	価格	メーカーコード
0749500	38 × 19	250ラベル	¥16,300	BAKE-250



マイクロフレックスグローブをご購入頂いたお客様を抽選で2023年度の東京ドーム巨人戦にご招待しております。
10箱入の大箱に1枚の抽選応募ハガキを同封致しますので奮ってご応募下さい。

DIAMOND GRIP PLUS

ダイヤモンド グリップ プラス 63-754

キャンペーン



全体滑り止め加工

- 長時間使用時も優れたフィット感、装着感を実感いただけます
- 全体滑り止めエンボス加工で、高いグリップ力を誇ります



ラテックス製
パウダーフリー
塩素処理済み
全体エンボス加工
全長: 245 mm
ピンホール試験: AQL 1.5
手のひら部の厚さ: 0.13 mm
指部の厚さ: 0.16 mm

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950100	XS	63754060
0950110	S	63754070
0950120	M	63754080
0950130	L	63754090
0950140	XL	63754100

キャンペーン価格

¥2,500 → **¥1,700** / 100枚

グローブ・洗浄・廃液

XCEED エクシード 93-733

キャンペーン



手の疲労を軽減する人間工学に基づいたデザインです

- ERGOFORM™ 技術を採用し、作業者の生産性を向上します
- 繊細な作業にも適した薄手の設計です
- 1箱250枚入、保管スペースも取りません
- ピンホール試験AQL0.65で優れたバリア性能を発揮します



ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長: 240 mm
ピンホール試験: AQL 0.65
手のひら部の厚さ: 0.07 mm
指部の厚さ: 0.11 mm

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953000	XS	93733060
0953010	S	93733070
0953020	M	93733080
0953030	L	93733090
0953040	XL	93733100



キャンペーン価格

¥5,000 → **¥3,500** / 250枚
(XLのみ230枚)

AlphaTec® アルファテック 02-100

Ansell



耐薬品性 インナー手袋

- 耐薬品性に非常に優れた5層構造
- 100% 検査済み、すべて個別に空気圧試験が実施されています
- インナー手袋として使用すれば、細かい作業の操作性が向上します
- 合格品質基準：AQL 0.065



素材				LLDPE
厚さ (mm)				0.062
ブランド				AlphaTec®
Product Group				02-100
タイプ	CAS	化学物質名	%	
sgl	67-64-1	アセトン	100	E
sgl	75-05-8	アセトニトリル	100	E
sgl	141-78-6	酢酸エチル	100	E
sgl	67-56-1	メタノール	100	E
sgl	110-54-3	n-ヘキサン	100	E
sgl	7664-93-9	硫酸	99	E
sgl	1330-20-7	キシレン (異性体混合物)	100	E
sgl	67-68-6	ジメチルスルホキシド	100	E

Ansell社で提供しているバリア性能資料
(GUARDIAN、抜粋、2022年1月28日現在)



注文コード	サイズ	メーカーコード
0953250	XS	02100060
0953260	S	02100070
0953270	M	02100080
0953280	L	02100090
0953290	XL	02100100

材質：リニアポリエチレン
(LLDPE) ラミネートフィルム
長さ：380 - 410mm

¥2,200 / 双

CHEMICAL RESISTANT 93-260

MICROFLEX®

ニトリル + ネオプレン + ニトリルの3層構造



- 耐薬品性に優れた合成複合素材製、3層設計です
- 繊細な指先の感覚と細かい動きも可能にします
- きわめて柔らかい素材で、人間工学に基づく設計です
- ピンホール試験 AQL 0.65 で、優れたバリア性能を発揮します



ニトリルネオプレン (3層)
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長：285mm
ピンホール試験：AQL 0.65
手のひら部の厚さ：0.198mm
指部の厚さ：0.20mm
静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953200	XS	93260060
0953210	S	93260070
0953220	M	93260080
0953230	L	93260090
0953240	XL	93260100



耐薬品性 ロングタイプ

高強度、耐久性を備え、有機溶剤に耐性のある外層
強度、耐久性、耐薬品性、AQL 0.65の保護性能を兼ね備えた3層構造です

柔らかく柔軟性のあるネオプレンのレイヤー、酸やアルカリに対して強い保護性能を発揮します

乾いたフィーリングをもたらし、脱着しやすく快適性をもたらすインナー

¥4,800 / 50枚

グローブ・洗浄・廃液

Neo Touch ネオ タッチ 25-101

MICROFLEX®

快適なネオプレン グローブ



- ほとんどの酸やアルコールに対して優れた保護性能を発揮します
- 濡れた環境でも滑りにくいグリップ力です
- 着用しやすいポリウレタンのインナーコーティングです

ネオプレン製
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長：240mm
ピンホール試験：AQL 1.5
手のひら部の厚さ：0.13mm
指部の厚さ：0.16mm
静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953150	XS	25101060
0953160	S	25101070
0953170	M	25101080
0953180	L	25101090
0953190	XL	25101100



静電気防止



¥4,100 / 100枚

SUPRENO スプリーノ 93-743

キャンペーン

MICROFLEX
SUPRENO 93-743

耐久性に優れた高い保護性能

- 高い保護性能を発揮する耐久性に優れたニトリル配合です
- 長時間の装着を想定した頑丈な設計です
- ピンホール試験 AQL0.65 で優れたバリア性能を発揮します
- 静電気防止仕様です
- ポリマーコーティングにより脱着がスムーズです



ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長：245 mm
ピンホール試験：AQL 0.65
手のひら部の厚さ：0.11 mm
指部の厚さ：0.18 mm
静電気防止



注文コード	サイズ	メーカーコード
0950300	XS	93743060
0950310	S	93743070
0950320	M	93743080
0950330	L	93743090
0950340	XL	93743100

静電気防止



キャンペーン価格

¥3,500 → **¥2,400** / 100枚

Supreno Plus スプリーノ プラス 93-753

キャンペーン

MICROFLEX

耐薬品性にも優れたロングタイプニトリル

- 破れにくく、丈夫で安全なロングタイプのニトリルグローブです
- ピンホール試験 AQL 0.65 で、優れたバリア性能を発揮します
- 耐抗がん剤のテストデータをご準備しています



注文コード	サイズ	メーカーコード
0952210	S	93753070
0952220	M	93753080
0952230	L	93753090
0952240	XL	93753100

ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長：295 mm
ピンホール試験：AQL 0.65
手のひら部の厚さ：0.14 mm
指部の厚さ：0.22 mm
静電気防止

耐抗がん剤データあり
静電気防止
ロングタイプニトリル



キャンペーン価格

¥4,100 → **¥2,800** / 50枚

TouchNTuff® 93-700

Ansell



クラス100

滅菌済

ニトリル製

包装形態

- ・1双でバッグ入
- ・10双でアウターバッグ
- ・50双でマスターバッグ
- ・200双でカートン

NEW

特長

- クリーンルーム クラス 100 対応
- ガンマ線滅菌済
- シリコンフリー
- パウダーフリー
- 指先すべり止め
- 300 mm ロングタイプ
- ピンホール試験 AQL 1.5
- 静電気防止

仕様

- 厚さ:手のひら0.13 mm / 指先0.16 mm / カフ0.08 mm
- サイズ:S / M / L / XL



注文コード	サイズ	メーカーコード
0953310	S	93700070
0953320	M	93700080
0953330	L	93700090
0953340	XL	93700100

¥49,800 / 200双

グローブ・洗浄・廃液

midnight ミッドナイト MK-296

キャンペーン

MICROFLEX®

全体滑り止め加工のニトリルグローブです

- 完全な「ブラック」カラーですので目視時のコントラストに最適です
- 全体滑り止め加工で、優れたグリップ性能を発揮します
- 耐薬品性テストデータも豊富です



コントラストに最適な
ブラックカラー

ニトリル製

パウダーフリー

塩素処理済み

全体エンボス加工

全長: 245 mm

ピンホール試験: AQL 1.5

手のひら部の厚さ: 0.12 mm

指部の厚さ: 0.15 mm

静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950900	XS	MK-296-XS
0950910	S	MK-296-S
0950920	M	MK-296-M
0950930	L	MK-296-L
0950940	XL	MK-296-XL

キャンペーン価格

¥4,200 → **¥2,900** / 100枚

ディスポ ドレープ

キャンペーン



RI、バイオハザード物質を散らさないために経済的なディスポドレープは実験台や解剖台をコンタミから護ります

- ポリエチレンでラミネートされたティッシュです
- 実験台や動物解剖の台に敷けばコンタミが防げます
- RIサンプルを扱う場合にもお使い下さい
- 50 cm 幅で長さは50 m です (1ロール)
- 切り易いように38 cm ごとにミシン目が入っています

20%
OFF



SAMPLE

注文コード	品名	幅	長さ	入数	価格	キャンペーン価格
0980000	ディスポドレープ	50 cm	50 m	6ロール	¥14,700	→ ¥11,700

License To Kill

殺しのライセンス LTK-008

- 標的はDNA、RNA、DNase、RNase、バクテリア、ファージ等々
- 実験台表面・器具・ピペットシャフトの殺菌に
- スプレーボトル、チェックペーパーつき

注文コード 0930600
500 ml ¥24,000



超低温 安全保護 グローブ / エプロン

キャンペーン



- 危険な超低温環境で作業する際に、グローブは手や腕、エプロンは胴部や膝から上を保護します
- 完全防水仕様は、薄く縫い目のない100 % 防水の裏地により、液体窒素がこぼれたり飛び散った際にも安心です

在庫限り

仕様	長さ	M	L	価格	キャンペーン価格
		注文コード	注文コード		
グローブ (完全防水仕様)	リスト	販売終了	1200203	¥21,000	→ ¥17,800
	ショルダー	1200232	1200233	¥36,000	→ ¥30,100
仕様	サイズ	注文コード	価格	キャンペーン価格	
エプロン (完全防水仕様)	91.4 cm × 61 cm	1200311	¥21,000	→ ¥16,800	
	107 cm × 61 cm	1200312	¥23,000	→ ¥18,400	
	122 cm × 61 cm	1200313	¥25,000	→ ¥20,000	

完全防水仕様



ラボの日常タスクに鮮やかなカラーを

ラボ 乾燥ラック



- 大小2種類のペグは、自由に配置することができます
- ドライイング バスケットにはスターラーバーなどの小物を置くことができるほか、ピペットを置くための溝がついています
- ペグの角度は大きなもの、重いものも安全に設置できるように最適化しています
- SureGrip Hook (特許申請中) により、ガラスをしっかりと保持します
- 自立式です
- 耐荷重: 34.9 kg

セットに含まれるもの

- ペグ 72 本 (スモール36本=グリーン、ラージ36本=ブルー)
- ドライイング バスケット 2個
- ドレイン チューブ (排水用)
- 壁掛け用 治具セット (工事が要です)



SureGrip Hook

この形状により、ガラス容器をしっかりと保持します



ドライイング バスケット

スターラーバーなどの小物を置くことができるほか、ピペットを置くための溝がついています

注文コード	品名	価格	メーカーコード
0668910	ラボ 乾燥ラック	¥68,200	120791

濃縮液体洗剤（研究・産業用）**特徴**

- 経済的な濃縮液で、洗浄後のクリーナーのすすぎが楽です

- 水によく混ざります

- 経口毒性はありません

実験器具、金属部品、コンピューターチップ、加工処理設備、メンブレンフィルター、製薬におけるタンク、体内に埋め込む装置などさまざまな種類の硬い表面についた汚れを取り除きます

50～100倍希釈

**特徴と比較表**

	マイクロ 90	マイクロ グリーン クリーン	サーフェス ー クレンズ / 930	LF2100ローフォーム クリーナー	マイクロ A07	ザイミット プロ	ザイミット
生物分解性	無し	有り	無し	無し	有り	有り	無し
キレート	Na4 EDTA	Na3 MGDA	無し	Na4 EDTA	クエン酸	無し	無し
リン酸塩	無し						
腐食性	無し						
外観（色）	無～微黄			濃黄～薄茶	無～微黄		
pH原液	9.7	9.8	6.5	9.7	3.0	7.5	7.5
Draves			即時				
0.5%（秒）	14.3	13.8		16.0	－	21.1	－
1%（秒）	7.5	5.7		5.6	24.0	7.3	－
2%（秒）	3.5	3.5		4.0	8.0	5.3	－
保管温度	2 ～ 43℃ 直射日光には当てない					2 ～ 25℃ 直射日光には当てない	
有効期限	製造の日から 5年					製造の日から 2年	

使用方法

- 濃縮液ですから水で1%～2%に希釈してからお使いください
（希釈する際には水にクリーナーを加えて下さい。クリーナーに水を加えると泡立ちの原因になります）
- 洗浄液の温度、浸漬時間、洗浄方法、クリーナーの濃度、使用する水の種類などいろいろな条件を変えて試し最適な使用条件をお求めください。クリーナーの濃度は1%～2%から始めることをお勧めします
- クリーニングのあとのすすぎは十分に行ってください
- 厳しい条件の洗浄をする場合には純水か蒸留水をお使いください

洗浄の方法

浸漬、手洗い、超音波、マイルドな攪拌など

保管

- オリジナル容器のまま、換気がよく、乾燥した2～43℃（ザイミットプロ、ザイミットは2～25℃）で保管してください
直射日光には当てないでください
使用していない時にはキャップはしっかり締めておいてください
- 他の容器で保管する場合にはステンレス、ポリエチレン、プラスチックでライニングされた容器をお使いください。
アルミニウム、亜鉛、銅またはその合金製の容器では保管しないでください

廃棄

未使用のクリーナーは有害廃棄物にはなりませんが洗浄によって落ちた汚れで汚染された洗浄液の廃棄はお客様の責任で行ってください

マイクロ - 90

キャンペーン

SAMPLE



特徴

- 強力、多目的クリーナーで産業用から厳しい条件のクリーニングにお使いになれます
- キレート剤、イオン性、非イオン性成分のユニークな処方が多様なクリーニング作用をもたらす汚れを浮上、分解、乳化、封鎖、懸濁します

標的となる汚れ

実験用具、セラミック、ステンレス、詰まったメンブレンなどについたオイル、グリス、ワックス、タール、フラックス、微粒子、硬水によるしみ、生物学的残渣など

洗浄の方法

浸漬、手洗い、超音波、マイルドな攪拌など

使用最高温度

66℃

注文コード 0850010

メーカーコード M-9050-12

¥2,700/1ℓ



キャンペーン価格

¥2,160



生物分解性クリーナー

マイクロ グリーン クリーン

キャンペーン

SAMPLE



特徴

- すずぎが簡単で幅広い用途の生分解性の水溶性クリーナー
- CDC、ODC、リン酸、ケイ酸、ホウ酸、ハロゲン化合物やフェノールを含みません
- 機器類、実験器具、フィルターメンブレンの洗浄などに

標的となる汚れ

オイル、グリス、生物学的残渣など

洗浄の方法

浸漬、手洗い、超音波、マイルドな攪拌など

使用最高温度

66℃

NEW

注文コード 0850020

メーカーコード M-1050-12

¥2,600/1ℓ



キャンペーン価格

¥2,080



中性クリーナー

サーフェス - クレンズ / 930

キャンペーン

SAMPLE



特徴

- 穏やかな非イオン洗剤で、腐食性しやすいものを洗浄した時にその強力な洗浄力がみられます
- pHは中性で、強酸性あるいは強アルカリ性洗剤を使用した時にできる表面の損傷や変色を防ぎます
- 非イオン界面活性剤の混合液によりアルミニウム、亜鉛、電子部品やその他のデリケートな金属にも安心してお使いになれます
- 硬水でも軟水でも、また常温でもよく汚れが落ちます

標的となる汚れ

接着剤、オイル、グリス、インクなどが含まれます

洗浄の方法

浸漬、手洗い、超音波、マイルドな攪拌など

NEW

注文コード 0850030

メーカーコード S-2001-12

¥3,400/1ℓ



キャンペーン価格

¥2,720



機械洗浄用

LF2100 ローフォーム クリーナー

キャンペーン

SAMPLE



特徴

- 多くの異なった表面から広い範囲の汚れを取り除くために処方されたキレート剤と非イオン性及び両性成分の混合物
- 実験用具、装置、油回収装置がついたタンクなどに最適です
- 常温でも暖めてでもお使いになれます

標的となる汚れ

オイル、グリス、ワックス、タール、フラックス、生物学的残渣など

洗浄の方法

手洗い、超音波、機械洗浄、圧力洗浄など

使用最高温度

38℃

NEW

注文コード 0850040
メーカーコード L-2101-12

¥3,600/1ℓ



キャンペーン価格

¥2,880



生物分解性・酸性クリーナー

マイクロ A07

キャンペーン

SAMPLE



特徴

キレートクエン酸と陰イオン界面活性剤との強力なブレンドで、フィルターメンブレン、金属部品、リアクター、実験器具や産業装置から無機物を取り除くためのクリーナー

標的となる汚れ

乳石、硬水によるカルシウムやマグネシウムなどによる斑点、錆、鉱物の沈殿その他の無機物の汚れ

洗浄の方法

浸漬、手洗い、超音波、マイルドな攪拌など

使用最高温度

66℃

NEW

注文コード 0850050
メーカーコード M-0801-12

¥2,900/1ℓ



キャンペーン価格

¥2,320



酵素入り

ザイミット プロ

キャンペーン

SAMPLE



特徴

- プロテアーゼ酵素、洗浄剤、混和剤のユニークなブレンドが幅広い洗浄力を実現しています
- 酵素が汚れを溶かし、洗浄剤がそれらを洗い流します
- たんぱく質をベースにした汚れを取り除きます
- フィルターメンブレンのクリーニングにも効果的です
- マイクロ90かマイクロA07を併用すると更に効果的です

標的となる汚れ

金属、セラミック、プラスチック、医療機、装置また食品加工機および他の表面についた食物、ゼラチン、また血液、脂肪、組織などの生物学的物質

洗浄の方法

浸漬、手洗い、超音波、マイルドな攪拌など

NEW

注文コード 0850005
メーカーコード Z-0701-12

¥3,500/1ℓ



キャンペーン価格

¥2,800



ダブル酵素入り

ザイミット

キャンペーン

SAMPLE



特徴

- 中性でプロテアーゼ、アミラーゼ酵素と洗浄剤の相乗効果でたんぱく質やデンプンをベースにした汚れを取り除きます
- ザイミットは泡立ちが少なく診断機器、外科手術機器、内視鏡およびその他の医療機器、実験機器、病院・デイケア施設の備品などに使えます

標的となる汚れ

金属、セラミック、プラスチック、医療機、装置また食品加工機および他の表面についたゼラチンをベースにした接着剤、食物、草、血液、脂肪、汗、粘液、組織、排泄物、皮脂、ポリサッカライドのようなまた血液、脂肪、組織などの生物学的物質

洗浄の方法

手洗い、超音波、機械洗浄、圧力洗浄など

注文コード 0850000
メーカーコード Z-9701-12

¥3,800/1ℓ



キャンペーン価格

¥3,040



セーフティー エコ ファネル

- 廃液をこぼすことなく安全に流し込み、カバーについたガスケットとラッチで完全に封じ込めます
- お客様でお使いの廃液タンクに取り付けられるよう加工の上、キャップにセットしてお届けします
- 各サイズ2色ありますので、廃液の種類によって分別するのに便利です



※写真のタンクは商品には含まれません

安全 に廃液をタンクに流しこみ、ガスケットとラッチで蒸気を**密閉**します

お客様が今お使いのタンクに加工して取り付けます（口の内径が 5cm 以上の場合）

キャップ加工費込の価格

注文コード	品 名	カラー	価 格
0806800	101 mm セーフティー エコ ファネル	レッド	¥42,200
0806801	101 mm セーフティー エコ ファネル	イエロー	¥42,200
0809600	203 mm セーフティー エコ ファネル	レッド	¥46,600
0809601	203 mm セーフティー エコ ファネル	イエロー	¥46,600

グローブ・洗浄・廃液



1. リッドのガスケットにより廃液の蒸気を密閉します



2. 取り外し可能なネットで固形物やスターラーバーをキャッチします



3. リッドにはラッチがついており、確実に密閉することができます



4. 細いチューブまで廃液の水面が届くと空気の抜け穴がふさがれ、オーバーフローを防ぐことができます



キャップ加工までの流れ

1. ご使用予定のタンクの口の内径が **5cm以上** であることをご確認ください。

2. ご注文時はタンクの **キャップのみ** 弊社にお送りください。

3. キャップを加工し、セーフティーエコファネルを取り付けて、すぐにタンクに設置できる状態でお送りいたします。

廃液があふれるのを未然に防ぎます



This waste container is full.
Please empty it.
Press the reset button on
this device to restart the
liquid level monitor.

【特長】

- 容器の液面がTELLIの取付位置まで上がると、音声によりお知らせします
- 直径2インチ（約5cm）のコンパクトサイズです
- USBからの継続的な電源供給により、バッテリー切れの心配がありません
- 安全、経済的で、使い方も非常に簡単です
- 容器の材質は、プラスチックでもガラスでも構いません
（金属の容器にはお使いになれません）

仕様

電源：USBケーブル（長さ約 2.5m）…USBコンセント付き
取付バンド：容器の外周 37.5 ～ 138cm、最大容器径 44cm、最小容器径12cm
センサー：電波による
デザイン：ボタン1か所、ON-OFF スイッチ、電源用USBポート

警報音と声でお知らせします

注文コード：0814900
メーカーコード：CP-TELLI-01
価格：¥43,000

30%
OFF

↓
キャンペーン価格
¥30,100

グローブ・洗浄・廃液

セーフティー エコ ファネル 4ℓボトルシステム

- セーフティー エコ ファネル、4ℓボトル、セカンド容器、転倒防止スタンドを組み合わせ、より安全に廃液を収容することができるシステムです

ファネル（4ℓボトル用）

注文コード	品名	カラー	価格
0806000	101 mm セーフティ エコ ファネル	レッド	¥35,200
0806001	101 mm セーフティ エコ ファネル	イエロー	¥35,200
0808000	203 mm セーフティ エコ ファネル	レッド	¥44,500
0808001	203 mm セーフティ エコ ファネル	イエロー	¥44,500

4ℓ容器 キャンペーン（数量限定）

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
0812040	4リットル ポリエチレン容器	¥4,200	→ ¥3,100
0812540	転倒防止スタンド （セカンド容器つき）	¥6,000	→ ¥3,500



ファネル

ファネル自体は下の商品と同じです

4ℓ容器

米国仕様のガロン瓶もお使いになれます

セカンド容器

万が一ファネルからこぼれてもセカンド容器が受け止めます

転倒防止スタンド

安全性をさらに高めます

pH 試験紙 / pH ペンシル

MICRO ESSENTIAL
LABORATORY
Hydriion pH and sample test kits since 1984

手早く簡単、正確にpH をチェックします

マルチ (4.0-7.0はシングルです) カラー pH 試験紙

NEW

はっきりとした鮮やかなマルチカラーで比較することにより、
測定レンジ全般にわたりわかりやすくチェックできます



	注文コード	メーカーコード	測定範囲	カラー数	カラーチャート	入数	価格
①	1506110	80014	0.0 - 14.0	4	0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14		
②	1506120	80060	0.0 - 6.0	3	0.0 / 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0		
③	1506130	82090	2.0 - 9.0	3	2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0		
④	1506140	84070	4.0 - 7.0	1	4.0 / 4.4 / 4.7 / 5.0 / 5.3 / 5.5 / 5.8 / 6.1 / 6.5 / 7.0	100枚	¥2,800
⑤	1506150	84510	4.5 - 10.0	3	4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0		
⑥	1506160	86010	6.0 - 10.0	2	6.0 / 6.4 / 6.7 / 7.0 / 7.3 / 7.6 / 7.9 / 8.2 / 8.4 / 8.6 / 8.8 / 9.1 / 9.5 / 9.5 / 10.0		
⑦	1506170	87014	7.0 - 14.0	3	7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 / 10.5 / 11.0 / 11.5 / 12.0 / 12.5 / 13.0 / 13.5 / 14.0		

ブックタイプ (100枚入)

注文コード	測定領域 (カラー単位)	価格
1500000	pH 1~12 (pH1)	¥500

プラスチック ストリップ (100枚入)

注文コード	測定領域 (カラー単位)
1506000	pH 0.0~ 6.0 (pH0.5)
1506010	pH 5.0~ 9.0 (pH0.5)
1506020	pH 6.5~13.0 (pH0.5)
1506030	pH 5.5~ 8.0 (pH0.2 / 0.3 / 0.4)
1506040	pH 0~ 14 (pH1)

価格: ¥2,200

ロールタイプ (5.5 mm × 4.57 m)

注文コード	測定領域 (カラー単位)	価格
1501000	pH 1~14 (pH1)	¥1,500
1501010	pH 5.0~9.0 (pH0.5)	¥1,700
1501020	pH 0.0~6.0 (pH0.5)	¥1,500
1501030	pH 6.5~13.0 (pH0.5)	¥1,500
1501200	pH 3.0~5.5 (pH0.5)	¥1,300
1501500	pH 1~12 (pH1)	¥1,300
1502000	pH 4.5~8.5 (pH0.5)	¥1,700
1502200	pH 5.5~8.0 (12色)	¥1,700

ダブルタイプ (5.5 mm × 4.57 m × 2ロール)

注文コード	測定領域 (カラー単位)	価格
1504100	pH 1~12 (pH1)	¥2,500

pH ペンシル (1本)

注文コード	測定領域 (カラー単位)	価格
1507000	pH 0~13 (pH1)	¥3,300

- 紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。表面を蒸留水または非イオン水で濡らしペンシルでマークします。15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。
- サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。サンプルを垂らしその上にペンシルで線かXを書きカラーを比較するか、乾いた表面にペンシルで長めの線を引き何か所かにサンプルを垂らしてカラーを比較します。この場合にはガラスなどきれいで不活性な表面で行ってください。

ジャンボ ロール (12.7 mm × 15.2 m)

注文コード	測定領域 (カラー単位)	価格
1503000	pH 0~13 (pH1)	¥2,700

塩素試験紙

CM-240



CH-1000



CM-240V

	注文コード	測定領域(カラーチャート)	タイプ	価 格	メーカーコード
SAMPLE	1510000	10-200 ppm (10 / 25 / 50 / 100 / 200)	ロール 5.5 mm × 4.57 m (詰め替えロール付)	¥1,300	CM-240
SAMPLE	1510010	10 - 200 ppm (10 / 25 / 50 / 100 / 200)	ペーパーストリップ 200枚入	¥1,300	CM-240V
	1510015	0 - 300 ppm (0 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300)	プラスチックストリップ 100枚入	¥2,500	CH-300
	1510020	0 - 1000 ppm (0 / 50 / 100 / 250 / 500 / 800 / 1000)	プラスチックストリップ 100枚入	¥3,100	CH-1000

第四級アンモニウム試験紙

ディスペンサー入りロール

5.5 mm × 4.57 m

	注文コード	測定領域(カラーチャート)	タイプ	価 格	メーカーコード
	1511000	0 - 400 ppm (0 / 100 / 200 / 300 / 400)	5.5 mm × 4.57 m	¥1,500	QT-10
	1511040	0 - 500 ppm (0 / 150 / 200 / 400 / 500)	5.5 mm × 4.57 m	¥1,700	QT-40
	1511100	0 - 1000 ppm (0 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1000)	5.5 mm × 4.57 m	¥1,500	QC-1001



QT-10

水分検出試験紙

ディスペンサー入りロール

5.5 mm × 4.57 m

- 非極性溶媒や表面、特にガソリンに含まれる水分を検出するのに便利です。
- 水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。



WF-130

注文コード	価 格	メーカーコード
1513000	¥2,200	WF-130

ヨウ素試験紙

ディスペンサー入りロール

5.5 mm × 4.57 m



IL-250

ロール + 詰め替えロール + 試験管
(ケースつき)



IM-220

ロールのみ

注文コード	測定領域(カラーチャート)	価 格	メーカーコード
1512000	0 - 50 ppm (0 / 12.5 / 25 / 50)	¥2,900	IL-250
1512100	0 - 225 ppm (50 / 75 / 150 / 225)	¥1,400	IM-220

過酢酸 (PAA) 試験紙 プラスチックストリップ

注文コード	測定領域(カラーチャート)	タイプ	価 格	メーカーコード
1512500	0 - 160 ppm (0 / 10 / 30 / 60 / 80 / 160)	50枚入	¥2,800	PAA-160
1512600	0 - 2000 ppm (0 / 250 / 500 / 1000 / 1500 / 2000)	50枚入	¥6,000	PAA-2000



PPA-160



PPA-2000

過酸化水素試験紙 プラスチックストリップ

注文コード	測定領域(カラーチャート)	タイプ	価 格	メーカーコード
1512700	0 - 750 ppm (0 / 100 / 250 / 500 / 750)	100枚入	¥6,000	HP-750
1512710	0 - 5000 ppm (0 / 500 / 1000 / 2000 / 3000 / 5000)	100枚入	¥6,000	HP-5000
1512720	0 - 30000 ppm (0 / 5000 / 10000 / 20000 / 30000)	100枚入	¥6,000	HP-30000



HP-750



HP-5000



HP-30000

shuett solaris シュット ソラリス

shuett biotec

炎なし

待機時間なし 操作いらず



- 電源につなぐだけですぐに使えます 900 ~ 1300 °C
 - スイッチではなく赤外線センサーで始動しますから片手で使えます
 - 5秒または7秒のタイマーがついています
 - 滅菌チェンバーは石英ガラス製で、外してクリーニングができます
 - 4段階に角度が変えられます
 - 丈夫な構造で、機械的な摩耗箇所はありません
 - 使用中の発熱量は少なく、発熱は滅菌時間によります
 - 使用していない時には電力は消費されません
 - クリーンベンチ内で威力を発揮します
- 発熱量が少ないので空気の流れを阻害しません
煤が出ないのでHEPA フィルターに影響しません
- 嫌気環境や屋外でも使用できます

仕様

サイズ (W × D × H) : 152 × 210 × 195 mm
重量 : 約 2.5 kg
温度 : 900 ~ 1300 °C
電源 : 100 ~ 120 VAC, 50 ~ 60 Hz, 500 W (短時間)
防水・防塵 : IP20

注文コード	品 名	価 格	メーカーコード
0936350	shuett solaris シュット ソラリス 白金耳滅菌器	¥185,000	3899582

イノキュレーション ループ・ループホルダー・ループホルダーラック

shuett biotec

ループ

- 材質はステンレスとプラチナイリジウム
- ループの径は1、2、3、5 mm の4種類



注文コード	ループ径	材 質	価 格
0936201	1 mm	ステンレス	¥12,800/10本
0936202	2 mm		
0936203	3 mm		
0936205	5 mm		
0936251	1 mm	プラチナイリジウム	¥12,300/1本
0936252	2 mm		
0936253	3 mm		
0936255	5 mm		

ループホルダー

- ホルダーの長さは160 mm と240 mm

注文コード	長 さ	価 格
0936300	160 mm	¥4,100
0936301	240 mm	¥5,100



ラック

- ラックはPV製で6本立て

注文コード	形 状	サイズ	価 格
0936320	丸 型	φ 80 × 50 mm	¥17,200
0936321	角 型	180 × 50 × 50 mm	¥22,300



非常にスムーズな回転です

ペトリターン

schuett biotec

Mタイプ (手動式)

- ターンテーブルにペトリディッシュを乗せ、手で回して使います
- 両面使え、片面には $\phi 100$ mm、反対の面には $\phi 150$ mm までのペトリディッシュが乗ります

Eタイプ (電動式)

- 連続回転またはフットスイッチ (別売り: ¥13,200) による間欠回転ができます
- $\phi 100$ mm のペトリディッシュ用で、回転スピードは10~80 rpmです



Mタイプ (両面仕様)



Eタイプ

注文コード	品名	サイズ (mm) / 仕様	価格
0936000	ペトリターン M	$\phi 150 \times 45$	¥ 57,200
0936050	ペトリターン E	$150 \times 55 \times 220$	¥131,000

ペトリ ステッカー


DIVERSIFIED BIOTECH

- ペトリディッシュの底に貼りつけるステッカーです
- $4^{\circ}\text{C} \sim 42^{\circ}\text{C}$ の範囲でははがれません
- ステッカーは直径76.2mm



寒天培地を入れる前 寒天培地を入れた後

No	注文コード	分画	入数	価格	メーカーコード
①	0765150	正方形 32分画	36枚	¥5,900	PSTK-1000
②	0765120	正方形 50分画			PSTK-1050
③	0765130	正方形 70分画			PSTK-1070
④	0765140	正方形100分画			PSTK-1100
⑤	0765160	60° 、6分画			PSTK-2000
⑥	0765170	45° 、8分画			PSTK-2010
⑦	0765180	30° 、12分画			PSTK-2020
⑧	0765190	22.5° 、16分画			PSTK-2030



ペトリシール

DIVERSIFIED BIOTECH

シーリングテープ

$-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

- シャーレ、マイクロプレート用のシーリングテープです
- 耐水性があり、ほとんどの溶媒やアルカリに耐えます
- 使用温度範囲: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ (連続でなければ 100°C まで)

注文コード	カラー	テープ幅	長さ	価格	メーカーコード
0761800	クリアー	12.7 mm	32.4 m	¥8,900	PSEAL-108C
0761810	ホワイト				PSEAL-108W
0761820	レッド				PSEAL-108R
0761830	イエロー				PSEAL-108Y
0761840	ブルー				PSEAL-108B



ブリーズイージー ペトリディッシュ用 (ガス透過性)

DIVERSIFIED BIOTECH

ガス透過性、使いやすいストリップタイプ 100枚入

通気性

- 通気性がありますので酸素や CO_2 のガス交換が可能です
- 細胞の培養や保存の際に、微生物やウイルスのコンタミを防ぎます
- 使いやすいようカットされており、台紙がついています
- 十分伸びますので $\phi 100$ mm のペトリディッシュまでカバーします

注文コード	価格	メーカーコード	SAMPLE
0765085	¥20,200	BEMP-1000	

サイズ: $283 \text{ mm} \times 16 \text{ mm}$
温度範囲: $-80^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$



ピッキングアップ製品

BMP サイトロジー ファネル

BIOMEDICAL
POLYMERS, INC.

シャンドン サイトスピン® 遠心機用

BMP サイトロジーファネルはサーモ シャンドン サイトファネル®と同等の製品でシャンドンサイトスピン® 遠心機にお使いになれます。BMP サイトロジーファネルはスライドガラスの上に薄い細胞層を作るのに使用されます。フィルターが余分な水分を吸収します

シングル サイトロジー ファネル (フィルター付き)

- サンプル量は 0.4 ml 以下
- 6 mm の範囲に均一な細胞の層ができます
- ホワイトフィルターが付いており、使い捨てです
- ファネル用のキャップがついています

注文コード	仕 様	入 数	価 格	メーカーコード
0870000	シングル ファネル(ホワイト フィルター)	50個	¥ 23,800	BMP-CYTO-S50
0870010	シングル ファネル パルクパック	500個	¥187,000	BMP-CYTO-S500
0870020	シングル ファネル(ブラウン フィルター)	50個	¥ 22,600	BMP-CYTO-S50BP

ブラウンフィルターは
液体をゆっくりと吸収
しますので、微量の
サンプルに最適です

ダブル サイトロジー ファネル (ホワイトフィルター付き)

- サンプル量はファネル当たり0.25 ml 以下
- 6 mm の細胞の層ができます
- ホワイトフィルターが付いており、使い捨てです
- ファネル用のキャップがついています

注文コード	仕 様	入 数	価 格	メーカーコード
0870050	ダブル ファネル(ホワイト フィルター)	25個	¥ 19,700	BMP-CYTO-DB25
0870060	ダブル ファネル パルクパック	500個	¥361,000	BMP-CYTO-DB500

ファネル クリップ (シャンドンローター用)

注文コード	仕 様	入 数	価 格	メーカーコード
0870080	ファネル クリップ	6個	¥52,000	BMP-FUNNEL-CLIP

サイトスピン®およびサイトファネル®はサーモ エレクトロン コーポレーションの登録商標です

サンプルからできるエアロゾルを封印します

ティッシュ グライNDER

BIOMEDICAL
POLYMERS, INC.

- 密閉された容器の中でグランドしますので、サンプルに触れる危険がありません
- ティッシュグライNDERのペッスルはギザギザに成型されています
ウルトラティッシュグライNDERのペッスルはガラス状のシリカでできており、より破碎しにくいサンプルに最適です
- ガンマ線滅菌済



注文コード	品 名	使用チューブ	入 数	価 格	メーカーコード
0870100	ティッシュ グライNDER	15 ml コニカル	10個	¥32,200	BMP-TG-700
0870110		35 ml 自立型			BMP-TG-702
0870120		50 ml コニカル			BMP-TG-704
0870150	ウルトラ ティッシュ グライNDER	15 ml コニカル	10個	¥34,900	BMP-TG-706
0870160		50 ml コニカル			BMP-TG-708



ウルトラ スタンダード

ウォッシュ アンド ドライ



①スライドガラス ラック

- スライド12枚を収納
- 200 mL トールビーカーにフィット
- スターラーバーもまわせます

②カバーガラス ラック

- カバーガラス10枚を収納
- 18 / 22 / 25 mm など様々なサイズに対応
- 100 mL ビーカーにフィット
- スターラーバーもまわせます

AUTOCLAVE

注文コード	品 名	入 数	価 格
0770855	スライドガラス ラック	1	¥10,200
0770850	カバーガラス ラック	1	¥ 7,600

サースティー スワブ

RNase、DNase、Pyrogen フリー

- 高密度、超吸収性フォームにより、確実に液体を取り除きます
- 吸収は緩やかで、遠心後の上清を少しずつ取り除くことができます
- 2相に分かれた液体の抽出では、上の液相を取り除くこともできます
- 100 % ファイバーフリーです

SAMPLE

注文コード	先端のタイプ	入 数	価 格
0763461	丸型	100	¥9,800



1914年よりカウンターひと筋

ラボ カウンター (デノミネーター社製)

在庫限り

- 押しやすい大型ボタンのカウンターです
- 非常にスムーズな押し加減です
- 右端には合計が赤い数字で表示されます
- カウンターは2連から15連まであります
- ロック機能つきとロックなしがあります
- ロック機能つきは合計が100になるとカウンターがロックされますから、表示された数値がそのままパーセンテージになります
- ロックはもちろんワンタッチで解除できます



ロック機能つき（合計が100ごとにロックされます）

¥20,000
均一

カウンター数	ロック機能なし		ロック機能つき	
	注文コード	価 格	注文コード	価 格
2	0621002	¥40,600	0621102	¥47,900
3	0621003	¥47,900	0621103	¥55,500
4	0621004	¥35,500	0621104	¥62,900
6	0621006	¥70,500	0621106	¥77,800
7	0621007	¥77,800	0621107	¥85,500
8	0621008	¥85,500	0621108	¥92,800
9	0621009	¥92,800	0621109	¥100,400
10	0621010	¥100,400	0621110	¥107,800

LABPLAS社のTWIRL'EMサンプルバッグは、無菌でコンタミの心配のない、柔軟性に富んだ容器です。固体、半固体、液体までも入れることができ、RNase / DNase / Pyrogen / BPA フリーの商品ですので安心してお使いいただけます

無菌性

- 220℃～240℃にも達する押出成形の工程により、バッグの内側は無菌状態です
- 無作為のサンプルをテストしており、無菌性を保証しています
- RNase / DNase / Pyrogen / BPA フリーの製品です
- ロットごとに無菌証明書の発行が可能です

開口部をミシン線に沿って切り取ります



製品の特長

- 開口部は広く、サンプルを入れるのが簡単です。
- すべての商品はロット番号による追跡が可能です。
- USDA / ACIA 準拠、材質はFDAに適合しています。

INSTRUCTION STEP BY STEP



レギュラー タブ 在庫限りキャンペーン / 書き込みエリアあり

注文コード	容量	サイズ	厚さ	入数	価格	キャンペーン価格
0615020	540 ml	114 × 229 mm	76 μm	500 枚	¥29,600	→ ¥14,400

レギュラー タブ 在庫限りキャンペーン / 全面クリア

注文コード	容量	サイズ	厚さ	入数	価格	キャンペーン価格
0615110	1260 ml	140 × 382 mm	76 μm	500 枚	¥38,700	→ ¥21,400

セーフティー タブ / 書き込みエリアあり

注文コード	容量	サイズ	厚さ	入数	価格	メーカーコード
0615002	130 ml	76 × 178 mm	63 μm	500 枚	¥25,200	EPR3070
0615022	450 ml	114 × 229 mm	63 μm	500 枚	¥29,600	EPR4590
0615042	650 ml	140 × 229 mm	76 μm	500 枚	¥31,300	EPR5590

セーフティー タブ / 全面クリア

注文コード	容量	サイズ	厚さ	入数	価格	メーカーコード
0615012	130 ml	76 × 178 mm	63 μm	500 枚	¥22,000	EPL3070
0615032	450 ml	114 × 229 mm	63 μm	500 枚	¥26,200	EPL4590
0615052	650 ml	140 × 229 mm	76 μm	500 枚	¥28,100	EPL5590
0615072	800 ml	114 × 305 mm	63 μm	500 枚	¥27,500	EPL4512
0615112	1500 ml	140 × 382 mm	76 μm	500 枚	¥38,700	EPL5515

クリーンルーム用 二重包装バッグ

LABPLAS

25枚ごとにバッグが包装されており、クリーンルームに入る際にアウターバッグだけ開ければ一度に外気にさらされる枚数を最小限にとどめることができます

バッグ自体は内側も外側も無菌状態です

- ガンマ線滅菌済
- RNase / DNase / Pyrogen フリー



セーフティタブ (突き刺し防止形状) / 書き込みエリアあり / ラウンドワイヤー×2本

注文コード	容量	サイズ	厚さ	入数	価格	メーカーコード
0615131	800 ml	114 × 305 mm	63 μm	25枚 × 20	¥49,500	EPR-4512S
0615132	650 ml	140 × 229 mm	76 μm	25枚 × 20	¥49,500	EPR-5590S
0615133	1500 ml	140 × 382 mm	76 μm	25枚 × 20	¥56,000	EPR-5515S
0615134	1650 ml	178 × 305 mm	76 μm	25枚 × 20	¥56,000	EPR-7012S

ウォーター サンプリング キット

LABPLAS

チオ硫酸塩タブレットにより、水に含まれる塩素・ヨウ素・バイオサイド・酸化剤を中和します。バイオサイドや酸化剤の存在下では検出できない病原菌を検出するのに役立ちます

塩素処理された水標本を素早く、簡便に収集するのに大変便利です。滅菌済みのこのキットには、10 mg のチオ硫酸ナトリウムが含まれており、飲料水分析の分野でUPAの承認を取得しています。チオ硫酸ナトリウムはハロゲン化合物（この場合は塩素）を即座に中和し、バクテリアや有機物の試験を効率的に行うことができます。このキットにより、塩素処理された水のサンプルの収集・運搬・保存を無菌環境で行うことができます

製品の仕様

- 材質：高耐久性ポリエチレン（FDA 承認）
- サンプルを入れやすいよう間口が大きくなっています
- 便利な書き込みエリアと、容量の目印があります
- 突き刺し防止の安全タブ仕様
- ガンマ線滅菌済
- RNase / DNase / Pyrogen フリー




注文コード	容量	サイズ	厚さ	チオ硫酸タブレット	入数	価格	メーカーコード
0615980	100 ml	76 × 178 mm	63 μm	10 mg	100	¥11,800	KWS-211000
0615990	300 ml	114 × 229 mm	63 μm	30 mg	100	¥12,700	KWS-222000

ケック チュービングクランプ




- ローラーをスライドさせることによりホース内の流量を調節します
- ローラーは取り外せますから、すでに配管の済んでいるホースにもとりつけられます
- 材質はポリブチレンテレフタレート (PBT) 融点225℃ですから200℃まで安全に使えます
- ホースの径によって4種類あります



注文コード	適合チューブ径 / カラー	価格(10個)	メーカーコード
0502040	～ 4.5 mm / レッド	¥4,600	KT4.5
0502060	～ 6 mm / イエロー	¥7,400	KT6
0502100	～ 10 mm / ブルー	¥8,000	KT10
0502140	～ 14 mm / レッド	¥8,600	KT14


ケック チュービングカプラー



- ワンタッチでホースを接続したり切り放すことができます
- チューブの内径によって2種類あり、サイズの違うホースを接続することもできます
- ポリブチレンテレフタレート (PBT) の融点は225℃ですから200℃まで安全に使えます
- 耐圧は30バール、0.66ミリバールの真空度まで使えます

注文コード	適合チューブ内径	価格(6個)	メーカーコード
0504150	3～5 mm	¥12,200	KK1535
0504600	8～11 mm		KK6080

ケック チュービングアダプター PBT製



- コンデンサー等のゴム止め口 (8mmまたはGL14のネジ口) 用アダプターです
- ホースを直接ゴム止め口に取りつけないので、ホースをはずす際に、ガラスを壊したり指に怪我をしたりする心配がありません
- アダプターを1/4ほど捻れば簡単にホースの付けはずしができます
- ポリブチレンテレフタレート (PBT) の融点は225℃ですから200℃まで安全に使えます
- EPDMのガスケットは150℃迄使えます
- 耐圧は30バール、0.66ミリバールの真空まで使えます

注文コード	O-リング ガスケット	価格(10個)	メーカーコード
0503140	EPDM	¥16,200	KA14E

ケック ジョイントクリップ (テーパージョイント用)




ポリアセタール (デルリン) 製



- ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします
- サイズごとに色分けされています
- 錆びたり変形したりしません
- 融点は170℃ (150℃までは安全です)
- 強酸やハロゲンには使用できません



- 150℃を越える高温にも使用できます
- ニッケルメッキが施されています



ポリアセタール(デルリン)製

注文コード	上 径(mm)	カラー	価格(10個)	メーカーコード
0500100	10	ミントグリーン	¥5,400	KC10
0500120	12	バイオレット	¥5,800	KC12
0500140	14 / 15	クリーム	¥5,900	KC14
0500190	19	ブルー	¥6,100	KC19
0500240	24	グリーン	¥6,200	KC24
0500290	29	レッド	¥6,400	KC29
0510290	29	ブラック	¥6,400	KC29B
0500340	34	オレンジ	¥7,800	KC34
0500400	40	イエロー	¥8,100	KC40
0500450	45	ブラウン	¥9,000	KC45


スチール製

注文コード	上 径(mm)	仕 様	価格(10個)	メーカーコード
0505340	14 / 15	ニッケルメッキ	¥13,100	KCM14N
0505390	19	ニッケルメッキ	¥13,600	KCM19N
0505440	24	ニッケルメッキ	¥14,300	KCM24N
0505490	29	ニッケルメッキ	¥16,200	KCM29N

ケック ジョイントクリップ (ボールジョイント用)



ポリアセタール (デルリン) 製



- ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします
- サイズごとに色分けされています
- 錆びたり変形したりしません
- 融点は170℃ (150℃までは安全です)
- 強酸やハロゲンには使用できません

注文コード	直径(mm)	カラー	価格(10個)	メーカーコード
0501130	13	ライトバイオレット	¥7,300	KS13
0501190	19	ライトブルー	¥7,500	KS19
0501200	19	ダークブルー	¥7,500	KS19Q
0501290	29	ダークレッド	¥8,000	KS29
0501350	35	ライトオレンジ	¥8,200	KS35

0501190は、ショット、日本規格。0501200は、コーニング。

マークチューブ



- タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です
- 肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています
- ガラスの材質はソーダガラス、リンデマンガラス、ボロシリケートガラス、石英ガラスの4種類があります



直径 (mm)	入 数	NO.10 ソーダガラス			NO.14 リンデマンガラス			NO.50 ボロシリケートガラス			石英ガラス		
		注文コード	価 格	メーカーコード	注文コード	価 格	メーカーコード	注文コード	価 格	メーカーコード	注文コード	価 格	メーカーコード
0.1	25	0515010	¥17,100	4007801	0515210	¥23,700	4007401	0515410	¥24,000	4007601	0515610	¥ 30,900	4017501
0.2	25	0515020	¥14,100	4007802	0515220	¥20,500	4007402	0515420	¥19,700	4007602	0515620	¥ 30,700	4017502
0.3	25	0515030	¥12,100	4007803	0515230	¥18,400	4007403	0515430	¥16,700	4007603	0515630	¥ 30,000	4017503
0.4	25	0515040	¥14,700	4007804	0515240	¥21,100	4007404	0515440	¥19,900	4007604	0515640	¥ 35,500	4017504
0.5	25	0515050	¥12,100	4007805	0515250	¥18,400	4007405	0515450	¥16,700	4007605	0515650	¥ 38,900	4017505
0.6	25	0515060	¥14,700	4007806	0515260	¥21,100	4007406	0515460	¥19,900	4007606	0515660	¥ 35,500	4017506
0.7	25	0515070	¥12,100	4007807	0515270	¥18,400	4007407	0515470	¥16,700	4007607	0515670	¥ 30,000	4017507
0.8	25	0515080	¥15,500	4007808	0515280	¥22,100	4007408	0515480	¥20,700	4007608	0515680	¥ 36,800	4017508
0.9	25	0515090	¥15,500	4007809	0515290	¥22,100	4007409	0515490	¥20,700	4007609	0515690	¥ 36,800	4017509
1.0	25	0515100	¥13,700	4007810	0515300	¥19,900	4007410	0515500	¥19,700	4007610	0515700	¥ 33,800	4017510
1.5	25	0515110	¥16,000	4007815	0515310	¥22,600	4007415	0515510	¥23,100	4007615	0515710	¥ 33,000	4017515
2.0	25	0515120	¥24,500	4007820	0515320	¥31,600	4007420	0515520	¥33,900	4007620	0515720	¥ 38,600	4017520
2.5	15	0515130	¥17,700	4007825	0515330	¥23,600	4007425	0515530	¥39,300	4007625	0515730	¥ 52,000	4017525
3.0	15	—	—	—	0515340	¥31,700	4007430	0515540	¥58,700	4007630	0515740	¥100,900	4017530
3.5	10	—	—	—	—	—	—	0515550	¥52,400	4007690	0515750	¥ 79,900	4017535
4.0	5	0515160	¥21,000	4007840	—	—	—	0515560	¥54,600	4007691	0515760	¥ 78,500	4017540
ガラスの融点		708℃			585℃			815℃			1730℃		

は在庫限りの商品です

ガラス ニードル



- ルアーがついたボロシリケートガラス ニードルです
- マークチューブへのサンプルの注入やキャピラリーのような微小なスペースへの充填に便利です
- 金属と違い柔らかく柔軟性があるため作業が楽にできます



ニードル

注文コード	使用する マークチューブの径	サイズ		価格(1本)	メーカーコード
		内径(mm)	長さ(mm)		
0517200	≥0.6 mm	~0.4	~70	¥ 4,700	4018103
0517210	≥0.3 mm	~0.2	~70	¥ 4,900	4018104
0517220	≥0.6 mm	~0.4	~100	¥ 4,700	4018105
0517230	≥0.3 mm	~0.2	~100	¥ 4,900	4018106
0517240	≥0.2 mm	~0.08	~100	¥ 7,300	4018107
0517250	≥0.1 mm	~0.05	~100	¥10,600	4018108

シリンジ

注文コード	容 量	材 質	シール	アダプター	価 格	メーカーコード
0517500	0.5ml	ポリプロピレン	シリコンゴム	ルアー	¥240 / 1本	4018103

ガラス ファイバー・ロッド (ボロシリケートガラス)



- サンプルの固定化やマークチューブへのサンプルの充填にお使いください
- 両端はカット（未研磨）です。ボロシリケートガラス製です

注文コード	外 径	長 さ	価格(100本)	メーカーコード	注文コード	外 径	長 さ	価格(100本)	メーカーコード
0517001	0.1 mm		¥41,200	7347700	0517006	0.6 mm		¥14,200	7347720
0517002	0.2 mm		¥24,400	7347701	0517007	0.7 mm		¥10,700	7347725
0517003	0.3 mm	100 mm	¥16,700	7347705	0517008	0.8 mm	100 mm	¥11,800	7347730
0517004	0.4 mm		¥14,700	7347710	0517009	0.9 mm		¥13,200	7347735
0517005	0.5 mm		¥13,200	7347715	0517010	1.0 mm		¥14,700	7347740



NMRチューブ (5mm) ~ 600MHz (スピン) ~ 900MHz (ノンスピ)

hilgenberg

- 最高品質のボロシリケートガラスが使用されています


キャンペーン

外径: 4.95 ± 0.05 mm
肉厚: 0.38 mm
長さ: 17.8 mm ± 0.5 mm

価格
¥9,900/50本 ¥198/1本
注文コード: 0517905

SAMPLE

キャップ (EVA製) 10色



価格
¥450/50個入

- ①0517861: ブラック
- ②0517862: ブルー
- ③0517863: グリーン
- ④0517864: ライトブルー
- ⑤0517865: オレンジ
- ⑥0517866: ピンク
- ⑦0517867: パープル
- ⑧0517868: レッド
- ⑨0517869: ホワイト
- ⑩0517870: イエロー

サンプルの充填には64ページの
ロングパスツールピペット
が便利です

ショート NMR チューブ

キャンペーン

hilgenberg

- 寸法精度が高い長さ100 mm のNMRチューブで外径は7種類
- 高品質のボロシリケートガラス製で底は凸レンズ型です

SAMPLE AUTOCLAVE

注文コード	外径	肉厚	長さ	価格(10本)	キャンペーン価格	メーカーコード
0517930	1.0 mm ± 0.01	0.15 mm				2001727
0517931	1.7 mm ± 0.01	0.20 mm				2001710
0517932	2.0 mm ± 0.01	0.20 mm				2001711
0517933	2.5 mm ± 0.01	0.20 mm	100 mm	¥9,200 →	¥6,900	2001712
0517934	3.0 mm ± 0.025	0.30 mm				2001724
0517935	4.0 mm ± 0.025	0.35 mm				2001725
0517936	5.0 mm ± 0.025	0.40 mm				2001726



NMRチューブ充填用ニードル

hilgenberg

- 100 mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました
- 形状はパスツールピペット状で先端がチューブの底まで届き泡の発生が防げます

※写真は上から
プランジャーつきマイクロピペット
マイクロピペットのキャピラリー部
シリンジへの取り付け部分



注文コード	適合NMRチューブ	価格
0517400	プランジャーつきマイクロピペット	¥28,900 / 10本
0517410	マイクロピペット(下記のシリンジが必要です)	¥17,800 / 10本
0517500	シリンジ 0.5 ml	¥ 240 / 1本



ガラス製品・ケッククリップ

ヒルゲンベルグ パスツールピペット



hilgenberg



注文コード	全 長	入 数	価 格	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	D ₁	D ₂	d ₂	S	備考
0520150	150 mm		¥13,000	150	90	60	22	7	1.3	1.1	0.55	
0520230	230 mm		¥14,600	230	90	140	22	7	1.3	1.1	0.55	
0520270	270 mm	250 × 4	¥36,800	270	110	160	22	7	1.3	1.1	0.55	
0521150	150 mm		¥26,200	150	90	60	22	7	1.3	1.1	0.55	綿栓付
0521230	230 mm		¥27,300	230	90	140	22	7	1.3	1.1	0.55	綿栓付
0520300	300 mm		¥10,000	105	195	195	22	7	1.5	1.2	0.55	NMRチューブ用 ロングタイプ
0520350	350 mm	250	¥23,800	120	230	230	22	8	1.5	1.3	0.7	NMRチューブ用 ロングタイプ

ヒルゲンベルグ シリコン ピペットバルブ

hilgenberg



6色セット **¥1,900** 注文コード: 0523410

AUTOCLAVE


- ロールブロックにより、ピペットを置いた時に転がるのを防ぎます
 - FDA 認証、生体適合性のあるシリコンでできています
 - 全体がフラットになっており、ハンドリングがしやすい形状です
 - 柔らかく肉厚の薄いシリコンで、楽々とピPETTINGができます
 - 取付しやすい開口部です
- カラーは全6色 (全て半透明)

注文コード	カラー	価 格	メーカーコード
0523403	ターコイズ		4019703
0523404	グレー		4019704
0523405	レッド	¥400	4019705
0523406	イエロー		4019706
0523407	ブルー		4019707
0523408	ピンク		4019708


ラボジャッキ スイスボーイ



- 酸化処理されたアルミニウム製です（スピンドルを除く）
- 堅牢で安定しており軽くスムーズな上げ下げができます
- 高さの微調節も可能です



116




118




122



100



110



105



115

注文コード	型番	天板サイズ	最大荷重	可動域	カラー	重量	価格
1520000	100	50 × 40mm	20 kg	31～93mm	グリーン	0.07 kg	¥ 32,000
1520005	105	80 × 75mm	30 kg	49～147mm	ブルー	0.24 kg	¥ 37,000
1520010	110	120 × 140mm	50 kg	60～243mm	レッド	0.7 kg	¥ 48,000
1520015	115	122 × 150mm	80 kg	80～278mm	イエロー	1 kg	¥ 59,000
1520020	116	180 × 216mm	90 kg	95～398mm	ブルー	2.1 kg	¥ 93,000
1520025	118	240 × 320mm	90 kg	120～500mm	グレー	5.2 kg	¥280,000
1520030	122	400 × 400mm	110 kg	253～629mm	イエロー/ブラック	13 kg	¥750,000

備考：最大荷重は天板の中心での重量

アクセサリ

注文コード	型番	品名	価格
1520300	133	スタンドプレート	¥52,300
1520305	177	サポート ロッド	¥12,000
1520310	199	ジャッキ サポート	¥45,000

備考：サポートロッドを使用するには補助プレート130が2枚必要です
ジャッキサポートは105,110,115,116用です

補助プレート

注文コード	型番	対応ジャッキ	サイズ	価格
1520200	130	110 & 115	200 × 200mm	¥14,800
1520205	131		300 × 300mm	¥24,400
1520210	132		180 × 260mm	¥17,500
1520215	135		320 × 220mm	¥18,500
1520230	134	118	400 × 500mm	¥71,000

エリート ドライバス インキュベーター

キャンペーン



- コンパクトな設計
- ブロックを外せば恒温水槽に

- タイマーと温度は同時に表示
室温+5℃～150℃
均一性:±0.2℃(37℃時)
タイマー:0～99時間59分

ブロック各種

注文コード	使用できるチューブ	EL-01	EL-02	価 格
1007050	1.5/2.0 ml × 20	○	○	¥19,200
1007051	1.5 / 2.0 ml × 12 0.5 ml × 12	○	○	¥19,200
1007052	片面:1.5 / 2.0 ml × 20 裏面:0.5 ml × 30(両面使用)	○	○	¥33,000
1007053	0.2 ml × 64本(8連 × 8)	○	○	¥33,000
1007054	0.5 ml × 20	○	○	¥19,200
1007055	15 ml × 12	○	○	¥22,500
1007056	50 ml × 4	○	○	¥22,500
1007057	φ 13 mm チューブ × 20	○	○	¥25,500
1007058	φ 20 mm チューブ × 12	○	○	¥22,500
1007059	φ 25 mm チューブ × 6	○	○	¥22,500
1007060	平底プレート	○	×	¥19,200
1007061	96ウェルディープウェル / PCRプレート	○	×	¥33,000
1007062	平底プレート	×	○	¥38,700
1007063	96ウェルディープウェル / PCRプレート	×	○	¥38,700



シングル EL-01

注文コード 1007000
¥83,400

キャンペーン価格
¥66,720



ダブル EL-02

注文コード 1007001
¥99,000

キャンペーン価格
¥79,200

20%
OFF

デジタルシェーカー DOS-20-S

キャンペーン



- 非常にコンパクトなシェーカーです
- マグネットクリップで容器を固定します

仕 様

φ20 mm 回転式 10～250 rpm
天板サイズ:168 × 168 mm
外寸:193 × 170 × 70 mm
重量:1.4 kg
※標準でマグネットクリップが3個付属されます

注文コード	価 格	キャンペーン価格
1011550	¥138,000	→ ¥110,400

20%
OFF

デジタル ロッキング シェーカー

キャンペーン



- 両端 1 kg、中央 5 kg

仕 様

標準プレートサイズ:86 × 128 × 15 mm
使用環境:4℃～40℃ 80% r.h
プレートの上下双方向から加熱
パワフルなシーソー式

注文コード	価 格	キャンペーン価格
1011700	¥174,000	→ ¥139,000

20%
OFF

オプション

注文コード	品 名	価 格
1011781	マルチレベルプラットフォーム	¥14,000

(写真の2段目はオプションです)

スプラウト plus

キャンペーン



- 人間工学に基づいたデザインで、使いやすいミニ遠心機です
- ローターの交換に工具は必要ありません
- リッドは手のひらに収まりやすく、片手での操作が容易です
- ブレーキ機能が備わっており、スイッチを切るもしくはリッドを開けると素早く停止します

仕様

ローター2種類 1.5 mL × 6、0.2 mL × 16
ワンタッチでローター交換
ラック・保管ケース付
※6000 rpm 固定式

注文コード 0675003

¥45,500



キャンペーン価格

¥36,400

20%
OFF

ボルテキサー

キャンペーン



- 6サイズのチューブホルダーを標準装備しています
- ヘッドを交換する必要がありません
- 中心部のパッドでは手持ちで攪拌ができます



仕様

回転速度：1000～3000 rpm
回転直径：3.7 mm
運転方式：タッチ、連続運転切替式
重量：3.93 kg
サイズ（mm）：171 W × 190 D × 197 H

注文コード 0675100


¥45,500



キャンペーン価格

¥36,400

20%
OFF



- ① 中央部のパッドでは手持ちで攪拌します
- ② 50 mL チューブ × 2本（水平）
- ③ 15 mL チューブ × 2本（水平）
- ④ 5 mL チューブ × 2本（水平）
- ⑤ 1.5/2.0 mL チューブ × 4本（垂直）
- ⑥ 0.5 mL チューブ × 6本（垂直）
- ⑦ 0.2 mL チューブ × 24本（垂直）

見た目に似合わないパワーと安定感

ボルテックス ミキサー V-3

キャンペーン



φ 130 mm



仕様

スピード：50～4,000 RPM
攪拌方式：施回式
回転直径：4 mm
最大消費電力：8 W
サイズ：φ130 mm × 58 mm (H)
重量：0.6 kg

注文コード 1011800

¥45,800



キャンペーン価格

¥36,600

20%
OFF

【オプション】



1.5 / 2.0 mL 9本用アダプター
（～3,000 RPM）

注文コード	価格
1011811	¥ 8,300

バイオミックス シリーズ 細胞培養用 超低速



コントロールユニット一体型 バイオミックス1

超低速 5~250 rpm 攪拌容量 ~5,000 ml

- 超低速でハイパワー、薄型（38 mm）のコントロールユニット一体型のスターラーです
- スピードはデジタル表示ですので確実な再現が可能です

*インキュベーター内での使用には不向きです

仕様

外 装	ステンレス（SUS304）
サ イ ズ	180 × 230 × 38 mm
重 量	約3.3 kg
使 用 環 境	-10~50 °C（湿度 80 % 時）
防 水・防 塵	IP64
電 源	100-240 V / 50-60 Hz / 1.5 A

注文コード	価 格	メーカーコード
1005450	¥258,000	85001



コントロールユニットセパレート型 バイオミックス ドライブ + コントロール

超低速 5~250 rpm 攪拌容量 ~5,000 ml

- 高精度、再現性 精度：50 rpm 設定時 ± 1.0 %、100 rpm 設定時 ± 1.5 %、200 rpm 設定時 ± 2.0 % 再現性：40 °C 時 0.3 %
- コントロールはデジタル表示 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です
- ハイパワー…攪拌容量~5,000 ml 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します
- 薄型 高さわずか38 mm の超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます

ドライブは水中OK。CO₂インキュベーターOK

薄 型



	バイオミックス ドライブ1	バイオミックス ドライブ2	バイオミックス ドライブ3	バイオミックス ドライブ4	バイオミックス コントロール
注 文 コード	1005350	1005360	1005370	1005380	1005390
価 格	¥145,000	¥274,000	¥398,000	¥513,000	¥315,000
メーカーコード	80001	80002	80003	80004	98400
攪 拌 点	1	2	3	4	—
攪拌点の間隔	—	140 mm	140 mm	140 mm	—
最大攪拌出力	6W / 攪拌点あたり				—
出 力 セ ャ ッ ト	10~100 %（10段階） 4 ~ 40 W				10~100 %（10段階） 4~40 W
ケ ー ス	ステンレス（SUS304）				ステンレス（SUS304）
使 用 環 境	-10~50 °C（湿度100 % 時） / ~50 °C（水中）				-10~50 °C（湿度 80 % 時）
電 源	48VDC				100-240 V / 50・60 Hz
サ イ ズ	180 × 180 × 38 mm	130 × 270 × 38 mm	130 × 410 × 38 mm	270 × 270 × 38 mm	200 × 155 × 38 mm
防 水・防 塵	IP68				IP20
重 量（約）	2.3 kg	2.5 kg	3.5 kg	4.7 kg	1.3 kg

※ご使用に際してはドライブ（またはMS4）が必要です。

2mag スターラー ミックスドライブ + ミックスコントロール



- ミックスドライブはベーシックとHTの2種類があり（キュベットドライブは除く）、合計13機種の中から選びいただけます
- ミックスコントロールはドライブの種類、コントロールする台数によって3機種の中から選びいただけます

水 中

高温環境

動く箇所なし
磨耗箇所なし

電磁誘導式



プラス



ミックスコントロールエコ



ミックスコントロール 20



ミックスコントロール 40

【ミックスコントロール全3モデル】



ミックスコントロール ベーシック、HT 両シリーズに共通です

	ミックスコントロール エコ	ミックスコントロール 20	ミックスコントロール 40
スピード範囲	120～1,200 rpm	100～1,600 rpm	100 ～ 2,000 rpm
攪拌出力	10 W (固定)	5 / 10 / 15 / 20 W	4 ～ 40 W (10段階)
ドライブ接続	1台	1台	2台
注文コード	1005200	1005210	1005220
価 格	¥81,900	¥164,000	¥228,000

※ドライブの最大出力に合わせてご選択下さい（ディストリボックス使用時を除く）

ミックスドライブ 電磁誘導式 水中（ベーシック） 水中または高温（HT）

		キュベットドライブ	ドライブXS	ドライブ1エコ	ドライブ1	ドライブ6	ドライブ15	ドライブ60
共通仕様	攪拌点	1	1	1	1	6	15	60
	攪拌容量	～25 ml	～1,000 ml	～3,000 ml	～10,000 ml	～3,000 ml	～3,000 ml	～500 ml
	最大出力	10 W	10 W	10 W	20 W	40 W	40 W	40 W
ベーシック -10～50℃	注文コード	1005095	1005100	1005110	1005120	1005130	1005140	1005145
	価 格	¥68,900	¥57,900	¥60,800	¥74,200	¥274,000	¥351,000	¥510,000
HT -10～200℃ (水中～95℃)	注文コード		1005150	1005160	1005170	1005180	1005190	1005195
	価 格		¥88,600	¥90,800	¥114,000	¥437,000	¥515,000	¥712,000
適合ミックス コントロール	エコ	○	○	○	○	○	○	○
	20	×	×	×	○	○	○	○
	40	×	×	×	×	○	○	○

その他のオプション

ミックスドライブを偶数台単位で
増設できます

1005250
ディストリボックス4
¥56,000

1005260
ディストリボックス8
¥79,200



ディストリボックス 4



~10,000 ml ミックス 1



~3,000 ml ミックス 1 エコ



~3,000 ml アキュミックス



~3,000 ml ミックス 6



~3,000 ml ミックス 15



~1,500 ml ミックス 15エコ

	ミックス1	ミックス1エコ	アキュミックス※	ミックス6	ミックス15	ミックス15エコ
撹拌点	1	1	1	6	15	15
撹拌点の間隔	—	—	—	130 mm	65 mm	65 mm
スピード範囲	100~2,000 rpm	120~1,400 rpm	100~1,600 rpm	100~2,000 rpm	100~2,000 rpm	120~1,200 rpm
最大出力	20 W	10 W	10 W	20 W	20 W	10 W
出力セット	4段階	固定	2段階	4段階	4段階	固定
注文コード	1005010	1005020	1005030	1005050	1005060	1005070
価 格	¥162,000	¥98,200	¥134,000	¥405,000	¥507,000	¥268,000

※1005030 アキュミックスは在庫限りです

スターラーバー アステロイド SmCo サマリウムコバルト磁石

2mag 社のこだわりが凝縮された、ハイパフォーマンス スターラー バー



アステロイド 25

サイズ:14×25 mm
注文コード:1006125
メーカーコード:44025
価格:¥9,200

アステロイド 40

サイズ:28×40 mm
注文コード:1006140
メーカーコード:44040
価格:¥13,000

アステロイド 70

サイズ:39×70 mm
注文コード:1006170
メーカーコード:44070
価格:¥53,800

- SmCo 磁石を使用しており、強力で劣化のしにくいスターラーバーです
- 撹拌効率を高める形状で、大容量・高粘度・スターラーと距離がある場合、難しい形状の容器を使用する場合などで特に威力を発揮します
- 表面は凸面形状になっており、容器とこすれた際の摩擦もしにくく、高速回転にも適しています
- PTFEはFDA準拠、121℃でのオートクレーブが可能です

スターラー バー PTFE 製



- 使用されているPTFEはFDA及びUSP Class VIで承認されています
- 研磨仕上げにより、ピックアップやクロスコンタミが軽減されます

オーバル



底が丸いフラスコ用です

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2002711	10 × 5	¥280	001.610
2002721	15 × 6	¥260	001.615
2002731	20 × 10	¥360	001.620
2002741	25 × 10	¥390	001.625.10
2002751	25 × 12	¥480	001.625
2002781	35 × 13	¥540	001.635.13
2002791	35 × 16	¥780	001.635

オクトバル



オーバルやピボットリングと同様に底が丸いフラスコ用です

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2003011	19 × 10	¥520	001.3319
2003021	25 × 13	¥570	001.3325
2003031	38 × 16	¥1,000	001.3338
2003041	41 × 19	¥1,200	001.3341
2003051	51 × 19	¥1,500	001.3351
2003061	64 × 19	¥2,000	001.3364
2003071	76 × 19	¥3,000	001.3376

トライアングル



容器の底をこするように回転する
ので固形物の溶解や、沈殿物を
攪拌するのに効果的です

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2003721	20 × 8	¥370	001.420
2003731	25 × 8	¥330	001.425
2003741	25 × 14	¥570	001.425.14
2003751	35 × 9	¥510	001.435
2003761	40 × 14	¥620	001.440
2003771	50 × 12	¥700	001.450

クロスヘッド



チューブ形状の容器用に開発さ
れました
一般的な容器でも使用できます

両面十字

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2004611	8 × 10	¥310	001.1110
2004621	10 × 14	¥330	001.1114
2004631	13 × 17	¥430	001.1117
2004641	15 × 22	¥560	001.1122
2004651	12 × 30	¥720	001.1130
2004661	12 × 35	¥820	001.1135
2004671	14 × 40	¥1,300	001.1140

シリンダー



なめらかな仕上がり
のシリンダー
状で広い用途でお使いになれます

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2000021	8 × 3	¥190	001.108
2000161	30 × 6	¥250	001.130
2000171	30 × 7	¥310	001.130.7
2000191	35 × 6	¥330	001.135
2000231	50 × 8	¥480	001.150
2000251	70 × 10	¥790	001.170
2000261	80 × 10	¥920	001.180

ターボ (楕円)



注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2005911	10 × 6	¥500	001.2610.RE
2005921	15 × 10	¥790	001.2615.RE
2005931	25 × 14	¥1,040	001.2625.RE
2005941	50 × 24	¥2,900	001.2650.RE
2005951	70 × 28	¥5,300	001.2670.RE

取り出し棒



PTFE

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006611	150 × 10	¥2,180	004.150
2006621	250 × 10	¥2,670	004.250
2006631	350 × 10	¥3,030	004.350
2006641	450 × 10	¥3,500	004.450

- 耐薬品性に優れ、使用温度は - 200 °C ~ + 280 °C です

クロス



非常に安定しており、いろいろな
目的に使用できます

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2004511	5 × 10	¥360	001.2401
2004521	8 × 20	¥480	001.2402
2004531	9 × 25	¥540	001.2403
2004541	10 × 30	¥600	001.2404
2004551	11 × 38	¥740	001.2405
2004561	15 × 50	¥1,410	001.2406
2004571	20 × 60	¥2,160	001.2407

オクタゴン



ピボット リングと同様に容器の底が
平らでなくカーブしている場合にご
使用ください

ピボットによりバーが最適な位置に収
まり、低速でも攪拌力が高まります

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2001411	13 × 3	¥330	001.513.3
2001421	13 × 8	¥180	001.513
2001441	15 × 8	¥260	001.515
2001451	22 × 8	¥320	001.522
2001481	28 × 8	¥380	001.528
2001521	51 × 8	¥460	001.551
2001531	51 × 10	¥570	001.551.10

マイクロ



小さな容器に入った少量サンプル用です
容器に対してできるだけ大きなサイズの
ものをご使用ください

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2001921	3 × 3	¥240	001.803
2001931	5 × 2	¥210	001.805
2001941	6 × 3	¥160	001.806
2001951	7 × 2	¥190	001.807
2001971	8 × 3	¥190	001.808.3
2001981	10 × 3	¥210	001.810
2002021	30 × 3	¥480	001.830

テーパー



底が平らでない容器に向いてい
ます

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2003311	10 × 4	¥200	001.1910
2003321	15 × 5	¥200	001.1915
2003331	20 × 7	¥240	001.1920
2003341	25 × 8	¥280	001.1925
2003351	30 × 8	¥310	001.1930
2003361	35 × 8	¥360	001.1935
2003391	50 × 8	¥550	001.1950

ターボ (シリンダー)



注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006211	8 × 3	¥420	001.108.RE
2006221	12 × 4.5	¥520	001.112.RE
2006231	20 × 6	¥660	001.120.RE
2006261	40 × 8	¥1,140	001.140.RE
2006271	50 × 8	¥1,180	001.150.RE
2006281	60 × 10	¥1,500	001.160.RE

ターボ (オーバル)



注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006011	10 × 5	¥390	001.610.RE
2006021	15 × 6	¥500	001.615.RE
2006031	20 × 10	¥980	001.620.RE
2006041	25 × 12	¥960	001.625.RE
2006051	35 × 16	¥1,400	001.635.RE
2006061	40 × 20	¥2,000	001.640.RE
2006081	64 × 20	¥2,550	001.664.RE

PTFE ターボ

注文コード	長さ × 径 (mm)	価格(1個)	メーカーコード
2006911	150 × 10	¥3,120	004.150.RE
2006921	250 × 10	¥3,240	004.250.RE
2006931	350 × 10	¥3,480	004.350.RE
2006941	450 × 10	¥3,720	004.450.RE

掲載品以外のサイズ、形状については
別途ご照会下さい

水平式電気泳動装置 MJ-105A

数量限定キャンペーン



- アガロースゲルのキャストがしやすく、サンプルのローディングもしやすいシステムです
- 一体成型ですのでひび割れや漏れを防ぎやすく、頑丈なポリカーボネイト製ですので130℃までの温度に耐えられます
- 泳動中の電氣的な危険性を防ぐため、連結カバーが採用されています

セットに含まれるもの

- タンク、リッド 各1
- ゲル作成スタンド MJ-G01 × 2
- トレイ MJ-T02 (107 × 60mm) × 2
- トレイ MJ-T01 (52 × 60mm) × 4
- 黒・赤 電気泳動用ケーブル 各1本

- コーム MJ-C01 × 1
片 面：8サンプル × 2カ所、17サンプル × 1カ所
反対面：12サンプル × 2カ所、25サンプル × 1カ所
- コーム MT-C03 × 1
片 面：23サンプル × 1カ所、プレップ × 1カ所、マーカー × 2カ所
反対面：ミニゲル用6サンプル × 2カ所、ミディゲル用12サンプル × 1カ所

MJ-105A+MBE-300



使用例

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1007500	水平式電気泳動装置 MJ-105A	¥52,500	→ ¥39,800

ハンディー パワーサプライ MP-100

- 電圧は50Vもしくは100Vの2種類から選択します
- 軽量のハンディータイプ、価格も手ごろです

数量限定
キャンペーン




【主な仕様】

出力電圧：50 V もしくは 100 V
出力電流：400 mA
電力：40 W
出力タイプ：一定電圧
動作環境：4 ~ 40℃
外寸：60 x 40 x 120 mm
材質：ポリカーボネイト
重量：約 0.3 kg
電源：100 ~ 120 V

注文コード	品名	価格	キャンペーン価格
1007550	ハンディー パワーサプライ MP-100	¥19,500	→ ¥15,000

MBE-300 (波長 470nm)

- 泳動槽の下に直接置けるタイプのLEDイルミネーターです
- コンパクト (86 × 170 × 25 mm)
- 観察用のアンバーフィルターが付属されます
- 観察エリア：112 × 74.6 mm




本体

注文コード 1007630
¥60,000

ブルービュー トランスイルミネーター (波長 470 nm)

キャンペーン



注文コード 1007610
¥95,000
↓
キャンペーン価格
¥66,000

MBE-200A

- コンパクト (200 × 200 × 13.9 mm) … 本体のみ
- 軽量 (760 g) … 本体のみ
- 観察用のアンバーフィルター、簡易的なフードが付属されます
- 観察エリア：153 mm × 153 mm

【使用例】ゲルを載せ、アンバーフィルター (標準付属品) を通して切り出し



【使用例】簡易的なフード (標準付属品)、スマホで撮影

スマート バッファー 純水に溶かすだけで準備完了



- 正確に秤量されたタブレットかパウチ
- pHがセットされています (25 °C 時)
- ハイグレードの化学物質を使用しています
- ロットごとの再現性が保証されています
- 室温で3年以上保管できます

使用方法


タブレットまたはパウチ当たりのバッファー量の80 % 程度の純水をビーカーかフラスコに入れマグネチックスターラーで攪拌して溶解します。バッファーが透明になったら所定のバッファー量になるまで更に純水を加えて攪拌すれば5分ほどで出来上がり、すぐにお使いになれます。

時間の節約

再現性確保

緊急時に備えて

ボトルタイプ タブレット



PBS / PBS-Tween / TBS-Tween

注文コード	品名 / pH / 1錠の バッファー量	入 数 (合計バッファー量)	価 格
5000020	PBS / pH 7.4 / 100 ml	100 錠 (10 ℓ)	¥ 7,800
5000060	PBS / pH 7.4 / 500 ml	100 錠 (50 ℓ)	¥28,300
5000080	PBS / pH 7.4 / 1000 ml	100 錠 (100 ℓ)	¥50,700
5000260	PBS / pH 7.4 / 1000 ml without Potassium	100 錠 (100 ℓ)	¥50,700
5000320	PBS-T / pH 7.4 / 500 ml	100 錠 (50 ℓ)	¥36,500
5000340	PBS-T / pH 7.4 / 1000 ml	100 錠 (100 ℓ)	¥57,700
5001080	TBS-T / pH 7.6 / 500 ml	100 錠 (50 ℓ)	¥56,500

Carbonate-bicarbonate バッファー

注文コード	品名 / pH / 1錠の バッファー量	入 数 (合計バッファー量)	価 格
5000300	Carbonate - bicarbonate pH 9.6 / 100 ml	100 錠 (10 ℓ)	¥16,000

ブリスターパック入 タブレット



PBS / TBS / TBS-Tween

注文コード	品名 / pH / 1錠の バッファー量	入 数 (合計バッファー量)	価 格
5000070	PBS / pH 7.4 / 1000 ml	10 錠/ブリスター(10 ℓ)	¥10,100
5001050	TBS / pH 7.6 / 500 ml	10 錠/ブリスター(5 ℓ)	¥ 8,800
5001070	TBS-T / pH 7.6 / 500 ml	10 錠/ブリスター(5 ℓ)	¥12,700

パウチ入タイプ



PBS 10x

注文コード	品名 / pH / 1パウチの バッファー量	入 数 (合計バッファー量)	価 格
5000125	PBS 10x / pH 7.4 / 1000 ml	5 パウチ (50 ℓ)	¥13,400

生化学・分子生物学全般／電気泳動用バッファー




電気泳動用バッファー

注文コード	品名 / pH / 1パウチの バッファー量	入 数 (合計バッファー量)	価 格
5000511	Tris-HC ℓ / pH 7.4 / 1000 ml	1 パウチ (1 ℓ)	¥6,200

ネクストテック 1-step DNA 精製キット

nexttec



グリーンカラム たった一度の遠心700 xg

溶解後の精製時間 **4分** たった1度の遠心で **洗浄不要**
PCRや酵素反応に使える **DNA精製**

ネクストテックDNA抽出システムにより、様々なサンプル（組織・細胞・植物・血液・バクテリアなど）からわずか4分でDNAの抽出が可能になります。従来とは逆の発想で、タンパクや阻害物質をカラムに吸着させます。DNAは結合せずにカラムを通過します。

- 精製の過程で、**700 xg** の遠心がわずか **1回** しかありませんので、溶解後は一般的なキットの5分の1の時間で精製が可能です
- DNAのロスがほとんどありません
- チップや薬品の廃棄物を減らすことができます
- 多検体を扱う場合にも高価な機械が必要ありません

注文コード	グリーンカラム	サンプル数	価 格	メーカーコード
0635000	組織・培養細胞の ゲノムDNA	10	¥ 4,900	10N.010
0635010		50	¥ 22,000	10N.050
0635020		50 × 5	¥100,000	10N.250
0635300	バクテリアの ゲノムDNA	10	¥ 4,900	20N.010
0635310		50	¥ 22,000	20N.050
0635320		50 × 5	¥100,000	20N.250
0635900	植物の ゲノムDNA	10	¥ 4,900	47N.010
0635910		50	¥ 22,000	47N.050
0635920		50 × 5	¥100,000	47N.250
0636200	全血のゲノムDNA (~200 µl)	10	¥ 4,900	50N.010
0636210		50	¥ 22,000	50N.050
0636220		50 × 5	¥100,000	50N.250

上記価格には、グリーンカラム、溶解バッファー、プレップバッファー、コレクションチューブが含まれています。

グリーンプレート96 たった1度の遠心またはバキューム

- **バキューム** を使用しても

泡立ったり目詰まりを起こしません

- PCR、リアルタイムPCR、シーケンシングなど、以降の行程に十分なDNAが抽出できます
- 廃棄物を大幅に削減します



注文コード	抽出・精製DNA	サンプル数	サンプル当り	価 格	メーカーコード
0635100	組織・培養細胞の ゲノムDNA	96 × 2	¥396	¥ 76,000	10N.902
0635110		96 × 4	¥391	¥150,000	10N.904
0635120		96 × 24	¥389	¥894,000	10N.924
0635400	バクテリアの ゲノムDNA	96 × 2	¥396	¥ 76,000	20N.902
0635410		96 × 4	¥391	¥150,000	20N.904
0635420		96 × 24	¥389	¥894,000	20N.924
0636000	植物の ゲノムDNA	96 × 2	¥396	¥ 76,000	47N.902
0636010		96 × 4	¥391	¥150,000	47N.904
0636020		96 × 24	¥389	¥894,000	47N.924
0636300	全血ゲノムDNA (マキシ) ~200 ul	96 × 2	¥396	¥ 76,000	50N.902
0636310		96 × 4	¥391	¥150,000	50N.904
0636320		96 × 24	¥389	¥894,000	50N.924

上記価格には、グリーンプレート、溶解バッファー、プレップバッファー、コレクションプレートが含まれています。

株式会社 **TOHO**

〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-1-13
e-mail : sales@j-toho-kk.co.jp
ホームページ : <https://www.j-toho-kk.co.jp>
TEL.03-3654-6611(代表)
FAX.03-3654-0294

お問い合わせは

※このカタログに掲載されている商品は専門知識をもって研究をされている研究者の方々を対象としており、これらの方々はその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には使用できない場合があります。相当の危険が伴う場合もあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。

カタログ中の価格は令和5年3月現在のものです。予告なく変更する場合があります。また価格には消費税は含まれておりません。

※大幅な為替変動などにより、キャンペーンを中止、もしくはキャンペーン価格を改訂させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。

2023.3.37K